

Produktkatalog



Stations- und Pflegebedarf

Inhaltsverzeichnis

Einmalkanülen Neolus (Agani)	17
Sicherheits-Einmalkanülen SurGuard2	19
3-teilige Spritzen	20
Insulinspritzen	21
2-teilige Spritzen für die Routine (HSW NORM-JECT)	22
Venenverweilkatheter Surflo-W	23
Venenverweilkatheter Surflo® und SurfflashTM	24
Venenverweilkatheter VersatusTM-W	25
Sicherheits-Venenverweilkatheter	26
Surshield® VersatusTM-W/WP	26
Perfusionsbesteck Surflo®	28
Sicherheits-Perfusionsbesteck Surshield® Surflo®	29
Beatmungszubehör - Sauerstoffbrille	29
Beatmungszubehör – Sauerstoff-Verbindungsschlauch	30
Beatmungszubehör – Sauerstoffkatheter	31
Stopfen und Verbindungsstücke – Katheter-Stopfen	32
Stopfen und Verbindungsstücke – Fingertip	32
Sonstiger OP-Bedarf - Schleimabsauger	33
Sonstiger OP-Bedarf – Trachealsaugset	33
NEOJECT Ultradünnwandkanülen, Standardgrößen	34
NEOJECT® Ultradünnwandkanülen, Sondergrößen	35
NEODENT ® dentale Ultradünnwandkanülen	36
ANEL Spezial - Ultradünnwandkanülen	37
DISPOMED® - Flaschenkanülen	38
ECOJECT® - Einmalspritzen	39
ECOJECT® Safety Einmalspritzen & NEOJECT® Plus Safety Kanülen	40
.....	41
ECOJECT® PLUS Dreiteilige Einmalspritzen für Infusionspumpen	41
ECOJECT® PLUS Dreiteilige Spritze	42
Dispomed® Einmalspritzen Insulin	43
Dispomed® Einmalspritzen TBC / Heparin	44
INFUJECT® Pumpenspritzen	45
PERFUJECT® Pumpenspritzen	46
Dispomed® Wund- und Katheterspritzen	47

ECOJECT® PLUS Luer-Spritze.....	48
DONAFLO® Blutentnahmegesät	49
VASUFLO® Perfusionsbesteck.....	50
VASUFLO®-Safety Perfusionsbesteck	51
ECOFLO® Perfusionsbesteck	52
ECOFLO®-Safety Perfusionsbesteck	53
VASUFLO®T Venenverweilkanülen und Mandrins.....	54
ECOFLO®INT Venenverweilkanülen und Mandrins	55
VASUFLO®INT Venenverweilkanülen und Mandrins	56
Mandrins VASUFLO®INT und ECOFLO® INT	57
Dispomed® Strausskanülen	58
SOLUFLO® Infusionssets für Schwerkraftinfusion (G)	59
SOLUFLO® Infusionssets für Druck- (P) und Schwerkraftinfusion (G).....	60
SOLUDROP® Infusionssets	61
SOLUDROP® Typ LLPGI.....	61
ECOLINE®.....	62
HEMOMED® Transfusionssets.....	63
PERFULINE® - PVC-freie Infusionsleitungen für Spritzenpumpen.....	64
PVC Infusionsleitungen für Spritzenpumpen	65
DISPOMED® Heidelberger Verlängerungen.....	66
DISPOMED®LS - Verbinder	67
DISPOMED® Pleura Punktionsset.....	68
DISPOMED® AVF-Dialysekanülen	69
DISPOMED® AV-Y Dialysekanülen.....	70
DISPOMED® Twinsets	71
DISPOMED® AVF-Patienten-Konntektoren.....	71
ECOLINE® Infusionsüberleitungsgerät	72
Übergangsstücke und Verbinder	73
DISPOMED® Biopsie Nadeln.....	74
DISPOMED® Knochenmark-Biopsie Nadeln.....	75
DISPOMED® Z-Port System	76
DISPOMED® Introducer Kit.....	76
DISPOMED® Port-Kanüle (INFLO)	77
MNIOJECT® Fruchtblasensprenger.....	78
NEODENT® dentale Ultradünnwandkanülen	79

DISPOMED® Dispo Spike Plus.....	80
Transflo®	80
DISPOMED® Injektstopfen	81
DISPOMED® Kombistopfen	81
DISPOMED® - Dreiwegehähne	82
DISPOMED® CareSpike Duo.....	83
DISPOMED® CareSpike Trio.....	83
DISPOMED® Sinus 2000 EKG Spray	84
DISPOMED® Ultraschall Gel	85
Fieberthermometer	86
Zubehör	88
ASEPT-System Pleural/Peritoneal Drainage System + ASEPT Drainage Kits und Zubehör	89
ASEPT Pleural/Peritoneal Drainage System.....	91
ASEPT Drainage Kits (600 ml + 1.000 ml).....	93
Das ASEPT Drainage System	96
ASEPT Sicherheits-Biopsienadel-System.....	102
Redon-Mini Set	104
Niedervakuumsystem	105
Soft-Drain Flat Active	107
Soft-Drain Flat Reservoir	108
Soft-Drain Flat.....	109
Soft-Drain.....	110
Gallendrainagebeutel.....	111
FEATHER Skalpelle	112
Standardskalpelle	112
FEATHER Skalpelle, mini.....	112
FEATHER Skalpelle, lang	113
FEATHER Sicherheitsskalpelle	113
Pfm Überleitungschanülen.....	114
Pfm Überleitungschanülen.....	115
Peripher platzierter zentralvenöster Katheter	116
Pfm CT PICC	116
Elektronische Infusionspumpe – BodyGuard 121 Twins	117
Elektronische Infusionspumpe – BodyGuard 323	123

Elektronische Infusionspumpe – BodyGuard 545 Color Vision.....	128
Elektronische Infusionspumpe – BodyGuard 575 Color Vision.....	133
Onco-Grip.....	138
Mr. Clear - Antibeschlagslösung.....	139
Venöse Portsysteme TitaJet™ light II Contrast und Jet Port® Plus II Contrast.....	140
Venöse Portsysteme DualPort Contrast	142
Venöse Portsysteme TitaJet™ light Low Profile Contrast	143
Venöse Portsysteme T-Port Contrast und T-Port Low Profile Contrast	144
Venöse Portsysteme TitaJet light und jet Port Plus.....	146
Venöse Portsysteme Jet Port® Plus Low Profile Peripheral und Portolino.....	147
Venöse Portsysteme T-Port und T-Port Low Profile	148
Arteriell Portsystem Jet Port® Plus	149
EZ Huber™ Sicherheits-Infusionskanüle	150
JetCan™	152
Einführungsbesteck	153
Tunnler	153
Zubehör für Portsysteme	154
Frekadrop	155
Original Injectomat-Leitungen.....	156
Heidelberger Verlängerungen	157
Rückflusssperren	158
Stopfen	159
Dreiwegehähne.....	160
Extra-Spike Plus.....	161
Extra-Spike.....	162
Transfer-Devices	163
Adapter	164
Alkoholtupfer	164
COMBI Rot Stopfen.....	164
Alkoholtupfer	165
unsteril.....	165
Einmal-Rasierer.....	165
Katheterventile	165
Katheterstopfen	165
Medinop Liegeauflagen.....	166

Schlauchverbindungen	166
Silikonschläuche.....	167
Universalhalter DRACULA.....	167
Zwirnhandschuhe	168
Verschlusskappen.....	168
Verschlussstopfen.....	168
DRENTECH Emotrans	169
DRENTECH – Chest Drains.....	170
DRENTECH – PALM EVO	172
DRENTECH – MOBILE	173
DRENTECH – Zwei-Kammern Drainage Systeme.....	174
Thoraxkatheter	175
Bellows Systeme	176
Super Bellows-High Vakuum Aspiration System.....	177
ATS BULB SET.....	177
Drentech Surgical.....	177
Connectors.....	178
Stations-bedarf	179
Absaugkatheter.....	180
weich	180
Absaugkatheter.....	181
„Medi-Flo“	181
Absaugkatheter.....	182
Standard.....	182
Absaugkatheter.....	183
weich	183
Absaugkatheter.....	184
Standard.....	184
Allzwecktuch.....	185
Aufbewahrungsbeutel.....	186
Augenklappe.....	187
Ballonspritze.....	188
Belüftungskanüle.....	189
Überleitungskanüle.....	189
Blutdruckschutzstreifen.....	190

Darmrohr	191
Diagnostik-/ Stableuchte	192
Duodenalsonde	193
nach Levin	193
Einmal-Handwaschbürste.....	194
Einmal-Lätzchen	195
Einmal-Schürze	196
Einmal-Urinflasche	197
Entsorgungsbox	200
für Kanülen.....	200
Halterung für Entsorgungsbox	200
Ernährungs-sonde	201
Fadenziehmesser	202
Handwaschbürste	203
Heidelberger Verlängerung	204
Holzmundspatel.....	205
Infusionsgerät	206
Kalt- / Warm Komresse.....	207
Vlieshülle für.....	207
Kalt-/Warmkomresse	207
Krankenunterlage Flocke mit SAP* *.....	209
Lemon-Glycerin-Stäbchen	210
Magensonde	210
Magenschlauch.....	211
Medikamentendispenser.....	211
„Typ Seidel“	211
Medikamententablett.....	212
„Typ II“	212
Medikamentendispenser „Typ II“	212
Medikamentendispenser „Spezial“	213
Etikett	213
Medizinbecher	214
Nabelklemme	214
Nasenverband	215
„miro-nosepad“	215

Netz-/Fixierhöschen	216
„Basic“	216
Nierenschale	217
Patientenschuh.....	218
Einmal-Pinzette	219
Rasierer.....	220
Desinfektionstücher.....	221
„Safeline Wipes“	221
Sauerstoffmaske	222
Aerosolmaske	223
Sauerstoffnasenbrille	223
Sauerstoffverbindungsschlauch.....	224
Schlauch- / Katheterklemme	224
Schlauch- / Universalklemme	225
Schlauch- / Dialyseklemme.....	226
Schutzkittel mit Daumenschlaufe.....	226
Schutzkittel.....	227
Schwesternstethoskop, flach	229
Spuckbeutel / Auffangbeutel.....	230
Thermobox	231
Trachealsaugset	232
Transfusionsgerät	233
Spül- / Trinkbecher.....	234
Überziehschuh.....	235
Ultraschall-Kontaktgel	236
Untersuchungshandschuh.....	237
„Super Stretch“ aus Vinyl	237
Untersuchungshandschuh.....	238
aus Latex	238
Untersuchungshandschuh.....	239
aus Copolymer.....	239
Untersuchungshandschuh.....	240
aus PE.....	240
Untersuchungshandschuh.....	241
aus Latex	241

Urinbecher	242
Urinflasche und Zubehör.....	243
Venenpunktionsbesteck.....	244
„Micro Flo“ und „Micro Flo Safety“	244
Venenstauer	245
Verschluss- / Kombistopfen	246
Zahnpflegeprodukte	247
Zahnpasta	248
Zahnprothesenbecher / -Deckel.....	248
Atemtrainer „RESPILIFT“	250
Atemtrainer „RESPIPRO“	252
Atemtrainer „RESPIVOL“	254
Medikamentenvernebler	256
Pentamedinvernebler	257
„Respigard II“	257
Spritze INJ/Light	258
FLY/SET - Venenset	259
Sharps Containers.....	260
CS PLUS	261
POCKET	264
DISPO	266
DISPO Zubehör.....	268
CS	269
CS	270
CS Zubehör	271
PBS.....	272
PBS.....	273
PBS Zubehör	274
NURSY	275
BS	277
BS Zubehör	278
Magnum	279
Waste Containers.....	280
EVO.....	281
SC	283

SB-SPK	286
Waste Containers Zubehör	287
Universalklemme unsteril	288
Dialyseklemme unsteril	288
Adapter steril	289
Adapter mit Stufenkegel unsteril	289
Adapter mit Rückschlagventil	290
Schlauchverbinder - unsteril	291
Schlauchverbinder 350 – steril/unsteril	292
Y-Schlauchverbinder 7/7/7 – unsteril	292
Verschlußstopfen - steril	293
Katheterstopfen Gr. 13 - steril	293
Verschlußkappe - Luer lock positiv - steril	294
Verschlußkappe – kombiniert – Luer lock positiv/negativ – steril	294
Einspritzkappe – Luer lock positiv steril	294
Polystyrol – Pinzette (steril/unsteril)	295
Zahnschutz	296
Thermometerschutzhüllen	297
Tempasept®	297
Universaltücher	298
Abdecktücher	299
Lochtücher	300
Lochtücher, selbstklebend	300
Variable Lochtücher, selbstklebend, 2-teilig	300
Epiduraltücher	301
Klebetücher	303
Klebetücher mit Spezialkleber für empfindliche Haut	304
Schlitztücher	305
Schlitztuch, bilateral	305
Schlitztuch mit seitlichen Folienbahnen	306
Schlitztuch-Lochtuch	306
Instrumententischbezüge, Beistelltischabdeckungen	306
Allgemeinchirurgie	307
Universal-Sets	308
MIC-Tücher	310

Rektumtücher	311
Strumektomie-Schlitz Tuch-Sets	312
Schlitz Tuch-Sets	314
Herz-, Thorax-, Gefäßchirurgie	315
Herz-/ Thoraxtücher	316
Bypass-Sets	317
Hybrid-Tücher	319
Ergänzungsprodukte	320
Angiographietücher	321
Orthopädie, Unfallchirurgie	324
Schlitz Tuch-Set	325
Exremitätentücher	325
Extemitäten-Sets	327
Arthroskopietücher	328
Arthroskopie-Sets	329
Handchirurgietücher	331
Hand-/Fuß-Set	332
Hüft-Set/Hüfttuch	334
Vertikaltücher/-Sets	335
Ergänzungsprodukte	337
Urologie	341
Urologietücher	342
Urologie-Sets	344
Schlitztücher/DaVinci-Tuch	345
Tücher und Sets	346
Ergänzungsprodukte	348
Gynäkologie	350
GYN-Tücher und -Set	351
Pfannenstieltücher und -Set	352
Sehtiotücher und -Set	353
GYN/LAP-TUCH	355
Kleinabdeckungen	356
Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie	358
Neurochirurgietücher	359
Laminektomietücher	360

Turbantuch	360
HNO-Tücher.....	361
Augentücher	362
Ergänzungsprodukte.....	364
Pädiatrie.....	366
Pädiatrietücher und –Sets	367
Ambulante OP	369
Allgemeinchirurgie.....	370
Unfallchirurgie/Orthopädie	372
Gynäkologie/Urologie	375
Universaltücher	377
Ergänzungsprodukte.....	378
Auffangbeutel/Saugertaschen.....	379
Kabelhalter/OP-Klebestreifen/Inzisionsfolie	380
Füßlinge/Stockinetten/Beinlinge/Armschützer	381
Kamera-/Bildwandlerbezüge.....	382
Geräteabdeckungen	383
Sonstiges.....	385
OP-Mäntel	387
OP-Mäntel Standard/Verstärkt	388
Schutzprodukte.....	392
Schleusenwäsche/Vliesjacken (unsteril)	393
Schutz-/Besuchermäntel.....	394
Einmalstrumpf.....	395
Schutzauflagen/Schürzen/Liegenauflagen	396
Spirometer	398
Vitalograph ALPHA IV	398
Vitalograph ALPHA Connect	399
Vitalograph Pneumotrac-USB.....	400
Vitalograph ALPHA Touch	401
Vitalograph In2itive	402
Atemwegsscreener	403
<i>Asthma- und COPD-Screener</i>	403
Vitalograph copd-6.....	403
Vitalograph Lung Age.....	404

Vitalograph asma-1	404
Vitalograph Lung Monitor	405
Peak-Flow-Meter.....	406
Sicherheitsmundstücke.....	407
Vitalograph AIM	408
Lufu-Filter	409
BVF TM Bakterien-Viren-Filter	409
Universal-Filter für Bodyplethysmographen	410
Einmal-Nasenklemmen	410
Ovale Mundstücke.....	411
Beiß-Mundstücke	411
Lungenfunktionstest-Sets	412
Verbrauchsmaterial	413
Spezialbeschichtete Pappmundstücke	413
MDI/DPI-Sicherheitsmundstücke	413
Thermodruckpapier	414
Konzentrat zur Messkopfesinfektion	414
Salvafix MEMORY PRO.....	415
Abdominal safety belt with sewn perineal band	415
Abdominal safety belt with femoral clamping.....	417
Wristbands.....	419
Ankle bands.....	420
Harness with thorax band FIXED to the belt	421
Harness with thorax band NOT FIXED to the belt.....	422
Complete set.....	423
Abdominal safety belt with sewn perineal band	424
Abdominal safety belt with perineal band.....	426
Wristbands.....	428
Ankle bands.....	429
Thigh bands	430
Harness	431
Complete set.....	432
Abdominal safety belt with sewn perineal band	433
Abdominal safety belt with perineal band.....	434
Belt for wheelchair, chair or armchair	435

Complete set for ambulation	436
Wristbands for stretcher	437
Ankle bands for stretcher	438
Harness for stretcher.....	439
Transfer	440
Wristbands.....	441
Ankle bands.....	442
Vest with crotch strap for wheelchair	443
Vest with crotch strap for (arm)chair	444
Vest for (arm)chair.....	445
Waist band with crotch strap for wheelchair.....	446
Waist band for (arm)chair	447
Vest with crotch strap for wheelchair	448
Vest with crotch strap for (arm)chair	449
Vest for (arm)chair.....	450
Waist band with crotch strap for wheelchair.....	451
Waist band for (arm)chair	452
Vest with crotch strap for armchair or wheelchair	453
Vest for armchair or wheelchair.....	454
CLIP Bodice with crotch strap for armchair or wheelchair	455
CLIP Bodice for armchair or wheelchair	456
VELCRO Bodice with crotch strap for armchair or wheelchair	457
VELCRO Bodice for armchair or wheelchair.....	458
CLIP waist band for armchair or wheelchair	459
VELCRO waist band with crotch strap for armchair or wheelchair	460
Waist band for bed or stretcher	461
Inguinal support for armchair or wheelchair.....	462
Wrist holder with nylon ring	463
Wrist holder with metal ring	464
Wrist holder with Velcro.....	465
Mitten with Velcro and nylon ring.....	466
Mitten with Velcro and nylon ring.....	467
Frontal absorbent band.....	468
Pädiatrie.....	469
Nährsonde.....	469

Kinderurinbeutel.....	471
Aneroid Blutdruckmessgerät SYSDIMED	472
Aneroid Blutdruckmessgerät KONSTANTE I und II.....	473
Aneroid Blutdruckmessgerät PRAKTICUS I und II.....	475
Aneroid Blutdruckmessgerät OSCILLOPHON	477
Aneroid Blutdruckmessgerät MEDICUS	477
Aneroid Blutdruckmessgerät SYSDIPRESS	478
Diagnostik-SET	479
Aneroid Blutdruckmessgerät - Selbstmessung.....	480
SYSDIMED	480
REGENT	480
Aneroid Blutdruckmessgerät.....	481
Aneroid Blutdruckmessgerät PRIMAMED	482
Stethoskope - PLANOPHON.....	483
Stethoskope - FLACH.....	484
Planophon de luxe	484
Stethoskope - DUO	485
Stethoskopbezüge.....	485
Stethoskope - DUO	486
Stethoskope - DUO	487
Venenstauer	489
Diagnostik	490
Augentonometer	490
Reflexhammer	490
Arzttaschen.....	491
Infusionsmanschette	492
Manschetten	493
Monitoring Manschetten	497
Hilfen rund ums Bett.....	498
PM-Alpha® Antigleitkissen.....	498
Sichert die Sitzposition, nach dem Aufrichten	498
Hilfen rund ums Bett.....	499
Antirutschmatten	499
Die Antirutschmatte verhindert ein Wegrutschen der Füße im Bett.	499
Gleitmatten	500

PEM-Einweg-Gleitfolie	500
PEM-Einweg-Gleitfolie	501
OnlyU® Einweg-Transferprodukte.....	502
OnlyU® Einweg-Haltegürtel	502
Umlagerungshilfen Röntgenbereich	503
PM-Alpha® Röntgenraupe mit Schutzfolie.....	503
Umlagerungshilfen Röntgenbereich	504
PM-Alpha® Röntgenmatte.....	504
Gleitmatten	505
PM-Alpha® Gleitmatte 190 x 60 cm.....	505
Lagerungskeile (3-teilig)	506
PM-Alpha® Lagerungskeile (3-teilig)	506
Aufricht- und Hebehilfen.....	507
PM-Alpha® Aufrichthilfe Magic & Beingurt.....	507
Aufricht- und Hebehilfen.....	508
PM-Alpha® Aufrichthilfe Pegasus	508
Aufricht- und Hebehilfen.....	509
PM-Alpha® Aufrichthilfe Quick	509
Gleittücher und Gleitlaken	510
BlueMotion® Gleittuch.....	510
Hilfen rund ums Bett.....	511
PM-Alpha® Bettleiter	511
Hilfen rund ums Bett.....	512
PM-Alpha® Drehscheibe.....	512
Hilfen rund ums Bett.....	513
PM-Alpha® Fußstuhl.....	513
Umlagerungs- & Transferhilfen	514
PM-Alpha® Rollboard Vision.....	514
Umlagerungs- & Transferhilfen	515
PM-Alpha® Schutzfolie für Rollboard Vision	515

Produktinformation

Einmalkanülen Neolus (Agani)

Einzigartige Schärfe und Sanftheit

- **Schmerzarme Punktion**
Ultrascharfer LANCET POINT ermöglicht eine schmerzarme Punktion.
- **Beschichtung**
Spezial-Silikonbeschichtung für ein sanftes Vordringen der Kanüle
- **Hohe Durchflussraten**
Ultradünnwand-Kanülen erlauben einen hohen Blutdurchfluss



**Einmalkanülen
Standardkanülen**

REF	Farbe	Größe	Abmessung (mm)	Wandstärke	Versandereinheit
AN2038R1	■ gelb	20Gx1 1/2"	0,90 x 38 mm (Nr.1)	TTW	30 x 100
AN2138R1	■ grün	21Gx1 1/2"	0,80 x 38 mm (Nr.2)	TTW	30 x 100
AN2232R1	■ schwarz	22Gx1 1/4"	0,70 x 32 mm (Nr.12)	TTW	30 x 100
AN2332R1	■ blau	23Gx1 1/4"	0,60 x 32 mm (Nr. 14)	TTW	30 x 100
AN2325R1	■ blau	23Gx1"	0,60 x 25 mm (Nr.16)	TTW	30 x 100
AN2425R1	■ lila	24Gx1"	0,55 x 25 mm (Nr.17)	TTW	30 x 100
AN2623R1	■ braun	26Gx7/8"	0,45 x 23 mm (Nr.18)	RW	30 x 100
AN2716R1	■ grau	27Gx5/8"	0,40 x 16 mm	RW	30 x 100
AN2719R1	■ grau	27Gx3/4"	0,40 x 19 mm (Nr.20)	RW	30 x 100
AN3013R1	■ gelb	30Gx1/2"	0,30 x 13 mm		30 x 100


Sonderkanülen

AN1838R1	■ rosa	18Gx1 1/2"	1,20 x 38 mm	TW	30 x 100
AN1838S1	■ rosa	18Gx1 1/2"	1,20 x 38 mm (SB)	TW	30 x 100
AN1925R1	■ elfenbein	19Gx1"	1,10 x 25 mm	Tw	30 x 100
AN1938R1	■ elfenbein	19Gx1 1/2"	1,10 x 38 mm	TW	30 x 100
AN1938S1	■ elfenbein	19Gx1 1/2"	1,10 x 38 mm	TW	30 x 100
AN1950R1	■ elfenbein	19Gx2"	1,10 x 50 mm	RW	30 x 100
AN2025R1	■ gelb	20Gx1"	0,90 x 25 mm	TTW	30 x 100
AN2116R1	■ grün	21Gx5/8"	0,80 x 16 mm	RW	30 x 100
AN2125R1	■ grün	21Gx1"	0,80 x 25 mm	TTW	30 x 100
AN2150R1	■ grün	21Gx2"	0,80 x 50 mm	RW	30 x 100
AN2238R1	■ schwarz	22Gx1 1/2"	0,70 x 38 mm	TTW	30 x 100
AN2316R1	■ blau	23Gx5/8"	0,60 x 16 mm	TTW	30 x 100
AN2516R1	■ orange	25Gx5/8"	0,50 x 16 mm	TTW	30 x 100
AN2525R1	■ orange	25Gx1"	0,50 x 25 mm	TTW	30 x 100
AN2613R1	■ braun	26Gx1/2"	0,45 x 13 mm	RW	30 x 100

Sicherheits-Einmalkanülen SurGuard2

Scharf und sicher – bei jeder Injektion

- **Einhand-bediensbarkeit**
Die Aktivierung des Nadelschutzes erfolgt ohne Umgreifen mit Zeigefinger oder Daumen.
- **Integrierte Sicherheitsfunktion**
Der Überwurfschutz ist fest an der Kanüle montiert.
- **Irreversibler Schutz**
Widerhaken fixieren den Nadelschutz Irreversibel.
- **Sicherheitskontrolle**
Hörbares Einrasten des Nadelschutzes und Sichtfenster für die sichere Platzierung der Kanüle dienen zur Kontrolle.
- **Zuverlässigkeit**
Die große Auflagefläche des Nadelschutzes bietet höchste Griffigkeit und sichere Applikation.
- **Patienten-Komfort**
Der Nadelschutz liegt während der Punktion weit außerhalb des Punktionsbereiches. Es ist keine Änderung der Punktionstechnik notwendig.
- **Universell einsetzbar**
Geeignet für Luer- und Lock-Ansätze



Bestelldaten

SurGuard2®-Sicherheits-Einmalkanülen

REF	Farbe	Größe	Abmessungen (mm)	Versandereinheit
SG2-1825	rosa	18Gx1"	1,20 x 25	80 x 100
SG2-1838	rosa	18Gx1,5"	1,20 x 38	80 x 100
SG2-1925	beige	19Gx1"	1,10 x 25	80 x 100
SG2-1938	beige	19Gx1,5"	1,10 x 38	80 x 100
SG2-2025	gelb	20Gx1"	0,90 x 25	80 x 100
SG2-2038	gelb	20Gx1,5"	0,90 x 38	80 x 100
SG2-2125	grün	21Gx1"	0,80 x 25	80 x 100
SG2-2138	grün	21Gx1,5"	0,80 x 38	80 x 100
SG2-2225	schwarz	22Gx1"	0,70 x 25	80 x 100
SG2-2238	schwarz	22Gx1,5"	0,70 x 38	80 x 100
SG2-2325	blau	23Gx1"	0,65 x 25	80 x 100
SG2-2338	blau	23Gx1,5"	0,65 x 38	80 x 100
SG2-2516	orange	25Gx5/8"	0,50 x 16	80 x 100
SG2-2525	orange	25Gx1"	0,50 x 25	80 x 100
SG2-2538	orange	25Gx1,5"	0,50 x 38	80 x 100
SG2-2613	braun	26Gx1,5"	0,45 x 13	80 x 100
SG2-2713	grau	27Gx1/2"	0,40 x 13	80 x 100
SG2-3013	gelb	30Gx1/2"	0,30 x 13	80 x 100

Produktinformation

Spritzen

3-teilige Spritzen

- **Doppelkontaktdichtung** (aus thermoplastischem Material)
Für ein leichtgängiges Gleiten des Kolbens.
- **Glasklar**
Hochtransparenter Zylinder für die Flüssigkeitsüberwachung.
- **Präzise**
Gut lesbare und wischfeste Graduierung.
- **Sicherheit**
Sicherheitsarretierung des Kolbens beim Aufziehen



Bestelldaten

Spritzen 3-teilig

REF	Größe (ml)	Ansatz	Skala	Versandereinheit
3-teilige Spritzen mit Luer-Ansatz				
BS01T	1	zentrisch	0,01 ml	18 x 100
SS02S	2	zentrisch	0,1 ml	12 x 100
SS05S	5	zentrisch	0,2 ml	10 x 100
SS10ES	10	exzentrisch	0,5 ml	5 x 100
SS20ES1	20	exzentrisch	1,0 ml	12 x 50
SS30ESE1	30	exzentrisch	1,0 ml	8 x 50
BS50ES	50/60	exzentrisch	1,0 ml	4 x 25

3-teilige Spritzen mit aufgesetzter Kanüle

SS02S2116	2	21Gx5/8" / 0,80 x 16mm	6 x 100
SS02S2125	2	21Gx1" / 0,80 x 25mm	6 x 100
SS02S2138	2	21Gx1/2" / 0,80 x 40mm	6 x 100
SS02S2238	2	22Gx1/2" / 0,70 x 40mm	6 x 100
SS02S2325	2	23Gx1" / 0,60 x 25mm	6 x 100
SS02S2332	2	23Gx1/4" / 0,60 x 30mm	6 x 100
SS02S2516	2	25Gx5/8" / 0,50 x 16mm	6 x 100
SS05S2138	5	21Gx1,5" / 0,80 x 40mm	6 x 100
SS05S2238	5	22Gx1,5" / 0,70 x 40mm	6 x 100
SS05S2332	5	23Gx1/4" / 0,60 x 30mm	6 x 100
SS10S2038	10	20Gx1,5" / 0,90 x 40mm	6 x 100
SS10S2138	10	21Gx1,5" / 0,80 x 40mm	6 x 100
SS10S2238	10	22Gx1,5" / 0,70 x 40mm	6 x 100

3-teilige Tuberkulinspritzen mit aufgesetzter Kanüle

BS01T2516	1	25Gx5/8" / 0,50 x 16mm	18 x 100
BS01T2613	1	26Gx1/2" / 0,45 x 12mm	18 x 100

3-teilige Spritzen mit Luer-Lock-Ansatz

SS02LE1	2	zentrisch	0,1 ml	24 x 100
SS03L1	3	zentrisch	0,1 ml	18 x 100
SS05LE1	5	zentrisch	0,2 ml	16 x 50
SS10LE1	10	zentrisch	0,5 ml	8 x 100
SS20L1	20	zentrisch	1,0 ml	12 x 50
SS30LE1	30	zentrisch	1,0 ml	8 x 50
BS50LG	50/60	zentrisch	1,0 ml	4 x 25
BS50LB	50	blickdicht	1,0 ml	4 x 25

3-teilige Wund- und Blasenspritze mit Katheteransatz

BS50C	50	zentrisch	1,0 ml	4 x 25
-------	----	-----------	--------	--------

Produktinformation

Spritzen

Insulinspritzen

- **Doppelkontaktdichtung**
Spezielle Doppelkontaktdichtung des Kolbens im hochtransparenten Zylinder.
- **Präzise**
Gut lesbare, wischfeste, rote Graduierung zur präzisen Dosierung.
- **Sicherheit**
Eingeschweißte Kanüle zur Vermeidung von Medikamentenverlusten.



Bestelldaten

Insulinspritzen für U40-Insulin

REF	Farbe	Größe	Einheiten	Abmessungen (mm Kanüle)	Versandeinheit
ohne Kanüle					
BS01N	-	1 ml	40	-	18 x 100
SSH2N	-	2 ml	80	-	12 x 100
mit aufgesetzter Kanüle					
BS01N2516	orange	1 ml 25Gx5/8"	40	0,50 x 16	18 x 100
BS01N2613	braun	1 ml	40	0,45 x 12	18 x 100
SSH2N2613	braun	2 ml 26Gx1/2"	80	0,45 x 12	6 x 100

Produktinformation

Spritzen

2-teilige Spritzen für die Routine (HSW NORM-JECT)

- Hervorragende Qualität
- Steril in Blisterverpackung
- Pyrogenfrei, nicht toxisch und PVC-frei
- Wischfeste Skala und transparenter Zylinder
- Umweltfreundliche Verpackung



Bestelldaten

HSW Norm-Ject Spritzen 2-teilig

REF	Größe	Versandseinheit
4020.000V0	2 ml (3 ml)	1 x 100
4050.000V0	5 ml (6 ml)	1 x 100
4100.000V0	10 ml (12 ml)	1 x 100
4200.000V0	20 ml (24 ml)	1 x 100

Produktinformation

Katheter

Venenverweilkatheter Surflo-W

- **Beschichtung**
Spezial-Silikonbeschichtung ermöglicht ein sanftes Vordringen des Katheters.
- **Durchfluss**
Knickstabiler Katheter sorgt für einen konstanten Durchfluss.
- **Kontrolle**
Punktionskontrolle durch schnellen Rückfluss.
- **Sondergröße**
26 Gauge für Neonatologie und Pädiatrie.



FEP-Katheter, die bewährte Qualität

- **Minimiertes Trauma**
Einzigartig scharfer Qualitätsschliff zur schmerzarmen Punktion.
- **Schmerzarme Punktion**
Formoptimierte Katheterspitze für eine sanfte und schmerzarme Einführung.

Mandrins

- **Sicher**
Der Mandrin sorgt für ein sicheres Verschließen der SURFLO®-W Venenverweilkatheter.
Wahlweise für Venenverweilkatheter mit Flügeln oder zusätzlichem Injektionsventil

Bestelldaten

Surflo®-W Venenverweilkatheter (FEP)

REF	Farbe	Größe Abmessung (mm)	Versandereinheit	Produktcode	Versandereinheit
mit Flügeln					
SRDM1445WX	orange	14G/2,00 x 45	10 x 50	SODM1445W	10 x 50
SRDM1645WX	grau	16G/1,75 x 45	11 x 50	SODM1645W	10 x 50
SRDM1745WX	weiß	17G/1,50 x 45	12 x 50	SODM1745W	10 x 50
SRDM1832WX	grün	18G/1,30 x 32	13 x 50	SODM1832W	10 x 50
SRDM1845WX	grün	18G/1,30 x 45	14 x 50	SODM1845W	10 x 50
SRDM2032WX	rosa	20G/1,00 x 32	15 x 50	SODM2032W	10 x 50
SRDM2225WX	blau	22G/0,90 x 25	16 x 50	SODM2225W	10 x 50
SRDM2419WX	gelb	24G/0,74 x 19	17 x 50	SODM2419W	10 x 50
SRDM2619WX	lila	26G/0,64 x 19	18 x 50		
mit Flügeln und Injektionsventil					
SRDM1445PX	orange	14G/2,00 x 45	10 x 50	SODM1445P	10 x 50
SRDM1645PX	grau	16G/1,75 x 45	11 x 50	SODM1645P	10 x 50
SRDM1745PX	weiß	17G/1,50 x 45	12 x 50	SODM1745P	10 x 50
SRDM1832PX	grün	18G/1,30 x 32	13 x 50	SODM1832P	10 x 50
SRDM1845PX	grün	18G/1,30 x 45	14 x 50	SODM1845P	10 x 50
SRDM2032PX	rosa	20G/1,00 x 32	15 x 50	SODM2032P	10 x 50
SRDM2225PX	blau	22G/0,90 x 25	16 x 50	SODM2225P	10 x 50
SRDM2419PX	gelb	24G/0,74 x 19	17 x 50	SODM2419P	10 x 50
SRDM2619PX	lila	26G/0,64 x 19	18 x 50		

Produktinformation

Katheter

Venenverweilkatheter Surflo® und Surflash™

Mehr Sicherheit bei der Venenpunktion

- **SURFLO® – der sanfte Standard**
Formoptimierte Katheterspitze erlaubt eine sanfte Einführung des Katheters.
- **Stabil und dünnwandig**
Dünnwandiger, knickstabiler FEPKatheter für konstante und hohe Durchflussraten.
- **Bedienerfreundlich**
Das glasklare Material des SURFLO® erlaubt eine genaue Kontrolle der Katheterposition.



Bestelldaten

Surflo® Venenverweilkatheter (FEP)

REF	Farbe	Größe	Abmessung (mm)	Durchflussrate	Versandereinheit
SROX2419CF	gelb	24G	0,67 x 19	18	4 x 50
SROX2225CF	blau	22G	0,85 x 25	37	4 x 50
SROX2032CF	rosa	20G	1,10 x 32	64	4 x 50
SROX2051CF	rosa	20G	1,10 x 51	53	4 x 50
SROX1832CF	grün	18G	1,30 x 32	105	4 x 50
SROX1851CF	grün	18G	1,30 x 51	95	4 x 50
SROX1864CF	grün	18G	1,30 x 64	92	4 x 50
SROX1651CF	grau	16G	1,70 x 51	208	4 x 50
SROX1664CF	grau	16G	1,70 x 64	208	4 x 50
SROX1464CF	orange	14G	2,15 x 64	325	4 x 50

Exakte Kontrolle

- **SURFLASHTM-System**
Zusätzlich zur herkömmlichen Punktionskontrolle (Flashback), kann durch den speziellen Kanülen-Längsschliff das Blut zwischen Kanüle und Katheter nach oben steigen. Dies erfolgt nur dann, wenn auch der Katheter in die Vene vorgedrungen ist. Dieses spezielle, von TERUMO® entwickelte Surflash-System bietet eine sichere Kontrolle der korrekten Katheterposition in der Vene.
- **Biokompatibel**
Biokompatibles Kathetermaterial aus Polyurethan.



Bestelldaten

Surflash™ Venenverweilkatheter (PUR)

REF	Farbe	Größe	Abmessung (mm)	Durchflussrate	Versandereinheit
SRFF1464	orange	15G	2,17 x 64	282	4 x 50
SRFF1651	grau	16G	1,70 x 51	184	4 x 50
SRFF1832	grün	18G	1,30 x 32	99	4 x 50
SRFF1851	grün	18G	1,30 x 51	88	4 x 50
SRFF2032	rosa	20G	1,10 x 32	67	4 x 50
SRFF2051	rosa	20G	1,10 x 51	59	4 x 50
SRFF2225	blau	22G	0,85 x 25	38	4 x 50

Katheter

Venenverweilkatheter Versatus™-W

- **Schmerzarm**
Einzigartig scharfer Qualitätsschliff zur schmerzarmen Punktion mit minimiertem Trauma.
- **Injektionsventil**
Einfacher Schließmechanismus des Injektionsventil minimiert die Bewegung des Katheters an der Punktionsstelle bei allen VERSATUSTM-W.
- **Flexibel und stabil**
Der Katheter beim VERSATUSTM-W aus Polyurethan entwickelt durch die Körpertemperatur eine angenehme „weiche Stabilität“.
- **Biokompatibel**
Polyurethan besitzt eine sehr gute Biokompatibilität zur Schonung der Vene.
- **Sicher**
Der Mandrin sorgt für ein sicheres Verschließen der VERSATUSTM-W Venenverweilkatheter. Wahlweise für Venenverweilkatheter mit Flügeln oder zusätzlichem Injektionsventil.



Bestelldaten

Versatus™-W Venenverweilkatheter (PUR)

REF	Farbe	Größe Abmessung (mm)	Versandereinheit	Produktcode	Versandereinheit
ohne Flügel und ohne Injektionsventil				Mandrin	
SROF1464	orange	14G/2,17 x 64	4 x 50	SO1464F	10 x 50
SROF1651	grau	16G/1,70 x 51	4 x 50	SO1651F	10 x 50
SROF1851	grün	18G/1,30 x 51	4 x 50	SO1851F	10 x 50
SROF1832	grün	18G/1,30 x 32	4 x 50	SO1832F	10 x 50
SROF2051	rosa	20F/1,10 x 51	4 x 50	SO2051F	10 x 50
SROF2032	rosa	20G/1,10 x 32	4 x 50	SO2032F	10 x 50
SROF2225	blau	22G/0,85 x 25	4 x 50	SO2225F	10 x 50
SROF2419	gelb	24G/0,67 x 19	4 x 50		

mit Flügeln

				Mandrin	
SRDU1445WX	orange	14G/2,00 x 45	10 x 50	SODM1445W	10 x 50
SRDU1645WX	grau	16G/1,75 x 45	10 x 50	SODM1645W	10 x 50
SRDU1745WX	weiß	17G/1,50 x 45	10 x 50	SODM1745W	10 x 50
SRDU1832WX	grün	18G/1,30 x 32	10 x 50	SODM1832W	10 x 50
SRDU1845WX	grün	18G/1,30 x 45	10 x 50	SODM1845W	10 x 50
SRDU2032WX	rosa	20G/1,00 x 32	10 x 50	SODM2032W	10 x 50
SRDU2225WX	blau	22G/0,90 x 25	10 x 50	SODM2225W	10 x 50
SRDU2419WX	gelb	24G/0,74 x 19	10 x 50	SODM2419W	10 x 50
SRDU2619WX	lila	26G/0,64 x 19	10 x 50		

mit Flügeln und Injektionsventil

				Mandrin	
SRDU1445PX	orange	14G/2,00 x 45	10 x 50	SODM1445W	10 x 50
SRDU1645PX	grau	16G/1,75 x 45	10 x 50	SODM1645W	10 x 50
SRDU1745PX	weiß	17G/1,50 x 45	10 x 50	SODM1745W	10 x 50
SRDU1832PX	grün	18G/1,30 x 32	10 x 50	SODM1832W	10 x 50
SRDU1845PX	grün	18G/1,30 x 45	10 x 50	SODM1845W	10 x 50
SRDU2032PX	rosa	20G/1,00 x 32	10 x 50	SODM2032W	10 x 50
SRDU2225PX	blau	22G/0,90 x 25	10 x 50	SODM2225W	10 x 50
SRDU2419PX	gelb	24G/0,74 x 19	10 x 50	SODM2419W	10 x 50
SRDU2619PX	lila	26G/0,64 x 19	10 x 50		


Produktinformation
Katheter

Sicherheits-Venenverweilkatheter Surshield® Versatus™-W/WP

- **Sicherheitsfunktion ist integriert**
Der SURSHIELD®-Nadelschutz ist ein Bestandteil der Punktionskanüle.
- **Passive Auslösung des Schutzes**
Automatische Aktivierung des Nadelschutzes beim Herausziehen der Kanüle.
- **Irreversibler Schutz**
Die Kanülenspitze wird sofort vollkommen, irreversibel und tropfsicher umschlossen.
- **Patienten-Komfort**
Die Punktionstechnik bleibt unverändert.
- **Aus Polyurethan**
Der Katheter besteht aus Polyurethan und erhält durch die Körpertemperatur eine angenehme „weiche Stabilität“.
- **Venenschonend**
Formoptimierte Katheterspitze und die Spezial- Silikonbeschichtung sorgen für bessere Biokompatibilität und eine sanfte Einführung des Katheters.
- **Punktionskontrolle**
Schneller Rückfluss sorgt für eine sofortige Punktionskontrolle.



26



Bestelldaten

VersatusTM-W Venenverweilkatheter (PUR)

REF	Farbe	Größe Abmessung (mm)	Versandereinheit	Produktcode	Versandereinheit
ohne Flügel und ohne Injektionsventil			Mandrin		
SRDS1445SX	orange	14G/2,00 x 45	4 x 50	SODM1445W	10 x 50
SRDS1645SX	grau	16G/1,75 x 45	4 x 50	SODM1645W	10 x 50
SRDS1745SX	weiß	17G/1,50 x 45	10 x 50	SODM1745W	10 x 50
SRDS1832SX	grün	18G/1,30 x 32	4 x 50	SODM1832W	10 x 50
SRDS1845SX	grün	18G/1,30 x 45	4 x 50	SODM1845W	10 x 50
SRDS2032SX	rosa	20G/1,00 x 32	4 x 50	SODM2032W	10 x 50
SRDS2225SX	blau	22G/0,90 x 25	4 x 50	SODM2225W	10 x 50
SRDS2419SX	gelb	24G/0,74 x 19	4 x 50	SODM2419W	10 x 50

mit Flügeln

			Mandrin		
SRDS1445WX	orange	14G/2,00 x 45	4 x 50	SODM1445W	10 x 50
SRDS1645WX	grau	16G/1,75 x 45	4 x 50	SODM1645W	10 x 50
SRDS1745WX	weiß	17G/1,50 x 45	4 x 50	SODM1745W	10 x 50
SRDS1832WX	grün	18G/1,30 x 32	4 x 50	SODM1832W	10 x 50
SRDS1845WX	grün	18G/1,30 x 45	4 x 50	SODM1845W	10 x 50
SRDS2032WX	rosa	20G/1,00 x 32	4 x 50	SODM2032W	10 x 50
SRDS2225WX	blau	22G/0,90 x 25	4 x 50	SODM2225W	10 x 50
SRDS2419WX	gelb	24G/0,74 x 19	4 x 50	SODM2419W	10 x 50

VersatusTM-WP Sicherheits-Venenverweilkatheter (PUR)

mit Flügeln und Injektionsventil

			Mandrin		
SRDS1445PX	orange	14G/2,00 x 45	4 x 50	SODM1445W	10 x 50
SRDS1645PX	grau	16G/1,75 x 45	4 x 50	SODM1645W	10 x 50
SRDS1745PX	weiß	17G/1,50 x 45	4 x 50	SODM1745W	10 x 50
SRDS1832PX	grün	18G/1,30 x 32	4 x 50	SODM1832W	10 x 50
SRDS1845PX	grün	18G/1,30 x 45	4 x 50	SODM1845W	10 x 50
SRDS2032PX	rosa	20G/1,00 x 32	4 x 50	SODM2032W	10 x 50
SRDS2225PX	blau	22G/0,90 x 25	4 x 50	SODM2225W	10 x 50
SRDS2419PX	gelb	24G/0,74 x 19	4 x 50	SODM2419W	10 x 50

Produktinformation

Besteck

Perfusionsbesteck Surflo®

Stabil, sanft, scharf und flexibel

- **Patientenschonend**

Die Spezial-Silikonbeschichtung und der ultrascharfe LANCETPOINT-Schliff minimieren das Punktionstrauma beim sanften Vordringen der Kanüle.

- **Hochflexibel**

Der Schlauch ist hochflexibel und knickstabil zur Sicherung einer kontinuierlichen Infusion.

- **Stabil und griffig**

Große, flexible und ineinandergreifende Flügel für eine hohe Stabilität und Griffigkeit bei der Venenpunktion.

- **Druckminderung**

Leicht abgewinkelte Flügel minimieren den Druck auf die Venenwand.



Bestelldaten

Surflo®-Perfusionsbesteck

REF	Farbe	Größe	Abmessung (mm)	Schlauchlänge	Versandseinheit
SV18BL	rosa	18Gx3/4"	1,2 x 19	30 cm	10 x 50
SV19BL	beige	19Gx3/4"	1,1 x 19	30 cm	10 x 50
SV21BL	grün	21Gx3/4"	0,8 x 19	30 cm	10 x 50
SV22BL	schwarz	22Gx3/4"	0,7 x 19	30 cm	10 x 50
SV23BL	blau	23Gx3/4"	0,6 x 19	30 cm	10 x 50
SV25BL	orange	25Gx3/4"	0,5 x 19	30 cm	10 x 50
SV27EL	grau	27Gx1/2"	0,4 x 13	30 cm	10 x 50



Sicherheits-Perfusionsbesteck Surshield® Surflo®

- **Einhand-Bedienbarkeit**

Der Nadelschutz wird mittels Druck durch Daumen und Zeigefinger am Flügelansatz aktiviert. Die Finger bleiben hinter der Kanüle.

- **Sicherheitsfunktion ist integriert**

Der SURSHIELD®-Nadelschutz ist fest an dem Perfusionsbesteck montiert.

- **Irreversibler Schutz**

Widerhaken sorgen sofort für eine irreversible Fixierung.

- **Sicherheitskontrolle**

Hörbares Einrasten des Nadelschutzes und optische Kontrolle durch das Inspektionsfenster.

- **Zuverlässigkeit**


Die stabile Scharnier-Funktion sichert die exakte Platzierung der Kanüle im Nadelschutz und verhindert ein Abrutschen beim Zusammendrücken.

- **Schmerzarm**


Neolus-Kanülenschliff für eine schmerzarme Punktion.

- **Patienten-Komfort**

Der Protektor schränkt die Auswahl der Punktionsstellen und Punktionswinkel nicht ein.



1. Nach erfolgreicher Infusion den Nadelschutz über die Kanüle legen.



2. Flügelkanüle hinter den Flügel festhalten und aus der Vene ziehen.



3. Am Flügelansatz die Flügel und den Schutzüberwurf mit Daumen und Zeigefinger zusammen-

drücken bis die Kanüle hör- und sichtbar einrastet. Dann die Kanüle in die TERUSAFE-Box entsorgen.

Bestelldaten

Surflo®-Sicherheits-Perfusionsbesteck


REF	Farbe	Größe	Abmessung (mm)	Schlauchlänge	Versandseinheit
SVS18BL30	rosa	18Gx ³ / ₄ "	1,2 x 19	30 cm	16 x 50
SVS19BL30	beige	19Gx ³ / ₄ "	1,1 x 19	30 cm	16 x 50
SVS21BL30	grün	21Gx ³ / ₄ "	0,8 x 19	30 cm	16 x 50
SVS22BL30	schwarz	22Gx ³ / ₄ "	0,7 x 19	30 cm	16 x 50
SVS23BL30	blau	23Gx ³ / ₄ "	0,6 x 19	30 cm	16 x 50
SVS25BL30	orange	25Gx ³ / ₄ "	0,5 x 19	30 cm	16 x 50

Verstellbar, ohne Kompressse, zur Langzeit-Sauerstofftherapie



Art. - Nr.	Länge	VPE
60-00.300	1,60 m	160

Verstellbar, mit Kompressse, zur Langzeit-Sauerstofftherapie




Art. - Nr.	Länge	VPE
60-00.210	2,10 m	160

30

Beatmungszubehör – Sauerstoff-Verbindungsschlauch


Weiche Qualität, ohne Ansätze



Art. - Nr.	Länge	Charriere/FG	VPE
62-00.200	2,00 m	24	75

Weiche Qualität, mit beidseitigem Trichteransatz nach internationalem Farbcode


Art. - Nr.	Länge	Charriere/FG	VPE
62-16.180	1,80 m	16	75



Beatmungszubehör – Sauerstoffkatheter

Zentrale Öffnung, mit Stufenansatz + fester Dichtkompresse


Art. - Nr.	Charriere/FG	VPE
61-08.100	8	600
61-10.100	10	600
61-12.100	12	600
61-14.100	14	600



31

Zentrale Öffnung, mit Stufenansatz + loser Dichtkompresse, mit Kreuzperforation

Art. - Nr.	Charriere/FG	VPE
61-08.200	8	600
61-10.200	10	600
61-12.200	12	600
61-14.200	14	600



Stopfen und Verbindungsstücke – Katheter-Stopfen

blau, einzeln steril verpackt


Art. - Nr.	VPE
37-00.000	1.200



Stopfen und Verbindungsstücke – Fingertip

Charrière 6-18, mit Verschluss, transparent, einzeln steril verpackt


Art. - Nr.	VPE
31-00.000	1.200



Sonstiger OP-Bedarf - Schleimabsauger

mit Doppelkammer, 1 Seite offen, 1 Seite Trichteransatz, nach internationalem Farbcode, einzeln steril verpackt

Art. - Nr.	Charrière/FG	VPE
63-10.300	10	100
63-12.300	12	100
63-14.300	14	100




Sonstiger OP-Bedarf – Trachealsaugset

Mit Fingertip und Trichteransatz, separater Schraubverschluss, einzeln steril verpackt

(auf Anfrage auch mit Graduierung erhältlich)

Art. - Nr.	VPE
98-00.000	180



Produktinformation
Kanülen und Spritzen

NEOJECT Ultradünnwandkanülen, Standardgrößen

Ultradünnwandkanülen für die Intravenöse, Intramuskuläre, subkutane oder intraarterielle Injektion.

- Präzisions-Lanzettenschliff, long bevel
- Trockensilikonisierung
- saubere Verleimung
- Trockensilikonisierung
- Hohe Durchflussrate
- Transparenter Luer-Lock Ansatz, Farbcode nach ISO Norm 6009
- Peel-open Verpackung
- Sterile EO (Ethylenoxid) gemäß ISO 11135-1



				Art.-Nr.	kVE / VE
Nr. 1	0,90 x 40	20G x 1 1/2"	gelb	10001	100 / 3000
Nr. 2	0,80 x 40	21G x 1 1/2"	grün	10002	100 / 3000
Nr. 12	0,70 x 30	22G x 1 1/4"	schwarz	10012	100 / 3000
Nr. 14	0,60 x 30	23G x 1 1/4"	blau	10014	100 / 3000
Nr. 16	0,60 x 25	23G x 1"	blau	10016	100 / 3000
Nr. 17	0,55 x 25	24G x 1"	violett	10017	100 / 3000
Nr. 18	0,45 x 23	26G x 7/8"	braun	10018	100 / 3000
Nr. 20	0,42 x 19	27G x 3/4"	grau	10020	100 / 3000

Produktinformation
Kanülen und Spritzen

NEOJECT® Ultradünnwandkanülen, Sondergrößen

Ultradünnwandkanülen für die Intravenöse, Intramuskuläre, subkutane oder intraarterielle Injektion.

- Präzisions-Lanzettenschliff, long bevel
- Trockensilikonisierung
- Saubere Verleimung
- Hohe Durchflussrate
- Transparenter Luer-Lock Ansatz, Farbcode nach ISO Norm 6009
- Farbcodiert nach DIN EN ISO 6009
- Peel-open Verpackung
- Sterile EO (Ethylenoxid) gemäß ISO 11135-1



Bestelldaten:

				Art.-Nr.	kVE / VE
Insulin	0,33 x 13	29G x 1/2"	rot	10083	100 / 3000
Insulin	0,42 x 13	27G x 1/2"	grau	10127	100 / 3000
Insulin	0,45 x 13	26G x 1/2"	braun	10027	100 / 3000
TBC	0,50 x 16	25G x 5/8"	orange	10026	100 / 3000
Subkutan	0,50 x 25	25G x 1"	orange	10089	100 / 3000
Intramuskulär	0,60 x 60	23G x 3/8"	blau	10025	100 / 3000
Intramuskulär	0,70 x 25	22G x 1"	schwarz	10036	100 / 3000
Intramuskulär	0,70 x 40	22G x 1/2"	schwarz	10021	100 / 3000
Intramuskulär	0,70 x 50	22G x 2"	schwarz	10022	100 / 3000
Intramuskulär	0,80 x 25	21G x 1"	grün	10024	100 / 3000
Intramuskulär	0,80 x 50	21G x 2"	grün	10028	100 / 3000
Intramuskulär	0,90 x 25	20G x 1"	gelb	10023	100 / 3000
Intramuskulär	0,90 x 50	20G x 2"	gelb	10029	100 / 3000
Tief Intramuskulär	0,90 x 70	20G x 2 3/4"	gelb	10030	100 / 3000
Blutentnahme	1,10 x 25	19G x 1"	elfenbein	10053	100 / 3000
Blutentnahme	1,10 x 30	19G x 1 1/4"	elfenbein	10031	100 / 3000
Blutentnahme	1,10 x 40	19G x 1 1/2"	elfenbein	10032	100 / 3000
Blutentnahme	1,10 x 50	19G x 2"	elfenbein	10070	100 / 3000
Blutentnahme	1,20 x 40	18G x 1 1/2"	rosa	10033	100 / 3000
Blutentnahme	1,20 x 50	18G x 2"	rosa	10068	100 / 3000
Veterinär	1,50 x 50	17G x 2"	elfenbein	10035	100 / 3000
Veterinär	1,60 x 25	16G x 1"	weiß	10077	100 / 3000
Veterinär	1,60 x 50	16G x 2"	weiß	10076	100 / 3000
Aufzugskanüle	1,80 x 40	15G x 1 1/2"	blau-grau	10034	100 / 3000

Produktinformation
Kanülen und Spritzen

NEODENT® dentale Ultradünnwandkanülen

- Einmalkanüle nach DIN EN ISO 7864
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Präzisionslanzetttschliff
- Trockensilikonisierung
- Transparenter LUER/LUER LOCK Ansatz
- Farbcodiert nach DIN EN ISO 6009
- Geringes Restvolumen
- Saubere Verleimung
- Hohe Durchflussrate



Bestelldaten:

				Art.-Nr.	kVE / VE
dentale Injektion	0,52 x 23	25G x 7/8"	orange	12001	100 / 3000
dentale Injektion	0,52 x 42	25G x 1 5/8"	orange	12002	100 / 3000
dentale Injektion	0,42 x 23	27G x 7/8"	grau	12003	100 / 3000
dentale Injektion	0,42 x 42	27G x 1 5/8"	grau	12004	100 / 3000
Stumpfe Kanüle zur Wurzelbehandlung	0,35 x 25	28G x 1"	blau-grün	12005	100 / 3000

Produktinformation

Kanülen und Spritzen

ANEL Spezial - Ultradünnwandkanülen

Spezielle stumpfe Kanülen für die Augen- oder Zahnheilkunde

- Stumpfe Einmalkanülen
- Gerade (straight) oder mit Knick/curved
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Trockensilikonisierung
- Transparenter LUER/LUER LOCK Ansatz
- Farbcodiert nach DIN EN ISO 6009
- Geringes Restvolumen
- Saubere Verleimung



37

Bestelldaten:

				Art.-Nr.	kVE / VE
gerade	0,40 x 18	27G x 3/4"	grau	10090	100 / 3000
gerade	0,50 x 18	25G x 3/4"	orange	10091	100 / 3000
gerade	0,60 x 18	23G x 3/4"	blau	10092	100 / 3000

Knick in 14 mm Abstand vom Ansatz, Winkel 20°

				Art.-Nr.	kVE / VE
mit Knick	0,40 x 18	27G x 3/4"	grau	10093	100 / 3000
mit Knick	0,50 x 18	25G x 3/4"	orange	10094	100 / 3000
mit Knick	0,60 x 18	23G x 3/4"	blau	10095	100 / 3000

Produktinformation
Kanülen und Spritzen

DISPOMED® - Flaschenkanülen

- Einmalkanüle
- Einfachschliff - nicht stanzend
- Trockensilikonisierung
- hohe Durchflussrate
- Nadelhalter farbcodiert nach ISO Norm
- Gamma sterilisierbar (max. 25 kGy)
- EO sterilisierbar (max. 60°C)

Bestelldaten:

REF	Farbe	Kanüle	kVE / VE
13010	weiß	Ø1,04 x 30mm	1000 / 5000
13007	rosa	Ø1,22 x 30mm	1000 / 5000
13011	rosa	Ø1,22 x 40mm	1000 / 5000
13008	blau	Ø1,53 x 25mm	1000 / 5000
13005	rot	Ø1,83 x 35mm	1000 / 5000
13006	grün	Ø2,07 x 35mm	1000 / 5000

Produktinformation
Kanülen und Spritzen

ECOJECT® - Einmalspritzen

Zweiteilige Einmalspritzen, grün

- Nach DIN EN ISO 7886-1
- Präzise ablesbare Skala
- Minimales Restvolumen
- Sicherer Kolbenstopp
- Zylinder PP, hochtransparent
- Kolben PE, grün
- Steril EO (Ethylenoxid)
- Praxisgerechte Verpackung
- PVC-frei
- Luer Anschluss



39

Bestelldaten:

	Art.Nr.	kVE / VE
2 ml zentrisch, mit 2,5 ml Graduierung	20002	100 / 2800
5 ml exzentrisch	20005	100 / 1900
10 ml exzentrisch	20010	100 / 1200
20 ml exzentrisch	20020	50 / 700

Produktinformation
Kanülen und Spritzen

ECOJECT® Safety Einmalspritzen & NEOJECT® Plus Safety Kanülen

Das Sicherheitssystem von Dispomed.

ECOJECT® SAFETY Einmalspritze und NEOJECT® PLUS SAFETY bietet einen effektiven Schutz vor Nadelstichverletzungen gemäß TRBA250.

- Zweiteilige Einmalspritze Luer Lock und Einmalkanüle
- Stabile abriebfeste Skalierung
- Peel open Verpackung
- EO sterilisiert
- Klasse IIa



Bestelldaten:

Ecoject® Safety 2tlg. Einmalspritze	Art.-Nr.	kVE / VE
2-3 ml	20202	100 / 3000
5-6 ml	20205	100 / 2000
10-12 ml	20210	100 / 1500
Neoject® Plus Safety Kanüle		
Nr. 1 (0,90 x 40mm) 20G x 1 1/2"	11001	100 / 3000
Nr. 2 (0,80 x 40mm) 21G x 1 1/2"	11002	100 / 3000
Nr. 12 (0,70 x 30mm) 22G x 1 1/4"	11012	100 / 3000
Nr. 14 (0,60 x 30mm) 23G x 1 1/2"	11014	100 / 3000
Nr. 16 (0,60 x 25mm) 23G x 1"	11016	100 / 3000

Produktinformation

Kanülen und Spritzen

ECOJECT® PLUS Dreiteilige Einmalspritzen für Infusionspumpen

Ökonomische Einmalspritzen nach DIN EN ISO 7886

- Steril EO (sterilisiert mit Ethylenoxid)
- **PVC-frei**



ECOJECT® PLUS Perfusion

Pumpenspritzen 50 ml, mit 60 ml Markierung passend für B. Braun Perfusor und kompatible Geräte

	Art.-Nr.	kVE / VE
Luer-Lock, transparent	21051	50 / 300
Luer-Lock, transparent, mit aufgesetzter Kanüle 1,8 x 25 mm	21052	50 / 300
Luer-Lock, orangefarben für lichtensitive Medikamente, mit aufgesetzter Kanüle 1,8 x 25 mm	21064	50 / 300

41

ECOJECT® PLUS Infusion

Pumpenspritzen 50 ml, mit 60 ml Markierung passend für Fresenius Injectomaten und kompatible Geräte

	Art.-Nr.	kVE / VE
Luer-Lock, transparent	21050	50 / 300
Luer-Lock, transparent, mit aufgesetzter Kanüle 1,8 x 25 mm	21054	50 / 300

ECOJECT® PLUS Luer-Spritze

Luer-Spritze 50 ml, mit 60 ml Markierung

- 50/60 ml Spritze, 3tlg.,
- LUER, exzentrisch
- Skalenwert 2,0 ml
- latexfrei
- sterilisiert mit Ethylenoxid (EO)



	Art.-Nr.	kVE / VE
50/60 ml Luer-Spritze	21500	50 / 50

Produktinformation

Kanülen und Spritzen

ECOJECT® PLUS Dreiteilige Spritze

3-teilige Spritzen

Luer Lock mit Elastomer-Kolben

- Präzise Führung der Kolbenstange, besonders präzise Dosierfähigkeit
- Kolbenstopfen mit doppelter Dichtungslippe
- Abriebfeste, saubere Skalierung
- Latex und PVC-frei



42

ECOJECT®PLUS Luer Lock

	Art.-Nr.	kVE / VE
ECOJECT®PLUS 2,5 ml	21004	100 / 3000
ECOJECT®PLUS 5 ml	21005	100 / 2000
ECOJECT®PLUS 10 ml	21010	100 / 1200
ECOJECT®PLUS 20 ml	21020	50 / 1000

Produktinformation

Kanülen und Spritzen

Dispomed® Einmalspritzen Insulin

Dreiteilige Spritzen ohne Restvolumen mit Spardorn

- Nach DIN EN ISO 8537
- LUER, zentrisch
- Kein Medikamentenverlust durch Kolben mit Spardorn
- Leichtgängiger, acytotoxischer Kolben
- Rote Skalierung für bessere Ablesbarkeit



43

Bestelldaten:

			Art.-Nr.	kVE / VE
1ml Insulin U-40	ohne	Kanüle	22001	100 / 2000
1ml Insulin U-100	ohne	Kanüle	22002	100 / 2000
1ml Insulin U-40	0,45 x 13	26G x 1/2"	22003	100 / 2000
1ml Insulin U-40	0,40 x 13	27G x 1/2"	22033	100 / 2000
1ml Insulin U-40	0,33 x 13	29G x 1/2"	22023	100 / 2000
1ml Insulin U-100	0,45 x 13	26G x 1/2"	22004	100 / 2000
1ml Insulin U-100	0,40 x 13	27G x 1/2"	22005	100 / 2000
1ml Insulin U-100	0,33 x 13	29G x 1/2"	22043	100 / 2000

Produktinformation

Kanülen und Spritzen

Dispomed® Einmalspritzen TBC / Heparin

Dreiteilige Spritzen ohne Restvolumen mit Spardorn

- Nach DIN EN ISO 8537
- LUER, zentrisch
- Kein Medikamentenverlust durch Spardorn
- Leichtgängiger, acytotoxischer Kolben
- Für TBC schwarze Skalierung, Skalenwert 0,01ml
- Für Heparin rote Skalierung, Skalenwert 0,05 ml



Bestelldaten:

			Art.-Nr.	kVE / VE
1 ml TBC	ohne	Kanüle	22006	100 / 2000
1 ml TBC mit Kanüle	0,50 x 16	25G x 5/8"	22007	100 / 2000
1 ml Heparin 25000 I.U.	ohne	Kanüle	22009	100 / 2000
1 ml Heparin 25000 I.U. mit Kanüle	0,50 x 16	25G x 5/8"	22010	100 / 2000

Produktinformation

Kanülen und Spritzen

INFUJECT® Pumpenspritzen

30 ml und 50/60 ml Spritzen, dreiteilig, passend für Fresenius Injectomat und kompatible Geräte

- Nach DIN EN ISO 7886
- Luer Lock Ansatz, zentrisch
- Druckgeprüft bis 6 bar
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Stabile, abriebfeste Skalierung
- Zylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
- latexfrei
- Kolbenstopp
- Exakte Ablesung des Spritzeninhaltes durch übersichtliche 1 ml Graduierung
- Für die Applikation lichtempfindlicher Medikamente mit orangefarbener (amber) Einfärbung
- 60 ml Markierung



45

Bestelldaten:

			Art.-Nr.	kVE / VE
30 ml mit Verschlussstopfen, ohne Kanüle , transparent, "Heparinspritze"			22030	100 / 600
50/60 ml mit Verschlussstopfen, ohne Kanüle , transparent			22050	50 / 300
50/60 ml, transparent, mit aufgesetzter Kanüle	2,0 x 30mm	14G x 1 1/4"	22054	50 / 300
50/60 ml, orangefarben, mit aufgesetzter Kanüle	1,8 x 25mm	15G x 1"	22064	50 / 300

Produktinformation

Kanülen und Spritzen

PERFUJECT® Pumpenspritzen

50 ml Spritzen, dreiteilig, passend für Braun Perfusor und kompatible Geräte

- Nach DIN EN ISO 7886
- Luer Lock Ansatz, zentrisch
- Druckgeprüft bis 6 bar
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Stabile, abriebfeste Skalierung
- Zylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
- latexfrei
- Kolbenstopp
- Exakte Ablesung des Spritzeninhaltes durch übersichtliche 1 ml Graduierung
- Für die Applikation lichtempfindlicher Medikamente mit orangefarbener (amber) oder schwarzer Einfärbung



Bestelldaten:

			Art.-Nr.	kVE / VE
50 ml ohne Kanüle, transparent			22051	50 / 300
50 ml, transparent, mit aufgesetzter Kanüle	2,0 x 30mm	14G x 1 ¹ / ₄ "	22052	50 / 300
50 ml, schwarz, mit aufgesetzter Kanüle	2,0 x 30mm	14G x 1 ¹ / ₄ "	22053	50 / 300
50 ml, orangefarben, mit aufgesetzter Kanüle	2,0 x 30mm	15G x 1"	22063	50 / 300

Bei schwarzer Einfärbung: Graduierung in rot auf der Kolbenstange

Produktinformation

Kanülen und Spritzen

Dispomed® Wund- und Katheterspritzen

Wund-, Blasen- und Katheterspritzen, dreiteilig

- Aus Polypropylen (PP)
- latexfrei
- Leichtgängiger Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring
- Mit Kolbenstopp
- Skala abriebfest
- Katheteransatz angeschrägt



Bestelldaten:

Wund- und Katheterspritzen	Art.-Nr.	KVE / VE
50/60 ml mit Katheteransatz Skalenwert 1,0 ml, Gamma (R) sterilisiert nicht kompatibel mit PEG-Sonde	22008	50 / 300
50/60 ml mit Katheteransatz Skalenwert 1,0 ml, mit Reduzierstück (Adapter) Gamma (R) sterilisiert nicht kompatibel mit PEG-Sonde	22011	50 / 300
50/60 ml mit Katheteransatz Skalenwert 1,0 ml, sterilisiert mit Ethylenoxid (EO)	21008	50 / 300

47

- Mit Aspirationsgriff
- Luer Adapter
- Skala abriebfest
- Skalenwert 2,0 ml
- Material: PP, Elastomer
- Latexfrei
- sterilisiert mit Ethylenoxid (EO)



Bestelldaten:

Wund- und Katheterspritzen	Art.-Nr.	KVE / VE
100 ml mit Katheteransatz	22101	50 / 50

- Mit Aspirationsgriff
- 2x Luer Adapter
- abriebfeste Skala
- Füllvolumen 120 ml
- Skalenwert 2,0 ml
- Latexfrei
- sterilisiert mit Ethylenoxid (EO)



Bestelldaten:

Wund- und Katheterspritzen	Art.-Nr.	KVE / VE	PZN
120 ml mit Katheteransatz	21120	50 / 50	1876071

Produktinformation

Kanülen und Spritzen

ECOJECT® PLUS Luer-Spritze

48

Luer-Spritze 50 ml, mit 60 ml Markierung

- 50/60 ml Spritze, 3tlg.,
- LUER, exzentrisch
- Skalenwert 2,0 ml
- Latexfrei
- sterilisiert mit Ethylenoxid (EO)



Bestelldaten:


	Art.-Nr.	KVE / VE
50/60 ml Luer-Spritze	21500	50 / 50

Produktinformation

iv-Katheter und Perfusions-Kanülen

DONAFLO® Blutentnahmegerät

- Blutentnahmegerät
- Mit Venenpunktionskanüle nach Strauß
- Verbindungsleitung
- Anschlusskanüle
- Alle Produktvarianten sind Latex-frei
- Steril R (Gammabestrahlung)
- gemäß ISO 11137-1



Bestelldaten:

Art.-Nr.	Strausskanüle	Flaschenkanüle	Rollklemme	Schlauch	VE
51601	1,5 x 43mm blau	1,8 x 35mm rot	ohne Rollklemme	PVC-frei 60 cm	100
51602	1,8 x 43mm rot	1,8 x 35mm rot	ohne Rollklemme	PVC-frei 60 cm	100
51603	1,5 x 43mm blau	1,8 x 35mm rot	mit Rollklemme, weiß	PVC-frei 60 cm	100
51604	1,8 x 43mm rot	1,8 x 35mm rot	mit Rollklemme, weiß	PVC-frei 60 cm	100


Produktinformation

iv-Katheter und Perfusions-Kanülen

VASUFLO® Perfusionsbesteck

Besteck zur Venenpunktion im peripheren Bereich zur Injektions- und Infusionstherapie, kurzzeitige Anwendung

- **Kanüle:** Präzisionsschliff, innen und außen trockensilikonisiert, 8° zwangsgeneigt
- Sicherheitsschlauch: knickfest, flexibel, 30 cm
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Luer Lock Ansatz mit Verschlusskappe
- Steril R (Gamma sterilisiert)



Bestelldaten:

			Art.-Nr.	kVE / VE
Kanüle 1,2 x 19	18G x 3/4"	rosa	40018	100 / 1000
Kanüle 1,1 x 19	19G x 3/4"	elfenbein	40019	100 / 1000
Kanüle 0,9 x 19	20G x 3/4"	gelb	40020	100 / 1000
Kanüle 0,8 x 19	21G x 3/4"	grün	40021	100 / 1000
Kanüle 0,7 x 19	22G x 3/4"	schwarz	40022	100 / 1000
Kanüle 0,6 x 19	23G x 3/4"	blau	40023	100 / 1000
Kanüle 0,5 x 19	25G x 3/4"	orange	40025	100 / 1000
Kanüle 0,4 x 19	27G x 3/4"	grau	40027	100 / 1000

unsteril / bulk oder andere Schlauchlängen auf Anfrage

Produktinformation

iv-Katheter und Perfusions-Kanülen

VASUFLO®-Safety Perfusionsbesteck

- Perfusionsbesteck mit aktivem Nadelschutz
- Sicherheits-Clip wird über die Nadel geschoben
- Minimiert das Verletzungsrisiko für den Anwender und den Patienten
- Die VASUFLO®-Safety Perfusionsbestecke sind in den gängigen Gauge-Größen (18G-27G) mit 30cm Schlauch erhältlich
- Kanüle: Präzisionsschliff, innen und außen trockensilikonisiert, 8° zwangsgeneigt
- Sicherheitsschlauch: knickfest, flexibel
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Luer Lock Ansatz mit Verschlusskappe



Bestelldaten:

GAUGE	Ø	Länge	Art.-Nr.	kVE / VE
18 G	1,20 mm	19 mm	46018	100 / 1000
19 G	1,10 mm	19 mm	46019	100 / 1000
20 G	0,90 mm	19 mm	46020	100 / 1000
21 G	0,80 mm	19 mm	46021	100 / 1000
22 G	0,70 mm	19 mm	46022	100 / 1000
23 G	0,60 mm	19 mm	46023	100 / 1000
25 G	0,50 mm	19 mm	46025	100 / 1000
27 G	0,40 mm	19 mm	46027	100 / 1000


unsteril / bulk oder andere Schlauchlängen auf Anfrage
z. B. mit 10 cm Schlauch (steril)

Produktinformation

iv-Katheter und Perfusions-Kanülen

ECOFLO® Perfusionsbesteck

- Ökonomisches Perfusionsbesteck wie VASUFLO, jedoch keine zwangsgeneigte Kanüle.
- Sicherheitsschlauch 30 cm
- außen trockensilikonisiert



Bestelldaten:

			Art.-Nr.	kVE / VE
Kanüle 1,2 x 19	18G x 3/4"	rosa	41018	100 / 1000
Kanüle 1,1 x 19	19G x 3/4"	elfenbein	41019	100 / 1000
Kanüle 0,9 x 19	20G x 3/4"	gelb	41020	100 / 1000
Kanüle 0,8 x 19	21G x 3/4"	grün	41021	100 / 1000
Kanüle 0,7 x 19	22G x 3/4"	schwarz	41022	100 / 1000
Kanüle 0,6 x 19	23G x 3/4"	blau	41023	100 / 1000
Kanüle 0,5 x 19	25G x 3/4"	orange	41025	100 / 1000
Kanüle 0,4 x 19	27G x 3/4"	grau	41027	100 / 1000

unsteril / bulk oder andere Schlauchlängen auf Anfrage

z. B. mit 10 cm Schlauch (steril)


			Art.-Nr.	kVE / VE
Kanüle 1,1 x 19	19G x 3/4"	elfenbein	41036	100 / 1000

Produktinformation

iv-Katheter und Perfusions-Kanülen

ECOFLO®-Safety Perfusionsbesteck

- Perfusionsbesteck mit aktivem Nadelschutz
- Sicherheits-Clip wird über die Nadel geschoben
- Minimiert das Verletzungsrisiko für den Anwender und den Patienten
- Die ECOFLO®-Safety Perfusionsbestecke sind in den gängigen Gauge-Größen (18G-27G) mit 30cm Schlauch erhältlich
- Kanüle: Präzisionsschliff, innen und außen trockensilikonisiert
- Sicherheitsschlauch: knickfest, flexibel
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Luer Lock Ansatz mit Verschlusskappe



Bestelldaten:

GAUGE			Art.-Nr.	kVE / VE
18 G	1,20 mm	rosa	47018	100 / 1000
19 G	1,10 mm	elfenbein	47019	100 / 1000
20 G	0,90 mm	gelb	47020	100 / 1000
21 G	0,80 mm	grün	47021	100 / 1000
22 G	0,70 mm	schwarz	47022	100 / 1000
23 G	0,60 mm	blau	47023	100 / 1000
25 G	0,50 mm	orange	47025	100 / 1000
27 G	0,40 mm	grau	47027	100 / 1000

unsteril / bulk oder andere Schlauchlängen auf Anfrage

z. B. mit 10 cm Schlauch (steril)

Produktinformation

iv-Katheter und Perfusions-Kanülen

VASUFLO®T Venenverweilkanülen und Mandrins

Peripherer i.V.-Katheter nach DIN EN ISO 10555-5

- Dünnwandiger Katheter aus Teflon (FEP) für hohe Durchflussraten
- Radioopaque (röntgenfähig)
- Farbcodiert nach ISO-Norm
- Luer-Lock Ansatz
- Passgenaue und farbcodierte Mandrins für alle Größen
- Für Piercing geeignet



			Art.-Nr.	kVE / VE
Kanüle 2,0 x 51	14G x 2"	orange	43014	50 / 1000
Kanüle 1,75 x 51	16G x 2"	grau	43016	50 / 1000
Kanüle 1,5 x 51	17G x 2"	weiß	43017	50 / 1000
Kanüle 1,3 x 51	18G x 2"	grün	43018	50 / 1000
Kanüle 1,3 x 32	18G x 2"	grün	43019	50 / 1000
Kanüle 1,0 x 32	20G x 1 ¼"	rosa	43020	50 / 1000
Kanüle 0,9 x 25	22G x 1"	blau	43022	50 / 1000
Kanüle 0,74 x 19	24G x ¾"	gelb	43024	50 / 1000
Kanüle 0,64 x 19	26G x ¾"	violett	43026	50 / 1000

Mandrins für VASUFLO®T

- Mandrin aus Polypropylen
- Luer-Lock Ansatz

		Art.-Nr.	kVE / VE
14G	orange	43114	50 / 500
16G	grau	43116	50 / 500
17G	weiß	43117	50 / 500
18G (Länge 51 mm)	grün	43118	50 / 500
18G (Länge 32 mm)	grün	43119	50 / 500
20G	rosa	43120	50 / 500
22G	blau	43122	50 / 500
24G	gelb	43124	50 / 500

Produktinformation

iv-Katheter und Perfusions-Kanülen

ECOFLO®INT Venenverweilkanülen und Mandrins

Peripherer i.V.-Katheter mit Zuspritzventil nach DIN EN ISO 10555-5

- Katheter aus **Polyurethan (PUR)**
- Neuer Komfort für den Patienten: das thermosensitive Material (PUR) wird bei Körpertemperatur weicher und passt sich dem Venensystem an
- Röntgenfähig
- Geringeres Thromboserisiko
- Sehr hohe Gewebeverträglichkeit
- Longitudinales Injektionsventil
- Luer-Lock Ansatz
- Spezieller Facettenschliff und Katheterausformung für minimales Punktionstrauma
- passende [Mandrins](#)



			Art.-Nr.	kVE / VE
Kanüle 2,0 x 45	14G x 1 ¼"	orange	44014	50 / 500
Kanüle 1,75 x 45	16G x 1 ¼"	grau	44016	50 / 500
Kanüle 1,5 x 45	17G x 1 ¼"	weiß	44017	50 / 500
Kanüle 1,3 x 45	18G x 1 ¼"	grün	44018	50 / 500
Kanüle 1,3 x 32	18G x 1 ¼"	grün	44019	50 / 500
Kanüle 1,0 x 32	20G x 1 ¼"	rosa	44020	50 / 500
Kanüle 0,9 x 25	22G x 1"	blau	44022	50 / 500
Kanüle 0,74 x 19	24G x ¾"	gelb	44024	50 / 500
Kanüle 0,64 x 19	26G x ¾"	violett	44026	50 / 500

Produktinformation

iv-Katheter und Perfusions-Kanülen

VASUFLO®INT Venenverweilkanülen und Mandrins

Peripherer i.V.-Katheter mit Zuspritzventil nach DIN EN ISO 10555-5

- Dünnwandiger Katheter aus Teflon (FEP) für hohe Durchflussraten
- Ausgezeichnete Fixierung auf der Haut
- Farbcodiert nach ISO-Norm
- Longitudinales Zuspritzventil
- Luer-Lock Ansatz
- Spezieller Facettenschliff und Katheterausformung für minimales Punktionstrauma
- Passgenaue und farbcodierte [Mandrins](#) für alle Größen



Bestelldaten:

				Art.-Nr.	kVE / VE
Kanüle 2,0 x 45	14G x 1 3/4"	14G	orange	42014	50 / 500
Kanüle 1,75 x 45	16G x 1 3/4"	16G	grau	42016	50 / 500
Kanüle 1,5 x 45	17G x 1 3/4"	17G	weiß	42017	50 / 500
Kanüle 1,3 x 45	18G x 1 3/4"	18G	grün	42018	50 / 500
Kanüle 1,3 x 32	18G x 1 1/4"	18G	grün	42019	50 / 500
Kanüle 1,0 x 32	20G x 1 1/4"	20G	rosa	42020	50 / 500
Kanüle 0,9 x 25	22G x 1"	22G	blau	42022	50 / 500
Kanüle 0,74 x 19	24G x 3/4"	24G	gelb	42024	50 / 500
Kanüle 0,64 x 19	26G x	26G	violett	42026	50 / 500

Produktinformation

iv-Katheter und Perfusions-Kanülen

Mandrin VASUFLO®INT und ECOFLO® INT

- Mandrin aus Polypropylen
- Luer-Lock Ansatz



Bestelldaten:


		Art.-Nr.	kVE / VE
14G	orange	42114	50 / 500
16G	grau	42116	50 / 500
17G	weiß	42117	50 / 500
18G (Länge 45 mm)	grün	42118	50 / 500
18G (Länge 32 mm)	grün	42119	50 / 500
20G	rosa	42120	50 / 500
22G	blau	42122	50 / 500
24G	gelb	42124	50 / 500

Produktinformation

iv-Katheter und Perfusions-Kanülen

Dispomed® Straussskanülen

- Kanüle nach DIN EN ISO 9626
- Nadelhalter und Griffplatte aus Polypropylen
- Griffplatte geriffelt und rutschfest
- Schutzkappe aus Polyethylen
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Luer Anschluss



58

Bestelldaten:

			Art.-Nr.	kVE / VE
Kanüle 0,9 x 43	20G x 1 3/4"	gelb	13009	100 / 1000
Kanüle 1,2 x 43	18G x 1 3/4"	rosa	13012	100 / 1000
Kanüle 1,5 x 43	17G x 1 3/4"	blau	13015	100 / 1000
Kanüle 1,8 x 43	15G x 1 3/4"	orange	13018	100 / 1000
Kanüle 2,0 x 4	14G x 1 3/4"	grün	13020	100 / 1000

unsteril / bulk auf Anfrage

Produktinformation

Infusionen und Drainagen

SOLUFLO® Infusionssets für Schwerkraftinfusion (G)

Infusionsbesteck zum einmaligen Gebrauch gemäß ISO 8536-4 G (Schwerkraft)

- Spike für Beutel und Flasche
- Luftfilter
- Flüssigkeitsfilter: 15µm Porengröße; 120 mm² Filterfläche
- Lange Tropfkammer
- Schlauch: Außendurchmesser 4,10mm; Innendurchmesser 3,00 mm
- Durchflussregler (blau)
- Alle Produktvarianten sind Latex-frei
- Steril R (Gammabestrahlung) gemäß ISO 11137-1

Produktvariationen:

- L = Luer
- LL = Luer Lock
- Vet = für Veterinäre



Bestelldaten:

Artikel Nr.	Typ			Schlauchlänge	kVE / VE
60009	L	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	150 cm	100 / 100
60005	LL	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	150 cm	100 / 100
60518	LL	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	180 cm	100 / 100
60018	LVet	Tropfkammer ohne Flüssigkeitsfilter; mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	150 cm	100 / 100
60017	LLVet	Tropfkammer ohne Flüssigkeitsfilter; mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	150 cm	100 / 100
60055	LL	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC (DEHP-frei)	150 cm	100 / 100
60619	LL	Soluflo: Artikel 60005 mit Ecoflo Safety Perfusionsbesteck 19G x 3/4" (1,1x19mm)	60005: PVC-frei Ecoflo: PVC (DEHP-frei)	150 cm; 10 cm	100 / 100

Produktinformation

Infusionen und Drainagen

**SOLUFLO® Infusionssets für Druck- (P) und
Schwerkraftinfusion (G)**

Infusionsbestecke zum einmaligen Gebrauch
gemäß ISO 8536-4 G (Schwerkraft)
gemäß ISO 8536-8 P (Druck)

- P für Druckinfusion (Pressure) und Schwerkraftinfusion
- Spike für Beutel und Flasche
- Luftfilter
- Flüssigkeitsfilter: 15µm Porengröße; 120mm² Filterfläche
- Lange Tropfkammer
- Schlauch: Außendurchmesser 4,10 mm; Innendurchmesser 3,00mm
- Durchflussregler
- Alle Produktvarianten sind Latex-frei
- Steril R (Gammabestrahlung) gemäß ISO 11137-1



60

Produktvariationen:

- L = Luer
- LL = Luer Lock
- P = für Druckinfusion (Farbe des Durchflussreglers: orange)
- V = für Rückschlagventil (Farbe des Rädchens innerhalb des Durchflussreglers: orange; Schutzkappe für Luer Lock Adapter: orange)

Bestelldaten:

Artikel Nr.	Typ	Schlauchlänge	Zuspritz- möglichkeit		kVE / VE
60012	LLP	150cm		PVC (DEHP-frei)	100 / 100
60913	LLP	190cm		PVC (DEHP-frei)	100 / 100
60014	LLVP	150cm		PVC-frei	100 / 100
61214	LLVP	175cm		PVC (DEHP-frei)	100 / 100
60214	LLVP	180cm		PVC (DEHP-frei)	100 / 100
60006	YLLP	150cm	Y-port	PVC (DEHP-frei)	100 / 100
60618	YLLP	180cm	Y-port	PVC (DEHP-frei)	100 / 100

Produktinformation

Infusionen und Drainagen

SOLUDROP® Infusionssets

Infusionsbestecke nach ISO 8536-4 / DIN 5836

- Mit Haltering z.B. für Tropfenzähler
- Mit hydrophobem Belüftungsfilter
- Für Beutel und Flaschen
- Luer-Lock und Luer Ansatz
- 15µm Flüssigkeitsfilter
- Standardschlauch 150 cm
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Die lange und flexible Tropfkammer ermöglicht ein schnelles und leichtes Einstellen des Flüssigkeitsspiegels



Bestelldaten:

			Art.-Nr.	kVE / VE
G	Typ L	Luer, Latexfreier-Verbinder, PVC-frei	60002	100 / 100
G	Typ LL	Luer-Lock, Latexfreier-Verbinder, PVC-frei	60001	100 / 100
P	Typ LL	Luer-Lock, druckfest, PVC	60000	100 / 100

61

SOLUDROP® Typ LLPGI

- **mit Pumpensegment aus Silikon für die Druckinfusion mit Infusionspumpen**
- Schlauchlänge: 250 cm
- LUER-LOCK
- Einsetzbar mit den meisten Infusionspumpen (zugelassen z. B. Für Braun-Secura, Fresenius-Volumed VP, MCM 504, Argus-200, etc.)
Liste auf Anfrage.



Bestelldaten:

			Art.-Nr.	kVE / VE
P	Typ LLPGI	Luer-Lock, druckfest, mit Pumpensegment	60021	80 / 80

ECOLINE®

Infusionsbestecke nach ISO 8536 / DIN 58362

- Beidseitiger Luer-Lock-Anschluß, männlich
- Steril R (Gamma sterilisiert)



Bestelldaten:

	Art.-Nr.	kVE / VE
Mit latexfreier Zuspritzmöglichkeit	51800	100 / 100
Ohne zusätzl. Zuspritzmöglichkeit	51900	100 / 100

Produktinformation

Infusionen und Drainagen

HEMOMED® Transfusionssets

Transfusionsbesteck für Blutbeutel nach
DIN 58360-1 und ISO 1135-4

- Lange Tropfkammer
- 200 µm Blutfilter
- Injektionszwischenstück (latexfrei)
- Sterile R (Gamma sterilisiert)
- Präzisions-V-Rollklemme
- Luer und Luer-Lock Ansatz
- Standardschlauch 150cm



63

Bestelldaten:

		Art.-Nr.	kVE / VE
mit Belüftung	BLL	60003	100 / 100
ohne Belüftung	LL	60011	100 / 100
ohne Belüftung, ohne Injektionszwischenstück	LLP	60111	100 / 100
#60111	einsetzbar mit Druckmanschette		

Produktinformation

Infusionen und Drainagen

PERFULINE® - PVC-freie Infusionsleitungen für Spritzenpumpen

Infusionsleitungen nach ISO 8536 / DIN 58362-SL-P

- Umweltfreundlich, da **PVC-frei**
- Medikamentenwirkstoffe sind voll verfügbar, da keine AD- oder Absorption
- Luer-Lock und Luer Ansätze mit Schutzkappe
- Kompatibel für alle Geräte, bei denen der Hersteller Standard-Infusionsleitungen nach DIN/ISO zulässt (z.B. bei Braun Perfusor)
- Druckfest bis 500 kPa (5 bar)



64

Bestelldaten:

Material	mm	Länge	Farbe	Art.-Nr.	kVE / VE
PE	1,0 x 2,0	150cm	transparent	50155	100 / 200
PVC frei	1,5 x 2,6	150cm	transparent	50160	100 / 200
PVC frei	1,5 x 2,7	200cm	transparent	50202	100 / 200
Für lichtempfindliche Medikamente					
PE	1,0 x 2,0	150cm	orange	50166	100 / 200

Produktinformation

Infusionen und Drainagen

PVC Infusionsleitungen für Spritzenpumpen

Infusionsleitungen aus PVC nach ISO 8536 / DIN 58362-SL-P

- Luer-Lock und Luer Ansätze mit Schutzkappe
- Kompatibel für alle Geräte, bei denen der Hersteller Standard-Infusionsleitungen nach DIN/ISO zulässt (z.B. bei Braun Perfusor)
- Druckfest bis 500 kPa (5 bar)
- Steril R (Gamma sterilisiert)



Bestelldaten:

	mm	Länge	Farbe	Art.-Nr.	kVE / VE
	1,5 x 2,6	70 cm	transparent	50070	100 / 1000
steril EO (Ethylenoxid)	1,5 x 2,7	150 cm	transparent	50150	100 / 1000
	1,5 x 2,7	200 cm	transparent	50200	100 / 1000
	1,5 x 2,6	300 cm	transparent	50300	100 / 1000
Für lichtempfindliche Medikamente					
	1,5 x 2,6	150 cm	amber	50152	100 / 1000
steril EO (Ethylenoxid)	1,5 x 2,6	150 cm	schwarz	50151	100 / 1000
steril EO (Ethylenoxid)	1,5 x 2,6	200 cm	schwarz	50201	100 / 1000

Produktinformation

Infusionen und Drainagen

DISPOMED® Heidelberger Verlängerungen

Infusionsverlängerungen

- Zur Verlängerung für Infusions- und Transfusionsleitungen
- Luer-Lock m/w
- Größerer Innendurchmesser als bei PERFULINE® ermöglicht höhere Durchflussraten
- Steri



Bestelldaten:


	mm	Länge	Art.-Nr.	kVE / VE
	3 x 4	15cm	51115	100 / 100
	3 x 4	30cm	51130	100 / 100
	3 x 4	70cm	51070	100 / 100
	3 x 4	150cm	51150	100 / 100
male-male	3 x 4	150cm	51155	100 / 100
	3 x 4	200cm	51200	100 / 100

Produktinformation

Infusionen und Drainagen

DISPOMED®LS - Verbinder

- LS-Verbinder für Simultan-Infusion bis zu sieben Anschlüssen
- Zur Verlängerung von Dialyseschläuchen
- Flexible Sicherheitsschläuche, nicht kollabierbar
- Luer-Lock m/w
- Steril R (Gamma sterilisiert)



Bestelldaten:

		Art.-Nr.	kVE / VE
LLÖS	2-fach Verbinder	51002	100 / 1000
LLÖS	3-fach Verbinder	51003	100 / 1000
LLÖS	4-fach Verbinder	51004	100 / 1000
LLÖS	5-fach Verbinder	51005	100 / 1000

Produktinformation

Infusionen und Drainagen

DISPOMED® Pleura Punktionsset

Komplettes, geschlossenes System bestehend aus:

- Sekretbeutel 1500 ml oder 2000 ml
- Einmalspritze 50 ml Luer-Lock
- Drei-Wege-Hahn
- 30 cm Schlauch, beidseitig Luer-Lock (männlich)
- Pleurapunktionskanüle 1,8 x 80 mm
- Sicherheitsverpackung (Doppelblister)



Bestelldaten:

	Art.-Nr.	kVE / VE
DISPOMED® Pleura-Punktionsset, 1500 ml	80050	40 / 40
DISPOMED® Pleura-Punktionsset, 2000 ml	80051	40 / 40

Produktinformation

Dialysebedarf

DISPOMED® AVF-Dialysekanülen

Dialysekanülen für den Gefäßzugang bei der Hämodialyse, Hämofiltration und Hämodiafiltration.

- kurzzeitige, einmalige Anwendung (< 5 Tage)
- hohe Durchflussrate
- geringes Punktionstrauma
- schneller Wundverschluss aufgrund Trockensilikonisierung
- flexibler Sicherheitsschlauch, nicht kollabierbar
- Farbcodiert nach Größen und arteriell / venös
- Luer Lock Ansatz
- steril R (Gamma sterilisiert)

arteriell (rot)

AV – BK

AV – BL

venös (blau)

AV - DK

AV – DL



Größe der Kanülen	Schlauchlänge	Typ	Farbe	Art.-Nr.	KVE / VE
15G 1,8 x 25	15 cm, 6"	DK	gelb	30151	50 / 500
15G 1,8 x 25	15 cm, 6"	BK	gelb	30152	50 / 500
15G 1,8 x 25	30 cm, 12"	DL	gelb	30153	50 / 500
15G 1,8 x 25	30 cm, 12"	BL	gelb	30154	50 / 500
15G 1,8 x 20	15 cm, 6"	BK	gelb	30155	50 / 500
15G 1,8 x 20	15 cm, 6"	DK	gelb	30156	50 / 500
15G 1,8 x 20	30 cm, 12"	BL	gelb	30157	50 / 500
15G 1,8 x 20	30 cm, 12"	DL	gelb	30158	50 / 500
15G 1,8 x 15	15 cm, 6"	DK	gelb	30159	50 / 500
15G 1,8 x 15	15 cm, 6"	BK	gelb	30259	50 / 500
16G 1,6 x 20	15 cm, 6"	DK	grün	30167	50 / 500
16G 1,6 x 20	15 cm, 6"	BK	grün	30168	50 / 500
16G 1,6 x 25	15 cm, 6"	DK	grün	30165	50 / 500
16G 1,6 x 25	15 cm, 6"	BK	grün	30166	50 / 500
16G 1,6 x 20	30 cm, 12"	DL	grün	30161	50 / 500
16G 1,6 x 20	30 cm, 12"	BL	grün	30162	50 / 500
16G 1,6 x 25	30 cm, 12"	DL	grün	30163	50 / 500
16G 1,6 x 25	30 cm, 12"	BL	grün	30164	50 / 500
16G 1,6 x 15	15 cm, 6"	DK	grün	30267	50 / 500
16G 1,6 x 15	15 cm, 6"	BK	grün	30268	50 / 500
17G 1,5 x 25	15 cm, 6"	DK	weiß	30171	50 / 500
17G 1,5 x 25	15 cm, 6"	BK	weiß	30172	50 / 500
17G 1,5 x 20	30 cm, 12"	DL	weiß	30173	50 / 500
17G 1,5 x 20	30 cm, 12"	BL	weiß	30174	50 / 500
17G 1,5 x 25	30 cm, 12"	BL	weiß	30175	50 / 500
17G 1,5 x 15	15 cm, 6"	BK	weiß	30176	50 / 500
17G 1,5 x 20	15 cm, 6"	DK	weiß	30177	50 / 500
17G 1,5 x 20	15 cm, 6"	BK	weiß	30178	50 / 500
17G 1,5 x 15	15 cm, 6"	DK	weiß	30179	50 / 500
17G 1,5 x 15	30 cm, 12"	DL	weiß	30187	50 / 500

AVF = Arterio-Venous-Fistula, K = kurzer Schlauch, L = langer Schlauch, B = back eye (arteriell) D = Dialyse (venös)


Produktinformation

Dialysebedarf

DISPOMED® AV-Y Dialysekanülen

Unipunkturadeln (für "single-needle technique")

- Beschreibung: siehe [AVE](#), jedoch mit arterieller Nadel (back-eye)
- 10 cm Schlauch
- Steril R (Gamma sterilisiert)



70

Bestelldaten:

Größe der Kanülen	Schlauchlänge	Typ	Farbe	Art.-Nr.	kVE / VE
15G 1,8 x 25	10cm, 4"	AV-Y	gelb	30150	50 / 500
16G 1,6 x 20	10cm, 4"	AV-Y	grün	30190	50 / 500
16G 1,6 x 25	10cm, 4"	AV-Y	grün	30160	50 / 500
17G 1,5 x 20	10cm, 4"	AV-Y	weiß	30170	50 / 500
17G 1,5 x 25	10cm, 4"	AV-Y	weiß	30169	50 / 500

Produktinformation

Dialysebedarf

DISPOMED® Twinsets

- arterielle und venöse AVF-Nadeln in einer Blister-Packung
- Beschreibung: siehe AVF-Dialysekanülen




Bestelldaten:

Größe der Kanülen	Schlauchlänge	Typ	Farbe	Art.-Nr.	kVE / VE
15G 1,8 x 15	30 cm, 12"	DL-BL	gelb	30253	50 / 500
15G 1,8 x 20	30 cm, 12"	DL-BL	gelb	30186	50 / 500
15G 1,8 x 25	30 cm, 12"	DL-BL	gelb	30188	50 / 500
16G 1,6 x 15	15 cm, 6"	DL-BL	grün	30261	50 / 500
16G 1,6 x 20	15 cm, 6"	DK-BK	grün	30181	50 / 500
16G 1,6 x 25	15 cm, 6"	DK-BK	grün	30180	50 / 500
16G 1,6 x 25	30 cm, 12"	DL-BL	grün	30184	50 / 500
17G 1,5 x 20	15 cm, 6"	DK-BK	weiß	30182	50 / 500
17G 1,5 x 20	30 cm, 12"	DL-BL	weiß	30185	50 / 500
17G 1,5 x 25	15 cm, 6"	DK-BK	weiß	30183	50 / 500
17G 1,5 x 20	15 cm, 6"	BK-BK	weiß	30189	50 / 500

71

DISPOMED® AVF-Patienten-Konntektoren

wie AVF-Dialysekanülen, jedoch ohne Nadel mit Luer-Lock Ansatz, männlich



Bestelldaten:

	Art.-Nr.	kVE / VE
AVF-Patienten-Konnektor, rot	31002	50 / 500

Produktinformation

Dialysebedarf

ECOLINE® Infusionsüberleitungsgerät

Infusionsbestecke nach ISO 8536 / DIN 58362

- Für Beutel mit Luer-Lock Anschluss
- Beidseitiger Luer-Lock Anschluss männlich
- Steril R (Gamma sterilisiert)

**Bestelldaten:**

	Art.-Nr.	kVE / VE
Mit Injektionszwischenstück	51800	100 / 100
Ohne Injektionszwischenstück	51900	100 / 100

Produktinformation

Dialysebedarf

Übergangsstücke und Verbinder

- Übergangsstück LuerLock
- PVC-Schlauch
- verschiedene Adapter und Größen
- Steril (EO)



Bestelldaten:


	Art.-Nr.	kVE / VE
Übergangsstück LuerLock, Female-Female, 5 cm	51008	100 / 100
Übergangsstück LuerLock, Male-Female, 5 cm	51009	100 / 100
Übergangsstück LuerLock, Male-Female, 10 cm	51010	100 / 100
Übergangsstück LuerLock, Male-Male, 5 cm	51011	100 / 100

Andere Größen und Anschlüsse auf Anfrage.

Produktinformation
OP und Anästhesie

DISPOMED® Biopsie Nadeln

Für Weichteil - Biopsie
Zur Entnahme von Gewebeproben



Bestelldaten:

		Art.-Nr.	kVE / VE
2,10 x 75 mm	14G x 3"	70007	1 / 50
2,10 x 114 mm	14G x 4 1/2"	70008	1 / 50
2,10 x 152 mm	14G x 6"	70009	1 / 50
2,10 x 200 mm	14G x 8"	70010	1 / 50
1,60 x 75 mm	16G x 3"	70022	1 / 50
1,60 x 114 mm	16G x 4 1/2"	70023	1 / 50
1,60 x 152 mm	16G x 6"	70024	1 / 50
1,20 x 75 mm	18G x 3"	70025	1 / 50
1,20 x 114 mm	18G x 4 1/2"	70026	1 / 50
1,20 x 152 mm	18G x 6"	70027	1 / 50

Produktinformation
OP und Anästhesie

DISPOMED® Knochenmark-Biopsie Nadeln

Für Knochenmarks-Biopsie
Zur Entnahme von Knochenmark

- Leichte Handhabung
- Geringer Widerstand
- Steril EO (Ethylenoxid)



Bestelldaten:

		Art.-Nr.	KVE / VE
3,50 x 100 mm	9G x 10 cm	70050	1 / 20
3,50 x 150 mm	9G x 15 cm	70051	1 / 20
3,00 x 100 mm	11G x 10 cm	70052	1 / 20
3,00 x 150 mm	11G x 15 cm	70053	1 / 20
2,40 x 100 mm	13G x 10 cm	70054	1 / 20
2,40 x 150 mm	13G x 15 cm	70055	1 / 20

Produktinformation
OP und Anästhesie

DISPOMED® Z-Port System

Kathetersysteme und Einführbestecke
Implantierbares Katheter-System für die
Langzeittherapie

- Ermöglicht wiederholte Blutentnahmen, Bolus-Injektionen, Dauerinfusionen
- Bestehend aus:
- Reservoir aus Polysulfon mit Septum aus hochwertigem Silikon, röntgenfähig
- Katheter aus röntgenfähigem Silikon mit Längengraduierung
- Knickschutz aus PUR, röntgenfähig
- 10 ml Spritze, Luer-Lock
- Hubernadel und Standardkanüle 22G
- Vorteile:
- Patientenfreundlich zu implantieren und fixieren, nur ein Schnitt nötig
- Nach Implantierung sofort nutzbar
- Hochwertiges Septum ermöglicht Nutzung normaler Kanülen (bis zu 1000 Punktionen mit Nr. 12/22 G)
- Leicht und keine magnetischen Resonanzen-Interferenzen (MRI) bei bildgebender Diagnostik
- Katheter mit Graduierung



76

Bestelldaten:

			Art.-Nr.	kVE / VE
Z-Port F6	1,0 x 1,9 mm	50 cm	92116	1 / 1
Z-Port F7	1,1 x 2,2 mm	90 cm	92187	1 / 1
Z-Port F8	1,2 x 2,6 mm	90 cm	92188	1 / 1

DISPOMED® Introducer Kit

- Einführbesteck System nach Seldinger zur Gefäßpunktion und Gefäßerweiterung mit Dilator für Z-Ports
- Führungsdraht 0,038"



	Art.-Nr.	kVE / VE
Introducer Typ F6	93116	1 / 20
Introducer Typ F7	93117	1 / 20
Introducer Typ F8	93118	1 / 20

Produktinformation
OP und Anästhesie

DISPOMED® Port-Kanüle (INFLO)

Neuartige gebogene "Huber-Nadel" zur sicheren Punktion von Portsystemen
Nicht stanzende, gebogene Spezialnadel

- klein und besonders flach, sehr komfortable und präzise Handhabung
- gute Sichtkontrolle der Punktionsstelle
- Spezialschliff verhindert das Ausstanzen von Silikonpartikeln aus implantierten Portsystemen und gewährt eine verlängerte Lebensdauer des Implantates.



Bestelldaten:

		Art.-Nr.	kVE / VE
22G	24 x 0,7 mm	93995	20 / 120
22G	19,5 x 0,7 mm	93990	20 / 120
22G	14 x 0,7 mm	93985	20 / 120
20G	31,5 x 1,0 mm	93980	20 / 120
20G	24 x 1,0 mm	93975	20 / 120
20G	19,5 x 1,0 mm	93970	20 / 120
20G	16,5 x 1,0 mm	93965	20 / 120
20G	14 x 1,0 mm	93960	20 / 120
19G	24 x 1,1 mm	93955	20 / 120
19G	19,5 x 1,1 mm	93950	20 / 120
19G	16,5 x 1,1 mm	93945	20 / 120

Produktinformation
OP und Anästhesie

MNIOJECT® Fruchtblasensprenger

Perforator für die Sprengung der Fruchtblase

Komfort für Arzt und Patientin:

- ergonomische Form erleichtert die Handhabung und beugt der Verletzung vor
- kein Kälteempfinden, da Kunststoff
- Material: ABS Kunststoff
- Steril EO (Ethylenoxid)



Bestellung:

	Art.-Nr.	kVE / VE
AMNIOJECT®	94001	50/ 50

Produktinformation

Dentalbedarf

NEODENT® dentale Ultradünnwandkanülen

- Einmalkanüle nach DIN EN ISO 7864
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Präzisionslanzetttschliff
- Trockensilikonisierung
- Transparenter LUER/LUER LOCK Ansatz
- Farbcodiert nach DIN EN ISO 6009
- Geringes Restvolumen
- Saubere Verleimung
- Hohe Durchflussrate



79

Bestelldaten:

				Art.-Nr.	kVE / VE
dentale Injektion	0,50 x 23	25G x 7/8"	orange	12001	100/3000
dentale Injektion	0,52 x 42	25G x 1 5/8"	orange	12002	100/3000
dentale Injektion	0,42 x 23	27G x 7/8"	grau	12003	100/3000
dentale Injektion	0,42 x 42	27G x 1 5/8"	grau	12004	100/3000
Stumpfe Kanüle zur Wurzelbehandlung	0,35 x 25	23G x 1"	blau-grün	12005	100/3000

Produktinformation

Zubehör

DISPOMED® Dispo Spike Plus

- Dient der Mehrfachentnahme und dem Zuspritzen von Flüssigkeiten und Medikamenten (auch für Insulin).
- Mit integriertem, funktionssicherem Schnappverschluss (Verschlusskappe) zum schnellen Öffnen und Verschließen in der Einhandtechnik und gleichzeitigem Kontaminationsschutz.
- Farbcodierte Verschlusskappe zur sicheren Vermeidung der Verwechslungsgefahr unterschiedlicher Systeme
- Einfache Handhabung und ergonomisches Design
- Latex- und PVC- frei




Bestelldaten:

	Art.-Nr.	kVE / VE
Dient der Mehrfachentnahme und dem Zuspritzen von Flüssigkeiten und Medikamenten mit 0,1 µm hydrophoben Bakterienfilter	grün 70113	100 / 300
Dient der Mehrfachentnahme und dem Zuspritzen von Flüssigkeiten und Medikamenten mit 0,1 µm hydrophoben Bakterienfilter und 5 µm hydrophilen Partikel Filter	blau 70114	100 / 300
Dient der Entnahme und dem Zuspritzen von Zytostatika- Lösungen mit 0,1 µm hydrophoben Bakterienfilter und 5 µm hydrophilen Partikel Filter	rot 70115	50 / 150

80

Transflo®

- Überleitungschanüle zur Verflüssigung von Trockensubstanzen oder zum Mischen von zwei sterilen Lösungen
- Länge 35 mm
- steril EO



Bestelldaten:

	Art.-Nr.	kVE / VE
Transflo®	13060	100 / 500

Produktinformation

Zubehör

DISPOMED® Injektstopfen

- Sicherheitsverschluss
- Membrane Latex FREI!!
- Zum Zuspritzen von Medikamenten
- Luer-Lock Ansatz, weiblich
- Steril EO



Bestelldaten:

	Art.-Nr.	kVE / VE
Injektstopfen, gelb	70013	100 / 200

81

DISPOMED® Kombistopfen

- Sicherheitsverschluss ohne Zuspritzmöglichkeit
- Doppelfunktion:
Luer-Lock männlich und Luer-Lock weiblich
- Steril EO
- Druckfest bis 200kPa (2 bar), universeller Einsatz bei
Druck- und
Schwerkraftinfusion



Bestelldaten:


	Art.-Nr.	kVE / VE
Kombistopfen, orange	70014	100 / 1000
Kombistopfen, rot	70015	100 / 1000
Kombistopfen, blau	70016	100 / 1000

Produktinformation

Zubehör

DISPOMED® - Dreiwegehähne

- Dreiwegehahn System zur Verwendung in der simultanen Infusionstherapie
- Luer-Lock Ansätze, männlich und weiblich



Bestelldaten:

	Art.-Nr.	kVE / VE
Dreiwegehahn, rot	70017	100 / 100
Dreiwegehahn, weiß	70018	100 / 100
Dreiwegehahn, blau	70019	100 / 100
Dreiwegehahn, blau mit 10 cm PVC Schlauch	71019	100 / 100

Produktinformation

Zubehör

DISPOMED® CareSpike Duo

- Transferset und Entnahmespike kombiniert anwendbar zur Verflüssigung von Trockensubstanzen und Mehrfachentnahme aus Vorratsflaschen
- LuerLock (LL) Anschluss
- BelüftungsfILTER 0,2 µm
- PVC-frei



83

Bestelldaten:

	Art.-Nr.	kVE / VE
CareSpike Duo	70111	100/400

DISPOMED® CareSpike Trio

wie CareSpike Duo, jedoch mit zusätzlichem Infusionsset



Bestelldaten:

	Art.-Nr.	kVE / VE
CareSpike Trio	70112	100/400

Produktinformation

Laborbedarf

DISPOMED® Sinus 2000 EKG Spray

- EKG Kontaktspray
- Mit extrem gutem Leitwert für ein sauber testbares EKG
- Hypoallergen
- Korrosionsbeständig



Bestelldaten:

	Art.-Nr.	kVE / VE
Sinus EKG Konzentrat 250 ml, im Pump-Zerstäuber ohne Treibgas	82100	20 / 20

Produktinformation

Laborbedarf

DISPOMED® Ultraschall Gel

- Gel für klinische und therapeutische Ultraschalltherapie
- Hautfreundlich
- Antibakteriell
- Formaldehyd- und fettfrei
- Akustisch präzise, frei von Mikroblasen
- Gute Leitfähigkeit



85

Bestelldaten:


	Art.-Nr.	KVE / VE
Ultraschall Gel 250 ml	83301	24 / 24
dto.		1 / 1
Ultraschall Gel 1000 ml	83305	12 / 12
dto.		1 / 1
Ultraschall Gel 5000 ml	83310	1 / 1
Dosierspender für Kanister	83330	1 / 1

Produktinformation

Sanitätsbedarf

Fieberthermometer

1. Fieberthermometer ohne Quecksilber, oval, Messbereich 34,1 bis 42°C mit Schutzhülse
2. Fieberthermometer ohne Quecksilber, oval, Messbereich 34,1 bis 42°C ohne Schutzhülse
3. Prismatisches Fieberthermometer, Messbereich 35 bis 42°C mit Schutzhülse
4. Digitales Fieberthermometer, Messbereich 28° bis 42,99°C, Speicherfunktion für letzten Messwert, automatische Abschaltung, Signalton bei Erreichen der Endtemperatur. Wasserdicht.



Bestelldaten:

	Art.-Nr.	kVE / VE
ohne Quecksilber mit Schutzhülse	90447	10 / 10
ohne Quecksilber ohne Schutzhülse	90453	10 / 10
prismatisch	90448	12 / 12
digital	90449	1 / 20

Packungen und Schutzhülsen auf Anfrage !

Huber-Nadeln

Gerade, HD

REF	Größe/Länge	Farbe
372 225	22 G 25 x 0,75 mm	Schwarz
372 238	22 G 38 x 0,70 mm	Schwarz
372 025	20 G 25 x 0,90 mm	Gelb
372 925	19 G 25 x 1,10 mm	Braun

90° gebogen, mit Verlängerung, HC

373 ...	wie 90° gebogen, ..
---------	---------------------

VPE: 50 Stück

90° gebogen, HC

REF	Größe/Länge	Farbe
372 220	22 G 20 x 0,70 mm	Schwarz
372 226	22 G 25 x 0,70 mm	Schwarz
372 230	22 G 30 x 0,70 mm	Schwarz
372 026	20 G 25 x 0,90 mm	Gelb
372 030	20 G 30 x 0,90 mm	Gelb
372 926	19 G 25 x 1,10 mm	Braun

Produktinformation

Zubehör

intra special catheters bietet zu allen Thoraxkathetern geeignete Zubehörteile, wie Drainageventile PNEUMOVENT® nach Heimlich (mit Luer-Lock-Ansatz oder auch mit Schlauchansatz), eine spezielle Befestigungsplatte zum Adaptieren der Dreiwegehähne, Saugschläuche mit Silikonverbinder, Heidelberger-Verlängerungen.



REF	Beschreibung
504 001	Pneumovent mit Luer-Lock-Anschluss
504 002	Pneumovent mit beidseitigem Stufenadapter
504 007	Pneumovent Doppelkammerventil mit beidseitigem Stufenadapter
503 010	Verbindungsstück 18 cm zur Konnektion an größere Schläuche, Pumpe oder Wasserschloss
503 016	Befestigungsplatte
503 050	Saugschlauch 50 cm, männlich / Silikonansatz
503 180	Saugschlauch 180 cm, männlich / Silikonansatz
010 002	Absaugbeutel 2,0 ltr. LL mit 90 cm Absaugschlauch


VPE: 20 Stück

011 000	Stufenadapter
011 001	Stufenadapter mit Dreiwegehahn für NEO-PNEUMOCATH (10 F)

VPE: 50 Stück

Produktinformation

ASEPT-System Pleural/Peritoneal Drainage System + ASEPT Drainage Kits und Zubehör



89

Der rezidive Pleuraerguss bzw. maligne Aszites kann mit dem ASEPT®-System ambulant therapiert werden.

Ein getunnelter Dauerdrainage-Katheter wird in Seldinger-Technik in den Pleuraspalt (Pleuraerguss) oder in die Peritonealhöhle (Aszites) implantiert. Danach kann der Patient wieder in seine gewohnte häusliche Umgebung, wo mittels Vakuum-Flaschen der Erguss drainiert wird. Punktionen werden somit überflüssig.

Allgemeine Vorteile:

Effektiv

Leitsymptome, z. B. Dyspnoe, verbessern sich bereits während der Drainage. Eine Spontan-Pleurodese stellt sich bei 59 % der Patienten innerhalb eines Monats ein.¹ Im Vergleich zu anderen Therapieformen, z. B. der chemischen Pleurodese, ist die Drainage durch das ASEPT®-System sehr schmerzarm.

Mehr Lebensqualität

Dank der ambulanten Drainage werden zeitaufwändige und beschwerliche Punktionen im Krankenhaus bzw. in der Arztpraxis überflüssig. Die Drainage kann der Patient, Angehörige oder ein Pflegedienst durchführen. Dazu werden sie durch pfm medical-Mitarbeiter geschult.

Minimalinvasiv


Der Katheter wird mittels Seldinger-Technik in den Pleurabzw. Peritonealraum eingeführt – das Verletzungsrisiko für innere Organe wird minimiert. Der Eingriff kann stationär (Pleuraerguss und Aszites) oder ambulant (Aszites) unter Lokalanästhesie erfolgen.

Sicher

Die Therapie weist eine niedrige Infektionsrate auf. Zum einen besteht dank der getunnelten Anlage des Katheters eine effektive Infektionsbarriere. Zum anderen verhindern die unter negativem Druck stehenden Drainage-Flaschen ein Eindringen kontaminierter Flüssigkeiten in den Ergussraum.

ASEPT Pleural/Peritoneal Drainage System

Das ASEPT® Pleural bzw. Peritoneal Drainage System beinhaltet alle Komponenten zur getunnelten Anlage des ASEPT®-Dauerdrainage-Katheters nach Seldinger-Technik.



- 1 ASEPT®-Drainagekatheter, proximal gelocht (15,5 F)
- 2 Seldinger-Nadel (18 G)
- 3 10-ml-Spritze
- 4 Führungsdraht mit J-Spitze
- 5 Spaltkanüle (16 F)

- 6 Tunneler
- 7 Drainageschlauchadapter
- 8 ASEPT®-Drainageschlauch
- 9 Katheterpad aus Schaumstoff
- 10 Gazekompressen (10 x 10 cm)

Sicherheitsventil

Das ASEPT®-Ventil schließt automatisch, ist leicht zu reinigen und verbindet Katheter und Drainage-Flasche besonders hygienisch. Es werden keine Endkappen oder Fixierungen benötigt. Auch nach zahlreichen Konnektionen arbeitet das Ventil spielfrei und sicher. Das Ventil ist austauschbar.



ASEPT®-Ventil: selbstschließend, keine Abdeckung oder Fixierung nötig

Minimiertes Dislokationsrisiko

Ein Cuff aus Polyester wird subkutan im Tunnel platziert, verwächst und minimiert so das Dislokations- und Infektionsrisiko.

Technische Daten:**Katheter**

- **Länge:** 66 cm (Pleura) bzw. 71 cm (Aszites)
- **Material:** Silikon
- **Röntgenkontraststreifen**

Einsatzbereiche:

Das **ASEPT® Pleural Drainage System** dient der langfristigen, regelmäßigen Drainage von symptomatischen, rezidiven Pleuraergüssen, einschließlich maligner Pleuraergüsse und anderer Pleuraergüsse, die nicht auf Behandlungen ansprechen.

Das **ASEPT® Peritoneal Drainage System** dient der regelmäßigen Drainage von rezidivem und symptomatischem malignem Aszites. Der Katheter ist für den langfristigen Zugang zum Peritonealraum zwecks Linderung von Symptomen wie Atemnot vorgesehen.

Bestelldaten**ASEPT® Pleural Drainage System**

REF	VPE
P09080001	1

Bestelldaten**ASEPT® Peritoneal Drainage System**

REF	VPE
P09080002	1

ASEPT Drainage Kits (600 ml + 1.000 ml)

Die ASEPT® Drainage Kits erlauben die ambulante Drainage von Pleuraergüsse bzw. Aszites. Die Kits sind in 2 Größen erhältlich (600 ml + 1.000 ml) und beinhalten sämtliche Verbrauchsmaterialien zur hygienischen Drainage.



ASEPT® 600 ml Drainage Kit
(Drainage Pleuraerguss)



ASEPT® 1000 ml Drainage Kit
(Drainage Aszites)

Vorteile:

Einfach und sicher

Die Flaschen sind vorevakuiert und stehen unter negativem Druck. Durch einfaches Konnektieren an den ASEPT®-Katheter wird die Erguss-Flüssigkeit abgesaugt. Dank des Unterdrucks werden keine weiteren Geräte benötigt und das Risiko für Katheterokklusionen wird reduziert.

Komplett

Die ASEPT® Drainage Kits werden mit sterilen Verbrauchsmaterialien zur Reinigung des Ventils und zur Abdeckung des ASEPT®-Katheters geliefert.

Schnelle Lieferung

Bei Benachrichtigung bis 13.00 Uhr werden die ASEPT® Drainage Kits noch am selben Tag an den Patienten versendet.



Verbrauchsmaterialien:

- 1 Katheterpad
- 2 3 Alkoholtupfer
- 3 Großer Tegaderm™-Verband
- 4 Gazekompressen
- 5 2 Paar Nitril-Handschuhe, ungepudert
- 6 Notfallklemme (nicht abgebildet)



Vakuumindikator:

- 1 eingezogen: Vakuum intakt
- 2 ausgefahren: Vakuum nicht intakt

Bestelldaten

ASEPT® Drainage Kit, 600 ml

REF	VPE
P09080003	10

Bestelldaten

ASEPT® Two-Bottle Drainage Kit, 1.000 ml

REF	VPE
P09080004	10

Bestelldaten

ASEPT® Replacement Valve > Sollte das Katheter-Ventil beschädigt werden, kann es durch das ASEPT® Replacement Valve einfach ersetzt werden. Dazu wird das alte Ventil abgeschnitten und das neue Ventil auf den Katheter geschoben.

REF	VPE
P09080005	5

Bestelldaten

ASEPT® Drainage Line Set > Mit Hilfe des ASEPT® Drainage Line Sets kann der ASEPT® Drainage Katheter z. B. an eine Wandabsaugung konnektiert werden. Es endet auf einen Luer-Lock männlich Anschluss, an den ein beiliegender Schlauchadapter konnektiert werden kann.

REF	VPE
P09080006	10

ASEPT System

Ambulante Drainage
von Pleuraergüssen
oder Aszites

Pleuraerguss

Aszites




Das ASEPT Drainage System

Ihr Arzt plant bei Ihnen die Implantation eines Dauerdrainage-Katheters oder hat einen solchen bereits implantiert. Durch diesen Katheter kann Ihr Erguss – entweder im Brustkorb (Pleuraerguss) oder in der Bauchhöhle (Aszites) – abgesaugt werden. Wiederholtes Punktieren ist dadurch überflüssig.

Das ASEPT® Drainagesystem besteht aus dem implantierten Dauerdrainage-Katheter mit selbstschließendem Ventil und Vakuumflaschen. Die Flaschen werden über eine einfach zu bedienenden Dreh-Verbindung an das Katheterventil angeschlossen. Es gibt 2 Größen von Drainageflaschen: 600 ml und 1000 ml. Ihr Arzt wird die für Sie passende Größe festlegen. Jede Drainageflasche wird als Set geliefert. Dieses enthält alle zur hygienischen Drainage notwendigen sterilen Verbrauchsmaterialien: Handschuhe, Desinfektionstücher und Verbandsmaterial.

Die folgenden Seiten erklären den Ablauf der Therapie und sollen Fragen bereits im Vorfeld beantworten – natürlich stehen wir Ihnen darüber hinaus gerne beratend zur Seite.



Vorteile

Die Implantation des Katheters dauert nur wenige Minuten und kann unter lokaler Betäubung durchgeführt werden. Nach einer entsprechenden Beobachtungszeit können Sie wieder nach Hause.

Die eigentliche Therapie erfolgt dann bei Ihnen zu Hause. Umständliche Punktionen im Krankenhaus oder der Arztpraxis gehören damit der Vergangenheit an. Möglich wird dies durch Unterdruckflaschen, die über eine Drehverbindung an den Katheter angeschlossen werden und die Ergussflüssigkeit sammeln. Symptome wie Atemnot oder Druckgefühl werden direkt schwächer. Nach der nur wenige Minuten dauernden Drainage werden die Flaschen wieder entfernt und der Katheter verbunden.

Die Drainagen werden entweder durch einen Pflegedienst oder durch Sie bzw. einen Ihrer Angehörigen durchgeführt. Vorab erfolgt eine Schulung des Anwenders durch qualifiziertes Personal.

Ihr Arzt gibt vor, wie häufig der Erguss abgesaugt werden soll. Meist ist dies alle 1 bis 2 Tage. Bitte dokumentieren Sie das abgesaugte Volumen. Nutzen Sie einfach das Tagebuch am Ende dieses Dokuments, in dem Sie auch Auffälligkeiten eintragen können.

Die Flaschen-Versorgung

Die Drainageflaschen werden durch Ihren ambulant zuständigen Arzt (z.B. Hausarzt oder niedergelassener Onkologe) als Hilfsmittel rezeptiert. Ihnen entstehen – bis auf die gesetzliche Zuzahlung bei Hilfsmitteln – keine weiteren Kosten.

Die ersten Drainageflaschen erhalten Sie direkt zur Produkteinweisung durch einen unserer Mitarbeiter oder Ihren Pflegedienst. Wichtig: Benachrichtigen Sie bitte 1 Woche vor Aufbrauchen der Flaschen Ihren ambulant zuständigen Arzt (oder Pflegedienst). Dieser wurde im Vorfeld über Ihr Dauerdrainage-System und die damit verbundene Rezeptausstellung informiert. Er bestellt per Rezept neue Drainageflaschen. Diese werden dann direkt zu Ihnen nach Hause geliefert.

In der Regel dauert dies vom Eingang des Rezeptes bis zur Auslieferung 1 bis 3 Arbeitstage.

Das selbstschließende Ventil

Der Drainagekatheter besitzt ein selbstschließendes Ventil, das nur beim Anschluss von Drainageflaschen geöffnet ist. In seltenen Fällen kann dieses Ventil verstopfen oder funktionell beeinträchtigt sein. Ihr Arzt kann dann das defekte Ventil gegen ein neues tauschen, so dass der Katheter wieder einwandfrei funktioniert. Auf der folgenden Seite finden Sie dazu ein Musterrezept.



Austauschbares, selbstschließendes Ventil

Für Ihren Arzt

- Artikelnummer kennzeichnen
- Ausstellungsdatum eintragen
- Rezepttext:
 - Genauere Artikelbeschreibung, Menge und Hersteller, Angabe des Versorgungszeitraums, Diagnose nach ICD-10-Schlüssel falls im Versorgungszeitraum weitere Rezepte ausgestellt werden, muss eine Begründung, z.B. „Mehrbedarf“, angegeben werden.

Sollten Sie keine Freiumschläge zur Hand haben (unter **0463 / 592944** anzufordern), senden Sie bitte Ihr ausgefülltes Rezept an:

mpö pfm GesmbH

Zwanzigerstraße 4
9020 Klagenfurt am Wörthersee
office@mpoe.at

Für Versicherte der

Anforderungsschein für ASEPT - SYSTEM

Patientenname: _____

Adresse: _____

Vers.Nr.: _____

Diagnose: _____

Name des Versicherten: _____

Vers.Nr.: _____

98

- **P09080003** Asept 600 ml Drainage Kit, Liefermenge: 10 Stück
- **P09080004** Asept 1000 ml Drainage Kit, Liefermenge: 10 Stück

Arztunterschrift: _____

Stempel: _____

Datum: _____

CHA-Befürwortung: _____

Verw. Kostenübernahme

Datum, Stempel, Unterschrift

Datum, Stempel, Unterschrift

Häufig gestellte Fragen

Welche Auffälligkeiten soll ich meinem Arzt mitteilen?

- Änderungen der Ergussflüssigkeit, z. B. Farbe
- Rötung der Katheter-Austrittsstelle
- Flüssigkeitsaustritt an falscher Stelle, z. B. durch Loch im Katheter
- Änderung der abgesaugten Ergussmenge
- Plötzliches Anhalten der Drainage
- Versehentliches Ziehen oder Lageänderung des Katheters

Wann wird der Katheter wieder entfernt?

Wenn das abgesaugte Flüssigkeitsvolumen bei drei aufeinanderfolgenden Drainagen weniger als 50 ml beträgt, kann Ihr Arzt entscheiden, den Drainage-Katheter wieder zu entfernen.

Darf ich duschen?

Grundsätzlich ja. Der den Drainageflaschen beiliegende Folienverband ist wasserundurchlässig und atmungsaktiv. Ihr Arzt wird Ihnen sagen, ab wann Sie nach der Implantation duschen dürfen. Bitte kontrollieren Sie, ob der Folienverband die Kompressen komplett abdeckt.

Wie häufig soll Ergussflüssigkeit abgesaugt werden?

Ihr Arzt wird Ihnen vorgeben, wie oft Sie absaugen sollen. Oft können Patienten nach ärztlicher Rücksprache je nach Stärke der Beschwerden selbst entscheiden.

An wen wende ich mich bei Fragen zur Handhabung?

Richten Sie Ihre Fragen zur Drainage oder zur Handhabung an Ihren Arzt oder Ihren Pflegedienst. Fragen zu den ASEPT® Produkten können Sie gerne an uns (Kontakt siehe unten) richten.

Können ASEPT® Produkte mehrfach benutzt werden?

Nein! Es handelt sich um Produkte zum Einmalgebrauch. Ebenso dürfen vor Gebrauch unsteril gewordene Produkte nicht verwendet werden. Eine Resterilisation ist nicht möglich.

Gibt es ein maximales Absaug-Volumen?

Ja. Beim Pleuraerguss sollten maximal 1.000 ml und beim Aszites 2.000 ml abgesaugt werden. Informieren Sie Ihren Arzt, falls Sie nach diesen Drainagemengen noch immer Beschwerden haben.

Kann die Drainage schmerzen?

Ja. In seltenen Fällen, meist gegen Ende der Drainage, können Schmerzen oder ein Hustenreiz ausgelöst werden. Schließen Sie dann die Klemme des Flaschenschlauchs, um die Drainage einige Minuten zu unterbrechen. Öffnen Sie langsam die Klemme erneut.

Benötigt das Katheterventil Verschlusskappen?

Nein. Ventil bzw. Katheter werden einfach mit Kompressen und Pflaster verbunden. Separate Verschlusskappen sind überflüssig. Wichtig ist die korrekte Reinigung des Ventils vor und nach der Drainage mit den beiliegenden Alkoholtüchern.

Welche Funktion hat die blaue Klemme?

Es handelt sich dabei um eine Notfall-Schiebeklemme, falls der Katheter durchstoßen oder durchschnitten wurde.

In solchen Fällen bitte folgendermaßen vorgehen:

- Den Katheter mit den Fingern fest zudrücken.
- Die blaue Notfall-Schiebeklemme, die den Flaschen beiliegt, über den Katheter zwischen den Körper des Patienten und die Austrittsstelle führen und so den Katheter verschließen.
- Sofort den Arzt oder Pflegedienst verständigen.

Empfehlung: Legen Sie sich eine blaue Klemme griffbereit zur Seite. Sie muss nicht steril sein.

Wie lange müssen die Fäden liegen bleiben?

Ihr Arzt gibt vor, wann die Fäden gezogen werden können. Der Haltefaden sollte nach 30 Tagen gezogen werden.

Drainage-Tagebuch

Name _____

☐ Pleuraerguss ☐ Aszites (bitte ankreuzen)[illegible]

.00

[illegible]

Produktinformation

ASEPT Sicherheits-Biopsienadel-System


Das halbautomatische ASEPT Sicherheits-Biopsienadel-System wird zur Biopsie von Weichteilgewebe und Tumoren verwendet.

In allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ist die Umsetzung der EU Direktive 2010/32/EU zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen in nationales Recht verbindlich. Diese Richtlinie wird in Deutschland mittels der Biostoffverordnung und weiteren Regeln konkretisiert. Demnach ist u.a. der Arbeitgeber verpflichtet, seine Mitarbeiter vor Nadelstichverletzungen zu schützen. Ohne geeignete Maßnahmen zur Verhinderung von stich- und schnittbedingten Infektionen sind scharfe und spitze medizinische Instrumente durch solche zu ersetzen, bei denen keine oder eine geringere Gefahr von Stich- und Schnittverletzungen besteht. Bei einem Verstoß handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet wird.

Mit der ASEPT® Sicherheits-Biopsienadel ist ein Produkt verfügbar, welches den hohen normativen Anforderungen in Europa zu Vermeidung von Nadelstichverletzungen gerecht wird.

Details

- Zum Einmalgebrauch
- CT-kompatibel
- Echogene Spitzenmarkierung



1. ASEPT Sicherheits-Koaxialnadel
2. Fingerschutz
3. ASEPT Sicherheits-Biopsienadel

1. ASEPT Sicherheits-Koaxialnadel
2. Fingerschutz
3. ASEPT Sicherheits-Biopsienadel

Einziger Sicherheitsmechanismus

Der einzigartige Sicherheitsmechanismus des ASEPT® Sicherheitsbiopsie-Systems schützt den Anwender vor Stichverletzungen und reduziert so die Gefahr von Infektionen.

Zusätzlicher Fingerschutz

Der separate Fingerschutz erleichtert durch seine Trichterform die Einführung der Biopsienadel in die Koaxialnadel während er gleichzeitig die Finger des Anwenders vor Nadelstichverletzungen schützt.

Ringmarkierung

Die ringförmigen Tiefenmarkierungen auf Biopsie- und Koaxialnadel erleichtern die genaue Platzierung der Nadel.


Multiple Biopsien

Mittels der Koaxialnadeln, die dem System beiliegen bzw. einzeln erhältlich sind, kann die Entnahme mehrerer Proben einfach durchgeführt werden.

Einhandbedienung mit optimierter Auslösekraft

Die Auslösekraft ist so optimiert, dass ein unbeabsichtigtes Betätigen der Biopsienadel erschwert wird.

Anwendung:



Positionierung des Fingerschutzes



Funktionsweise Sicherheitsmechanismus der Asept® Sicherheits-Biopsienadel

ASEPT Sicherheits-Biopsienadel-System

REF	Biopsienadel	Farbcode	Koaxialnadel	VPE
P09090001	16 G x 9 cm	blau	15 G x 6 cm	5
P09090002	16 G x 15 cm	blau	15 G x 12 cm	5
P09090003	18 G x 9 cm	orange	17 G x 6 cm	5
P09090004	18 G x 15 cm	orange	17 G x 12 cm	5
P09090005	18 G x 20 cm	orange	17 G x 17 cm	5
P09090006	20 G x 9 cm	grün	19 G x 12 cm	5
P09090007	20 G x 15 cm	grün	19 G x 12 cm	5
P09090008	20 G x 20 cm	grün	19 G x 17 cm	5

ASEPT Sicherheits-Biopsienadel

REF	Biopsienadel	Farbcode	VPE
P09090011	14 G x 9 cm	schwarz	5
P09090012	14 G x 15 cm	schwarz	5
P09090013	16 G x 9 cm	blau	5
P09090014	16 G x 15 cm	blau	5
P09090015	18 G x 9 cm	orange	5
P09090016	18 G x 15 cm	orange	5
P09090017	18 G x 20 cm	orange	5
P09090018	20 G x 9 cm	grün	5
P09090019	20 G x 15 cm	grün	5
P09090020	20 G x 20 cm	grün	5

Produktinformation

Redon-Mini Set

Der manuell komprimierbare Faltenbalg der Redon-Mini Set dient der postoperativen Wunddrainage mittels Niedervakuum (initial ca. 10.000 Pa). Das Redon-Mini Set beinhaltet einen Drain und eine vorkonnectierte Edelstahlführungsnadel.



Schnelle qualitative Sekretbeurteilung

Durch transparentes Material kann die Drainageflüssigkeit schnell qualitativ beurteilt werden.

Sichere Drainkonnektion

Die Steck- oder Universal-Schraubansatz dient der schnellen und sicheren Konnektion der Drains.

Details

- Initiales Niedervakuum ca. 10.000 Pa
- Redon-Drain DEHP-frei
- Stufenloser Übergang zur Führungsnadel
- Durchgehend röntgenkontrastgebend
- Doppelt steril verpackt
- Latexfrei

104

Bestelldaten

REF	Anschluss	Draingröße	Volumen	PZN	VPE
20604	Schraubansatz	CH 06	30 ml	7697346	20
20608	Schraubansatz	CH 08	30 ml	7697352	20
20651	Steckansatz	CH 06	150 ml	7697398	10
20652	Steckansatz	CH 08	150 ml	7697406	10
20653	Schraubansatz	CH 08	150 ml	7697369	10
20654	Schraubansatz	CH 06	150 ml	-	10
20611	Schraubansatz	ohne Drain	30 ml	7697435	20
20657	Schraubansatz	ohne Drain	150 ml	-	10
20650	Steckansatz	ohne Drain	150 ml	7697412	10

Produktinformation

Niedervakuumsystem

Das Niedervakuumsystem ist ein großvolumiges Wunddrainage-System für manuelle Evakuierung mit konstantem Niedervakuum in sensiblem Gewebe.



Schonende Anwendung

Das großvolumige Wunddrainage-System für manuelle Evakuierung mit konstantem Niedervakuum sorgt für schonende Wunddrainage in sensiblem Gewebe (z. B. Brustgewebe).

Verbesserter Patienten- und Anwenderschutz

Zwei Rückschlagventile unterbinden effizient einen Rückfluss und minimieren so das Risiko für retrograde Wundinfektionen.

Minimiertes Kreuzkontaminations-Risiko

Kostengünstige Wechselbeutel mit Rückschlagventil minimieren die Gefahr von Kreuzkontaminationen.

Vorkonfiguriertes Set

Das vorkonfigurierte Set umfasst Saugbalg, Verbindungsschlauch, Y-Verbinder, Redon-Drains und optional Einmal-Führungsnadel. Wahlweise Konfigurationen mit Silikondrainagen verfügbar.

105

Details

- Großvolumiger 250-ml-Saugbalg zur Verlängerung der Re-Evakuierungs-Intervalle und zur Verringerung der insgesamt notwendigen Re-Evakuierungen
- Dank vorkonnectiertem Y-Verbinder mit geschlossenen Enden wahlweise Verwendung von einem oder zwei Redon-Drains (CH 08 - CH 18) ohne zusätzliche Konnektoren, Adapter oder Klemmen möglich
- Hydrophob beschichteter Filter am Drainagebeutel für hygienischen Druckausgleich im Beutel ohne Gefahr von Sekret-Kontakt
- Sicherheitskappe am Bodenauslass des Saugbalges zur Verhinderung von Austropfen residualen Sekrets
- Anwenderfreundliches Design
- Drains röntgensichtbar und DEHP-frei
- Latexfrei

Bestelldaten

REF	Ausführung	Größe	VPE
20760	2 Redon-Drains	CH 10	25
20761	2 Redon-Drains	Ch 14	25
20762	2 Redon-Drains	CH 18	25
20770	2 Redon-Drains, Trokar	CH 10	25
20771	2 Redon-Drains, Trokar	CH 14	25
20772	2 Redon-Drains, Trokar	CH 18	25
20780	Wechselbeutel	700 ml	25

Technische Daten

- Länge: Redon-Drain 50 cm, Drainperforation 15 cm
- Volumen: Saugbalg: 250 ml, Drainagebeutel: 700 ml

Produktinformation

Soft-Drain Flat Active

Soft-Drain Flat Active besteht aus einem Silikon-Flachdrain und einem Niedervakuum-Reservoir zur sog-assistierten Ableitung von Wundsekret.



Aktive Sogunterstützung

Das beiliegende Reservoir erzeugt einen Unterdruck und unterstützt damit aktiv die Sogleistung der Drainage.

Ausgezeichnete Sicherheit

Die Innenstege des Flachdrains verhindern das Kollabieren auch bei großem Druck oder angelegtem Vakuum.

Einfache Drain-Entfernung

Die stufenlose Soft-Kupplung zwischen Drain und Schlauch sorgt für sicheres und schonendes Entfernen eingelegter Drains.

Details

- Mit klarsichtigem 150-ml-Niedervakuum-Reservoir aus Silikon mit Anti-Reflux-Ventil und Universalaufhängung
- Graduierung des Reservoirs zur schnellen Information über den aktuellen Füllstand
- Perforiert auf voller Länge mit sorgfältig verarbeiteten, atraumatischen Augen
- Flachdrain aus 100 % medizinischem Silikon
- Zentrale Öffnung
- Röntgensichtbar
- Doppelt steril verpackt
- Latexfrei

Bestelldaten

REF	Höhe x Breite	Drainperforation	Reservoirvolumen	VPE
0615-0072	3 x 7 mm	20 cm (voll)	150 ml	10
0615-0102	4 x 10 mm	20 cm (voll)	150 ml	10

Produktinformation

Soft-Drain Flat Reservoir

Das Soft-Drain Flat Reservoir ist ein klarsichtiges Niedervakuum-Reservoir mit Anti-Reflux-Ventil und Universalaufhängung.



Graduierung

Die Graduierung dient der schnellen Information über den aktuellen Füllstand des Reservoirs.

Anti-Reflux-Ventil

Das Anti-Reflux-Ventil verhindert ein Zurückfließen von aufgefangenem Wundsekret in die Drainage.

Universalaufhängung

Dank der Universalaufhängung ist das System leicht an beliebiger Stelle zu positionieren.

108

Details

- Reservoir aus 100 % Silikon
- Steril
- Latexfrei

Bestelldaten

REF	Volumen	VPE
2013-0610	100 ml	10
2013-0615	150 ml	10
2013-0620	200 ml	10

Produktinformation

Soft-Drain Flat

Der **Soft-Drain Flat** ist ein Silikon-Flachdrain zur offenen oder halboffenen Ableitung bei der postoperativen Wunddrainage mittels Schwerkraft.

Das **Soft-Drain Flat Set** beinhaltet einen Silikon-Flachdrain und einen Drainagebeutel.



Ausgezeichnete Sicherheit

Die Innenstege des Flachdrains verhindern das Kollabieren auch bei großem Druck oder angelegtem Vakuum.

Einfache Drain-Entfernung

Die stufenlose Soft-Kupplung zwischen Drain und Schlauch sorgt für sicheres und schonendes Entfernen vollständig eingelegter Drains.

Set-Konfiguration

Der vorkonnectierte Beutel ermöglicht den unmittelbaren Einsatz des geschlossenen Systems.

Details

- Flachdrain aus 100 % medizinischem Silikon
- Perforiert auf 3/4 oder voller Länge mit sorgfältig verarbeiteten, atraumatischen Augen
- Zentrale Öffnung
- Röntgensichtbar
- Doppelt steril verpackt
- Latexfrei

Bestelldaten

Soft-Drain Flat

REF	Höhe x Breite	Drainperforation	Beutelvolumen	VPE
2014-0071	3 x 7 mm	15 cm (3/4)	-	10
2014-0072	3 x 7 mm	20 cm (voll)	-	10
2014-0101	4 x 10 mm	15 cm (3/4)	-	10
2014-0102	4 x 10 mm	20 cm (voll)	-	10

Soft-Drain Flat Set

REF	Höhe x Breite	Drainperforation	Beutelvolumen	VPE
22580	3 x 7 mm	20 cm (voll)	350 ml	10
22581	4 x 10 mm	20 cm (voll)	350 ml	10

Produktinformation

Soft-Drain

Der **Soft-Drain** ist ein Silikon-Runddrain für die offene oder halboffene Ableitung bei der postoperativen Wunddrainage mittels Schwerkraft.

Das **Soft-Drain Set** beinhaltet einen Rund-Drain und einen vorkonnetierten Auffangbeutel mit Ablassventil.



Schonende Drainage

Fünf lateral versetzte, atraumatisch eingearbeitete Augen und eine sanft abgerundete zentrale Öffnung sorgen für eine schonende Drainage.

Set-Konfiguration

Der vorkonnetierte Beutel ermöglicht den unmittelbaren Einsatz des geschlossenen Systems.

Details

- Runddrain aus 100 % medizinischem Silikon
- Drain röntgensichtbar
- Doppelt steril verpackt
- Latexfrei

110

Bestelldaten

Soft-Drain

REF	Größe	VE
21930	CH 09	20
21931	CH 12	20
21932	CH 14	20
21933	CH 16	20
21945	CH 18	20
21934	CH 20	15
21935	CH 24	15
21936	CH 26	15
21937	CH 30	10
21938	CH 33	10
21939	CH 36	10

Bestelldaten

Soft-Drain Set

REF	Volumen	Beutelvolumen	VPE
-	-	-	-
22120	CH 12	350 ml	10
22121	CH 14	350 ml	10
22122	CH 16	350 ml	10
22123	CH 18	350 ml	10
22124	20	350 ml	10
22125	CH 24	350 ml	10
22126	CH 26	350 ml	10
22127	CH 30	350 ml	10
22128	CH 33	350 ml	10
22129	CH 36	350 ml	10

Produktinformation

Gallendrainagebeutel

Der Gallendrainagebeutel ist ein Auffangbeutel für Sekret aus der Drainage postoperativer Wunden mittels Schwerekräftdrainagen.




Einfache Füllstandskontrolle

Die Graduierung des Beutels dient der schnellen Information über den aktuellen Füllstand.

Bedarfsgerechte Ausführungen

Durch die vielfältigen Varianten können bedarfsgerechte Anschlussmöglichkeiten erreicht werden.



Details

- Medizinisches PVC
- Mit Ablass je nach Ausführung

111

Bestelldaten

REF	Ausführung	Bild	Beutel	Volumen	VPE
24008	Luer-Lock, männlich	1	ohne Ablass	1500 ml	25
24017	Luer, männlich / Anschluss für T-Drain	2	ohne Ablass	1500 ml	25
24016	Luer-Lock, männlich / Schlauchadapter Luer, männlich / Anschluss für T-Drain	3	ohne Ablass	1500 ml	25
24022	Luer-Lock, männlich / Schlauchadapter Luer, männlich / Anschluss für T-Drain	3	Bodenablass	2000 ml	25
24028	3-Wegehahn (Luer-Lock, männlich / weiblich)	4	Bodenablass	500 ml	25

Produktinformation

FEATHER Skalpelle

Allgemeine Vorteile

Aufgrund ihres optimierten mikrometergenauen Präzisionsschliffs bietet die hochwertige Edelstahlklinge herausragende Qualität und Leistungsfähigkeit. Ein doppelter Honingprozess gewährleistet ultrascharfe Schnittkanten mit ausgezeichneter Beständigkeit

Standardskalpelle

Das Standard-Einwegskalpelle mit einer hochwertigen Edelstahlklinge eignet sich für alle chirurgischen Anwendungen.



Bestelldaten:
Standardskalpelle

REF	Figuration	VPE
200130010	10	20
200130011	11	20
200130012	12	20
205023003	12 D	20
205143003	14	20
200130015	15	20
205353003	15 C	20
200130020	20	20
200130021	21	20
200130022	22	20
200130023	23	20
200130024	24	20
200130025	25	20

112

FEATHER Skalpelle, mini

Das Miniskalpelle mit seinem Griff von 18 cm ist hervorragend für alle chirurgischen Eingriffe mit engen Operationsfeldern geeignet.



Bestelldaten:
Skalpelle, mini

REF	Figuration	VPE
200170011	11	20
200170014	14	20
200170015	15	20

Produktinformation

FEATHER Skalpelle, lang

Durch einen Kunststoffgriff, der die doppelte Länge (23 cm) eines Standardmodells hat, ist das Skalpell bei tiefen Operationen besonders angenehm zu benutzen.



Bestelldaten:
Skalpelle, lang

REF	Figuration	VPE
200210010	10	20
200210011	11	20
200210015	15	20
200210020	20	20
200210021	21	20
200210022	22	20
200210023	23	20

FEATHER Sicherheitsskalpelle

Das FEATHER®-Einmalskalpell Safeshield™ ist für höchste Sicherheit bei chirurgischen Eingriffen bestimmt.



Bestelldaten:
Sicherheitsskalpelle

REF	Figuration	VPE
200140010	10	10
200140011	11	10
200140014	14	10
200140015	15	10
200140115	15c	10
200140020	20	10
200140021	21	10
200140022	22	10
200140023	23	10
200140024	24	10
200140025	25	10

Optimale Sicherheit

Aufgrund seines Klingenschutzes Safeshield™, der mit einer Hand geschlossen werden kann, gewährleistet das Skalpell optimale Sicherheit.

Benutzerfreundlich

Die Farbkodierung sorgt für leichte Identifikation der Figurationen.

Info:

- Ausgewogenes Design
- Einhändiges Öffnen und Schließen des Klingenschutzes
- Hervorragende Beständigkeit
- Sterile Einzelverpackung

Produktinformation

Pfm Überleitungskanülen

Die Überleitungskanülen für Infusionsflaschen sind Hartkunststoff-Einstichdorne mit Griffplatte. Sie dienen dem Mischen von Lösungen und Medikamenten.



Vorteile:

Schlanke Stichgeometrie und optimierte Schliffkanten

Die Überleitungskanüle hat eine schlanke Stichgeometrie. Optimierte Schliffkanten verhindern das Ausstanzen von Partikeln aus der Durchstechmembran.

Latex-, PVC und DEHP-frei.

Details:

- Ergonomisches Design
- Minimales Residualvolumen
- Kleine Ausführung für Flaschen bis 100 ml
- Große Ausführung für Flaschen über 100 ml
- Optimierte Öffnungsgeometrie für restlose Entleerung
- Für die Lösung von Trockensubstanzen geeignet

Bestelldaten:

REF	Name	Spitze	Material	VPE
40100	Überleitungskanüle klein	Kunststoff, doppelseitig	ABS*	100
40101	Überleitungskanüle groß	Kunststoff, doppelseitig	ABS*	100

* Acrylnitril/Butadien/Styrol (ABS)

Produktinformation

Pfm Überleitungschanülen

pfm extension lines dienen der Verlängerung von Leitungen in der Infusionstherapie und ermöglichen dem Anwender einen größeren Bewegungsradius bei durchzuführenden Applikationen.



Luer-Lock
männlich/weiblich



Luer-Lock
männlich drehbar / weiblich

Vorteile:

Hoher Komfort

Die Verlängerung gewährleistet einen größeren Komfort ohne Längeneinschränkung in der Infusionstherapie.

Druckbeständigkeit

Die Infusionsverlängerungen eignen sich zur Verwendung mit Spritzenpumpen in der Infusionstherapie bis 2 bar.

PE-Material

Keine Anhaftung und/oder Aufnahme von Bestandteilen von Medikamenten, so dass deren Wirkung voll zur Verfügung stehen kann.

115

Details:

- PVC, DEHP-frei bzw. PE (Polyethylen)
- Eineln steril verpackt
- Latex-frei

Bestelldaten:

REF	Bezeichnung	AD (mm)	ID (mm)	Länge (cm)	Ansätze	Material	PZN	VPE
P12060000	pfm extension line H	4,1	3,0	75	Luer-Lock m/w	PVC, DEHP-frei	10028873	100
P12060001	pfm extension line H	4,1	3,0	140	Luer-Lock m/w	PVC, DEHP-frei	10028896	100
P12060002	pfm extension line H	4,1	3,0	100	Luer-Lock m/w	PVC, DEHP-frei	10028904	100
P12060010	pfm extension line P	2,6	1,5	150	Luer-Lock m/w	PVC, DEHP-frei	10028910	50
P12060011	pfm extension line P	2,6	1,5	200	Luer-Lock m/w	PVC, DEHP-frei	10028927	50
P12060020	pfm extension line D	2,0	1,0	150	Luer-Lock m drehbar / w	PE	10028933	100
P12060021	pfm extension line D	2,0	1,0	180	Luer-Lock m drehbar / w	PE	10028956	100
P12060022	pfm extension line D	2,0	1,0	210	Luer-Lock m drehbar / w	PE	10028962	100
P12060030	pfm extension line M	3,1	1,5	30	Luer-Lock m/w	PE	10028979	100
P12060031	pfm extension line M	3,1	1,5	180	Luer-Lock m/w	PE	10028985	100
P12060032	pfm extension line M	3,1	1,5	180	Luer-Lock m/w	PE	10028991	100

Produktinformation

Peripher platzierter zentralvenöser Katheter Pfm CT PICC

Der pfm CT PICC ist ein peripher platzierter zentralvenöser Katheter. Er bietet Zuverlässigkeit, fortschrittliche Produktmerkmale und Komfort für Patienten und Anwender.

Vorteile:

Einfache Identifikation

Das blaue Kathetermaterial reduziert das Risiko von versehentlichen Fehlkonnektionen zu lilafarbenen Produkten für die enterale Ernährung.

Geeignet für Hochdruck-Applikationen

Der pfm CT PICC ist hochdruckfähig mit 5ml / Sek bis zu einem Druck von 300 psi (21 bar).

Katheterstabilität

Der konische Verlauf des Katheters beugt ein Abknicken vor und erhöht so die Stabilität des Katheters.

Bedarfsgerechtes Portfolio

Die pfm CT PICC stehen in Konfigurationen als Ein-, Zwei-, oder Dreilumen-Katheter zur Verfügung und treffen die Bedürfnisse der Anwender.

Verbesserte Flussraten

Das vergrößerte Innenlumen wurde speziell für große Flussraten bei geringem Druck und eine einfache Passage bei der Platzierung mittels Guide gestaltet. Es wurde entwickelt um das Risiko von Katheterokklusionen zu minimieren.

Details:

Easy-Grip Luer-Ansätze

Die Luer-Ansätze sind bruchsicher und vereinen Komfort und Stabilität. Die Farbkodierung ermöglicht eine einfache Zuordnung.

Eindeutige Identifikation

Die Bedruckungen der Klemmen zeigen deutlich die maximalen Flussraten für die Kontrastmittelinjektion.

Technische Daten:

Setkomponenten:

- Blauer hochdruckfähiger Katheter
- Stylet 75 cm
- Touhy-Borst Adapter
- Punktionsnadel 21 G / 7 cm
- Nitinol-Guide 80 cm
- Spaltbares Einführbesteck
- Fixierungspflaster
- Sicherheits-Skalpell
- Spritze 10 ml
- Maßband
- Verschlussstopfen

Bestelldaten:

REF	Größe	Lumen	Katheterlänge (cm)	Einführbesteck	VPE
P09070001	4,0 F (1,3 mm)	1	50	4,5 F (1,5 mm)	5
P09070002	5,0 F (1,7 mm)	1	55	5,5 F (1,8 mm)	5
P09070003	5,0 F (1,7 mm)	2	55	5,5 F (1,8 mm)	5
P09070004	6,0 F (2,0 mm)	2	60	6,5 F (2,2 mm)	5
P09070005	6,0 F (2,0 mm)	3	60	6,5 F (2,2 mm)	5

Produktinformation

Elektronische Infusionspumpe – BodyGuard 121 Twins

Die **BodyGuard 121 Twins** Infusionspumpe wird im ambulanten und stationären Bereich universell für die Zweikanal-Infusionstherapie eingesetzt. Die durchdachte Konstruktion überzeugt durch überragende Linearität und komfortable Handhabung.



117

Vorteile:

Mobile Zweikanal-Infusionstherapie

Durch die gleichzeitige Applikation von zwei Infusionslösungen sind auch komplexe Therapien und neue Behandlungsansätze mit einer mobilen Infusionspumpe möglich.

Kostenersparnis und Gewichtsreduktion

Der Einsatz nur einer mobilen Infusionspumpe mit einem Doppellumen-Set führt zur Kostenersparnis gegenüber einer Therapie mit zwei Infusionspumpen und zwei Sets. Im Vergleich zum Einsatz zweier Pumpen wird außerdem eine Gewichtsreduktion um fast 50 % erreicht.

Überragende Linearität auf beiden Kanälen

Die Infusionspumpe appliziert kontinuierlich mit einer überragenden Linearität auf beiden Kanälen. Die Fördergenauigkeit liegt bei $\pm 5\%$.

Einfache Bedienung

Die klare Menüführung und übersichtliche Tastenzuordnung gewährleisten eine einfache und sichere Bedienung.

Details:

- Förderrate: 0,1 bis 1.200 ml/h
- Kontrollanzeige zu Ladestatus und Batteriekapazität
- Ereignisspeicher zur Dokumentation der Pumpenhistorie
- Individuelle Anpassung der Therapie durch umfangreiches Zubehör und Verbrauchsmaterial
- Bedarfsgerechte Applikation durch sechs programmierbare Profile: Kontinuierlich, TPN, 25 Dosen, PCA, Intermittierend, Dosis
- Umfangreiche Sicherungsmaßnahmen: selbstaufhebender Okklusionsalarm; Lufterkennung mit Ultraschall; Alarm bei Funktionsstörungen und Zugangsbeschränkungen, bei schwacher und leerer Batterie sowie geöffneter Tür; Sicherheitsadapter in Pumpentüren
- Einsatz von Glasflaschen dank speziellem Set mit belüfteter Tropfkammer (TW2010/6) möglich


Technische Daten:

- Förderrate: 0,1 – 1.200 ml/h; 0,0 – 100,0 ml/h im Profil PCA
- Fördergenauigkeit: $\pm 5\%$
- Volumen: 0,1 – 9.999,0 ml
- KVO-Rate: 0,1 – 5,0 ml/h
- Druck: max. 1,5 bar oder 20 psi; Druck regulierbar in 6 bzw. bei Passwortzugang 8 Stufen
- Luft: Ultraschall-Sensor; Schwellenwert 0,1 – 1,0 ml
- Pumpensystem: Kolbenmechanismus
- Alarme: Infusion beendet; Batterie schwach; Batterie leer; Luft in Leitung; Okklusion; Türe offen; Pumpe gesperrt; Pumpe bedienerlos; Schwerer Fehler; Set prüfen; Funktionsstörung
- Netzanschluss: 110 – 240 V; 50/60 Hz; 0,3 A max.
- Batterie: Li-Ion; 3.000 mAh
- Batterielaufzeit: 16 Stunden bei 125 ml/h auf beiden Kanälen und vollständig geladener Batterie
- Abmessungen: 89 x 149 x 41 mm (B x L x H)
- Gewicht: 280 g (ohne Batterie), 580 g (mit Batterie)

Einsatzbereiche:


- Parenterale Ernährung/TPN
- Schmerztherapie/PCA
- Chemotherapie
- Chronotherapie/Circadiantherapie
- Notfallmedizin
- Antibiotikatherapie

Konfigurationen TW2010 Set




119

APL 2002 Set



* Auf Anfrage erhältlich.

Der 3-Schicht-Schlauch der APL 2002 Sets im Querschnitt



Produktvorteile APL 2002 Set

- Medikamentenkontaktfläche aus PE = keine Anhaftung und/oder Aufnahme von Medikamentenbestandteilen
- Integrierter Luft- und Partikelfilter (ausführungsabhängig)
- Integriertes Rückschlagventil
- Knickresistent
- DEHP- und Latex-frei
- Einzeln steril verpackt

Bestelldaten:



Bestelldaten

BodyGuard 121 Twins

REF	Ausführung	Type	VPE
250121	BodyGuard 121 Twins Infusionspumpe	Inkl. Batterie, Netzkabel, Ladegerät	1



Bestelldaten

TW 2010 Set > dient als Verbindungsleitung für Druckinfusionen nach DIN EN ISO 58562 in Verbindung mit der BodyGuard 121 Twins Infusionspumpe

REF	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	Länge (m)	VPE
200701	TW2010/1 Set			2,3	10
200702	TW2010/2 Set		1,2 µm Filter	2,3	10
200703	TW2010/3 Set	Doppellumen		2,3	10
200704	TW2010/4 Set	Doppellumen	1,2 µm Filter	2,3	10
200705	TW2010/5 Set	Mit 150 ml Reservoir	0,2 µm Filter	2,3	10
200706	TW2010/6 Set	Mit Tropfkammer	1,2 µm Filter	2,3	10

Alternativ können Verbindungsleitungen des Typs APL 2002® verwendet werden. > Es ist sicher zu stellen, dass die Body-Guard 121 Twins Infusionspumpe auf beiden Kanälen nur mit Verbindungsleitungen („TW2010“ oder alternativ „APL 2002®“) betrieben wird, auf die das Gerät vorab kalibriert worden ist.



Bestelldaten

APL 2002 Set › Das APL 2002® Set dient als Verbindungsleitung für Druckinfusionen nach DIN EN ISO 8536 in Verbindung mit der BodyGuard 121 Twins Infusionspumpe.

REF	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	Länge (m)	VPE
52011	APL 2002/1 Set	Mit Anstechdorn		2,2	10
52012	APL 2002/2 Set	Mit Anstechdorn	1,2 µm Filter	2,2	10
52013	APL 2002/3 Set	Mit 150 ml Reservoir		2,2	10
52014	APL 2002/4 Set	Mit 150 ml Reservoir	0,2 µm Filter	2,2	10
52015	APL 2002/5 Set	Mit gelber Leitung	0,2 µm Filter	2,2	10
52016	APL 2002/6 Set	Mit Y-Stück und 2. Leitung		2,2	10
52019	APL 2002/9 Set	Mit Anstechdorn, Zuspritzteil	1,2 µm Filter	3,3	10
52022	APL 2002/22 Set	Mit Luer Lock	1,2 µm Filter	2,2	10
52024	APL 2002/24 Set	Mit Anstechdorn	0,2 µm Filter	2,2	10
52025	APL 2002/25 Set	Mit Spiralverlängerung	1,2 µm Filter	3,4	10
52026	APL 2002/26 Set	Mit Spiralverlängerung	1,2 µm Filter	4,8	10
52034*	APL 2002/34 Set	Mit Spiralverlängerung	0,2 µm Filter	3,4	10

* nur auf Anfrage

alle Sets mit Rückschlagventil



Bolusgeber

REF	VE
52708	1

- › Kabellänge: 1,5 m
- › Steckerverbindung



Tropfensensor

REF	VE
25701	1

- › Für den Einsatz mit TW2010/6 Set



Ladegerät Twins

REF	VE
25703	1


- › Integrierte Vorrichtung zur Befestigung des Ladegeräts am Infusionsständer



Netzkabel

REF	VE
52707	1

- › Kaltgerätestecker
- › Eurostecker
- › Kabellänge: 2 m



Ladekabel

REF	VE
52706	1

- › Kabellänge: 1 m



Wandladegerät

REF	VE
52709	1

- › Eurostecker
- › Kabellänge: 2 m



Sicherheitstransportkoffer

REF	VE
52800	1

- › Transparentes, bruchsicheres Design
- › Geringes Gewicht
- › Speziell angepasste, innenliegende Schaumstoffformteile



Mittlere Tasche

REF	Typ	VE
52006	50 bis max. 1.000 ml	1

- › Schultertasche



Rucksack

REF	Typ	VE
52004	bis 3.000 ml 1 (z. B. TPN)	

- › Zum Transport der BodyGuard 121 Twins und Infusionsbeuteln bis 3.000 ml



Kinderrucksack

REF	Typ	VE
52007	bis 2.000 ml	1

- › Zum Transport der BodyGuard 121 Twins und Infusionsbeuteln bis 2.000 ml

Elektronische Infusionspumpe – BodyGuard 323



Die **BodyGuard 323** Infusionspumpe wird im ambulanten und stationären Bereich universell für die Infusionstherapie eingesetzt. Die durchdachte Konstruktion überzeugt durch überragende Linearität und komfortable Handhabung.

Überragende Linearität

Die Infusionspumpe appliziert kontinuierlich mit einer überragenden Linearität. Die Fördergenauigkeit liegt bei $\pm 5\%$.

Patientenfreundlich

Die kleine und kompakte Bauweise der Infusionspumpe erlaubt Patienten eine hohe Bewegungsfreiheit.

Einfache Bedienung

Die klare Menüführung und übersichtliche Tastenzuordnung gewährleisten eine einfache und sichere Bedienung.


Details:

- Förderrate: 0,1 bis 500 ml/h
 - Kontrollanzeige zu Ladestatus und Akkukapazität
 - Ereignisspeicher zur Dokumentation der Pumpenhistorie
 - Individuelle Anpassung der Therapie durch umfangreiches Zubehör und Verbrauchsmaterial
 - Bedarfsgerechte Applikation durch fünf programmierbare Profile: Kontinuierlich, TPN, 25 Dosen, PCA, Intermittierend
 - Umfangreiche Sicherungsmaßnahmen: selbstaufhebender Okklusionsalarm; Lufterkennung mit Ultraschall; Alarm bei Funktionsstörungen und Zugangsbeschränkungen, schwachem und leerem Akku sowie geöffneter Tür
-
- | | |
|--|---|
| • Förderrate: 0,1 – 500,0 ml/h;
0,0 – 100,0 ml/h im Profil PCA | • Alarme: Infusion beendet; Akku schwach; Akku leer;
Luft in Leitung; Okklusion; Tür offen; Pumpe
gesperrt; Set prüfen; Funktionsstörung |
| • Fördergenauigkeit: $\pm 5\%$ | • Netzanschluss: 100 – 240 V; 50/60 Hz; 10 W |
| • Volumen: 0,1 – 9.999,0 ml | • Batterie: Li-Polymer 7,4 V; 1.800 mAh |
| • KVO-Rate: 0,1 – 5,0 ml/h | • Batterielaufzeit: 12 Stunden bei 125 ml/h und
Vollständig geladener Batterie |
| • Druck: auf 7/ 14/21 psi einstellbar | • Abmessungen: 80 × 110 × 35 mm (B × L × H) |
| • Luft: Ultraschall-Sensor;
Schwellenwert 0,1 – 1,0 ml | • Gewicht: 280 g (ohne Batterie) |
| • Pumpensystem: Kolbenmechanismus | |


Einsatzbereiche:

- Parenterale Ernährung/TPN
- Schmerztherapie/PCA
- Chemotherapie
- Antibiotikatherapie
- Desferaltherapie
- Chronotherapie/Circadiantherapie

Applikationsmöglichkeiten




APL 2002® Set



* Auf Anfrage erhältlich.

Materialeigenschaften:

Der 3-Schicht-Schlauch der APL 2002® Sets



Der Schlauch der APL 2002® Sets im Querschnitt

Produktvorteile:

- Medikamentenkontaktfläche aus PE = keine Anhaftung und/oder Aufnahme von Medikamentenbestandteilen
- Integrierter Luft- und Partikelfilter (ausführungsabhängig)
- Integriertes Rückschlagventil
- Knickresistent
- DEHP- und Latex-frei
- Einzeln steril verpackt

Im Schlauch der APL 2002® Sets werden drei verschiedene Materialien optimal miteinander kombiniert.

Die innerste Schicht des Schlauchs, also die Medikamentenkontaktfläche, besteht aus LD-PE (stark verzweigtes Polyethylen mit geringer Dichte). PE ist gegenüber Säuren, Laugen und „fettigen“ Lösemitteln hoch beständig und daher hervorragend für die Durchleitung von Medikamenten geeignet. Es verträgt sich insbesondere gut mit Fetten/Lipiden, die zu den aggressivsten Substanzen gehören und in Lösungen zur parenteralen Ernährung enthalten sind. Durch seine unpolare, hydrophobe Oberfläche schränkt PE außerdem die Adsorption von Medikamenten stark ein. PE ist ein „reiner“ Kohlenwasserstoff und weist eine hohe Biokompatibilität auf.

Die mittlere Schicht besteht aus EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer). EVA zeichnet sich durch sehr gute mechanische Eigenschaften, z.B. eine hohe Zugfestigkeit aus und ist resistent gegen UV-Strahlung.

Die äußere Schicht besteht aus PVC (Polyvinylchlorid). Sie ist die dickste Schicht und dient als tragendes Gerüst. PVC ist ein Kunststoff mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften und ermöglicht das sichere Verbinden mit anderen Kunststoffen, z. B. Luer-Lock-Anschlüssen. PVC ist zudem selbstverlöschend, d. h. es brennt nur solange es aktiv in eine Flamme gehalten wird. Zusätzlich zeichnet es sich durch eine geringe UV-Durchlässigkeit aus.



Bestelldaten

Body Guard 323

REF	Bezeichnung	Typ	VPE
52002	BodyGuard 323 Infusionspumpe	Inkl. Akku, Netzkabel, Ladegerät	1



Bestelldaten

APL 2002® Set › Das APL 2002® Set dient als Verbindungsleitung für Druckinfusionen nach DIN EN ISO 8536 in Verbindung mit der BodyGuard 323 Infusionspumpe.

REF	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	Länge (m)	VPE
52011	APL 2002/1 Set	mit Anstechdom		2,2	10
52012	APL 2002/2 Set	mit Anstechdom	1,2 µm Filter	2,2	10
52013	APL 2002/3 Set	mit 150 ml Reservoir		2,2	10
52014	APL 2002/4 Set	mit 150 ml Reservoir	0,2 µm Filter	2,2	10
52015	APL 2002/5 Set	mit gelber Leitung	0,2 µm Filter	2,2	10
52016	APL 2002/6 Set	mit Y-Stück und 2. Leitung		2,2	10
52019	APL 2002/9 Set	mit Anstechdom, Zuspritzteil	1,2 µm Filter	3,3	10
52022	APL 2002/22 Set	mit Luer-Lock	1,2 µm Filter	2,2	10
52024	APL 2002/24 Set	mit Anstechdom	0,2 µm Filter	2,2	10
52025	APL 2002/25 Set	mit Spiralverl. und Y-Stück	1,2 µm Filter	3,4	10
52026	APL 2002/26 Set	mit Spiralverlängerung	1,2 µm Filter	4,8	10
52034*	APL 2002/34 Set	mit Spiralverl. und Y-Stück	0,2 µm Filter	3,4	10

* Auf Anfrage erhältlich.

(Bestelldaten Zubehör siehe nächste Seite)

Zubehör:



Bolusgeber

REF	VE
52708	1

- › Kabellänge: 1,5 m
- › Steckerverbindung



Safe

REF	Typ	VE
52005	für 150 ml Reservoir	1

- › Transparentes Gehäuse
- › Abschließbar



Ladegerät

REF	VE
52703	1

- › Integrierte Vorrichtung zur Befestigung des Ladegeräts am Infusionsständer



Netzkabel

REF	VE
52707	1

- › Kaltgerätestecker
- › Eurostecker
- › Kabellänge: 2 m



Ladekabel

REF	VE
52706	1

- › Kabellänge: 1 m



Wandladegerät

REF	VE
52709	1

- › Eurostecker
- › Kabellänge: 2 m



Batterie Li-Polymer 7,4 V

REF	Typ	VE
52705	3,7 V x 2	1

- › 1.800 mAh



Batterie Li-Polymer 7,4 V

REF	Typ	VE
52702	3,7 V x 4	1

- › 3.600 mAh
- › Höhere Kapazität



Sicherheitstransportkoffer

REF	VE
52800	1

- › Transparentes, bruchsicheres Design
- › Geringes Gewicht
- › Speziell angepasste, innenliegende Schaumstoffformteile



Kleine Tasche

REF	Typ	VE
52003	für Safe-anwendung	1

- › Als Gürtel- oder Tragetasche verwendbar



Mittlere Tasche

REF	Typ	VE
52006	50 bis max. 1.000 ml	1

- › Schultertasche



Rucksack

REF	Typ	VE
52004	bis 3.000 ml (z. B. TPN)	1

- › Zum Transport der Bodyguard 323 und Infusionsbeuteln bis 3.000 ml



Kinderrucksack

REF	Typ	VE
52007	bis 2.000 ml	1

- › Zum Transport der Bodyguard 323 und Infusionsbeuteln bis 2.000 ml

Produktinformation

Elektronische Infusionspumpe – BodyGuard 545 Color Vision

Die BodyGuard 545 Color Vision™ Infusionspumpe ist für die speziellen Anforderungen der epiduralen Schmerztherapie entwickelt worden. Die durchdachte Konstruktion überzeugt durch intelligente Sicherheitssysteme und komfortable Handhabung.



Schnelle Therapieauswahl

Standardtherapien sind als Protokolle speicherbar, so dass die benötigte Therapie schnell ausgewählt und eine Fehlanwendung vermieden werden kann.

Erhöhte Sicherheit

Dosislimits schützen vor Überdosierung und Passwörter vor unberechtigttem Zugang sowie ungewünschten Therapieänderungen. Mit der MediGuard™-Option können Dosislimits an das Patientengewicht angepasst werden. Die Farbkodierung der Infusionspumpe lässt sofort erkennen, dass eine epidurale Schmerztherapie verabreicht wird.

Einfache Bedienung

Die klare Menüführung, das übersichtliche Farbdisplay und ein numerisches Tastenfeld gewährleisten eine einfache und sichere Bedienung.

Patientenfreundlich

Die kleine und kompakte Bauweise der Infusionspumpe erlaubt Patienten eine hohe Bewegungsfreiheit.

Details:

- Förderrate: 0,1 bis 30 ml/h
- Bedarfsgerechte Applikation durch vier Programme: nur Basalrate, Basalrate und Bolus, nur Bolus oder Auto-Bolus
- Bis zu 26 speicherbare Protokolle (Medikamentenbibliothek)
- Protokolle direkt am Gerät oder über PC-Software und Kommunikations-Ladegerät programmierbar
- Dosislimits zum Schutz vor Überdosierung und MediGuard™-Option zur Anpassung an das Patientengewicht
- Zugang durch Passwörter geschützt (3 Level, individuell änderbar)
- **Förderrate:** 0,1 – 30,0 ml/h
- Ereignisspeicher zur Dokumentation der Therapie (auslesbar über optionale PC-Software BodyComm™ und Kommunikationsladegerät)
- Kontrollanzeige zu Ladestatus und Batteriekapazität
- Individuelle Anpassung der Therapie durch umfangreiches Zubehör und Verbrauchsmaterial
- Umfangreiche Sicherungsmaßnahmen: Okklusionsalarm; Lufterkennung mit Ultraschall; Alarm bei Funktionsstörungen und Zugangsbeschränkungen, schwacher und leerer Batterie sowie geöffneter Tür

- **Fördergenauigkeit:** $\pm 5 \%$
- **Volumen:** 0,1 – 1.000,0 ml
- **KVO-Rate:** 0,1 – 5,0 ml/h
- **Maximaldruck:** 21 psi, einstellbar in mmHg
- **Luft:** Ultraschall-Sensor; Schwellenwert 0,1 – 1,0 ml
- **Pumpensystem:** Kolbenmechanismus
- **Alarme:** Luft in Leitung; Okklusion; Pumpe ohne Eingabe; Ende Infusion; Batterie schwach; Batterie leer; Türe offen; Fehler; Tastatur Sperrmodus; Programm Sperrmodus; Prüfe Set/Zugang
- **Netzanschluss:** 100 – 240 V; 50/60 Hz; 0,3 A max
- **Batterie:** Li-Polymer 7,4 V; 1.800 mAh
- **Batterielaufzeit:** 40 Stunden bei 30 ml/h und vollständig geladener Batterie
- **Abmessungen:** 112 x 89 x 32 mm (L x B x H)
- **Gewicht:** 280 g (ohne Batterie), 390 g (mit Batterie)



Bestelldaten

BodyGuard 545 Color Vision™

REF	Bezeichnung	Typ	VPE
52545	BodyGuard Color Vision Infusionspumpe	Inkl. Akku, Netzkabel, Ladegerät	1



Bestelldaten

APL 2002® Set Das APL 2002® Set dient als Verbindungsleitung für Druckinfusionen nach DIN EN ISO 8536 in Verbindung mit der BodyGuard 545 Color Vision Infusionspumpe.

REF	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	Länge (m)	VPE
52011	APL 2002/1 Set	mit Anstechdorn		2,2	10
52012	APL 2002/2 Set	mit Anstechdorn	1,2 µm Filter	2,2	10
52013	APL 2002/3 Set	mit 150 ml Reservoir		2,2	10
52014	APL 2002/4 Set	mit 150 ml Reservoir	0,2 µm Filter	2,2	10
52015	APL 2002/5 Set	mit gelber Leitung	0,2 µm Filter	2,2	10
52016	APL 2002/6 Set	mit Y-Stück und 2. Leitung		2,2	10
52019	APL 2002/9 Set	mit Anstechdorn, Zuspritzteil	1,2 µm Filter	3,3	10
52022	APL 2002/22 Set	mit Luer-Lock	1,2 µm Filter	2,2	10
52024	APL 2002/24 Set	mit Anstechdorn	0,2 µm Filter	2,2	10
52025	APL 2002/25 Set	mit Spiralverl. und Y-Stück	1,2 µm Filter	3,4	10
52026	APL 2002/26 Set	mit Spiralverlängerung	1,2 µm Filter	4,8	10
52034*	APL 2002/34 Set	mit Spiralverl. und Y-Stück	0,2 µm Filter	3,4	10

* Auf Anfrage erhältlich.

Bestelldaten:



Bolusgeber CV

REF	VE
52708CV	1

- › Kabellänge: 1,5m
- › Steckerverbindung



Safe

REF	Typ	VE
52005	für 150 ml Reservoir	1

- › Transparentes Gehäuse
- › Abschließbar



Ladegerät CV

REF	VE
52703CV	1

- › Integrierte Vorrichtung zur Befestigung des Ladegeräts am Infusionsständer




Kommunikations-Ladegerät CV

REF	VE
52711CV	1

- › Zum Übertragen und Auslesen von Protokoll- und Therapiedaten (PC-Software benötigt)

APL 2002® Set




- | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1 APL 2002/1 | 3 APL 2002/3 | 5 APL 2002/5 | 7 APL 2002/9 | 9 APL 2002/24 | 11 APL 2002/26 |
| 2 APL 2002/2 | 4 APL 2002/4 | 6 APL 2002/6 | 8 APL 2002/22 | 10 APL 2002/25 | 12 APL 2002/34* |

* Auf Anfrage erhältlich.

Materialeigenschaften:

Der 3-Schicht-Schlauch der APL 2002® Sets



Der Schlauch der APL 2002® Sets im Querschnitt

Produktvorteile:

- Medikamentenkontaktfläche aus PE = keine Anhaftung und/oder Aufnahme von Medikamentenbestandteilen
- Integrierter Luft- und Partikelfilter (ausführungsabhängig)
- Integriertes Rückschlagventil
- Knickresistent
- DEHP- und Latex-frei
- Einzeln steril verpackt

Im Schlauch der APL 2002® Sets werden drei verschiedene Materialien optimal miteinander kombiniert.

Die innerste Schicht des Schlauchs, also die Medikamentenkontaktfläche, besteht aus LD-PE (stark verzweigtes Polyethylen mit geringer Dichte). PE ist gegenüber Säuren, Laugen und „fettigen“ Lösemitteln hoch beständig und daher hervorragend für die Durchleitung von Medikamenten geeignet. Es verträgt sich insbesondere gut mit Fetten/Lipiden, die zu den aggressivsten Substanzen gehören und in Lösungen zur parenteralen Ernährung enthalten sind. Durch seine unpolare, hydrophobe Oberfläche schränkt PE außerdem die Adsorption von Medikamenten stark ein. PE ist ein „reiner“ Kohlenwasserstoff und weist eine hohe Biokompatibilität auf.

Die mittlere Schicht besteht aus EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer). EVA zeichnet sich durch sehr gute mechanische Eigenschaften, z.B. eine hohe Zugfestigkeit aus und ist resistent gegen UV-Strahlung.

Die äußere Schicht besteht aus PVC (Polyvinylchlorid). Sie ist die dickste Schicht und dient als tragendes Gerüst. PVC ist ein Kunststoff mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften und ermöglicht das sichere Verbinden mit anderen Kunststoffen, z. B. Luer-Lock-Anschlüssen. PVC ist zudem selbstverlöschend, d. h. es brennt nur solange es aktiv in eine Flamme gehalten wird. Zusätzlich zeichnet es sich durch eine geringe UV-Durchlässigkeit aus.



Netz kabel

REF	VE
52707	1

- › Kaltgerätestecker
- › Eurostecker
- › Kabellänge: 2 m



Lade kabel

REF	VE
52706	1

- › Kabellänge: 1 m



Wandladegerät

REF	VE
52709	1

- › Eurostecker
- › Kabellänge: 2 m



Batterie Li-Polymer 7,4 V

REF	Typ	VE
52705	3,7 V x 2	1

- › 1.800 mAh



Batterie Li-Polymer 7,4 V

REF	Typ	VE
52702	3,7 V x 4	1

- › 3.600 mAh
- › Höhere Kapazität



Sicherheitstransportkoffer CV

REF	VE
52810	1

- › Transparentes, bruchsisches Design
- › Geringes Gewicht
- › Speziell angepasste, innenliegende Schaumstoffformteile



Kleine Tasche

REF	Typ	VE
52003	für Safeanwendung	1

- › Als Gürtel- oder Tragetasche verwendbar



Mittlere Tasche

REF	Typ	VE
52006	50 bis max. 1.000 ml	1

- › Schultertasche



Rucksack

REF	Typ	VE
52004	bis 3.000 ml (z.B. TPN)	1

- › Zum Transport der Infusionspumpe und Infusionsbeuteln bis 3.000 ml



Kinderrucksack

REF	Typ	VE
52007	bis 2.000 ml	1

- › Zum Transport der Infusionspumpe und Infusionsbeuteln bis 2.000 ml

Produktinformation

Elektronische Infusionspumpe – BodyGuard 575 Color Vision

Die **BodyGuard 575 Color Vision™** Infusionspumpe ist für die speziellen Anforderungen der Schmerztherapie entwickelt worden. Die durchdachte Konstruktion überzeugt durch intelligente Sicherheitssysteme und komfortable Handhabung.



Schnelle Therapieauswahl

Standardtherapien sind als Protokolle speicherbar, so dass die benötigte Therapie schnell ausgewählt und eine Fehlanwendung vermieden werden kann.

Erhöhte Sicherheit

Dosislimits schützen vor Überdosierung und Passwörter vor unberechtigtem Zugang sowie ungewünschten Therapieänderungen. Mit der MediGuard™-Option können Dosislimits an das Patientengewicht angepasst werden. Die Farbkodierung der Infusionspumpe lässt sofort erkennen, dass eine Schmerztherapie verabreicht wird.

Einfache Bedienung

Die klare Menüführung, das übersichtliche Farbdisplay und ein numerisches Tastenfeld gewährleisten eine einfache und sichere Bedienung.

Patientenfreundlich

Die kleine und kompakte Bauweise der Infusionspumpe erlaubt Patienten eine hohe Bewegungsfreiheit.


Details:

- Förderrate: 0,1 bis 100 ml/h
- Bedarfsgerechte Applikation durch vier Programme: nur Basalrate, Basalrate und Bolus, nur Bolus oder Auto-Bolus
- Bis zu 26 speicherbare Protokolle (Medikamentenbibliothek)
- Protokolle direkt am Gerät oder optional über PC-Software BodyComm™ und Kommunikations-Ladegerät programmierbar (PC-Software demnächst erhältlich)
- Dosislimits zum Schutz vor Überdosierung und MediGuard™-Option zur Anpassung an das Patientengewicht
- Zugang durch Passwörter geschützt (3 Level, individuell änderbar)
- Ereignisspeicher zur Dokumentation der Therapie (auslesbar über optionale PC-Software BodyComm™ und Kommunikations-Ladegerät)
- Kontrollanzeige zu Ladestatus und Batteriekapazität
- Individuelle Anpassung der Therapie durch umfangreiches Zubehör und Verbrauchsmaterial
- Umfangreiche Sicherungsmaßnahmen: Okklusionsalarm; Lufterkennung mit Ultraschall; Alarm bei Funktionsstörungen und Zugangsbeschränkungen, schwacher und leerer Batterie sowie geöffneter Tür

Technische Daten:


- **Förderrate:** 0,1 – 100,0 ml/h
- **Fördergenauigkeit:** $\pm 5 \%$
- **Volumen:** 0,1 – 1.000,0 ml
- **KVO-Rate:** 0,1 – 5,0 ml/h
- **Maximaldruck:** 10 psi, einstellbar in mmHg
- **Luft:** Ultraschall-Sensor; Schwellenwert 0,1 – 1,0 ml
- **Pumpensystem:** Kolbenmechanismus
- **Alarme:** Luft in Leitung; Okklusion; Pumpe ohne Eingabe; Ende Infusion; Batterie schwach; Batterie leer; Türe offen; Fehler; Tastatur Spermodus; Programm Spermodus; Prüfe Set/Zugang
- **Netzanschluss:** 100 – 240 V; 50/60 Hz; 0,3 A max
- **Batterie:** Li-Polymer 7,4 V; 1.800 mAh
- **Batterielaufzeit:** 17 Stunden bei 100 ml/h und vollständig geladener Batterie
- **Abmessungen:** 112 x 89 x 32 mm (L x B x H)
- **Gewicht:** 280 g (ohne Batterie), 390 g (mit Batterie)

APL 2002® Set



Materialeigenschaften:

Der 3-Schicht-Schlauch der APL 2002® Sets



Der Schlauch der APL 2002® Sets im Querschnitt

Produktvorteile:

- Medikamentenkontaktfläche aus PE = keine Anhaftung und/oder Aufnahme von Medikamentenbestandteilen
- Integrierter Luft- und Partikelfilter (ausführungsabhängig)
- Integriertes Rückschlagventil
- Knickresistent
- DEHP- und Latex-frei
- Einzeln steril verpackt

Im Schlauch der APL 2002® Sets werden drei verschiedene Materialien optimal miteinander kombiniert.

Die innerste Schicht des Schlauchs, also die Medikamentenkontaktfläche, besteht aus LD-PE (stark verzweigtes Polyethylen mit geringer Dichte). PE ist gegenüber Säuren, Laugen und „fettigen“ Lösemitteln hoch beständig und daher hervorragend für die Durchleitung von Medikamenten geeignet. Es verträgt sich insbesondere gut mit Fetten/Lipiden, die zu den aggressivsten Substanzen gehören und in Lösungen zur parenteralen Ernährung enthalten sind. Durch seine unpolare, hydrophobe Oberfläche schränkt PE außerdem die Adsorption von Medikamenten stark ein. PE ist ein „reiner“ Kohlenwasserstoff und weist eine hohe Biokompatibilität auf.

Die mittlere Schicht besteht aus EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer). EVA zeichnet sich durch sehr gute mechanische Eigenschaften, z.B. eine hohe Zugfestigkeit aus und ist resistent gegen UV-Strahlung.

Die äußere Schicht besteht aus PVC (Polyvinylchlorid). Sie ist die dickste Schicht und dient als tragendes Gerüst. PVC ist ein Kunststoff mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften und ermöglicht das sichere Verbinden mit anderen Kunststoffen, z. B. Luer-Lock-Anschlüssen. PVC ist zudem selbstverlöschend, d. h. es brennt nur solange es aktiv in eine Flamme gehalten wird. Zusätzlich zeichnet es sich durch eine geringe UV-Durchlässigkeit aus.



Bestelldaten

BodyGuard 575 Color Vision™

REF	Bezeichnung	Typ	VPE
52575	BodyGuard 575 Color Vision Infusionspumpe	Inkl. Akku, Netzkabel, Ladegerät	1



Bestelldaten

APL 2002® Set Das APL 2002® Set dient als Verbindungsleitung für Druckinfusionen nach DIN EN ISO 8536 in Verbindung mit der BodyGuard 575 Color Vision Infusionspumpe.

REF	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	Länge (m)	VPE
52011	APL 2002/1 Set	mit Anstechdorn		2,2	10
52012	APL 2002/2 Set	mit Anstechdorn	1,2 µm Filter	2,2	10
52013	APL 2002/3 Set	mit 150 ml Reservoir		2,2	10
52014	APL 2002/4 Set	mit 150 ml Reservoir	0,2 µm Filter	2,2	10
52015	APL 2002/5 Set	mit gelber Leitung	0,2 µm Filter	2,2	10
52016	APL 2002/6 Set	mit Y-Stück und 2. Leitung		2,2	10
52019	APL 2002/9 Set	mit Anstechdorn, Zuspritzteil	1,2 µm Filter	3,3	10
52022	APL 2002/22 Set	mit Luer-Lock	1,2 µm Filter	2,2	10
52024	APL 2002/24 Set	mit Anstechdorn	0,2 µm Filter	2,2	10
52025	APL 2002/25 Set	mit Spiralverl. und Y-Stück	1,2 µm Filter	3,4	10
52026	APL 2002/26 Set	mit Spiralverlängerung	1,2 µm Filter	4,8	10
52034*	APL 2002/34 Set	mit Spiralverl. und Y-Stück	0,2 µm Filter	3,4	10

* Auf Anfrage erhältlich.



Bolusgeber CV

REF	VE
52708CV	1

- › Kabellänge: 1,5 m
- › Steckerverbindung



Safe

REF	Typ	VE
52005	für 150 ml Reservoir	1

- › Transparentes Gehäuse
- › Abschließbar



Ladegerät CV

REF	VE
52703CV	1

- › Integrierte Vorrichtung zur Befestigung des Ladegeräts am Infusionsständer



Kommunikations-Ladegerät CV

REF	VE
52711CV	1

- › Zum Übertragen und Auslesen von Protokoll- und Therapiedaten (PC-Software benötigt)



Netzkabel

REF	VE
52707	1

- › Kaltgerätestecker
- › Eurostecker
- › Kabellänge: 2 m



Ladekabel

REF	VE
52706	1

- › Kabellänge: 1 m



Wandladegerät

REF	VE
52709	1

- › Eurostecker
- › Kabellänge: 2 m



Batterie Li-Polymer 7,4 V

REF	Typ	VE
52705	3,7 V x 2	1

- › 1.800 mAh



Batterie Li-Polymer 7,4 V

REF	Typ	VE
52702	3,7 V x 4	1

- › 3.600 mAh
- › Höhere Kapazität



Sicherheitstransportkoffer CV

REF	VE
52810	1

- › Transparentes, bruchsicheres Design
- › Geringes Gewicht
- › Speziell angepasste, innenliegende Schaumstoffformteile



Kleine Tasche

REF	Typ	VE
52003	für Safeanwendung	1

- › Als Gürtel- oder Tragetasche verwendbar



Mittlere Tasche

REF	Typ	VE
52006	50 bis max. 1.000 ml	1

- › Schultertasche



Rucksack

REF	Typ	VE
52004	bis 3.000 ml (z.B. TPN)	1

- › Zum Transport der Infusionspumpe und Infusionsbeuteln bis 3.000 ml



Kinderrucksack

REF	Typ	VE
52007	bis 2.000 ml	1

- › Zum Transport der Infusionspumpe und Infusionsbeuteln bis 2.000 ml

Produktinformation

Onco-Grip

Onco-Grip® ist eine Nadel mit Huberschweif zur Punktion von implantierbaren Portsystemen.



Mit Griffplatte/
Vor der Punktion

Ohne Griffplatte/
Nach der Punktion

Vorteile:

- Abnehmbare Griffplatte für guten Halt bei der Punktion
- Geringe Bauhöhe ermöglicht eine einfache und sichere Fixierung
- Hoher Tragekomfort für den Patienten durch optimierte Produktgeometrie
- Klarsichtige Bodenplatte zur optimalen Kontrolle der Einstichstelle
- Weiche Abpolsterung der Bodenplatte für gute Stabilisierung der Nadel

Bestelldaten

REF	Größe	Farbcodierung Klemme	PZN	VPE
6191219315	19G x 15mm	weiß	9199753	12
6191219320	19G x 20mm	weiß	9199776	12
6191219330	19G x 25mm	weiß	9199782	12
6191219332	19G x 32mm	weiß	9199799	12
6191220315	20G x 15mm	gelb	9199807	12
6191220320	20G x 20mm	gelb	9199813	12
6191220330	20G x 25mm	gelb	9199836	12
6191220332	20G x 32mm	gelb	9199842	12
6191220338	20G x 38mm	gelb	9199859	12
6191222315	22G x 15mm	schwarz	9199865	12
6191222320	22G x 20mm	schwarz	9199871	12
6191222330	22G x 25mm	schwarz	9199888	12

Produktinformation

Mr. Clear - Antibeschlagslösung

Mr. Clear ist eine Lösung zur Vorbeugung von Beschlagbildung bei optischen Geräten und sorgt für exzellente Sicht während laparoskopischer Eingriffe.



Vorteile:

Qualitätssicherung:

Anti-Fog beugt Beschlagbildung vor und sichert somit die Qualität der Behandlung.

Zeitersparnis:

Die Optik muss nicht mehr während des laparoskopischen Eingriffs herausgenommen und gereinigt werden.

Details:

- Fläschchen inklusive Schwämmchen zum Auftragen der Antibeschlaglösung
- Steril
- Einmalprodukt
- Latexfrei
- Sehr ergiebig
- Effektiv
- Keine toxischen Wirkungen
- Ruft keine Reizungen hervor

139

Gebrauch:

1. Legen Sie den Verpackungsinhalt auf eine sterile Oberfläche.
2. Das Schutzpapier vom Schwämmchen abziehen und Schwämmchen auf ein steriles Abdecktuch kleben.
3. Die Verschlusskappe der Flasche entfernen und 5 oder 6 Tropfen Mr. Clear-Lösung auf das Schwämmchen geben.
4. Die Linse an dem sterilen Schwämmchen abtupfen (nicht trockenwischen).
5. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.

Bestelldaten

Mr. Clear

REF	Inhalt	VPE
AF031	6 ml	20

Produktinformation

Venöse Portsysteme TitaJet™ light II Contrast und Jet Port® Plus II Contrast

Die implantierbaren Portsysteme TitaJet™ light II Contrast und Jet Port® Plus II Contrast dienen zur systemischen Chemotherapie, dauerhaften parenteralen Ernährung oder Langzeit-Medikamentengabe. Auch die Hochdruckapplikation von Kontrastmittel im Rahmen eines regelmäßigen Tumorstagings ist möglich.



Vorteile:

TitaJet™ light II Contrast
Exzellente Kunststoff-Titan-Kombination

Jet Port® Plus II Contrast
Hochwertige Kunststoffqualität (Polyoxymethylen)

Hochdruckfähig

Die Druckbeständigkeit der Systeme erlaubt die Applikation definierter Substanzen mittels Hochdruck.

Sichere Identifizierung

Die röntgensichtbare CTMarkierung am Portboden gewährleistet die Identifizierung als Hochdruckport.

Vorteile:

Reduziertes Migrationsrisiko

Das geringe Gewicht vermindert die Migrationsgefahr und erhöht den Patientenkomfort.

Einfache Platzierung

Die ovale Portgeometrie vereinfacht das Einführen des Ports in die präparierte Tasche.

MRT-Kompatibilität

Minimierte Artefaktbildung (bis 3,0 T)

Konnektionsmechanismus

Der transparente Klick-Konnektor zur einfachen und leichten Konnektierung sowie zur sicheren und zuverlässigen Fixierung von Katheter und Portkammer.

Technische Daten:

- Druckstabilität: bis max. 21 bar/300 psi bei maximaler Flussrate von 5 ml/s
- Katheterlänge: 750 mm
- Maße: 32,1 x 23,6 x 13,2 mm (L x B x H)
- Gewicht TitaJet™ light II Contrast: 6,9 g
- Gewicht Jet Port® Plus II Contrast: 6,6 g
- Residualvolumen Kammer: 0,37 ml
- Septumdurchmesser: 12,1 mm
- Punktionshäufigkeit (nicht-stanzende 19-G-Nadel): 1.000

Bestelldaten

TitaJet™ light II Contrast

REF	REF Basic	Katheter	ID	AD	AD	Flussrate*	Residualvolumen	VPE
61.636.83.077-K	61.635.83.077	PUR soft	1,3 mm	2,2 mm	6,6 F	30ml/min.	0,18 ml/10 cm Katheterlänge	1
61.636.82.087-K	61.635.82.087	PUR soft	1,6 mm	2,6 mm	8,0 F	35 ml/min.	0,23 ml/10 cm Katheterlänge	1

Jet Port® Plus II Contrast

REF	REF Basic	Katheter	ID	AD	AD	Flussrate*	Residualvolumen	VPE
61.636.73.077-K	61.635.73.077	PUR soft	1,3 mm	2,2 mm	6,6 F	30ml/min.	0,18 ml/10 cm Katheterlänge	1
61.636.72.087-K	61.635.72.087	PUR soft	1,6 mm	2,6 mm	8,0 F	35 ml/min.	0,23 ml/10 cm Katheterlänge	1

* 19-G Kanüle, 0,9 % NaCl-Lösung, Katheterlänge 40 cm, schwerkraft Höhendifferenz 100 cm

Produktinformation

Venöse Portsysteme DualPort Contrast

Der DualPort Contrast ist ein implantierbarer Doppelkammerport mit einem Portinlay aus Titan und einer Ummantelung aus Kunststoff zur simultanen Gabe nicht kompatibler Medikamente. Auch die Hochdruckapplikation von Kontrastmittel im Rahmen eines regelmäßigen Tumorstagings ist möglich.



Vorteile:

Exzellente Kunststoff-Titan-Kombination

Die spezielle Kombination beider Materialien bietet geringes Gewicht bei hoher Sicherheit.

Hochdruckfähig


Die Druckbeständigkeit der Systeme erlaubt die Applikation definierter Substanzen mittels Hochdruck.

Ergonomisches Design

Eine flache Bauweise für einfache Platzierung und Handhabung.

Leichte Identifizierung

Die Palpation der beiden hervorragend tastbaren Portkammern ermöglicht deren einfache Lokalisierung.



Vorteile:

Minimale Durchmischung

Dank den abgestuften Austrittsöffnungen der Katheterlumen ist die Durchmischung applizierter Medikamente minimal.

MRT-Kompatibilität

Minimierte Artefaktbildung (bis 3,0 T)

Konnektionsmechanismus

Der transparente Klick-Konnektor zur einfachen und leichten Konnektierung sowie zur sicheren und zuverlässigen Fixierung von Katheter und Portkammer.

Technische Daten:

- Druckstabilität: bis max. 21 bar/300 psi bei maximaler Flussrate von 5 ml/s
- Katheterlänge: 500 mm
- Maße: 41,0 x 26,0 x 12,7 mm (L x B x H)
- Gewicht: 9,0 g
- Residualvolumen je Kammer: 0,37 ml
- Septumdurchmesser: jeweils 11,0 mm
- Punktionshäufigkeit (nicht-stanzende 19-G-Nadel): 500 je Kammer

Bestelldaten

DualPort Contrast

REF	Katheter	ID	AD	AD	Flussrate*	Residualvolumen	VPE
61.602.20.077	PUR soft	2 x 1,10 mm	3,2 mm	9,0 F	2 x 22 ml/min.	2 x 0,20 ml/10 cm Katheterlänge	1

* 10-G-Kanüle, 0,9 % NaCl-Lösung, Katheterlänge 40cm, schwerkraft Höhendifferenz 100 cm

Produktinformation

Venöse Portsysteme TitaJet™ light Low Profile Contrast

Das implantierbare Portsystem TitaJet™ light Low Profile Contrast dient zur systemischen Chemotherapie, dauerhaften parenteralen Ernährung oder Langzeit-Medikamentengabe. Auch die Hochdruckapplikation von Kontrastmittel im Rahmen eines regelmäßigen Tumorstagings ist möglich. Das schlanke Design erlaubt die Verwendung in der Pädiatrie oder als peripherer Port, z.B. zur Platzierung im Arm.



Vorteile:

Exzellente Kunststoff-Titan-Kombination

Die spezielle Kombination beider Materialien bietet geringes Gewicht bei hoher Sicherheit.

Hochdruckfähig

Die Druckbeständigkeit der Systeme erlaubt die Applikation definierter Substanzen mittels Hochdruck.

Sichere Identifizierung

Die röntgensichtbare CTMarkierung am Portboden gewährleistet die Identifizierung als Hochdruckport.

Reduziertes Migrationsrisiko

Das geringe Gewicht vermindert die Migrationsgefahr und erhöht den Patientenkomfort.

Schlankes Design

Die schmale Portgeometrie erlaubt die Verwendung in der Pädiatrie oder als peripherer Port, z. B. zur Platzierung im Arm.

Unauffällige Platzierung

Kleine Abmessungen für eine unauffällige Platzierung.

MRT-Kompatibilität

Minimierte Artefaktbildung (bis 3,0 T)

Konnektionsmechanismus

Der transparente Klick-Konnektor zur einfachen und leichten Konnektierung sowie zur sicheren und zuverlässigen Fixierung von Katheter und Portkammer.

Technische Daten:

- Druckstabilität: bis max. 21 bar/300 psi bei maximaler Flussrate von 5 ml/s (3 ml/s bei Katheter 4,8 F)
- Katheterlänge: 750 mm
- Maße: 24,0 x 20,5 x 10,3 mm (L x B x H)
- Gewicht: 3,5 g
- Residualvolumen je Kammer: 0,30 ml
- Septumdurchmesser: 8,0 mm
- Punktionshäufigkeit (nicht-stanzende 19-G-Nadel): 600

Bestelldaten

TitaJet™ light Low Profile Contrast

REF	Katheter	ID	AD	AD	Flussrate*	Residualvolumen	VPE
61.636.09.070-K	PUR soft	1,0 mm	1,6 mm	4,8 F	14 ml/min.	0,10 ml/10cm Katheterlänge	1
61.636.08.070-K	PUR soft	1,3 mm	2,2 mm	6,6 F	25 ml/min.	0,18 ml/10 cm Katheterlänge	1

* 10-G-Kantüle, 0,9 % NaCl-Lösung, Katheterlänge 40cm, schwere Kraft Höhendifferenz 100 cm

Produktinformation

Venöse Portsysteme T-Port Contrast und T-Port Low Profile Contrast

Die implantierbaren Portsysteme T-Port Contrast und T-Port Low Profile Contrast aus Titan dienen der systemischen Chemotherapie, dauerhaften parenteralen Ernährung oder Langzeit-Medikamentengabe. Auch die Hochdruckapplikation von Kontrastmittel im Rahmen eines regelmäßigen Tumorstagings ist mit diesem Portsystem möglich.



Vorteile:

Langjährig bewährte Titan-Materialqualität

Die hohe Materialgüte gewährleistet eine zuverlässige Anwendung.

Hochdruckfähig

Die Druckbeständigkeit der Systeme erlaubt die Applikation definierter Substanzen mittels Hochdruck.

Sichere Identifizierung

Die röntgensichtbare CTMarkierung am Portboden gewährleistet die Identifizierung als Hochdruckport.

Kleine Abmessungen bei T-Port Low Profile Contrast

Die kleine Ausführung für die kosmetisch unauffälligere Portplatzierung.

Konnektionsmechanismus

Der transparente Klick-Konnektor zur einfachen und leichten Konnektierung sowie zur sicheren und zuverlässigen Fixierung von Katheter und Portkammer.

Technische Daten:

- Druckstabilität: bis max. 21 bar/300 psi bei maximaler Flussrate von 5 ml/s
- Katheterlänge: 750 mm

T-Port Contrast:

- Maße: 27,0 mm (Ø Basisplatte) x 13,0 mm (Höhe)
- Gewicht: 14,5 g
- Residualvolumen Kammer: 0,7 ml
- Septumdurchmesser: 12,0 mm
- Punktionshäufigkeit (nicht-stanzende 19-G-Nadel): 1.000

T-Port Low Profile Contrast:

- Maße: 23,0 mm (ØBasisplatte) x 10,0 mm (Höhe)
- Gewicht: 8,0 g
- Residualvolumen Kammer: 0,2 ml
- Septumdurchmesser: 9,0 mm
- Punktionshäufigkeit (nicht-stanzende 19-G-Nadel): 600

Bestelldaten

T-Port Contrast

REF SET	REF Basic	Katheter	ID	AD	AD	Flussrate*	Residualvolumen	VPE
61.636.53.077-K	61.635.53.077	PUR soft	1,3 mm	2,2 mm	6,6 F	30 ml/min.	0,18 ml/10cm Katheterlänge	1
61.636.52.087-K	61.635.52.087	PUR soft	1,6 mm	2,6 mm	8,0 F	35 ml/min.	0,23 ml/10 cm Katheterlänge	1

T-Port Low Profile Contrast

REF SET	REF Basic	Katheter	ID	AD	AD	Flussrate*	Residualvolumen	VPE
61.636.63.077-K	61.635.63.077	PUR soft	1,3 mm	2,2 mm	6,6 F	30 ml/min.	0,18 ml/10cm Katheterlänge	1
61.636.62.087-K	61.635.62.087	PUR soft	1,6 mm	2,6 mm	8,0 F	35 ml/min.	0,23 ml/10 cm Katheterlänge	1

* 10-G-Kanüle, 0,9 % NaCl-Lösung, Katheterlänge 40cm, schwere Kraft Höhendifferenz 100 cm

Produktinformation

Venöse Portsysteme TitaJet light und jet Port Plus

Das implantierbare Portsystem TitaJet™ light mit einem Portinlay aus Titan und einer Ummantelung aus Kunststoff oder Jet Port® Plus aus hochwertigem Kunststoff dienen zur systemischen Chemotherapie, dauerhaften parenteralen Ernährung oder Langzeit-Medikamentengabe.

Technische Daten:

- Katheterlänge: 750 mm
- Maße: 28,0 mm (Ø Basisplatte) x 12,3 mm (Höhe)
- Gewicht TitaJet™ light: 6,0 g
- Gewicht Jet Port® Plus: 5,7 g
- Residualvolumen Kammer: 0,37 ml
- Septumdurchmesser: 10,0 mm
- Punktionshäufigkeit (nicht-stanzende 19-G-Nadel): 1.000

Vorteile:

TitaJet™ light

Exzellente Kunststoff-Titan-Kombination

Jet Port® Plus

Hochwertige Kunststoffqualität (Polyoxymethylen)

Reduziertes Migrationsrisiko

Das geringe Gewicht vermindert die Migrationsgefahr und erhöht den Patientenkomfort.

MRT-Kompatibilität

Minimierte Artefaktbildung (bis 3,0 T)

Konnektionsmechanismus

Der transparente Klick-Konnektor zur einfachen und leichten Konnektierung sowie zur sicheren und zuverlässigen Fixierung von Katheter und Portkammer.

Bestelldaten

TitaJet™ light

REF SET	REF Basic	Katheter	ID	AD	AD	Flussrate*	Residualvolumen	VPE
61.636.25.075	61.635.25.075	PUR soft	1,0 mm	1,6 mm	4,8 F	14 ml/min.	0,10 ml/10cm Katheterlänge	1
61.636.23.075	61.635.23.075	PUR soft	1,3 mm	2,2 mm	6,6 F	25 ml/min.	0,18 ml/10 cm Katheterlänge	1
61.636.22.080	61.635.22.080	PUR soft	1,6 mm	2,6 mm	8,0 F	30 ml/min.	0,23 ml/10 cm Katheterlänge	1
61.646.25.075	61.645.25.075	Silikon	1,0 mm	2,2 mm	6,6 F	14 ml/min.	0,10 ml/10 cm Katheterlänge	1
61.646.21.080	61.645.21.080	Silikon	1,6 mm	2,8 mm	8,4 F	30 ml/min.	0,23 ml/10 cm Katheterlänge	1

Jet Port Plus

REF SET	REF Basic	Katheter	ID	AD	AD	Flussrate*	Residualvolumen	VPE
61.636.35.075	61.635.35.075	PUR soft	1,0 mm	1,6 mm	4,8 F	14 ml/min.	0,10 ml/10cm Katheterlänge	1
61.636.33.075	61.635.33.075	PUR soft	1,3 mm	2,2 mm	6,6 F	25 ml/min.	0,18 ml/10 cm Katheterlänge	1
61.636.32.080	61.635.32.080	PUR soft	1,6 mm	2,6 mm	8,0 F	30 ml/min.	0,23 ml/10 cm Katheterlänge	1
61.646.35.075	61.645.35.075	Silikon	1,0 mm	2,2 mm	6,6 F	14 ml/min.	0,10 ml/10 cm Katheterlänge	1
61.646.31.080	61.645.31.080	Silikon	1,6 mm	2,8 mm	8,4 F	30 ml/min.	0,23 ml/10 cm Katheterlänge	1

* 19-G-Kanüle, 0,9 % NaCl-Lösung, Katheterlänge 40 cm, schwerkraft Höhendifferenz 100 cm

Produktinformation

Venöse Portsysteme Jet Port® Plus Low Profile Peripheral und Portolino

Die implantierbaren Portsysteme Jet Port® Plus Low Profile Peripheral und Portolino aus hochwertigem Kunststoff dienen zur systemischen Chemotherapie, dauerhaften parenteralen Ernährung oder Langzeit-Medikamentengabe. Das schlanke Design erlaubt die Verwendung in der Pädiatrie oder als peripherer Port, z. B. zur Platzierung im Arm.



Vorteile:

Hochwertige Kunststoffqualität (Polyoxymethylen)

Das implantationsgetestete Kunststoffmaterial bietet ein reduziertes Gewicht.

Reduziertes Migrationsrisiko

Das geringe Gewicht vermindert die Migrationsgefahr und erhöht den Patientenkomfort.

Schlankes Design

Die schmale Portgeometrie erlaubt die Verwendung in der Pädiatrie oder als peripherer Port, z. B. zur Platzierung im Arm.

Unauffällige Platzierung

Kleine Abmessungen für eine unauffällige Platzierung.

MRT-Kompatibilität

Minimierte Artefaktbildung (bis 3,0 T)

Konnektionsmechanismus

Der transparente Klick-Konnektor zur einfachen und leichten Konnektierung sowie zur sicheren und zuverlässigen Fixierung von Katheter und Portkammer.

Technische Daten:

- Katheterlänge: 750 mm
- **Jet Port® Plus Low Profile Peripheral:**
 - Maße: 24,0 x 20,5 x 10,3 mm (L x B x H)
 - Gewicht: 3,5 g
 - Residualvolumen Kammer: 0,3 ml
 - Septumdurchmesser: 8,0 mm
- **Portolino:**
 - Maße: 23,0 x 17,8 x 10,0 mm (L x B x H)
 - Gewicht: 3,0 g
 - Residualvolumen Kammer: 0,15 ml
 - Septumdurchmesser: 8,0 mm
 - Punktionshäufigkeit (nicht-stanzende 19-G-Nadel): 600

Bestelldaten

Jet Port® Plus Low Profile Peripheral

REF SET	REF Basic	Katheter	ID	AD	AD	Flussrate*	Residualvolumen	VPE
61.636.07.070	61.635.07.070	PUR soft	1,0 mm	1,6 mm	4,8 F	14 ml/min.	0,10 ml/10cm Katheterlänge	1
61.636.03.070	61.635.03.070	PUR soft	1,3 mm	2,2 mm	6,6 F	25 ml/min.	0,18 ml/10 cm Katheterlänge	1
61.646.07.070	61.647.07.070	Silikon	1,0 mm	2,2 mm	6,6 F	14 ml/min.	0,10 ml/10 cm Katheterlänge	1

Portolino

REF Basic	Katheter	ID	AD	AD	Flussrate*	Residualvolumen	VPE
61.638.15.075	PUR soft	1,0 mm	1,6 mm	4,8 F	14 ml/min.	0,10 ml/10cm Katheterlänge	1
61.64.805.075	Silikon	0,8 mm	1,6 mm	4,8 F	14 ml/min.	0,05 ml/10 cm Katheterlänge	1

* 19-G-Kanüle, 0,9 % NaCl-Lösung, Katheterlänge 40 cm, schwerkraft Höhendifferenz 100 cm

Produktinformation

Venöse Portsysteme T-Port und T-Port Low Profile

Die implantierbaren Portsysteme T-Port und T-Port Low Profile aus Titan dienen zur systemischen Chemotherapie, dauerhaften parenteralen Ernährung oder Langzeit-Medikamentengabe.



Vorteile:

Langjährig bewährte Titan-Materialqualität

Die hohe Materialgüte gewährleistet eine zuverlässige Anwendung.

Kleine Abmessungen bei T-Port Low Profile

Die kleine Ausführung für eine kosmetisch unauffälligere Portplatzierung.

Technische Daten:

- Katheterlänge: 750 mm
- **T-Port:**
 - Maße: 27,0 mm (Ø Basisplatte) x 13,0 mm (Höhe)
 - Gewicht: 14,5 g
 - Residualvolumen Kammer: 0,7 ml
 - Septumdurchmesser: 12,0 mm
 - Punktionshäufigkeit (nicht-stanzende 19-G-Nadel): 1 000

Konnektionsmechanismus

Der transparente Klick-Konnektor zur einfachen und leichten Konnektierung sowie zur sicheren und zuverlässigen Fixierung von Katheter und Portkammer.

• T-Port Low Profile:

- Maße: 23,0 mm (Ø Basisplatte) x 10,0 mm (Höhe)
- Gewicht: 8,0 g
- Residualvolumen Kammer: 0,2 ml
- Septumdurchmesser: 9,0 mm
- Punktionshäufigkeit (nicht-stanzende 19-G-Nadel): 600

Bestelldaten

T-Port

REF SET	REF Basic	Katheter	ID	AD	AD	Flussrate*	Residualvolumen	VPE
61.636.55.075	61.635.55.075	PUR soft	1,0 mm	1,6 mm	4,8 F	18 ml/min.	0,10 ml/10cm Katheterlänge	1
61.636.53.075	61.635.53.075	PUR soft	1,3 mm	2,2 mm	6,6 F	30 ml/min.	0,18 ml/10 cm Katheterlänge	1
61.636.52.080	61.635.52.080	PUR soft	1,6 mm	2,6 mm	8,0 F	35 ml/min.	0,23 ml/10 cm Katheterlänge	1
61.646.55.075	61.645.55.075	Silikon	1,0 mm	2,2 mm	6,6 F	18 ml/min.	0,10 ml/10 cm Katheterlänge	1
61.646.51.080	61.645.51.080	Silikon	1,6 mm	2,8 mm	8,4 F	35 ml/min.	0,23 ml/10 cm Katheterlänge	1

T-Port Low Profile

REF SET	REF Basic	Katheter	ID	AD	AD	Flussrate*	Residualvolumen	VPE
61.636.65.075	61.635.65.075	PUR soft	1,0 mm	1,6 mm	4,8 F	11 ml/min.	0,10 ml/10cm Katheterlänge	1
61.636.63.075	61.635.63.075	PUR soft	1,3 mm	2,2 mm	6,6 F	12 ml/min.	0,18 ml/10 cm Katheterlänge	1
61.646.65.075	61.645.65.075	Silikon	1,0 mm	2,2 mm	6,6 F	11 ml/min.	0,10 ml/10 cm Katheterlänge	1

* 19-G-Kanüle, 0,9 % NaCl-Lösung, Katheterlänge 40 cm, schwerkraft Höhendifferenz 100 cm

Produktinformation

Arteriell Portsystem Jet Port® Plus

Das implantierbare arterielle Portsystem Jet Port® Plus dient der arteriellen Applikation, insbesondere zur regionalen Chemotherapie der Leber.



Vorteile:

Jet Port® Plus

Hochwertige Kunststoffqualität
(Polyoxymethylen)

Kathetermaterial

Biostabiles,
implantationsgetestetes
Polyurethan (PUR)
oder Polyamid (PA)

Katheterspitze

Gefäßschonende und
atraumatische
Katheterspitze mit
Verdickung zur Befestigung
in der Arterie

Technische Daten:

- Katheterlänge: 900 mm
- Maße: 28,0 mm (ø Basisplatte) x 12,3 mm (Höhe)
- Residualvolumen: 0,37 ml
- Gewicht: 5,9 g
- Septumdurchmesser: 10,0 mm
- Punktionshäufigkeit (nicht-stanzende 19-G-Nadel): 1.000

Jet Port® Plus Arterial

- 1 Port
- 1 Katheter mit atraumatischer Spitze und Verdickung
- 1 Spülkanüle
- 1 JetCan™ Hubernadel gerade (22 G, 25 mm)
- 1 Klick-Konnektor
- 1 Venenhäkchen
- 1 Patientenpass

Jet Port® Plus Allround

- 1 Port
- 1 Katheter mit atraumatischer Spitze und Verdickung
- 1 Spülkanüle
- 1 JetCan™ Hubernadel gerade (22 G, 25 mm)
- 1 Schraub-Konnektor
- 1 Schraubhilfe
- 1 Venenhäkchen
- 1 Mandrin 895 mm
- 1 Skalpell
- 1 Patientenpass

Bestelldaten

Jet Port® Plus

REF	Ausführung	Katheter	ID	AD	AD	Flussrate*	Residualvolumen	VPE
61.635.36.090	Arterial	PUR soft	1,0 mm	1,6 mm	4,8 F	14 ml/min.	0,10 ml/10cm Katheterlänge	1
61.665.31.090	Allround	PA	0,65 mm	1,05 mm	3,15 F	4 ml/min.	0,035 ml/10 cm Katheterlänge	1

*19-G-Kanüle, 0,9-%-NaCl-Lösung, Katheterlänge 40 cm, Schwerkraft Höhendifferenz 100 cm

Produktinformation

EZ Huber™ Sicherheits-Infusionskanüle

Die EZ Huber™ ist eine Sicherheitskanüle zur Punktion von implantierten Portsystemen. Ein Sicherheitsmechanismus reduziert das Risiko von Nadelstichverletzungen und schützt Anwender vor Infektionen.

Vorteile:

Patentierter Sicherheitsmechanismus

Der patentierte Sicherheitsmechanismus der EZ Huber™ reduziert das Risiko von Nadelstichverletzungen und schützt so vor Infektionen. Die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus erfolgt automatisch beim Herausziehen der Kanüle. Ein hörbarer Klick signalisiert das geschützte Arretieren der Kanüle im Gehäuse an. Die EZ Huber™ erfüllt die Anforderungen der TRBA 250 an Sicherheitsprodukte.

Einzigartige Schutzhülle

Die einzigartige, patentierte Schutzhülle umschließt die Kanüle beim Herausziehen aus dem Port und nach der Anwendung vollständig und schützt vor Kontakt mit Körperflüssigkeiten bzw. Krankheitserregern. Die Schutzhülle vermeidet so effektiv Kreuzkontaminationen.

Biokompatibles Material

Die Verwendung extra biokompatibler Materialien, die zudem DEHP- und latexfrei sind, schützt den Patienten zusätzlich. Dennoch ist die Infusion aggressiver Medikamente ohne Materialschädigung möglich.



Detailansicht:



Bestelldaten

EZ Huber™ › Ausführung: Verlängerung 180 mm

REF	CH + Farbcode	Größe	PZN	VPE
SHN19-60*	■ braun	19 G x 15 mm	6945351	25
SHG19-75	■ braun	19 G x 19 mm	9042649	25
SHG19-100	■ braun	19 G x 25 mm	9042655	25
SHG19-150	■ braun	19 G x 38 mm	9042661	25
SHG20-60*	■ gelb	20 G x 15 mm	6945316	25
SHG20-75	■ gelb	20 G x 19 mm	9042566	25
SHG20-100	■ gelb	20 G x 25 mm	9042572	25
SHG20-150	■ gelb	20 G x 38 mm	9042589	25
SHG22-60*	■ schwarz	22 G x 15 mm	6945397	25
SHG22-75	■ schwarz	22 G x 19 mm	9042460	25
SHG22-100	■ schwarz	22 G x 25 mm	9042477	25
SHG22-150	■ schwarz	22 G x 38 mm	9042483	25

* nicht hochdruckfähig

EZ Huber™ › Ausführung: Verlängerung mit Y-Ansatz

REF	CH + Farbcode	Größe	PZN	VPE
SHG19-75Y	■ braun	19 G x 19 mm	9042678	25
SHG19-100Y	■ braun	19 G x 25 mm	9042684	25
SHG19-150Y	■ braun	19 G x 38 mm	9042690	25
SHG20-75Y	■ gelb	20 G x 19 mm	9042603	25
SHG20-100Y	■ gelb	20 G x 25 mm	9042626	25
SHG20-150Y	■ gelb	20 G x 38 mm	9042632	25
SHG22-75Y	■ schwarz	22 G x 19 mm	9042514	25
SHG22-100Y	■ schwarz	22 G x 25 mm	9042520	25
SHG22-150Y	■ schwarz	22 G x 38 mm	9042537	25

Produktinformation

JetCan™

Die JetCan™ ist eine Kanüle mit Huberschleiff zur sicheren Punktion von implantierten Portsystemen. Der spezielle Schleiff verhindert ein Ausstanzen von Silikonpartikeln aus der Port-Verschlussmembran.



Vorteile:

Hohe Eigenstabilität der Nadel

Eine feste Fixierung der Nadel für absolut saubere Stichkanäle und sicheren Halt.

Optimierte Schlauchkonfiguration

Der DEHP-freie Schlauch besteht innen aus Polyethylen (PE) und außen aus Polyvinylchlorid (PVC). Somit ist eine Applikation aggressiver Zytostatika problemlos durchführbar.

Konfigurationen:

- Ohne Schlauch
- Gerader Schlauch
- Schlauch mit Y-Ansatz
- Schlauch mit 3-Wege-Hahn



Bestelldaten

JetCan™

REF	Ausführung	Form	Größe	Ø Nadel (mm)	Länge (mm)	VPE
61.512.20.025	ohne Schlauch	gerade	20G	0,9	25	20
61.512.20.125	ohne Schlauch	gebogen	20G	0,9	25	20
61.512.22.030	ohne Schlauch	gerade	22G	0,7	32	20
61.512.22.130	ohne Schlauch	gebogen	22G	0,7	25	20
61.612.19.130	mit Schlauch	gebogen	19G	1,1	25	20
61.612.19.132	mit Schlauch	gebogen	19G	1,1	32	20
61.612.20.120	mit Schlauch	gebogen	20G	0,9	20	20
61.612.20.130	mit Schlauch	gebogen	20G	0,9	25	20
61.612.20.132	mit Schlauch	gebogen	20G	0,9	32	20
61.612.22.115	mit Schlauch	gebogen	22G	0,7	15	20
61.612.22.130	mit Schlauch	gebogen	22G	0,7	25	20
61.612.22.132	mit Schlauch	gebogen	22G	0,7	32	20
61.612.20.000	mit Y-Ansatz	gebogen	20G	0,9	25	20
61.612.22.000	mit Y-Ansatz	gebogen	22G	0,7	25	20
61.613.19.120	mit 3-Wege-Hahn	gebogen	19G	1,1	20	20
61.613.20.120	mit 3-Wege-Hahn	gebogen	20G	0,9	20	20
61.613.20.130	mit 3-Wege-Hahn	gebogen	20G	0,9	25	20
61.613.22.130	mit 3-Wege-Hahn	gebogen	22G	0,7	25	20

Produktinformation

Einführungsbesteck

Mit dem spaltbaren Einführungsbesteck werden Portkathetern mittels Seldinger-Technik platziert.



Größen: 5-9 F

Vorteile:

Flexibler Führungsdraht

Der beidseitig flexible Führungsdraht mit gerader sowie mit J-Spitze für optimale Nutzung des Drahts.

Peel-away-sheath

Das spaltbare Einführungsbesteck mit Arretiermöglichkeit für den beiliegenden Dilatator bietet einen sanften Übergang von Dilatator zur Schleuse für ein sicheres Einführen in das Gefäß.

Bestelldaten Einführbestecke


REF	Dilatator	Führungsdraht	Peel-away-sheath	Punktionsnadel	VPE
61.645.55.575	5 F	0,035" , 1000 mm	12 cm	17G , 80 mm	1
61.645.77.075	7 F	0,035" , 700 mm	12 cm	17G , 80 mm	1
61.645.99.075	9 F	0,035" , 700 mm	12 cm	17G , 80 mm	1

153

Produktinformation

Tunnler

Der Tunnler ist ein Metalltrokar zur subkutanen Tunnelung eines Portkatheters während der Portimplantation.




Edelstahl-Tunnler

Die Verwendung von hochwertigem Edelstahl erlaubt die sichere Untertunnelung des Katheters.

Bestelldaten Tunnler

REF	Katheterdurchmesser	Länge (mm)	VPE
61.645.55.222	< 5 F	200	1
61.645.57.222	< 7 F	200	1
61.645.59.222	< 10 F	220	1

Zubehör für Portsysteme



- | | |
|---|--|
| 1 Führungsdraht mit J-Spitze 700 mm | 6 JetCan™ Hubernadel gerade (22 G, 25 mm) |
| 2 Punktionsnadel | 7 JetCan™ Hubernadel gebogen, mit Verlängerung (22 G, 25 mm) |
| 3 Spritze 10 ml | 8 Spülkanüle |
| 4 Einführungsbesteck (Peel-away-sheath mit Dilator) | 9 Klick-Konnektor |
| 5 Venenhäkchen | 10 Tunneler |

Frekadrop

Infusionsgeräte mit Präzisions-Flüssigkeitsregler (15-300 ml/h) für die Schwerkraftinfusion



Latex frei

- Mikroglatte Einstechdorn
- Integrierte verschleißbare Belüftung mit hydrophobem und oleophobem Bakterienfilter
- Flexible, transparente und PVC-freie Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und gewährt eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels.
- 15-µm-Flüssigkeitsfilter zum sicheren Zurückhalten von Partikeln
- Schiebeklemme
- Präzisions-Flüssigkeitsregler justierbar von 15-300 ml/h
- Verschleißbare, transparente Schutzkappe am Regler verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen der eingestellten Rate
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem, erhältlich mit latexfreiem Injektionszwischenstück
- Füllvolumen des Schlauches (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm) ca 0,7 ml je 1m Schlauch
- Art.-Nr. 2888542: Lichtschutz (weiß)
- Auch mit 65-cm-Schlauch ohne Infusionsgerät erhältlich
- Luer-Lock

155

Frekadrop

REF	Beschreibung	Länge	PVC-frei	lichtgeschützt	Förderratenbereich	Injektion	VPE
2888512	Set M-G	150 cm			15 - 300 ml/h	Inj.-Zw.	50
2888532	Set M-G	210 cm	Ja		15 - 300 ml/h		50
2888542	Set M-G, weiß	150 cm		Ja	15 - 300 ml/h	Inj.-Zw.	50
2888522	Infusionsregler	65 cm			15 - 300 ml/h		50

Original Injectomat-Leitungen

Infusionsleitungen zur Verwendung mit Spritzenpumpen

- Höchste Sicherheit in Verwendung mit Injectomat
- Garantierte Druckbeständigkeit bis 2 bar, entsprechend den normativen Anforderungen.
- Auch in lichtundurchlässiger Einfärbung erhältlich zur Applikation lichtempfindlicher Medikamente:
 - Lichtschutz orange: Absorbiert Licht der Wellenlänge 200-450 nm
 - Erlaubt die optische Kontrolle des Leitungsinhaltes
 - Lichtschutz schwarz: 200-900 nm
- Luer-Lock
- **Standardleitungen (PVC)**
 - Schlauchdurchmesser: 1,5 x 2,7 mm
 - Füllvolumen ca. 1,8 ml je 1 Meter Schlauch
 - Art.-Nr. 9000973: dünnlumiger Schlauch zur Feindosierung (0,6 x 2,4 mm)
- **Polyethylen-Leitungen (PE)**
 - Für neutrales Medikamentenverhalten, auch bei kritischen Medikamenten
 - Schlauchdurchmesser : 1,0 x 2,0 mm
 - Füllvolumen ca. 0,8 ml je 1 Meter Schlauch
 - Art.-Nr. 9004312: mit Rückflusssperre (z.B. für den Einsatz bei Parallelinfusionen)

Injectomat - Leitung

REF	Schlauch (mm)	Länge (cm)	Material	Lichtschutz	VPE
9004112	1,0 x 2,0	50	PE		200
9004122	1,0 x 2,0	100	PE		200
9004132	1,0 x 2,0	150	PE		200
9004142	1,0 x 2,0	200	PE		200
9004152	1,0 x 2,0	250	PE		200
9004162	1,0 x 2,0	300	PE		200
9004172	1,0 x 2,0	150	PE	orange	200
9004182	1,0 x 2,0	200	PE	orange	200
9004192	1,0 x 2,0	150	PE	schwarz	200
9014102	1,0 x 2,0	200	PE	schwarz	200

Injectomat - Leitung

REF	Schlauch (mm)	Länge (cm)	Material	Lichtschutz	VPE
9004242	1,5 x 2,7	150	PVC		200
9014342	1,5 x 2,7	200	PVC		200
9004442	1,5 x 2,7	250	PVC		200
2888572	1,5 x 2,7	300	PVC		200
9004212	1,5 x 2,7	150	DEHP-frei	orange	100
9004222	1,5 x 2,7	200	DEHP-frei	orange	100

FD (Feindosierung)

9000973	0,6 x 2,7	150	DEHP-frei		200
---------	-----------	-----	-----------	--	-----

mit Rückflusssperre

9004312	1,0 x 2,0	150	PE		200
---------	-----------	-----	----	--	-----

Heidelberger Verlängerungen

Zur Verlängerung von Infusions- und Transfusionsleitungen



Latex frei

- Höchste Passgenauigkeit und einfache Handhabung
- Optimaler Strömungsfluss mit optischer Kontrollmöglichkeit des Durchflusses
- Schlauchdurchmesser: 3,0 x 4,1 mm
- Füllvolumen ca. 7 ml (je 1 Meter Schlauch)
- Garantierte Druckbeständigkeit bis 2 bar, entsprechend den normativen Anforderungen
- Auch als DEHP-freie Variante oder mit Dreiwegehahn erhältlich
- Auch lichtgeschützt erhältlich zur Applikation lichtempfindlicher Medikamente
 - Lichtschutz orange:
Absorbiert Licht der Wellenlänge 200 – 450 nm
 - Erlaubt die optische Kontrolle des Leitungsinhaltes
- Luer-Lock

157

Heidelberger Verlängerungen

Art.Nr.	Verlängerung (cm)	PVC-Schlauch (mm)	DEHP-frei	Lichtschutz	VPE
2873112	30	3,0 x 4,1			200
2873122	75	3,0 x 4,1			200
2873142	100	3,0 x 4,1			200
2873212	140	3,0 x 4,1			100
2873302	190	3,0 x 4,1			100
2873132	75	3,0 x 4,1	JA		200
2873222	140	3,0 x 4,1	JA		100
2873232	140	3,0 x 4,1	JA	orange	100
2888562	150 mit DWH	3,0 x 4,1			200

Rückflusssperren

Rückflusssperren für Parallelinfusionen

Latex frei
PVC frei
DEHP frei




- Einwege-Infusionsventil
- Erhöhte Sicherheit durch selbsttätige Ventilfunktion, z.B. konnektiert in einem Infusionsregime
 - Als zuverlässiger Schutz zur Vermeidung der möglichen Gefahren bei der Parallelinfusion
 - Vermeidet die retrograde Förderung von Infusionslösungen in die Schwerkraftinfusion
 - Vermeidet den Blutrückfluss in das Infusionssystem bei einer Infusionsunterbrechung
- Als Konnektor an Venenverweilkanülen oder zentralen Venenkathetern
 - Verhindert Blutrückfluss aus dem Gefäßzugang
 - Als sicherer Zugang für Zusatzinfusionen oder Medikamentengaben
- Markierung der Flussrichtung schützt vor unbeabsichtigter Fehlkonnektion
- Konnektierbar mit allen ISO-gerechten Luer-Lock –Konnektoren
- Lageunabhängige Funktionstüchtigkeit
- Minimaler Schließdruck von $\leq 1\text{ml/h}$
- Luer-Lock männlich / Luer-Lock weiblich

158

Rückflusssperren

Art.Nr.	Typ	VPE
8502802	Rückflusssperre	1000
8502852	Rückflusssperre mit Schutzkappe	200

Stopfen



1. Kombi-Stopfen Luer-Lock

Universell einsetzbarer Verschlusskonus mit Doppelfunktion, ohne Zuspritzmöglichkeit

- Zum sicheren Verschließen aller Luer/Luer-Lock-Ansätze
- Kontaminationssicher durch versenkten Luer-Konus
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- Luer-Lock männlich / weiblich

2. IN-Stopfen

Sicherheitsverschluss mit Zuspritzmöglichkeit

- Mit flexibler latexfreier Membran zum intermittierenden Zuspritzen von Medikamenten
- Schützt vor der Berührungskontamination beim Zuspritzen
- Latexfreie Membran
- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- Versenkter Luer-Lock-Konus männlich

3. Verschluss-Stopfen

Sicherheitsverschluss ohne Zuspritzmöglichkeit

- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- Luer-Lock männlich

4. Steck-Stopfen

Verschluss-Stopfen ohne Zuspritzmöglichkeit

- Druckbeständigkeit bis 0,5 bar
- Luer-Slip männlich/weiblich

Stopfen

Art.Nr.	Typ	Farbe	VPE
8501512	Kombi-Stopfen LL	Rot	2000
8501522	Kombi-Stopfen LL	Orange	2000
8501532	Kombi-Stopfen LL	Blau	2000
8501552	Kombi-Stopfen LL	Weiß	2000
8501542	Kombi-Stopfen LL	Gelb	2000
8502812	Verschluss-Stopfen LL	Gelb	2000
8502822	Steck-Stopfen Luer	Gelb	2000

Dreiwegehähne

Variable Dreiwegehahn-Systeme zum Einsatz in der simultanen Infusionstherapie



Latex frei
PVC frei
DEHP frei




- Kompakte Bauweise garantiert geringste verbleibende Restvolumina im System
- Übersichtliche Flussrichtungsanzeige (Abb.1)
- 360° drehbar
- Sicherheit durch Farbkodierung
- 3 Luer-Lock-Anschlüsse
- Garantierte Druckbeständigkeit bis 2 bar, entsprechend den normativen Anforderungen

Dreiwegehähne

Art.Nr.	Typ	Farbe	knickbeständig	Länge (cm)	Leitung (mm)	VPE
8501722	DWH	Blau				100
8501742		Rot				100
8501762		Weiß				100
8501782	DWH mit Verlängerung	Blau		10	1,5 x 2,7	200
8501792		Blau	JA	10	2,0 x 4,2	200
8501772		Weiß		10	1,5 x 2,7	200

Extra-Spike Plus

Ergonomische Spikes für die Entnahme aus Vorratsbehältnissen und zum sicheren Zuspritzen



- Schlanker, kurzer Einstechdorn für müheloses Durchstecken auch stärke- rer Stopfen
- Einfaches Öffnen und Verschließen mit einer Hand durch zentral zum Dorn angeordneten Griff mit integriertem, dicht schließendem Schnappverschluss mit Farbkodierung (Abb.1)
- Leichtgängiges Entnehmen und Zuspritzen sowie zuverlässiger Schutz vor mikrobieller Kontamination durch integrierte Belüftungs- membran (Abb.2)
- Formgebung garantiert die unbehinderte, stabile Verbindung zur Entnahmespritze
- Extra-Spike Plus Chemo: Zuverlässige Handhabung von Zytostatika durch Schutz vor toxischen Aerosolen beim Lösen von Trockensubstanzen durch integrierten 0,2 µm Belüftungsfilter.
- Extra-Spike Plus 5 µm KP: Hochkompatibel mit der PE-Infusionsflasche KabiPac mit dem bewährten DuoCap-System (Abb.3)
- Luer-Lock

161

Extra-Spike Plus

Art.Nr.	Extra-Spike	Farbe	Partikelfilter	Belüftungsfilter	VPE
2902802	Plus	Grün		JA	400
2902812	Plus 5 µm	Blau	5 µm	JA	400
2902817	Plus 5 µm KP	Hellblau	5 µm	JA	400
2902822	Plus Chemo	Rot	5 µm	0,2 µm	400

Extra-Spike

Ergonomische Spikes für die Entnahme aus Vorratsbehältnissen und zum sicheren Zuspritzen



Latex frei
PVC frei
DEHP frei

Extra-Spike® Air, -Stahlkanüle, -Air Stahlkanüle, -Air Chemo, -Air Chemo Stahlkanüle

- Integrierte Belüftung (Air)
- Hydrophober Bakterienfilter
- Schlanker, kurzer Einstechdorn
- Erhältlich mit Stahlkanüle zum sicheren Durchstechen auch stärkeerer Stopfen (Abb.1)
- Chemo-Varianten: Hydrophober, faserfreier 0,2 µm-Filter hält Aerosole sicher zurück und garantiert einen gleichmäßigen Druckausgleich
- Luer-Lock

162

Art.Nr.	Extra-Spike	für Kleinstbehältnisse	Minimales Restvolumen	BelüftungsfILTER	VPE
2902832	Air			JA	400
2902842	Air Stahlkanüle	JA	JA	JA	400
2902852	Stahlkanüle	JA	JA		400
2902862	Air Chemo			0,2 µm	50
2902872	Air Chemo Stahlkanüle	JA		0,2 µm	50

Transfer-Devices

Überleitungschanüle zum sicheren Überleiten und / oder Mischen steriler Flüssigkeiten im geschlossenen Systemen



Transfer Device KP (KabiPac)

Transfer Device

Latex frei
PVC frei
DEHP frei



- Tiefgezogene Flüssigkeitsöffnungen zur restfreien Entleerung der Infusionsbehältnisse
- Schmale Einstechdorne erlauben das mühelose Durchstechen auch stärkerer Stopfen
- Handgerecht geformte Griffplatte sorgt für hohe Sicherheit
- Einfache, störungsfreie Handhabung (Abb.1)
- Minimales Restvolumen
- Transfer-Device KP: hochkompatibel mit dem Infusionsbehälter KabiPac

163


Transfer-Devices

Art.Nr.	Typ	VPE
8500432	Transfer-Device	400
8500437	Transfer-Device KP (KabiPac)	400

Adapter

Adapter LUER Anschluss

REF	Beschreibung	VPE
50.10.00	Adapter luer-Lock positiv M/M	90
50.08.33	Adaper rot steril Luer positiv/Rekord negativ	100
50.08.44	Adapter blau steril Rekord positiv/Luer negativ	100



Adapter mit Rückschlagventil

REF	Beschreibung	VPE
50.81.00	Adapter mit Rückschlagventil transparent ohne Schutzkappen	100
50.81.11	Adapter mit Rückschlagventil weiß ohne Schutzkappen	100
50.81.22	Adaper mit Rückschlagventil gelb ohne Schutzkappen	100



Sonstige Adapter

REF	Beschreibung	VPE
800020	Adapter für percutane Ableitung 10 cm	50

Leider
kein Bild
vorhanden...

164

Alkoholtupfer

Einmal-Alkoholtupfer für die Hautreinigung vor der Injektion
Wattevlies mit 70%Isopopyl-Alkohol getränkt
Äußerliche Anwendung

REF	Beschreibung	VPE
BB1	Alkoholtupfer	100



COMBI Rot Stopfen

Luer Lock positiv/negativ steril

REF	Beschreibung	VPE
50.02.38	Combi rot Stopfen	100



Alkoholtupfer unsteril

REF	Beschreibung	VPE
50.009	Dialyseklemme gelb	50



Einmal-Rasierer

Für die Körperrasur

REF	Beschreibung	VPE
4850000000	Einmal Rasierer Kai	100
182 H	Einmal Rasierer Wilkinson	100
320027	Einmal Rasierer Wilkinson Kurzhaar	100



Katheterventile

Katheterventil KV 100 EH, automatisch schließend für Einhandbedienung. Nachtbeutelanschluss nicht möglich


REF	Beschreibung	VPE
300100ST	Katheterventil KV 100	1



165

Katheterstopfen

REF	Beschreibung	VPE
40002	Katheterstopfen blau steril	50



REF	Beschreibung	VPE
50.07.55	Katheterstopfen Größe 13 steril	100



Medinop Liegeauflagen

REF	Beschreibung	VPE
773950	Medinop Liegeauflage 39 cm x 50 m	10
774450	Medinop Liegeauflage 44 cm x 50 m	10
775050	Medinop Liegeauflage 50 cm x 50 m	10
775550	Medinop Liegeauflage 55 cm x 50 m	10
775950	Medinop Liegeauflage 59 cm x 50 m	10
777450	Medinop Liegeauflage 70 cm x 50 m	10



Schlauchverbindungen

REF	Beschreibung	Farbe
60.20.00	Schlauchverbinder Größe: 4/4	Natur
60.21.00	Schlauchverbinder Größe: 4/7	Natur
60.22.00	Schlauchverbinder Größe: 4/10	Natur
60.25.00	Schlauchverbinder Größe: 4/13	Natur
60.23.00	Schlauchverbinder Größe: 7/7	Natur
60.24.00	Schlauchverbinder Größe: 7/10	Natur
60.26.00	Schlauchverbinder Größe: 7/13	Natur
60.27.00	Schlauchverbinder Größe: 10/10	Natur
60.27.00	Schlauchverbinder Größe: 10/13	Natur
60.29.00	Schlauchverbinder Größe: 13/13	Natur



Silikonschläuche

Rollen 25m, im Autoklaven sterilisierbar bis 134°C.

REF	Beschreibung	Größe (mm)
460031	Silikon-Schlauch	13 x 3,5
46002	Silikon-Schlauch	1 x 1
46003	Silikon-Schlauch	2 x 1
46004	Silikon-Schlauch	3 x 1
46007	Silikon-Schlauch	4 x 1
46009	Silikon-Schlauch	4 x 2
46010	Silikon-Schlauch	5 x 1
46015	Silikon-Schlauch	6 x 1,5
LE6015	Silikon-Schlauch	6 x 12
46019	Silikon-Schlauch CLINIVAC	7 x 1,5
1871.7	Silikon-Schlauch CLINIVAC	3 x 5
1875.7	Silikon-Schlauch CLINIVAC	5 x 8
1876.7	Silikon-Schlauch CLINIVAC	6 x 10
1880.7	Silikon-Schlauch CLINIVAC	7 x 13
1882.7	Silikon-Schlauch CLINIVAC	8 x 12



167

Universalhalter DRACULA

Dracula, der universale Klemmhalter zur Aufnahme von Spenderboxen
Dracula ermöglicht durch den federnden Spannschieber die Aufnahme der unterschiedlichsten marktgängigen Größen.

Dracula „fasst“ Spender von Tissues, Wischtüchern, Einmalhandschuhen usw.

Dracula bietet einfache Bedienung

Dracula ist durch einfache Anbringung mit selbsthaftenden Klebestreifen versehen. als alternative Befestigung können auch Dübel und Schrauben verwendet werden. DBGM, Internat. Pat. pend.

REF	Beschreibung
4040	universalhalter Dracula



Zwirnhandschuhe


100% Baumwolle, gesäumt, beidseitig tragbar, waschbar bis 95°C. weiß

REF	Beschreibung	Größe
7041.051.06	Zwirnhandschuhe	6
7041.051.07	Zwirnhandschuhe	7
7041.051.08	Zwirnhandschuhe	8
7041.051.09	Zwirnhandschuhe	9
7041.052.10	Zwirnhandschuhe	10
7041.052.11	Zwirnhandschuhe	11
7041.052.12	Zwirnhandschuhe	12
7041.052.13	Zwirnhandschuhe	13



Verschlusskappen

REF	Beschreibung
50.03.22	Luer Lock steril gelb
50.03.00	Luer Lock positiv steril transparent



168

Verschlussstopfen

REF	Beschreibung
50.05.44	Luer/Record positiv (blau)
50.04.22	Luer Lock positiv/negativ (gelb)



DRENTECH Emotrans

Einzigartiges System mit eingebautem Doppelfilter: ein 200-Mikron-Filter innerhalb der Sammelkammer und ein zweiter 40-Mikron-Filter für Mikroaggregate, im Blutbeutel integriert.

Emotrans ermöglicht die Wiedergewinnung von Blut in der Sammelkammer.

Wiedergewonnenes Blut kann nach Bedarf in den Vorratsbehälter überführt werden.


Für die Herzchirurgie entwickelt:

- Höchste Qualität des gesammelten Blutes wird durch die doppelte Filtrierung gewährleistet.
- Emotrans ist ein geschlossenes Kreislauflsystem, das durch ein spezielles Dichtventil eine mögliche externe Kontamination verhindert.
- Hohe Auffangkapazität für 2200 ml. Exsudat mit Skaleneinteilung der Kammer.
- Das Design ermöglicht die Verwendung von „No Wash“ Zubehör durch entsprechende Zubehörteile.
- Das System verbindet den Vorteil einer schnellen und einfachen Inbetriebnahme mit hoher Leistung von Drainage und Autotransfusion.



DRENTECH – Chest Drains

Ausgeglichenes Drainagesystem bei Pneumonektomien erhält den Druck in der Pleurahöhle zwischen +1 und -13 cmH₂O.



- Erstes Unterwasserventil gewährleistet einen maximalen Unterdruck von -13 cmH₂O.
- Zweites Unterwasserventil gewährleistet einen maximalen Überdruck von +1 cmH₂O.
- Antibakterielle Filter an beiden Unterwasserventilen verhindern Kontaminationen.



Anemox (Ref:10101) Einmalverwendung, steril – VPE: 4 Einheiten/Karton

Einmalverwendung, steril

REF	Beschreibung	VPE
10105	Compact - 3-Kammern-Thoraxdrainage (mit Klemme)	4
10130	Compact S - Erw./Kinder (mit Lock-In)	4
10102	Double-4-Kammern-Thoraxdrainage (mit Klemme)	4



REF	Beschreibung	VPE
10110	Variant-3-Kammern-Thoraxdrainage	4
10112	Variant-3-Kammern-Thoraxdrainage (mit Lock-In)	4
10119	Variant II -4-Kammern-Thoraxdrainage (mit Lock-In)	4
10117	Variant S - Erw./Kinder (mit Lock-In)	4



REF	Beschreibung	VPE
10116	Dune - 3-Kammern-Thoraxdrainage	4
10113	Dune - 3-Kammern-Thoraxdrainage (mit Lock-In)	4
10137	Dune II -4-Kammern-Thoraxdrainage	4



REF	Beschreibung	VPE
10161	Emotrans -3-Kammern-Thoraxdrainage für Autotransfusion	43
10162	Emotrans II -4-Kammern-Thoraxdrainage	4
10166	Emotrans -3-Kammern-Thoraxdrainage Cell Saver fertig	1



REF	Beschreibung	VPE
10140	Emotrans Dune - 3-Kammern-Thoraxdrainage für Autotransfusion	4



Zubehör

Einmalverwendung, steril

REF	Beschreibung	VPE
10141	Autotransfusionsbeutel	10
10525	Verbindungsschlauch zu Cell Saver	50
10564	Verbindung für Kleinkindschlauch (zum Anschluss an Compact S und Variant S)	20
10512	Y-Stück + Verlängerung	10

Verbinder/Adapter

Einmalverwendung, steril

REF	Beschreibung	VPE
10527	Gerade CH 19	50
10500	Gerade CH 24-40	50
10507	Doppelkonus CH 24 - 32	50
10509	Doppelkonus CH 32 - 36	50
10505	Y-Stück 1/4 CH 24	50
10510	Y-Stück 3/8 CH 34-40	50
10515	Y-Stück 3/8 1/4 1/4 - CH 24-32	50
10516	Y-Stück 1/4 1/4 1/4 - CH 20-32	50
10517	Y-Stück 3/8 3/16 3/16 - CH 16-20	50
10518	Y-Stück 3/8 CH19	50

DRENTECH – PALM EVO

Kompletes Thorax-Drainage-System zur Absaugung, Luftverlusts-Anzeige inkl. Intrapleuraldaten.

Absaugmethode

- Komplette unabhängig von jeglicher Krankenhaus Vakuum-Quelle.
- Absaug Regulation: -10 bis zu -60cmH₂O (-1 bis -6 kPa)
- Tragbare Vakuum-Einheit mit wiederaufladbaren Batterien (bis zu 36 Stunden)

Anzeigemethode

- Echt-Zeit und Vergangenheitsdaten anzeigbar für Leckluft und intrapleuralen Druck
- Die Patientendaten sind immer numerisch und graphisch anzeigbar
- Mini USB-Port zum downloaden der Daten

REF	Beschreibung	Info	VPE
Drentech Palm Evo			
10192	Drentech Palm Evo	Tragbares Brust-Drainage-Vacuum-Set w/display	1
10538	Brust Schutzfilter		36
Drentech Simple3 Evo			
		Einmalverwendung, steril	
10125	Ein-Patienten-Schlauch		4
10129	Doppel-Patienten-Schlauch		4

DRENTECH – MOBILE

Tragbare Vakuumeinheit – komplett unabhängig von jeglicher Absaugeinrichtung

Einmal-Brust-Drain

- Große Kapazität Drainage Einheit bei welcher das Wasserventil separat von der Flüssigkeits-sammel-Kammer
- Direkt an Frontseite ist zu jeder Zeit der Grad des Luftverlustes ablesbar
- Passend für die Kinderklinik

Mobile Vacuum-Einheit

- Negativdruck wird reguliert durch die Tastatur von -10 bis zu -60 cmH₂O (-1 bis -6KPa)
- Vakuum-Einheit erhält den Negativdruck aufrecht, den der End-Verbraucher eingestellt hat
- Aktuelles Saug-Level ist immer sichtbar durch das Display
- Autonomiezeit von 48 Stunden

DRENTECH MOBILE features and benefits

- Bietet völlige Freiheit für den Patienten und leichten Transport innerhalb verschiedener Krankenhauseinrichtungen
- Frühe Mobilisation des Patienten und weniger Arbeitsbelastung für das Krankenhauspersonal

173

REF	Beschreibung	VPE
Drentech Mobile		
10174	Portables Vakuum Brust-Drainage-Set	1
10538	Brustschutzfilter	36
Drentech Simple3		
10127	Ein-Patienten-Schlauch mit "in-line-connector" (Passend für die Kinderklinik)	4
10128	Ein-Patienten-Schlauch (Passend für die Kinderklinik)	4

DRENTECH – Zwei-Kammern Drainage Systeme

Drentech Simple Plus

Die Doppelkammer Brust Drainage ist eine einmalige Zwei-Kammer Drainage ausgestattet mit integrierten Unterwasser Ventildichtungen. Eine sichere alternative zu traditionellen Brust-Flaschen: Reduziert das Infektionsrisiko und ist weniger Laborintensiv für das Personal. Ein Einmalverwendungs-Gerät mit hoher Kapazität. Das gesamte System integriert eine Absaugpumpe welche die Arbeitsbelastung für Krankenschwestern reduziert und die Mobilität des Patienten begünstigt.



Drentech Simple3

NEXT GENERATION von Thoraxdrainage Systemen

Details:

- Sammelkammer mit hoher Kapazität
- Präzise ablesbare Skala
- Passend für Erwachsene/Kinder
- Unabhängige Unterwasser Kammerdichtung
- Unterdruck-Ablassventil



174


REF	Produkt	Beschreibung	Info	VE
10126	Drentech SimplePlus	Doppelkammer Drainage	Einmalprodukt, steril	4
10128	Drentech Simple3	Ein-Patienten-Schlauch	Einmalprodukt, steril	4
10129	Drentech Simple3	Doppel-Patienten-Schlauch	Einmalprodukt, steril	4
10190	Drentech Chest	Einzelkammer Drainage - fixierter Stand	Einmalprodukt, steril	6
10191	Drentech Chest	Einzelkammer Drainage - einstellbarer Stand	Einmalprodukt, steril	6
10174	Drentech Mobile	Kit tragbare Brust-Drainage Vakuum Einheit		1
10173	Drentech Mobile	Batterieladegerät		1
10172	Drentech Mobile	Tragbare Brust-Drainage Vakuum Einheit		1
10185	Drentech Alto	Kit tragbare Brust-Drainage Vakuum Einheit	U-Druck: -30, -60, -100, -130	1
10192	Drentech Palm	Kit tragbare Brust-Drainage Vakuum Einheit w/display		1
10193	Drentech Palm	Tragbare Brust-Drainage Vakuum Einheit w/display		1
10194	Drentech Palm	Verbindung für Computer		1
10538	Protection Filter	Brusteinheit Schutzfilter	Einmalprodukt, steril	36
10530	Heimlich Ventil	Heimlich Brust-Drainage Ventil	Einmalprodukt, steril	50
10531	Heimlich Ventil	Heimlich Brust-Drainage Ventil w/Beutel w/o Hahn	Einmalprodukt, steril	10
10533	Heimlich Ventil	Heimlich Brust-Drainage Ventil w/Beutel w/o Hahn	Einmalprodukt, steril	10

Thoraxkatheter

PVC Katheter: Gerade und Abgewinkelt

Gerade cm 45

REF	CH/Fr	mm	VPE
21016	16	5,3	25
21020	20	6,6	25
21024	24	8	25
21028	28	9,3	25
21030	30	10	25
21032	32	10,6	25
21036	36	12	25
21040	40	13,3	25



Abgewinkelt cm 45

REF	CH/Fr	mm	VPE
20916	16	5,3	10
20920	20	6,6	10
20924	24	8	10
20928	28	9,3	10
20930	30	10	10
20932	32	10,6	10
20936	36	12	10
20940	40	13,3	10

175

Trocar Katheter: Closed tip – Sharp tip

Closed tip

Außendurchmesser

REF	Länge (cm)	CH/Fr	mm	VPE
21108	22	8	2,6	10
21110	22	10	3,3	10
21112	25	12	4	10
21116	25	16	5,3	10
21118	25	18	6	10
21120	40	20	6,6	10
21124	40	24	8	10
21128	40	28	9,3	10
21132	40	32	10,6	10



Sharp tip

REF	Länge (cm)	CH/Fr	mm	VPE
11216	27	16	5,3	10
11220	42	20	6,6	10
11224	42	24	8	10
11228	42	28	9,3	10
11232	42	32	10,6	10



Bellows Systeme

Geschlossenes Drainage-System

Komplettes Set mit Beutel inkl. Hahn

REF	Bellows Kapazität	Beutel mit Hahn	VPE
20660	500 ml	600 ml	20
21230	200 ml	600 ml	20

Komplettes Set mit Beutel ohne Hahn

REF	Bellows Kapazität	Beutel ohne Hahn	VPE
20620	500 ml	600 ml	20
21260	200 ml	200 ml	20
21290	200 ml	600 ml	20

Autauschbeutel für den geschlossenen Kreislauf


REF	Beutel Kapazität		VPE
12004	600 ml		25
12009	600 ml tapless		25
12015	200 ml tapless		50



176

Bellows Aspiration System

REF	Bellow System	Kapazität	VPE
21200	Bellows 200 ml	200 ml	25
20200	Bellows 500 ml	500 ml	25
20225	Replacement bellows	500 ml	25
20000	Mini bellows	50 ml	25




Bellows set-up

REF	Accessories	VPE
10520	Verbindung für Bellows mit Y-Teil Adapter	25
10521	Y-Teil Verbinder für Bellows	25



Super Bellows-High Vakuum Aspiration System

REF	Bellow System	Kapazität	VPE
21215	Super Bellows 200 ml	200 ml	25
21216	Replacement bellows	200 ml	25
20260	Super Bellows 500 ml	500 ml	25
20261	Replacement bellows	500 ml	25










ATS BULB SET

http://redax.it/cgibin/sottofamiglie_allegato/3_1_2008_07%2829%29ATS_Bulb_Set_GB.pdf

Drentech Surgical

http://redax.it/cgibin/sottofamiglie_allegato/2_1_Drentech_Surgical_GB.pdf

Connectors


CONNECTORS			
PRODUCT	O.D. (mm)	DESCRIPTION	CODE
	6,50 ÷ 12,00 9,30 ÷ 13,00	ASYMMETRICAL CONNECTOR CH 24 ÷ 32	10500
	2,90 ÷ 4,00 4,00 ÷ 4,50	REKORD MALE / LUER MALE CH 9 ÷ 12	10501
	4,00 ÷ 4,50	LUER DOUBLE CONNECTOR CH 12 ÷ 18	10502
	5,00 ÷ 7,00 5,00 ÷ 8,00	ASYMMETRICAL CONNECTOR CH 18 ÷ 24	10503
	6,50 ÷ 12,00	DOUBLE CONE CONNECTOR CH 24 ÷ 32	10507
	9,30 ÷ 13,00	DOUBLE CONE CONNECTOR CH 32 ÷ 36	10509
	3,50 ÷ 5,00 9,00	SPIRAL DRAIN ADAPTER CH 15 ÷ 19	10527
	10,00 ÷ 13,00	Y CONNECTOR 3/8 3/8 3/8	10510
	10,00 ÷ 13,00 7,00 ÷ 10,00	Y CONNECTOR 3/8 1/4 1/4	10515
	7,00 ÷ 10,00	Y CONNECTOR 1/4 1/4 1/4	10516
	10,00 ÷ 13,00 5,50 ÷ 7,50	Y CONNECTOR 3/8 3/16 3/16	10517
	10,00 ÷ 13,00 5,00	Y CONNECTOR 3/8 3/8 3/8 CH 15 ÷ 19	10518

Stations-bedarf

Produktinformation

Absaugkatheter weich

- gerade Spitze
- grün
- zentrale Öffnung
- 2 seitliche Augen
- 50 / 60 cm lang
- Shore Härte 70
- steril
- latexfrei



50 cm lang

Art.-Nr.	Größe CH	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
9132.06.053	6	hellgrün	100	800
9132.08.053	8	hellblau	100	800
9132.10.053	10	schwarz	100	800
9132.12.053	12	weiß	100	800
9132.14.053	14	mittelgrün	100	800
9132.16.053	16	orange	100	800
9132.18.053	18	rot	100	600


60 cm lang

Art.-Nr.	Größe CH	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
9886.06.060	6	hellgrün	100	800
9886.08.060	8	hellblau	100	800
9886.10.060	10	schwarz	100	800
9886.12.060	12	weiß	100	800
9886.14.060	14	mittelgrün	100	800
9886.16.060	16	orange	100	800
9886.18.060	18	rot	100	600

Produktinformation

Absaugkatheter „Medi-Flo“

- atraumatische Spitze mit Wulst zur Vermeidung von Schleimhaut-Läsionen
- gerade Spitze
- zentrale Öffnung
- 2 seitliche Augen
- 50 / 60 cm lang
- Shore Härte 80
- steril
- latexfrei



181

50 cm lang

Art.-Nr.	Größe CH	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
9143.10.050	10	schwarz	100	800
9143.12.050	12	weiß	100	800
9143.14.050	14	mittelgrün	100	800
9143.16.050	16	orange	100	800


60 cm lang

Art.-Nr.	Größe CH	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
9143.10.060	10	schwarz	100	800
9143.12.060	12	weiß	100	800
9143.14.060	14	mittelgrün	100	800
9143.16.060	16	orange	100	800

Produktinformation

Absaugkatheter Standard

- gebogene Spitze
- zentrale Öffnung
- 2 seitliche Augen
- 50 / 60 cm lang
- Shore Härte 80
- steril
- latexfrei



182

50 cm lang

Art.-Nr.	Größe CH	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
9146.10.053	10	schwarz	100	800
9146.12.053	12	weiß	100	800
9146.14.053	14	mittelgrün	100	800
9146.16.053	16	orange	100	800
9146.18.053	18	rot	100	600


60 cm lang

Art.-Nr.	Größe CH	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
9146.10.060	10	schwarz	100	800
9146.12.060	12	weiß	100	800
9146.14.060	14	mittelgrün	100	800
9146.16.060	16	orange	100	800
9146.18.060	18	rot	100	600

Produktinformation

Absaugkatheter weich

- gebogene Spitze
- zentrale Öffnung
- 2 seitliche Augen
- 50 / 60 cm lang
- Shore Härte 70
- steril
- latexfrei



183


60 cm lang

Art.-Nr.	Größe CH	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
9147.12.060	12	weiß	100	600
9147.14.060	14	mittelgrün	100	600
9147.16.060	16	orange	100	600

Produktinformation

Absaugkatheter Standard

- gerade Spitze
- zentrale Öffnung
- 2 seitliche Augen
- 50 / 60 cm lang
- Shore Härte 80
- steril
- latexfrei



50 cm lang

Art.-Nr.	Größe CH	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
9882.08.050	8	hellblau	100	800
9882.10.050	10	schwarz	100	800
9882.12.050	12	weiß	100	800
9882.14.050	14	mittelgrün	100	600
9882.16.050	16	orange	100	800
9882.18.050	18	rot	100	600


60 cm lang

Art.-Nr.	Größe CH	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
9882.06.060	6	hellgrün	100	800
9882.08.060	8	hellblau	100	800
9882.10.060	10	schwarz	100	800
9882.12.060	12	weiß	100	800
9882.14.060	14	mittelgrün	100	600
9882.16.060	16	orange	100	800
9882.18.060	18	rot	100	600

Produktinformation

Allzwecktuch

- aus PP-Vlies
- 33 x 30 cm
- blau / weiß



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
701112	50	1000

185

- aus Vlies
- 32 x 34 cm oder 34 x 38 cm
- weiß
- fusselfrei
- saugstark



Art.-Nr.	Gewicht	Größe	VE (Stk)	UK (Stk)
30120	85 g / m ²	34 x 38 cm	40	600
30975	60 g / m ²	32 x 34 cm	50	1000

Produktinformation

Aufbewahrungsbeutel

- 160 x 240 mm
- blau / gelb
- mit schwarzem Aufdruck
- Selbstklebeverschluss
- Adressfeld
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
1.030	"Achtung: Wertsachen"	100	4000
1.029	"Achtung: Zahnprothese"	200	3000

186

- 60 x 60 mm
- weiß
- mit blauem Aufdruck
- Adressfeld
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
347310	"Patienteneigentum"	250	250

Produktinformation

Augenklappe

**Für zusätzlichen Schutz nach Augenverletzungen
oder ophthalmologischen Eingriffen**

- anatomisch geformt
- 73 mm – Universalgröße für Erwachsene
- unsteril
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
G-701-50	schlagfest, transparent	1	500

187



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
92219	weiß, mit 19-Loch, 180° sterilisierbar	1	1

Produktinformation

Ballonspritze

Für Drainage- und Spülzwecke

- der latexfreie Ballon erzeugt einen gleichmäßigen Druck bzw. Sog
- einhändige Bedienung möglich
- durch den am Ende abgeflachten Ballon lässt sich die Spritze senkrecht aufstellen – kein Auslaufen oder Wegrollen
- Spritze zweiteilig, mit Katheteransatz, Haltegriffen
- klarer Spritzenzylinder zum besseren Erkennen des Inhalts
- Skalierung bis 60 ml
- steril
- latexfrei



188

Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
UM-EFS6013	50	50

Produktinformation

Belüftungskanüle

Zur Belüftung von sterilen Infusionslösungen im geschlossenen System

- hydrophober, faserfreier 1,2 µm PTFE-Filter, hält toxische Aerosole sicher zurück und garantiert einen gleichmäßigen Druckausgleich
- Luer-Lock Anschluss, verschließbar
- steril
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
9155.13.200	100	1400

189

Überleitungskanüle

Zur Überleitung von sterilen Flüssigkeiten im geschlossenen System, zum Mischen von sterilen Lösungen oder zur Verflüssigung von Trockensubstanzen

- tiefgezogene Flüssigkeitsöffnungen
- schmale Einstichdorne mit Schutzkappe
- handgerecht geformte Griffplatte
- minimales Restvolumen
- ein großes Lumen für schnellste Überleitung
- steril
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
9155.40.100	100	1400

Produktinformation

Blutdruckschutzstreifen

für die Hygiene bei der Blutdruckmessung

- aus naturweißem Krepppapier
- geeignet für alle Manschetten
- bewirkt keine Veränderung der Messwerte
- verhindern Übertragung von Keimen durch die Blutdruckmanschette
- schützt vor Allergien
- Rolle perforiert, Rolle á 50 Streifen
- Klebeflächen an den Enden
- Einmalprodukt
- unsteril
- PVC-frei



Anwendungsbeschreibung:

- Krepppapier-Streifen an den Enden (rechts und links außerhalb der Klebeflächen) vordrehen, um den Arm des Patienten legen, straff dehnen, bis die Manschette den Arm umschließt.
- Die beiden ausgedehnten Klebeflächen übereinander legen und fest zusammen pressen.
- Jetzt kann das Blutdruckmessgerät umgelegt und verschlossen werden, ohne in direkten Kontakt mit der Haut des Patienten zu kommen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
000.04100	Blutdruckschutzstreifen	1 Rolle	2 Rollen

Produktinformation

Darmrohr

- geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen
- Länge 40 cm
- Einmalprodukt
- steril
- latexfrei



Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
9245.18.040	18	50	300
9245.20.040	20	50	300
9245.22.040	22	50	300
9245.25.040	25	50	300
9245.28.040	28	50	300
9245.30.040	30	50	300
9245.32.040	32	50	300

Produktinformation

Diagnostik-/ Stableuchte

Zur Augen- und Munddiagnostik

- aus Kunststoff
- Druck- und Dauerschaltung
- Batterie im Lieferumfang enthalten; können durch Akkus ersetzt werden
- weiß
- durch den praktischen Metallclip können die Leuchten wie ein Kugelschreiber am Kittel befestigt werden.




Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
2001	1	5

Produktinformation

Duodenalsonde nach Levin

- 125 cm lang
- röntgenfähig
- mit geschlossener Spitze
- mit und ohne Mandrin
- steril
- latexfrei



Art.-Nr.	Größe CH	Mandrin	VE (Stk)	UK (Stk)
9231.12.125	12	nein	50	150
9231.14.125	14	nein	50	150
9231.16.125	16	nein	50	150
9231.18.125	18	nein	50	150
9229.14.125	14	ja	50	150
9229.16.125	16	ja	50	150
9229.18.125	18	ja	50	150

Produktinformation

Einmal-Handwaschbürste

- zur chirurgischen und hygienischen Händedesinfektion
- mit beiliegendem Nagelreiniger
- Einmalprodukt
- Spender á 40 Stück
- steril
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
205-03	40	400

Produktinformation

Einmal-Lätzchen

Hygienischer Schutz vor Verschmutzung der Kleidung und Wäsche

- saugfähige Oberseite, eingearbeitete, absolut dichte Polyethylenfolie, blau
- mit Auffangtasche
- Abmessungen: 37 x 66 cm
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
730364	125	500

Produktinformation

Einmal-Schürze

- PE-Folie, gehämmert
- 20μ
- im PE-Beutel
- unsteril
- PVC-frei, latexfrei



196

Art.-Nr.	Größe (LxB)	VE (Stk)	UK (Stk)
05020-W-125	125 x 75 cm	100	1000
05020-W-140	140 x 75 cm	100	1000
05020-W-160	160 x 80 cm	100	1000
05020-W-170	170 x 80 cm	100	1000

Produktinformation

Einmal-Urinflasche

- aus Faserform, ungebleicht
- leicht und handlich
- mit Deckel und Papiermaßband
- passend für Standard-Urinflaschenhalterung
- Inhalt: 1000 ml
- Einmalprodukt
- unsteril
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
100495	Einmal-Urinflasche, grün	25	25
100484	Urinflaschenträger mit Deckel und Kette aus kunststoffüberzogenem Metall, weiß	1	25

Produktinformation

tournistrip® Einweg-Stauchschlauch*

Die hygienische Lösung bei Blutabnahmen und beim Legen von Venenverweilkathetern für Anwender und Patienten

- höchster Hygienestandard
- Reduktion der Gefahr von nosokomialen Infektionen
- einfache intuitive Handhabung
- jederzeit griffbereit
- hoher Patientenkomfort
- kann einfach in die Hygienestandards übernommen werden
- Hypoallergen
- Einmalprodukt
- latexfrei




Art.-Nr.	Abmessung	VE (Stk)	UK (Stk)
19120	493 mm x 30/20 mm	200	1000

* Internationale Patentrechte im Eigentum von Imperial College, London, UK.
Tournistrip® ist eine gesetzlich eingetragene Marke von ASep Healthcare.

Anwendung


tournistrip® Einweg-Stauchschlauch*



1. Tournistrip aus Packung herausziehen und bei Perforationslinie abreißen




2. Aufkleber „Peel here“ entfernen



3. Tournistrip um den Arm legen (bedruckte Seite außen)



4. Das breite Ende zwischen Daumen und Zeigefinger festhalten und Tournistrip festziehen, indem dünnes Ende angezogen wird. Festkleben.



5. Lockern und entfernen

Entsorgungsbox für Kanülen

- ökologischer Kunststoff (Polypropylen Copolymer; Farbstoffe kadmiumpf)ei)
- sicher, luftdicht, handlich, praktisch
- Material und Konstruktion verhindert ein Durchstoßen von scharfkantigen und spitzen Gegenständen
- Form: stumpfer Kegel
- nach Gebrauch werden die Behälter durch Verbrennung schadstofffrei entsorgt (Freisetzung von Wasser und Kohlenstoff)




Art.-Nr.	Größe	Farbe/Form	VE (Stk)	UK (Stk)
L-09300	0,6 l	gelb / rund	100	100
L-09301	1,5 l	gelb / rund	100	100
L-09302	2,0 l	gelb / rund	75	75
L-09304	5,0 l	gelb / rund	55	55
L-09305	7,0 l	gelb / rund	40	40
L-09306	12,0 l	gelb / rund	25	25

200

Halterung für Entsorgungsbox

- Metall, kunststoffbeschichtet
- weiß
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	Größe	VE (Stk)	UK (Stk)
L-09307	für 0,6 l	10	100
L-09308	für 1,5 l und 2,0 l	10	100
L-09309	für 7,0 l und 12,0 l	10	100

Produktinformation

Ernährungssonde

- 40 cm, 50 cm oder 100 cm lang
- röntgenfähig
- mit geschlossener Spitze
- 2 seitliche Augen
- mit Universalansatz
- steril
- latexfrei



Art.-Nr.	Größe CH	Länge	VE (Stk)	UK (Stk)
9528.05.040	5	40 cm	100	400
9528.06.040	6	40 cm	100	400
9528.08.040	8	40 cm	100	400
9528.06.050	6	50 cm	100	400
9528.08.050	8	50 cm	100	400
9528.10.050	10	50 cm	100	400
9528.10.100	10	100 cm	100	400

Produktinformation

Fadenziehmesser

Für die sichere Entfernung der Hautnaht

- Edelstahl
- keine Griffe erforderlich
- abgerundete Spitze vermindert das Verletzungsrisiko
- steril



Art.-Nr.	Länge	VE (Stk)	UK (Stk)
STCU-5000	6,5 cm	100	5000
STCU-1100	11 cm	100	10000

202

Produktinformation

Handwaschbürste

Für die schonende, gründliche Hautreinigung

- robuster weißer Polypropylen-Körper und stabiler Nylonbesatz erhöhen die Gebrauchsdauer
- angenehmer, sicherer Halt durch gerillte Grifffläche
- abgerundete Borstenform schont die Haut
- Anzahl der Borsten - 7 x 16 Reihen
- autoklavierbar bis 134° C
- PVC-frei, latexfrei

Modell 201

mit eingearbeiteter Nagelbürste
für erhöhten Reinigungskomfort



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
201	10	100

Modell 101

ohne Nagelbürste



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
101	12	120

Produktinformation

Heidelberger Verlängerung

- zur Verlängerung von Infusions- und Transfusionsgeräten nach DIN 58362-VL-P
- aus PVC
- druckfest bis max. 2 bar
- transparenter Schlauch 3,0 x 4,1 mm
- Luer-Lock Anschluss
- Einmalprodukt
- steril
- DEHP-frei, latexfrei



Art.-Nr.	Schlauchlänge	VE (Stk)	UK (Stk)
9774.07.500	75 cm	100	5000
9774.14.000	150 cm	100	5000

Produktinformation

Holzmundspatel

- aus Birkenholz
- Größe: 150 x 20 x 1,5 mm (unsteril)
Größe: 150 x 16 x 1,5 mm (steril)
- mit abgerundeten Kanten
- glatte Oberfläche
- bruchstabil
- splitterfrei



Art.-Nr.	Verpackung	VE (Stk)	UK (Stk)
1200	unsteril in Spenderbox	100	5000
159002	einzel steril verpackt, im Karton	100	2000

Produktinformation

Infusionsgerät

- nach DIN 58362-2
- mikroglatte Einstichdorn nach DIN/ISO
- integrierte, verschließbare Belüftung mit hydrophobem PTFE-Filter
- transparentes Tropfkammeroberteil, zum sicheren Erkennen der Tropfenrate
- flexibles, transparentes Schlauchsystem
- Luer-Lock Anschluss
- 15 µm Flüssigkeitsfilter, 135 mm² Filterfläche
- Präzisions-V-Rollklemme
- Tropfkammer PVC-frei
- latexfrei



206

Infusionsgerät für Druckinfusionen

Art.-Nr.	Schlauchlänge	VE (Stk)	UK (Stk)
3500110	150 cm	50	300
3500113	190 cm	50	300

Infusionsgerät für Schwerkraftinfusionen

Art.-Nr.	Schlauchlänge	VE (Stk)	UK (Stk)
3500200	150 cm	50	300
3500204	190 cm	50	300

Infusionsgerät mit Rücklauf Sperre

Art.-Nr.	Schlauchlänge	VE (Stk)	UK (Stk)
3501410	150 cm	100	300
3501412	180 cm	50	300

Produktinformation

Kalt- / Warm Kompresse

Linderung auf natürliche Art und Weise bei Schwellungen, Schmerzen, Entzündungen, Muskelverspannungen

- gefüllt mit einem transparenten Spezialgel, das die Kälte/Wärme lange speichert und eine dosierte Temperaturabgabe gewährleistet
- gut anmodellierbar, strapazierfähig
- mikrowellengeeignet
- hygienische, einfache und schnelle Handhabung
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	Größe	VE (Stk)	UK (Stk)
1035-M	7,5 x 13 cm	1	50
1040-M	13 x 14 cm	1	50
1041-M	12 x 29 cm	1	25
1043-M	16 x 26 cm	1	20
1044-M	21 x 38 cm	1	6
1045-M	7,5 x 52 cm	1	25
1046-M	7,5 x 35 cm	1	40

207

Vlieshülle für Kalt-/Warmkompresse

- Zellulose-Material
- komfortable Anwendung, angenehm weich
- umweltfreundlich
- verschiedene Größen



Art.-Nr.	Größe	VE (Stk)	UK (Stk)
604	13 x 31/36 cm	10	100
M2406B	18 x 28 cm	10	100
324430	22 x 40 / 30 x 40 cm	10	100

Anwendung

Was eigentlich ist Kalt- oder Warmtherapie?

Jeder Schmerz weist sein eigenes Erscheinungsbild auf. Oft ist es die Unkenntnis, die bei der eigenen Behandlung von akuten Schmerzen die Symptome noch schlimmer machen. Vor der Verwendung von Flexovental fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker nach den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten Ihrer wiederverwendbaren Kalt-/Warm Gel-Kompressen.

Seit Jahrzehnten vertrauen Menschen den Erfolgen der Schmerzbehandlung durch Kalt- oder Warmanwendungen. Ob bei Rücken-, Kopf- und Gliederschmerzen, auf diesem Wege lassen sich Schmerzen sanft und zeitgemäß lindern.

Eine Kältebehandlung empfiehlt sich bei plötzlich auftretenden Schmerzen, die durch Entzündungen hervorgerufen werden oder bei frischen Verletzungen sowie Blutergüssen. Die örtliche Abkühlung führt eine Senkung der Stoffwechselaktivität herbei und verengt die kleinen Arterien. Dadurch wird eine lokale Schmerzstillung erreicht, die zur angenehmen Muskelentspannung und Verlangsamung der Muskelaktivitäten und damit auch der Nervenleitfähigkeit führt.

Eine Wärmebehandlung empfiehlt sich bei chronisch, langsam fortschreitenden entzündlichen Krankheiten. Die örtliche Wärme bewirkt eine Steigerung der Stoffwechselaktivität und somit auch eine Erweiterung der kleinen Arterien. Im Gegensatz zur Kälteanwendung erfolgt die Schmerzstillung über einen verstärkten Abstrom von Stoffwechselprodukten.

Anwendung als Kältekompressen

:

Aufladung 2 Stunden im Gefrierfach oder Kühlschrank.

In ein Tuch einschlagen.

Wirkung: schmerzstillend, entzündungshemmend, abschwellend

Anwendung als Wärmekompressen:

Aufladung ca. 5 Minuten in heißem Wasser (bis + 80°C) oder bei 500 W in der Mikrowelle.

In ein Tuch einschlagen.

Wirkung: durchblutungsfördernd, entspannend, schmerzlindernd

Produktinformation

Krankenunterlage Flocke mit SAP*

- Weiterentwicklung im Bereich der Krankenunterlage auf Basis von Zellstoff-Flocken
- Superabsorber (SAP*) nehmen ein Vielfaches ihres Eigenvolumen auf und schließen es sicher ein
- Kombination ergibt eine saugstarke Krankenunterlage, die den Saugeigenschaften einer durchschnittlichen 12-lagigen Krankenunterlage entspricht
- Angenehme Vlies-Oberfläche
- Hochsaugend durch Zellstoffflocken mit SAP*
- Rutschhemmende PE-Unterlage in hellblau
- Einmalprodukt



209

Art.-Nr.	Bezeichnung	Saugleistung	Gewicht	Größe	VE (Stk)	UK (Stk)
730205	Krankenunterlagen Flocke mit 1 SAP*, hellblau	420 ml	30 g	40 x 60 cm	100	100
730206	Krankenunterlagen Flocke mit 3 SAP*, hellblau	1280 ml	45 g	60 x 90 cm	100	100
730220	Krankenunterlagen Flocke mit SAP*, hellblau	350 ml	16 g	20 x 40 cm	15	600
730222	Krankenunterlagen Flocke mit SAP*, hellblau	780 ml	42 g	60 x 60 cm	15	150
730224	Krankenunterlagen Flocke mit SAP*, hellblau	1300 ml	103 g	70 x 175 cm	15	90

*Super Absorbing Particles

Produktinformation

Lemon-Glycerin-Stäbchen

Für die Mundpflege; geeignet zur Entfernung leichter Beläge auf der Zunge und der Mundschleimhaut

- im Set á 3 Stück
- angenehmer Zitronen-Geschmack




Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
000003	25 Set á 3 Stk	1500 Set á 3 Stk

210

Produktinformation

Magensonde

- 100 cm lang
- säurebeständig
- mit geschlossener Spitze
- 4 seitliche Augen
- mit Führungsmandrin
- steril
- latexfrei



Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
9236.14.110	14	50	150
9236.16.110	16	50	150
9236.18.110	18	50	150

Magenschlauch

- 80 cm lang
- säurebeständig
- mit geschlossener Spitze
- 2 seitliche Augen
- ohne Graduierung
- steril
- latexfrei



Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-165022	22	100	100
ML-165025	25	100	100
ML-165028	28	100	100
ML-165030	30	100	100
ML-165032	32	100	100
ML-165035	35	100	100

211

Produktinformation

Medikamentendispenser „Typ Seidel“

- transparent
- 4 geräumige Fächer mit einzelnen Klappdeckeln
- auch geeignet für große Tabletten/Brausetabletten
- latexfrei



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
70700000	24	240

Medikamententablett „Typ II“

- für 19 Dispenser und 19 Medizinbecher
- 335 x 440 mm oder 340 x 440 mm
- weiß
- hygienegerecht, strapazierfähig
- latexfrei



Art.-Nr.	Größe	VE (Stk)	UK (Stk)
6170300000	335 x 440 mm	1	38
L09191	340 x 440 mm	1	30

212

Produktinformation

Medikamentendispenser „Typ II“

- Polypropylen
- 4 Fächer mit Schiebedeckel
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
70500000	Medikamentendispenser, weiß	200	200
70600000	Medikamentendispenser, blau	200	200
70500001	Ersatzdeckel für Medikamentendispenser	250	250

Medikamentendispenser „Spezial“

- Dispenser weiß oder transparent
- Schiebedeckel transparent
- 4 extra große Fächer (4,7 x 5,9 cm)
Morgen, Mittag, Abend und Nacht –
auch für Brausetabletten, etc.
- passend für das
Medikamententablett # L-09191
und Etiketten # 70700009
- Dispenser aus PP
- Deckel aus PVC
- latexfrei




Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
70400000	Medikamentendispenser, weiß	190	190
70300000	Medikamentendispenser, transparent	200	200
70400001	Ersatzdeckel für Medikamentendispenser	250	250

213

Produktinformation

Etikett

- selbstklebend für
Medikamentendispenser „Typ Seidel“
- 1 Bogen = 10 Etiketten
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
70700009	1	100

Medizinbecher

- Polypropylen
- 30 ml
- graduert
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
8M50101424	gelb	75	3750
8M50101423	grün	75	3750
8M50101422	rot	75	3750
8M50101420	transparent	75	3750
8M50101421	blau	75	3750
8M50101425	Deckel, weiß für Medizinbecher	75	3750

214

Produktinformation

Nabelklemme

Zum Abklemmen der Nabelschnur nach der Geburt

- Doppelhaken (Klammergriff), kein Aufspringen durch Sicherheitsverschluss und exakter Verzahnung
- bruchstabil
- einzeln verpackt
- blau
- PVC-frei
- latexfrei
- unsteril / steril (Dampf)



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
U01	Nabelklemme, unsteril	50	50
U01-S	Nabelklemme, steril (Dampf)	50	50

Produktinformation

Nasenverband „miro-nosepad“

Anwendung nach Nasen-OP mit Sekretaustritt

- längs- und querelastischer Netzschlauch mit mittig eingearbeiteter hochsaugfähiger Komresse aus Baumwolle/Zellwolle
- Fixierung hinter den Ohren durch Schlaufen oder Verknotung der Enden am Hinterkopf
- unsteril
- PVC-frei, latexfrei




215

Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
00200	20	180
00202	40	360

Produktinformation

Netz-/Fixierhöschen "Basic"

- hervorragend geeignet für den OP-Bereich sowie zur Fixierung diverser Vorlagen
- aus hautfreundlichem Material und mit hohem Elastananteil
- hohe Elastizität, optimale Anpassung an den Körper
- sorgt für gutes Mikroklima auf der Haut
- waschbar bei 60° – können mehrmals benutzt werden
- unsteril
- latexfrei



216

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Hüftumfang	VE (Stk)	UK (Stk)
10-02-710-K050	Netz-/Fixierhöschen "Basic" (grünes Bündchen)	medium	60 - 75 cm	50	300
10-03-000-K050	Netz-/Fixierhöschen "Basic" (weißes Bündchen)	large	70 - 90 cm	50	300
10-04-310-K050	Netz-/Fixierhöschen "Basic" (blaues Bündchen)	x-large	90 - 160 cm	50	300

Produktinformation

Nierenschale

- aus Zellstoff, 100 % Altpapier, ungebleicht
- undurchlässig für 24 Stunden bei z.B. Wasser, Blut, Urin
- leicht und handlich
- Einmalprodukt
- unsteril
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
O-188MEDIX300	300	300
ENS-420	420 (6 x 70)	420

Produktinformation

Patientenschuh

Pillow Paws > Polyurethan

- rutschfest
- luftdurchlässig
- leise und bequem
- nach Größen farbcodiert
- hygienisch paarweise verpackt
- wasch- und autoklavierbar
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE (Paar)	UK (Paar)
1001EU	18 - 22 (Kleinkinder)	rot	10	100
1002EU	22 - 26 (Kinder)	mint	10	100
1003EU	26 - 30 (Jugendliche)	violett	10	100
1004EU	30 - 34 (klein)	gelb	10	100
1005EU	34 - 38 (mittel)	blau	50	100
1006EU	38 - 42 (groß)	oliv	50	100
1007EU	42 - 46 (extrag groß)	braun	50	100

218

Pillow Paws > Hard Soles

- Frottee-Stretch mit rutschfester Sohle
- auch für feuchte Räume
- hygienisch
- waschbar
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE (Paar)	UK (Paar)
1084EU	30 - 34 (Kleinkinder)	gelb	1	48
1085EU	34 - 38 (Kinder)	blau	1	48
1086EU	38 - 42 (Jugendliche)	grün	1	48
1087EU	42 - 46 (Erwachsene)	braun	1	48

Produktinformation

Einmal-Pinzette

- aus Polystrol
- blau
- ca. 12,5 cm
- mit 1,5 cm Raster
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei



219

Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
AP-0041	50	2000

Produktinformation

Rasierer

Einmal – Rasierer

- zum Einmalgebrauch auf Station und im OP
- für Gesichts- oder Körperhaar-Nassrasur
- unterschiedliche Ausführungen
- PVC-frei, latexfrei
- unsteril oder steril



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
09190-ST	blau, einschneidig, für Körperhaarrasur, steril	100	400
09190	blau, einschneidig, für Körperhaarrasur, unsteril	100	1000
09191	blau, zweischneidig, für Körperhaarrasur, unsteril	100	1000
182H	grün, einschneidig, für Körperhaarrasur, unsteril	100	1000
188H	grün, zweischneidig, für Körperhaarrasur, unsteril	100	1000
185	"Wilkinson Pronto", blau, einschneidig, für Gesichtsnassrasur, unsteril	5	100
189	"Wilkinson Pronto", blau, zweischneidig, für Gesichtsnassrasur, unsteril	10	100
70001920	Wilkinson Duplo II, Griff und Ersatzklinge, für Gesichtsnassrasur, unsteril	5	50

Rasierschaum Wilkinson

- 200 ml – Dose
- für die normale Haut
- FCKW-frei
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.		VE (Stk)	UK (Stk)
70002200		1	12

Produktinformation

Desinfektionstücher „Safeline Wipes“

Spendersystem für Desinfektionslösungen

- robuste, nassfeste und fusselfreie Tücher aus hochwertigem Vliesstoff
- verfügen über ein hervorragendes Absorptionsverhalten
- hygienisch einzeln verpackt in einem Klarsichtbeutel mit Chargenetikett
- mit oder ohne Lochstruktur erhältlich



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	UK
742022	Desinfektionstücher "V-Wipes Petsorb", glatt ungelocht, Tuchgröße 37 x 20 cm, Rolle á 90 Tücher, passend für Spendereimer Art.-Nr. 780090	1 Rolle	6 Rollen
742024	Desinfektionstücher "M-Tex-Wipes Petsorb", grob gelocht, Tuchgröße 30 x 34 cm, Rolle á 60 Tücher, passend für Spendereimer Art.-Nr. 780091	1 Rolle	6 Rollen
742025	Desinfektionstücher "D-Wipes klein Petsorb", fein gelocht, Tuchgröße 25 x 25 cm, Rolle á 70 Tücher, passend für Spendereimer Art.-Nr. 780091	1 Rolle	6 Rollen
780090	Spendereimer aus hochwertigem Kunststoff, 3,4 Liter, 15,6 cm hoch	1 Stück	1 Stück
780091	Spendereimer aus hochwertigem Kunststoff, 6,2 Liter, 21,2 cm hoch	1 Stück	1 Stück

Produktinformation

Sauerstoffmaske

222

- aus weichem, durchsichtigem Material
- hoher Tragekomfort
- 210 cm Schlauchlänge
- mit Standardkonnektor
- Einpatientenprodukt
- clean-packed
- latexfrei



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
UM-ROM10	für Erwachsene	50	100
UM-ROM30	für Kinder	50	100

Aerosolmaske

Für tracheotomierte Patienten

- aus weichem, durchsichtigem Material
- hoher Tragekomfort
- Swivel-Konnektor ermöglicht hohe Flexibilität
- 22 mm Anschluss
- Einpatientenprodukt
- clean-packed
- latexfrei



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
UM-RTM10	für Erwachsene	50	100

Produktinformation

Sauerstoffnasenbrille

- hoher Tragekomfort
- 210 cm Schlauchlänge
- mit Standardkonnektor
- Einpatientenprodukt
- clean-packed
- latexfrei



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
UM-RNC10	für Erwachsene	50	100
UM-RNC30	für Kinder	50	100

Sauerstoffverbindungsschlauch

- Einpatientenprodukt
- clean-packed
- latexfrei



Art.-Nr.	Konnektor	Schlauchlänge	VE (Stk)	UK (Stk)
UM-ROT07	w / w	210 cm	50	100
ML-306014	m / w	180 cm	50	100

Produktinformation

Schlauch- / Katheterklemme

224

- lässt sich verschließen und wieder öffnen
- kein Aufspringen durch exakte Verzahnung
- bruchstabil
- einzeln verpackt
- blau
- PVC-frei
- latexfrei
- unsteril / steril



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
U02	Klemme, unsteril	100	100
U02-S	Klemme, steril	100	100
D16-8BL-AU	Klemme, unsteril	200	2400

Produktinformation

Schlauch- / Universalklemme

Klemmt sicher und stabil ab, löst einfach und ohne Kraftaufwand festsitzende Luer-Konnektoren

- glasfaserverstärkter Kunststoff, blau
- mit Raste, kein Aufspringen durch exakte Verzahnung
- abgeflachte Spitze
- bruchstabil
- autoklavierbar bis 121 °C
- desinfektionsmittelbeständig
- röntgenfähig
- metallfrei
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	Größe	VE (Stk)	UK (Stk)
70000013	13 cm		250

Schlauch- / Dialyseklemme

- glasfaserverstärktes Polyamid, gelb
- überall einsetzbar, wo sicher etwas abgeklemmt werden muss z. B. Dialyse, Transfusion, Drainage etc.
- 6 Raster
- durch Feinverzahnung ist die Klemmkraft sehr gut justierbar



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
05-0009	50	500

226

Produktinformation

Schutzkittel mit Daumenschlaufe

- flüssigkeitsdicht und wiederverwertbare Kunststoffolie (100 % Polyethylen)
- 120 cm lang
- blau
- 2 seitliche Bänder zum Binden
- lange Ärmel
- Daumenschlaufe am Ärmelende verhindert Verrutschen der Ärmel und erleichtert das Anziehen von Handschuhen
- durch das Quick-Off-System* wird beim Auskleiden Kontakt zwischen Händen und Körper vermieden
- **unsteril**: hygienisch verpackt im Poly-Beutel
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
48 5566	10	200

* Quick-Off-System: Erleichtert das Entkleiden durch einfaches Abreißen der Schürze

Produktinformation

Schutzkittel

- Polypropylen- und SMS-Vliesstoffe sowie Materialkombinationen
- verschiedene Größen
- wahlweise mit genähtem Elastik- oder Strickbündchen
- partikelarm, atmungsaktiv; angenehme Trageeigenschaften
- **steril:** einzeln verpackt
- **unsteril:** hygienisch verpackt im Poly-Beutel
- PVC-frei, latexfrei

Schutzkittel unverstärkt mit Elastikbündchen



Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
48 5572	Schutzkittel, 128 x 155 cm (L x B), Non-Woven-Material, unsteril	grün	10	100
48 5580	Schutzkittel, 115 x 137 cm (L x B), Non-Woven-Material, unsteril	grün	10	100
48 5581	Schutzkittel, 115 x 137 cm (L x B), Non-Woven-Material, unsteril	gelb	10	100
48 5582	Schutzkittel, 115 x 137 cm (L x B), Non-Woven-Material, unsteril	hellblau	10	100
48 5596	Schutzkittel, 160 x 170 cm (L x B), Non-Woven-Material, unsteril	hellblau	10	100

Schutzkittel unverstärkt mit Strickbündchen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
48 5579	Schutzkittel, 136 x 140 cm (L x B), Non-Woven-Material, unsteril	dunkelgrün	10	100
48 5584	Schutzkittel, 130 x 170 cm (L x B), Non-Woven-Material, unsteril	dunkelgrün	10	100
48 5592	Wickelkittel, 145 x 175 cm (L x B), Non-Woven-Material, unsteril	dunkelgrün	10	100
48 5593	Wickelkittel, 120 x 175 cm (L x B), Non-Woven-Material, unsteril	dunkelblau	10	100
48 5594	Schutzkittel, 120 x 139 cm (L x B), SMS-Material, unsteril	blau	10	100
AP-1703	Schutzkittel, 140 x 140 cm (L x B), SMS-Material, steril	brombeere	50	50
AP-1732	Schutzkittel, 140 x 140 cm (L x B), SMS-Material, steril	olivgrün	50	50

228

Schutzkittel verstärkt mit Elastikbündchen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
48 5585	Schutzkittel, 120 cm lang, mit PE-Beschichtung, unsteril	gelb	10	100

Andere Größen / Ausführungen auf Anfrage!

Produktinformation

Schwesternstethoskop, flach

- bequeme, flexible Ohrbügel
- sehr gute Akustik
- nickelfrei
- latexfrei



Art.-Nr.	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
800/1	schwarz	1	100
800/2	blau	1	100
800/3	grün	1	100
800/4	rot	1	100

Produktinformation


Spuckbeutel / Auffangbeutel

Hygienisches Hilfsmittel zur gezielten Aufnahme von Erbrochenem

- aus weißer PE-Folie mit grosser Öffnung
- mit einfachem Verschlussmechanismus (Verschlussring Ø 11,5 cm)
- ideal für Krankenhaus (Notaufnahmen, Stationen, onkologische Abteilungen)



- und Krankentransport sowie Pflege
- hygienische Alternative zur Nierenschale
- hohe Anwendungssicherheit, da einfache Handhabung
- Verschmutzung und zusätzliche Reinigungsarbeiten sind weitgehend ausgeschlossen
- einfache und saubere Entsorgung
- wirtschaftlich



Nach Gebrauch wird der Spuckbeutel einfach unterhalb des Mundstücks verdreht und in eine der vier Kerben des Abschlussringes eingehakt. Dieser sichere Verschluss minimiert Gerüche und verhindert das Auslaufen. Der Spuckbeutel kann so problemlos entsorgt werden.

Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
09720	50	500

Produktinformation

Thermobox

**Für den Einsatz überall dort,
wo Gekühltes schnell und problemlos
benötigt wird**

- Kühlbox
- sehr leicht und extrem stabil
- Einhandbedienung
- nach beiden Seiten zu öffnen



- z.B. zum Kühlen von Kalt-/Warm-Kompressen

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
1090-BLAU	6,6 Liter	blau	1	4
1090-ROT	6,6 Liter	rot	1	4
1091	15,2 Liter	blau	1	2

Produktinformation

Trachealsaugset

Zur Entnahme von Trachealsekreten zur mikrobiologischen Laboruntersuchung

- für die Entnahme von Trachealsekreten zur mikrobiologischen Laboruntersuchung
- mit Auffangbehälter 100 ml, Deckel, Trichter und Fingertip



- Flasche aus PE
- Trachealsaugset aus PS und medizinischem PVC
- latexfrei

Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
1090.02.161	50	150

Zur Entnahme von Bronchial- und Trachealsekret

- eine Seite mit Trichteransatz
- eine Seite mit Fingertip
- mit Deckel und Namensetikett
- steril



233

Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
9478.00.000	60	180

Produktinformation

Transfusionsgerät

- Transfusionsgerät-Set für Blut- und Plasmatransfusion
- nicht toxisch
- Filter in Tropfkammer: 200 µ
- Schlauchlänge 150 cm
- Luer-Lock



- Einmalprodukt
- steril
- pyrogenfrei, latexfrei, DEHP-frei

Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
AT 101-15	100	400

Produktinformation

Spül- / Trinkbecher

- Kunststoff
- 200 ml oder 500 ml
- ohne Deckel
- mit Schaumrand
- unsteril



- PVC-frei, latexfrei

Art.-Nr.	Größe	Höhe/Durchmesser	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
A22234	200 ml	99 mm / 70,3 mm	weiß	100	3000
A22062	200 ml	99 mm / 70,3 mm	klar	100	3000
143231	500 ml	154 mm / 95 mm	weiß	65	1040

Produktinformation

Überziehschuh

- CPE-Folie
- Universalgröße
- blau
- kräftiges Material
- mit Gummizug

mpö pfm GesmbH, Zwanzigerstraße 4,
Tel. 0463 / 592944, Fax 0463 / 592944-



- antistatisch
- unsteril
- PVC-frei

Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
07020	100	2000

Produktinformation

Ultraschall-Kontaktgel

Für die klinische und therapeutische Ultraschalltherapie

- ideal für alle Verfahren,
die ein viskoses Gel erfordern
- hautfreundlich
- antibakteriell

mpö pfm GesmbH, Zwanzigerstraße 4, 9020
Tel. 0463 / 592944, Fax 0463 / 592944-2, [off](#)



- akustisch präzise
- hinterlässt keine Flecken auf Haut und Kleidung
- beste Ankopplungswerte
- fettfrei, wasserlöslich
- geruchsneutral
- formaldehydfrei
- PVC-frei, latexfrei

Art.-Nr.	Größe	VE (Stk)	UK (Stk)
653010130	250 ml Flasche	1	12
654480130	500 ml Flasche	1	48
654900130	1 Liter Flasche	1	12
659160200	5 Liter Kanister	1	4

Produktinformation

Untersuchungshandschuh „Super Stretch“ aus Vinyl

- Farbgebung ähnlich wie Latex
- sehr gute Passform
- dehnbar
- geeignet bei Latexallergie



- unsteril
- puderfrei
- latexfrei

Qualitätsnormen:

- erfüllt bzw. übertrifft die internationalen Standards EN 455 –1, -2, -3
- AQL 1.5

Art.-Nr.	Größe	VE (Stk)	UK (Stk)
01295-CXS	extra klein	100	1000
01295-XS	klein	100	1000
01295-CM	mittel	100	1000
01295-CL	groß	100	1000
01295-CXL	extra groß	100	1000

Produktinformation

Untersuchungshandschuh aus Latex

- leicht angeraute Oberfläche
- ausgezeichnete Passform und hoher Tragekomfort
- beidhändig tragbar
- Rollrand



- hervorragender Schutz
- unsteril
- puderfrei
- PVC-frei

Qualitätsnormen:

- erfüllt bzw. übertrifft die internationalen Standards EN 455 –1, -2, -3
- AQL 1.5

Art.-Nr.	Größe	VE (Stk)	UK (Stk)
1650-S	klein	100	1000
1650-M	mittel	100	1000
1650-L	groß	100	1000

Produktinformation

Untersuchungshandschuh aus Copolymer

- elastische Copolymerfolie
- optimales Tastgefühl
- anschmiegsame Passform, einfache Handhabung
- einzeln steril verpackt, auf Papierträger



- nicht allergen für Anwender und Patienten
- hygienisch
- 100% wasserdicht
- puderfrei
- latexfrei



Qualitätsnormen:

- erfüllt bzw. übertrifft die internationalen Standards EN 455 –1, -2, -3
- AQL 1.5

Art.-Nr.	Größe	VE (Stk)	UK (Stk)
PX-401511	klein	100	2000
PX-401512	mittel	100	2000
PX-401513	groß	100	2000

Produktinformation

Untersuchungshandschuh aus PE

- optimales Tastgefühl
- im Spender
- gehämmert
- beidhändig tragbar
- nicht allergen



- hygienisch
- unsteril
- puderfrei
- PVC-frei, latexfrei



Qualitätsnormen:

- erfüllt bzw. übertrifft die internationalen Standards EN 455 -1, -2, -3
- AQL 1.5

Art.-Nr.	Größe	VE (Stk)	UK (Stk)
01090-L	für Herren	100	10000
01090-S	für Damen	100	10000

Produktinformation

Untersuchungshandschuh aus Latex

- extra lang (530 mm)
- hoher Tragekomfort, sicheres Tastempfinden, hervorragender Schutz
- beidhändig tragbar
- Rollrand



- unsteril
- puderfrei
- PVC-frei

Qualitätsnormen:

- erfüllt bzw. übertrifft die internationalen Standards EN 455 –1, -2, -3
- AQL 1.5
- geringer Proteingehalt (<50 µg/g)

Art.-Nr.	Größe	VE (Stk)	UK (Stk)
PLAL-201	klein	40	400
PLAL-202	mittel	40	400
PLAL-203	groß	40	400

Produktinformation

Urinbecher

- Polypropylen
- graduiert
- druckfest und bruchsticher
- Inhalt optimal sichtbar
- beschreibbare Oberfläche
- PVC-frei, latexfrei



Urinbecher mit Deckel

Art.-Nr.	Farbe/Deckel	Volumen	VE (Stk)	UK (Stk)
L-09183	Blau, ohne Ausguss	125 ml	100	1000
L-09182	Rot, mit Ausguss	125 ml	100	1000

Urinbecher ohne Deckel

Art.-Nr.		Volumen	VE (Stk)	UK (Stk)
L-09182-OD		125 ml	1000	1000

Deckel für Urinbecher

Art.-Nr.	Farbe/Deckel		VE (Stk)	UK (Stk)
L-09182-D	Rot, mit Ausguss		1000	1000

Produktinformation

Urinflasche und Zubehör

Urinflasche

- Kunststoff
- graduert
- mit Schlaufendeckel
- autoklavierbar bis 130° C
- PVC-frei, latexfrei



für Männer

für Frauen

Art.-Nr.	Beschreibung	Kunststoff	VE (Stk)	UK (Stk)
20732	für Männer	klar / PC	1	50
20741	für Männer	milchig / PP	1	25
20750	für Frauen	milchig / PP	1	25

Urinflaschenträger

- Metall, kunststoffbeschichtet
- weiß, mit Deckel und Kette
- passend für alle Urinflaschen aus Kunststoff und Glas
- zum Anhängen an das Krankenbett
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
100484	1	25

244

Produktinformation

Venenpunktionsbesteck „Micro Flo“ und „Micro Flo Safety“

Zur kurzzeitigen Infusion

- Luer-Lock Anschluss
- silikonisierte Punktionskanüle mit Präzisionsschliff und ineinandergreifenden Flügeln
- minimales Punktionstrauma



- Schlauchlänge 30 cm
- einzeln verpackt
- steril
- latexfrei, DEHP-frei



„Micro Flo“

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
AS 1802	18 G 1,20 x 19 mm	rosa	100	200
AS 1902	19 G 1,00 x 19 mm	elfenbein	100	200
AS 2102	21 G 0,80 x 19 mm	grün	100	200
AS 2202	22 G 0,70 x 19 mm	schwarz	100	200
AS 2302	23 G 0,60 x 19 mm	blau	100	200
AS 2502	25 G 0,50 x 19 mm	orange	100	200
AS 2702	27 G 0,40 x 19 mm	grau	100	200

„Micro Flo Safety“ mit Schutzvorrichtung gegen Nadelstichverletzungen gemäß TRBA 250 Art.-Nr.

245

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
AS 1902P	19 G 1,00 x 19 mm	elfenbein	50	200
AS 2102P	21 G 0,80 x 19 mm	grün	50	200
AS 2302P	23 G 0,60 x 19 mm	blau	50	200
AS 2502P	25 G 0,50 x 19 mm	orange	50	200

Produktinformation

Venenstauer

- bedienerfreundliche Einhandbedienung
- hautfreundliches, dauerhaftes Gewebestauband
- mit Kunststoffverschluss
- blau
- metallfrei
- waschbar bei 30°
- latexfrei



- PVC-frei

Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
09820-B	100	500

- bedienerfreundliche Einhandbedienung
- hautfreundliches, dauerhaftes Gewebestaubband
- mit Metallverschluss
- grün
- waschbar bei 30°
- latexfrei
- PVC-frei



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
902000000	1	1

Produktinformation

Verschluss- / Kombistopfen

- aus Polypropylen
- mit Luer-Lock Verschluss
- einzeln steril verpackt
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	Farbe	VE (Stk)	UK (Stk)
9155.20.899	blau	100	1000
9155.20.901	rot	100	1000

Produktinformation

Zahnpflegeprodukte**Zahnbürste**

- zum Einmalgebrauch
- einzeln verpackt
- mit Paste
- Farbe: blau
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
09590	100	1000

Zahnpasta



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
PP-10029	Zahnpasta "Cruzylan" Spezial mit intensivem Pfefferminzgeschmack, 70 g	1	100

Zahnprothesenbecher / -Deckel


- zum Einmalgebrauch
- 250 ml
- 101 mm Ø, Höhe 47 mm
- weiß
- mit Aufdruck „Zahnprothese“
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
7312506430	Becher	100	1000
472090	Deckel	100	1000

Bedienungsanleitung


Atemtrainer „RESPI-easy“



Halten Sie das Gerät in Mundhöhe und atmen Sie gleichmäßig aus, bevor Sie mit der Übung beginnen.



eine niedrige Flow-Rate atmen Sie so ein, dass nur der Ball in der ersten Kammer angehoben wird. Diese Stellung so lange wie möglich, mindestens jedoch 3 Sekunden einhalten; für eine hohe Flow-Rate die ersten beiden Bälle nach oben ziehen, während der Ball in der dritten Kammer am Boden bleibt.



Geben Sie das Mundstück frei. Normal ausatmen, entspannen und die Übung nach Vorschrift Ihres Therapeuten neu beginnen.

Hinweis:

- Verwenden Sie RESPI-easy immer strikt nach Anweisung ihres Arztes oder Therapeuten.
- Reinigen Sie regelmäßig Mundstück, Schlauch und Filter mit handelsüblichem Spülmittel.

Produktinformation

Atemtrainer „RESPILIFT“

Einpatienten-System für Expirationsübungen nach der PEP- Methode

(PEP = Positive Expiratory Pressure – Positiver Ausatemdruck)

- Konzeption als Einpatienten-Gerät ermöglicht Verbleib am Krankenbett
- „Spielzeugcharakter“ regt zum freiwilligen Training an
- der schwebende, gut sichtbare gelbe Kolben ermöglicht die Selbstkontrolle durch den Patienten
- begünstigt den Einsatz bei Kindern und Patienten mit wenig Lungenvolumen
- mit wenigen Handgriffen lässt sich der RESPILIFT mit dem RESPIPRO oder RESPIVOL Inspirationstrainer kombinieren
- PVC-frei, latexfrei




250

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
10030	RESPILIFT komplett mit Schlauch, Mundstück, auswechselbarer Filter	50	50
10040	RESPILIFT allein (zur Verwendung mit Inspirationstrainern)	50	50


Atemtrainer „RESPILIFT“

Fig.1




Konnektor mit Filter (b) vom Gerät (a) [RESPIPRO oder RESPIVOL] abziehen (Bild 1)

Fig.2




Konnektor mit Filter (b) in den Schlauch mit Mundstück (e) stecken (Bild 2)

Fig.3




Schlauch mit Mundstück (e) auf den transparenten Stützen des RESPILIFT (c) stecken (Bild 3)

Fig.4




Den weißen Ansatz des RESPILIFT auf den Anschlussstutzen des Gerätes [RESPIPRO oder RESPIVOL] stecken (Bild 4)

Fig.5



Ihr Oberkörper befindet sich in möglichst aufrechter Position. Mit einer Hand halten Sie das Gerät [RESPIPRO oder RESPIVOL], mit der anderen das Mundstück. Atmen Sie nun ein und aus, ohne das Mundstück abzusetzen.



Hinweis:

- Verwenden Sie RESPILIFT immer strikt nach Anweisung ihres Arztes oder Therapeuten.
- Reinigen Sie regelmäßig Mundstück, Schlauch und Filter mit handelsüblichem Spülmittel.

Produktinformation

Atemtrainer „RESPIPRO“

Handliches 3-Kammersystem in Kompaktbauweise zur Statusbestimmung der inspiratorischen Kapazität präoperativ und deren Wiederherstellung postoperativ.

- Volumen 1200 ml
- der „Spielzeugcharakter“ und die deutliche Erfolgsanzeige regen den Patienten zum freiwilligen Training an
- austauschbarer Filter
- entwickelt auf der Basis der SMI Technik, um ein langsames, tiefes und maximales Einatmen zu ermöglichen
- inspiratorisch und expiratorisch verwendbar *
- PVC-frei, latexfrei




Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
10010	24	24

252


* für die expiratorische Anwendung
Ist der Respilift zu empfehlen
(siehe separates Produktblatt)

Bedienungsanleitung

Atemtrainer „RESPIPRO“




Halten Sie das Gerät in Mundhöhe und atmen Sie gleichmäßig aus, bevor Sie mit der Übung beginnen.



eine niedrige Flow-Rate atmen Sie so ein, dass nur der Ball in der ersten Kammer angehoben wird.

Diese Stellung so lange wie möglich, mindestens jedoch 3 Sekunden einhalten; für eine hohe Flow-Rate die ersten beiden Bälle nach oben ziehen, während der Ball in der dritten Kammer am Boden bleibt.



Geben Sie das Mundstück frei. Normal ausatmen, entspannen und die Übung nach Vorschrift Ihres Therapeuten neu beginnen.

Hinweis:

- Verwenden Sie RESPIPRO immer strikt nach Anweisung ihres Arztes oder Therapeuten.
- Reinigen Sie regelmäßig Mundstück, Schlauch und Filter mit handelsüblichem Spülmittel.

Produktinformation

Atemtrainer „RESPIVOL“

**Einpatienten-System für Inspirationsübungen
nach der SMI Methode und die sichere
Bewertung des Atemflows sowie des
Atemvolumens**

- volumenorientiert (Volumen 3500 ml),
flowkontrolliert
- mit Schlauch und Mundstück
- anatomisch geformte Handgriffe
- sichtbar schwebende Indikatorbälle
unterstützen eine natürliche und
progressive Inspiration
- inspiratorisch und expiratorisch verwendbar *
- PVC-frei, latexfrei



REPIVOL ist in idealer Weise auch für Patienten mit geringer Lungenkapazität und Kinder geeignet. Das Zielvolumen ist durch bewegliche Indikatoren an der rechten Kammer leicht und individuell einstellbar:

mittels des oberen Zeigers kann die vorgeschriebene Volumenhöhe, mit dem unteren die erzielte Leistung markiert werden.

Durch einfache Selbstkontrolle und den Spielzeugcharakter des Atemtrainers wird der Patient zur Übung motiviert und seine Kooperationsbereitschaft erhöht.


254

Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
10020	10	10


* für die expiratorische Anwendung
Ist der Respilift zu empfehlen
(siehe separates Produktblatt)

Bedienungsanleitung


Atemtrainer „RESPIVOL“




RESPIVOL der Verpackung entnehmen und das freie Schlauchende auf den Anschlussstutzen stecken.




Ihr Oberkörper befindet sich in möglichst aufrechter Position. Halten Sie das Gerät senkrecht in Mundhöhe.



Atmen Sie langsam durch das Mundstück ein, bis der linke Indikatorball (Flow-Indikator) im transparenten Sichtfenster erscheint. Diese Stellung so lang wie möglich halten. Merken Sie sich den höchsten Pegel, den der Ball in der rechten Kammer erreicht. Das Mundstück freigeben und ausatmen. Wiederholen Sie diese Übung nach Anleitung ihres Therapeuten.



Nach Beenden der Übung das Mundstück in die dafür vorgesehene Öffnung stecken.



Hinweis:

- Verwenden Sie RESPIVOL immer strikt nach Anweisung ihres Arztes oder Therapeuten.
- Reinigen Sie regelmäßig Mundstück, Schlauch und Filter mit handelsüblichem Spülmittel.

Produktinformation

Medikamentenvernebler

- MMAD (Mass Median Aerodynamic Diameter)
- Neigungswinkel bis 90° möglich (bei 10 cc Vernebler)
- Neigungswinkel bis 60° möglich (bei 6 cc Vernebler)
- Einpatientenprodukt
- clean-packed
- latexfrei



Art.-Nr.	Vernebler	T-Stück	Mundstück	15 cm Schlauch	210 cm Schlauch	Standard Konnektor	Universal Konnektor	Maske
UM-RN12	10 cc				X	X		X (Erw.)
UM-RN13	10 cc				X	X		X (kinder)
UM-RN64	6 cc	X	X	X	X		X	

Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
UM-RN12	50	100
UM-RN13	50	100
UM-RN64	50	100

Produktinformation

Pentamedinvernebler „Respigard II“

- Verneblersystem mit „Acorn II“ Vernebler, 2 m Versorgungsschlauch, lecksicherem Universal-T-Stück, Mundstück, 15 cm Aerosolschlauch, Y-Stück, Einwegventil und Expirationsfilter
- optimale Partikelgröße
- Einwegventil und Expirationsfilter sorgen für Schutz des Pflegepersonals
- MMAD (Mass Median Aerodynamic Diameter) 1,67 µm
- Leistung 0,34 ml / min bei 8 l / min
- Einpatientenprodukt
- clean-packed
- latexfrei



257

Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
VS-124030	20	20

Spritze INJ/Light

Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 93/42 / EWG . UNI EN ISO 13485 /2004 - Die Herstellung erfolgt in Übereinstimmung mit UNI EN ISO 9001/2000

- Nicht toxisch und nicht pyrogen
- Transparentes Polypropylen
- Abgestufte schwarze Farbskala
- Katheterkonus
- Latexfrei
- Einzeln in Blisterpackungen verpackt




258

Spritze INJ/Light

REF	Kapazität	Box/karton
60CC	60 ml	20/240 Stk
100CC	100 ml	25/100 Stk

FLY/SET - Venenset

Dank der dreifachen Abschrägung ist sichergestellt, dass das Trauma während des Eindringens minimiert wird. Jedes Element der Nadel ist in einer bestimmten Weise behandelt worden, um die Injektion schmerzfrei zu halten. Die Nadel besteht aus Stainless Steel AISI 304 mit dreifacher Abschrägung und ist nicht toxisch und nicht pyrogen. Das Venenset wird mit weichen flexiblen „Flügeln“ angeboten. Der Schlauch ist aus 30cm langem PVC mit Luer-Lock.



FLY/SET Scalp-vein Sets

REF	Nadel	Farbe	Box/karton
SVS18G	18G - 1,2 x 19 mm		100/2000Stk
SVS19G	19G - 1,1 x 19 mm		100/2000Stk
SVS20G	20G - 0,9 x 19 mm		100/2000Stk
SVS21G	21G - 0,8 x 19 mm		100/2000Stk
SVS22G	22G - 0,7 x 19 mm		100/2000Stk
SVS23G	23G - 0,6 x 19 mm		100/2000Stk
SVS25G	25G - 0,5 x 19 mm		100/2000Stk
SVS27G	27G - 0,4 x 19 mm		100/2000Stk

Sharps Containers

Diese Line von Behältern für die Entsorgung von spitzen und schneidenden Abfällen umfasst sechs Produktkategorien: POCKET, DISPO, CS, PBS, NURSY, BS, die den unterschiedlichsten Anforderungen des Marktbereichs gerecht werden.

Alle Behälter sind Einwegbehälter, durchbohrungsfest, mit provisorischem und definitivem Verschluss an den Deckeln und mit allen sonstigen technischen Details für die sichere Entsorgung der Spritzennadeln ausgestattet. Der dichte Verschluss und die besondere Widerstandsfähigkeit gegen Durchbohrung ist bescheinigt und garantiert beste Qualität und optimale Sicherheit beim Gebrauch dieser Produktartikel. Alle Behälter sind mit dem UN-Siegel für den Transport gefährlicher Waren ausgezeichnet.

Produktinformation

CS PLUS

Die Produktserie CS PLUS umfasst 6 unterschiedliche Größen von Einwegbehältern, die über einen neueskonzept-Deckel verfügen. Dieser neue Deckel hat eine breite Öffnung für die Einstorgung von sperrigen Gegenständen und kann provisorisch sowie endgültig geschlossen werden. Die Größen gehen von 2 lt bis 7 lt; Modelle 6 und 7 wurden für die Einstorgung von langen Kanülen und Spritznadeln entwickelt.



- Einfacher und praktischer Drückverschluss
- Seitliche Griffe um den Transport zu erleichtern
- Auoklavierbar auf 134° 18'

261



CS PLUS 2 L

CS PLUS 3 L

CS PLUS 4 L



CS PLUS 5 L



CS PLUS 6 L



CS PLUS 7 L



► Metallwagenbehälter CS PLUS 2-3 L



► Metallwagenbehälter CS PLUS 4-5-6 L



► Kungstoffwagenbehälter CS PLUS 2-3-4-5



► Schiefer Tischnbehälter CS PLUS 6-7



► Plateau CS PLUS 2-3 L



► Tablette CS PLUS 2-3 L

Zertifizierungen:



TRBA 250



ISO 23907: 2012
KM 99113

Art.-Nr.	Liter	Karton cm	VE (Stk)	UK (Stk)
CSPLUS 2	2,0			
CSPLUS 3	3,0			
CSPLUS 4	4,0			
CSPLUS 5	5,0			
CSPLUS 6	6,0			
CSPLUS 7	7,0			

Produktinformation

POCKET

Das Programm Pocket Line bietet einen Einmalbehälter im Taschenformat für die Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen. Der hermetisch verschlossene Behälter verhindert den Austritt der zu entsorgenden Abfalls. Die hohe zertifizierte Widerstandsfähigkeit gegen Perforation garantiert einen hohen Grad an Qualität und Sicherheit. Der Behälter ist mit einem patentierten doppelten Verschlusssystem versehen, dass mit einer Hand bedient werden kann. Eine Seite des Verschlusses ist mit einem System zum Entfernen von Kanülen ausgestattet, auf der anderen Seite befindet sich eine Öffnung, um komplette Spritzen zu entsorgen.



- Taschenformat
- Ergonomische Form
- Auch mit einer Hand einfach zu bedienen
- Doppeltes Öffnungssystem: zum Entfernen von Kanülen, Insulinkanülen sowie zum Entsorgen von Kompletten Spritzen
- Anzeige für maximale Füllmenge
- Keinerlei giftigen Emmissionen bei der Verbrennung
- Vorläufiger und endgültiger Verschluss
- Einhängenvorrichtung

264

POCKET 0,4 Lt
12,3 x 6,2 x 16,5 h cm



Produktinformation


POCKET



Doppertes Öffnungssystem



Vorläufiger Verschluss



Endgültiger Verschluss



Seitliche Einhängevorrichtung

Art.-Nr.	Liter	Karton cm	VE (Stk)	UK (Stk)
POCKET 0,4	0,4	60 x 40 x 36	70	1680

Produktinformation

DISPO

Das Programm DISPO besteht aus sechs konisch geformten Einwegbehälter. Sie sind resistent gegen Perforation durch scharfe und spitze Krankenhausabfälle. Der endgültige Verschluss der den Austritt des Abfalls verhindert und die hohe Widerstandsfähigkeit des Behälters gegen Perforation garantieren der Linie Dispo eine hohe Qualität und Sicherheit. Alle Modelle besitzen sowohl einen vorläufigen als auch einen endgültigen Verschluss. Die Behälter sind mit einer großen Öffnung ausgestattet um die Entsorgung von größeren Abfällen zu erleichtern. Die Behälter besitzen 3 Lamellen um Kanülen und Insulinkanülen abzustreifen.

- Durch die Verwendung des Haftadapters ist eine optimale Stabilität garantiert
- Montage durch einfache Steckverbindung
- Praktisches Öffnungssystem
- Lamellen zum Abstreifen von Kanülen und Insulinkanülen
- Großzügige Öffnung um sperrige Objekte zu entsorgen
- Anzeige für maximale Füllmenge
- Keinerlei giftigen Emissionen bei der Verbrennung
- Vorläufiger und endgültiger Verschluss
- Mehrere Zubehörteile erhältlich



Ø 11 cm



14,3 cm

DISPO 0,7 Lt



Ø 8,3 cm

15,1 cm

- **DISPO 0,5 Lt**



DISPO 1 Lt



DISPO 1,5 Lt



DISPO 2 Lt



DISPO 2,5 Lt



DISPO 3 Lt



DISPO 4 Lt



Großzügige Öffnung



**Lamellen zum Abstreifen
von Kanülen und Insulinkanülen**



Große Öffnung

Art.-Nr.	Liter	Karton cm	VE (Stk)	UK (Stk)
DISPO 0,5	0,5	60 x 40 x 36	187	-
DISPO 0,7	0,7	60 x 40 x 36	176	4224
DISPO 1	1	60 x 40 x 36	140	3360
DISPO 1,5	1,5	60 x 40 x 36	100	2400
DISPO 2	2	60 x 40 x 36	80	1920
DISPO 2,5	2,5	60 x 40 x 36	55	1152
DISPO 3	3	60 x 40 x 36	60	1440

Produktinformation

DISPO Zubehör

Metallwagenbehälter



I079003100

**DISPO 0,7
DISPO 1**



I079002100

**DISPO 1,5
DISPO 2**



I081001200

**DISPO 3
DISPO 4**

„Reverse“ Wagenbehälter



I081001110

**DISPO 1,5
DISPO 2
DISPO 3**

Kunststoffwagenbehälter



I079013100

**DISPO 1,5
DISPO 2
DISPO 3
DISPO 4**

Tablette



I079013101

**DISPO 0,7
DISPO 1
DISPO 1,5**

Plateau

DISPO 1
DISPO 1,5



I082000001

Produktinformation

CS

Die Produktserie CS umfasst sechs unterschiedliche Größen von Einwegbehältern, die besonders widerstandsfähig sind und eine rechteckige Form haben – mit drehbarem Deckel für die Entsorgung spitzer und schneidender Abfälle. Der Deckel ist mit einem provisorischem und einem definitiven Verschluss ausgestattet und hat eine breite Öffnung für die Entsorgung sperriger Gegenstände. Die hohe Ausführung der geräumigsten Modelle ist für die Entsorgung von Kanülen und besonders langen Spritzenadeln geeignet.

- Praktischer und funktioneller Schnappverschluss
- Leicht mit nur einer Hand zu handhaben dank der provisorischen Öffnung
- Breite Öffnung für die Entsorgung von sperrigen Abfällen
- Ausklinkvorrichtung für Insulinspritzen
- Die Modelle 5lt H und 6lt H sind ideal für die Entsorgung von besonders langen Spritzenadeln
- Anzeige für Höchstfüllstand
- Verschiedene Gestelle erhältlich
- Keine Emission giftiger und schädlicher Gase bei der Müllverbrennung





Große Öffnung



**Einschnitte für das Abbrechen
aller Nadeln**



**Prov. Verschluss: 1 click
Def. Verschluss: 2 click**

Produktinformation

CS



CS 2 Lt
14,5 x 14,5 x 21,8 cm



CS 3 Lt
16,7 x 16,7 x 22,2 cm



CS 4 Lt
16,7 x 16,7 x 28,5 cm



CS 5 Lt B
21 x 21 x 20 cm



CS 5 Lt H
16,7 x 16,7 x 37,2 cm



CS 6 Lt H
16,7 x 16,7 x 48 cm

Art.-Nr.	Liter	Karton cm	VE (Stk)	UK (Stk)
CS 2 Lt	2	79 x 40 x 35	60	1080
CS 3 Lt	3	79 x 40 x 35	50	900
CS 4 Lt	4	79 x 40 x 35	40	720
CS 5 Lt B	5	79 x 40 x 35	30	540
CS 5 Lt H	5	79 x 40 x 42	40	600
CS 6 Lt H	6	79 x 40 x 35	30	540

Produktinformation
CS Zubehör

Metallwagenbehälter



I079005100

CS 2



I079004100

**CS 3
CS 4
CS 5 H
CS 6**



I079006100

CS 5 B

271

Schiefer Tischbehälter



I079007100

**CS 5 H
CS 6**

Plateau



I082000001

**CS 2
CS 4
CS 5 H
CS 6**

Tablette



I079013101

CS 2

PBS

Die Produktserie PBS umfasst sieben verschiedene Größen von besonders widerstandsfähigen und robusten Einwegbehältern: sie sind durchbohrungsfest, rund und für die Entsorgung von spitzen und schneidenden Abfällen geeignet. Die Kegelform und die Kerben auf dem Deckel vereinfachen die Entsorgung und die Entfernung der Spritzennadeln, die Laschen mit Rücklaufstop auf dem Deckel verhindern das Auslaufen und Herausfallen der Abfälle. Alle Modelle sind mit einem provisorischem und mit einem definitiven Verschluss und mit einem robusten Handgriff ausgestattet; die drei geräumigsten Modelle haben einen ergonomischen Griff für den handlichen und bequemen Gebrauch.



- Ergonomischer Handgriff für die geräumigsten Modelle
- Laschen mit Rücklaufstop um das Auslaufen der Abfälle zu verhindern
- Ausklinkvorrichtung für Insulinspritzen
- Anzeige für Höchstfüllstand
- Verschiedene Gestelle erhältlich
- Keine Emission giftiger und schädlicher Gase bei der Müllverbrennung



Einschnitte für das Abbrechen
Aller Nadeln mit Sicherheits-
lamellen



Provisorischer Verschluss



Definitiver Verschluss

Produktinformation
PBS



PBS 0,6 Lt
Ø 10 x 14,5 cm



PBS 0,8 Lt
Ø 10 x 18,5 cm



PBS 1,5 Lt
Ø 14 x 16,7 cm



PBS 2 Lt
Ø 14 x 21 cm



PBS 5 Lt
Ø 23 x 19,5 cm



PBS 7 Lt
Ø 24,8 x 19,5 cm



PBS 12 Lt
Ø 24,8 x 31,3 cm

Art.-Nr.	Liter	Karton cm	VE (Stk)	UK (Stk)
PBS 0,6 Lt	0,6	62 x 41 x 31	100	2400
PBS 0,8 Lt	0,8	62 x 41 x 34	100	2400
PBS 1,5 Lt	1,5	60 x 41 x 44	100	1600
PBS 2 Lt	2	60 x 41 x 44	75	1200
PBS 5 Lt	5	79 x 53 x 49	55	440
PBS 7 Lt	7	79 x 53 x 49	40	320
PBS 12 Lt	12	79 x 53 x 49	25	200

Produktinformation

PBS Zubehör

Metallwagenbehälter



I079003100

PBS 0,6
PBS 0,8



I079002100

PBS 1,5
PBS 2



I079008100

PBS 5

Metallwagenbehälter



I079009100

PBS 7
PBS 12

Plateau



I082000001

PBS 0,6
PBS 0,8
PBS 1,5
PBS 2

Tablette



I079013101

PBS 0,8
PBS 1,5
PBS 2

Produktinformation

NURSY

Die Produktserie NURSY umfasst drei Größen von robusten und durchbohrungsfesten Einwegbehälter mit drehbaren Deckel für die Entsorgung von spitzen und schneidenden Abfällen. Der Deckel mit breiter Öffnung ist zudem mit Kerben für das Entfernen der Spritzenadeln versehen. Der Behälter ist seitlich mit einem Universal-Einhaksystem für Wagen ausgestattet, das sowohl senkrecht als auch waagrecht einsetzbar ist. Diese Behälter sind auch in umgekippter Position garantiert komplett dicht.



- Solide und stabile Form
- Auch in umgekippter Position garantiert dicht
- Universal-Einhaksystem für Wagen, senkrecht und waagrecht einsetzbar
- Ergonomischer Handgriff
- Leicht zu bedienender provisorischer Verschluss, mit Durchblick ins Innere
- Anzeige für Höchstfüllstand
- Keine Emission giftiger und schädlicher Gase bei der Müllverbrennung

275



Große Öffnung und Einschnitte
für das Abbrechen aller Nadeln

Provisorischer Verschluss

Definitiver Verschluss

Produktinformation

NURSY



Art.-Nr.	Liter	Karton cm	VE (Stk)	UK (Stk)
NURSY 3 Lt	3	79 x 40 x 35	40	720
NURSY 5 Lt	5	79 x 52 x 49	40	320
NURSY 10 Lt	10	79 x 52 x 49	30	240

276

Produktinformation

NURSY Zubehör

Horizontales Verbindungssystem



I0790011401

NURSY 3
NURSY 5
NURSY 10

Vertikales Verbindungssystem



I0790011401

NURSY 3
NURSY 5
NURSY 10

Die Produktserie BS umfasst drei verschiedene Größen von durchbohrungsfesten Einwegbehältern mit doppelter, überlappter Umschalung für die Entsorgung spitzer und schneidender Abfälle. Diese Behälter haben Kerben für das Entfernen der Spritzenadeln und sind auf den provisorischen oder definitiven Verschluss dank dem seitlich neben der Öffnung angebrachten Siegel voreingestellt. Die rechteckige Form verleiht diesen Artikeln Stabilität und das Einspannsystem der zwei Umschalungen vereinfacht die Montage.



- Optimale Standfestigkeit dank der rechteckigen Form
- Einfache Montage durch das Einspannsystem der zwei Umschalungen
- Extrem einfacher Gebrauch
- Provisorischer und definitiver Verschluss mit Siegel
- Anzeige für Höchstfüllstand
- Verschiedene Gestelle erhältlich
- Keine Emission giftiger und schädlicher Gase bei der Müllverbrennung




Einschnitte für das Abbrechen
aller Nadeln

Provisorischer Verschluss

Definitiver Verschluss

Produktinformation

BS



BS 1,5 Lt
14 x 14 x 11 cm



BS 3 Lt
18 x 18 x 14 cm



BS 6 Lt
19,5 x 19,5 x 23 cm

Art.-Nr.	Liter	Karton cm	VE (Stk)	UK (Stk)
BS 1,5 Lt	1,5	30 x 30 x 46	50	1800
BS 3 Lt	3	36 x 36 x 55	50	1000
BS 6 Lt	6	40 x 40 x 64	50	900

Produktinformation

BS Zubehör

Metallwagenbehälter



1079010100
BS 1,5



1079011100
BS 3



1079012100
BS 6

Tischbehälter



1079010100
BS 1,5



1079011100
BS 3



1079012100
BS 6

Produktinformation

Magnum

Dieser Einwegbehälter grosser Masse ist für die Entsorgung von scharfen und spitzen Krankenhausabfällen hoher Ausführung konzipiert worden, wie Pinzetten und Biopsienadeln bis zu 72 cm in der Länge. Dieser Behälter ist mit großer Öffnung für die Entsorgung von sperrigen Gegenständen, eine vorläufige und endgültige Schließung und einem bequemen Handgriff für den einfachen Transport ausgestattet. Der ist in 2 Größen (L und XL) erhältlich.

- Sterilisierbar
- Definitive Verschluss
- Stapelbar
- Keinerlei giftigen Emissionen
- Stoßfest
- Durchbohrungsfest
- Maximale Füllhöhe
- Widerstandsfähige Griffe
- Beschilderung
- Halterungen verfügbar



Magnum L

Magnum XL



TRBA 250



ISO 23907: 2012
KM 99113

Zubehör

Art.-Nr.	Höhe	Karton cm	VE (Stk)
Magnum L	62,1 cm	60x40x105h	30
Magnum XL	85,3 cm	60x40x105h	20

Waste Containers

Diese Linie von Behältern für die Entsorgung von Krankenhaussondermüll umfasst drei verschiedene Produktkategorien: EVO, SC und SB-SPK. Die Robustheit, die hohe Stoßfestigkeit und die hohe Widerstandsfähigkeit gegen Durchbohrung, die verwendeten Materialien und die speziellen Klebstoffe für den dichten Verschluss der Deckel gewährleisten die besondere Qualität und Zuverlässigkeit dieser Behälter-essentielle Eigenschaften in punkto Sicherheit.

Alle Behälter haben die UN-Bescheinigung für den Transport gefährlicher Waren erhalten und den Test für Wasserdichtheit und Durchbohrungsbeständigkeit bestanden. Jede Produktfamilie ist mit Einwegbehältern oder mit aufklappbaren Deckeln je nach Bedarf des Anwendungsbereichs ausgestattet.

Produktinformation

EVO

Die Produktserie EVO umfasst drei Größen von Einwegbehältern für die Entsorgung jeder Art von Krankenhaussondermüll. Die Behälter der Linie EVO sind solid, robust, stoßfest und temperaturbeständig und sind dank dem Klebstoff unter dem Deckelrand rundum dicht verschlossen – einzelner und doppelter Deckel. Die seitlichen Handgriffe wurden mit der doppelten Last des zulässigen Höchstgewichts getestet und vereinfachen den Transport und die Handhabung der Behälter. Logistische Bestleistungen: einfach zu stapelnde Behälterelemente.



- Seitliche Handgriffe und mittlerer Handgriff für die doppelte Last des zulässigen Höchstgewichts getestet
- Bis zu einer Höhe von maximal 3 Metern mit Höchstgewicht stapelbar
- Solide und stoßfest, temperaturbeständig
- Dichter Verschluss dank dem Rundumklebstoff unter den Deckeln
- Durchbohrungsfest
- Doppelter Deckel, ideal für die Entsorgung von zytotoxischen Abfällen
- Anzeige für Höchstfüllstand
- Keine Emission giftiger und schädlicher Gase bei der Müllverbrennung



Einzelner Deckel mit Klebstoff



Doppelter Deckel mit Klebstoff (auch im Bullauge)



Ergonomischer Handgriff

Produktinformation

EVO



Art.-Nr.	Liter	Deckel	Höchstgewicht kg	UK (Stk)
EVO 30 MONO	30	einzeln	15	212
EVO 30 DUO-N	30	doppelt	15	203
EVO 50 MONO	50	einzeln	20	174
EVO 50 DUO-N	50	doppelt	20	168
EVO 60 MONO	60	einzeln	25	141
EVO 60 DUO-N	60	doppelt	25	139

Die Produktserie SC umfasst drei Größen von Einwegbehältern für die Entsorgung jeder Art von Krankenhaussondermüll. Die Behälter der Linie SC sind solid, robust, stoßfest und temperaturbeständig und sind dank dem Klebstoff unter dem Deckelrand rundum dicht verschlossen – einzelner und doppelter Deckel. Die seitlichen Handgriffe wurden mit der doppelten Last des zulässigen Höchstgewichts getestet und vereinfachen den Transport und die Handhabung der Behälter. Logistische Bestleistungen: einfach zu stapelnde Behälterelemente.



- Seitliche Handgriffe und mittlerer Handgriff für die doppelte Last des zulässigen Höchstgewichts getestet
- Bis zu einer Höhe von maximal 3 Metern mit Höchstgewicht stapelbar
- Solide und stoßfest, temperaturbeständig
- Dichter Verschluss dank dem Rundumklebstoff unter den Deckeln
- Durchbohrungsfest
- Doppelter Deckel, ideal für die Entsorgung von zytotoxischen Abfällen
- Anzeige für Höchstfüllstand
- Keine Emission giftiger und schädlicher Gase bei der Müllverbrennung



Einzelner Deckel mit Klebstoff



Doppelter Deckel mit Klebstoff (auch im Bullauge)



Einhakssystem des Deckels

Produktinformation

SC



SC 30 MONO
40 x 30 x 39 cm



SC 30 DUO-N
40 x 30 x 39 cm



SC 50 MONO
40 x 30 x 56 cm



SC 50 DUO-N
40 x 30 x 56 cm



SC 60 MONO
40 x 30 x 65 cm



SC 60 DUO-N
40 x 30 x 65 cm

Art.-Nr.	Liter	Deckel	Höchstgewicht kg	UK (Stk)
SC 30 MONO	30	einzeln	15	200
SC 30 DUO-N	30	doppelt	15	200
SC 50 MONO	50	einzeln	20	174
SC 50 DUO-N	50	doppelt	20	168
SC 60 MONO	60	einzeln	25	141
SC 60 DUO-N	60	doppelt	25	139

Die Produktserie SB-SPK umfasst zwei Größen für die Linie SB und einen Einwegbehälter SPK für die Entsorgung jeder Art von Krankenhaussondermüll. Die Behälter der Linie SB-SPK sind solid, robust, stoßfest und temperaturbeständig und sind dank dem Klebstoff unter dem Deckelrand rundum dicht verschlossen – einzelner und doppelter Deckel. In dieser Produktlinie ist insbesondere der Behälter SPK besonders geräumig und groß.



- Mittlerer Handgriff für die doppelte Last des zulässigen Höchstgewichts getestet
- Bis zu einer Höhe von maximal 3 Metern mit Höchstgewicht stapelbar
- Solide und stoßfest, temperaturbeständig
- Dichter Verschluss dank dem Rundumklebstoff der Deckel
- Durchbohrungsfest
- Einhaksystem des Deckels am SPK-Behälter
- Doppelter Deckel, ideal für die Entsorgung von zytotoxischen Abfällen
- Anzeige für Höchstfüllstand
- Keine Emission giftiger und schädlicher Gase bei der Müllverbrennung



Einzelner Deckel mit Klebstoff



Doppelter Deckel mit Klebstoff (auch im Bullauge)



Einhaksystem des Deckels SPK 601 am Behälterkörper

Produktinformation

SB-SPK



SB 251
40 x 30 x 26 cm



SB 250
40 x 30 x 26 cm



SB 501
40 x 30 x 50,5 cm



SB 500
40 x 30 x 50,5 cm



SPK 601
40 x 40 x 57,5 cm

Art.-Nr.	Liter	Deckel	Höchstgewicht kg	UK (Stk)
SB 250	25	doppelt	10	190
SB 500	50	doppelt	20	150
SB 251	25	einzel	10	190
SB 501	50	einzel	20	150
SPK 601	60	einzel	27	120

Waste Containers Zubehör

Wagen aus Edelstahl mit 4 Rädern und Pedal für folgende Artikel:

- **EVO 30 MONO**
40 x 30 x 56 cm
- **EVO 50 MONO**
40 x 30 x 56 cm
- **EVO 60 MONO**
40 x 30 x 64 cm

- **SC 30 MONO**
40 x 30 x 39 cm
- **SC 50 MONO**
40 x 30 x 56 cm
- **CS 60 MONO**
40 x 30 x 65 cm

- **SB 251**
40 x 30 x 26 cm
- **SB 501**
40 x 30 x 50,5 cm



Universalklemme unsteril



Universalklemme unsteril

REF	Farbe
60.45.33	rot
60.45.55	grün

288

Dialyseklemme unsteril



Dialyseklemme unsteril

REF	Farbe
60.46.33	rot
60.46.44	blau

Adapter steril



Luer lock positiv/Luer lock positiv

REF	Farbe
50.10.00	transparent

Luer positiv/Rekord negativ

50.09.33	rot
----------	-----

Rekord positiv/Luer negativ

50.08.44	blau
----------	------

Adapter mit Stufenkegel unsteril



ohne Schutzkappe

REF		Farbe
50.11.11	steril	weiß
03.39.	unsteril	weiß

mit Schutzkappe

11.47.	unsteril	weiß
--------	----------	------

Adapter mit Rückschlagventil



mit Schutzkappen

REF	Farbe
50.71.00	transparent
50.71.11	weiß
50.71.22	gelb

ohne Schutzkappen


50.81.00	transparent
50.81.11	weiß
50.81.22	gelb

unsteril

11.37.	transparent
11.40.	weiß
11.41.	gelb

Durchflussrichtung negativ → positiv

Schlauchverbinder - unsteril



291

Schlauchverbinder

REF	Farbe	Größe
60.20.00	natur	4/4
60.21.00	natur	4/7
60.22.00	natur	4/10
60.25.00	natur	4/13
60.23.00	natur	7/7
60.24.00	natur	7/10
60.26.00	natur	7/13
60.27.00	natur	10/10
60.28.00	natur	10/13
60.29.00	natur	13/13

Schlauchverbinder 350 – steril/unsteril




Schlauchverbinder 350

REF	Farbe	
50.13.00	transparent	steril
11.16.	transparent	unsteril

292


Y-Schlauchverbinder 7/7/7 – unsteril



Y-Schlauchverbinder 7/7/7

REF	Farbe
60.77.00	natur

Verschlußstopfen - steril



Luer/Rekord positiv

REF	Farbe
50.05.44	blau

Luer positiv/negativ

50.04.22	gelb
----------	------

Katheterstopfen Gr. 13 - steril

293



Katheterstopfen Gr. 13 - steril

REF	Farbe
50.07.55	grün

Verschlusskappe - Luer lock positiv - steril



REF	Farbe
50.01.11	weiß
50.01.22	gelb
50.01.33	rot
50.01.44	blau

Verschlusskappe – kombiniert – Luer lock positiv/negativ – steril



REF	Farbe
50.02.11	weiß
50.02.33	rot
50.02.44	blau

Einspritzkappe – Luer lock positiv steril



REF	Farbe
50.03.22	gelb
50.03.00	transparent

Polystyrol – Pinzette (steril/unsteril)



Polystyrol-Pinzette

REF	Farbe	
50.40.00	transparent	steril
60.40.00	transparent	unsteril

Zahnschutz



Der Endoragard-Zahnschutz ist aus besonderem, stoßabsorbierendem Kunststoff gefertigt und verhindert das Lockern und Abbrechen der vorderen Zähne. Er übernimmt die Aufgabe eines Polsters zwischen der oberen und unteren Zahnreihe. Weiterhin liefert er einen Schutz zwischen Zähnen und Tubus, Laryngoskop oder Endoskop, die zum Einsatz kommen. Sein Spezialgelenk sowie die individuelle Anpassung an die Gebissverhältnisse garantieren die richtige Passform. Gleichzeitig trägt der Zahnschutz zur Schonung von Instrumenten bei.

296

Durchgängige Zahnmulde

- schützt den Tubus vor Quetschen oder Durchbiss bei Eklampsie
- verteilt die Beißkräfte gleichmäßig auf die Zahnreihen

Geriefte Enden des oberen und unteren Bogens

- erhöhen den Polstereffekt

Aussparungen am oberen und unteren Bogen

- Aufnahme des Lippenbändchens zur Vermeidung von Irritationen

Griffplatten

- erleichtern das Einführen und schützen die Lippen

Zahnschutz

REF		Stück/VE
29520	Endoragard	10

Thermometerschutzhüllen

Tempasept®



tempasept®-Thermometerhüllen zum 1x-Gebrauch werden für die rektale, orale und axillare Fiebermessung eingesetzt. Sie bieten beim täglichen Fiebermessen durch die doppelte Hülle zuverlässigen Schutz und Hygiene.

tempasept® mit Gleitmittel erleichtert das rektale Einführen des Thermometers. Die innere Schutzhülle ist bereits mit Gleitmittel versehen und somit fertig für den Gebrauch.

tempasept® ohne Gleitmittel bietet den gleichen Doppelschutz und eignet sich für die orale und axillare Messung. Bei rektaler Messung muss die innere Hülle mit einem Gleitmittel versehen werden.

tempasept® digital mit Gleitmittel bietet zusätzlich zu dem hygienischen Schutz eine große Arbeitserleichterung. Auch hier ist die innere Schutzhülle bereits mit Gleitmittel versehen und fertig zum Gebrauch. Die Innenhülle passt für die meisten Digitalthermometer.

tempasept® digital ohne Gleitmittel gibt es auch als Kleinpackung speziell für den Home-Health-Care-Bereich.

Innere Hülle

- verhindert die Berührung des Thermometers mit der Schleimhaut

Farbmarkierung der Innenhülle

- zeigt die Einstecköffnung für das Thermometer

Äußere Hülle

- schützt das Pflegepersonal und die Ablageflächen vor Kontamination

Dünne, stabile Folie

- garantiert exakte Messergebnisse

Thermoschutzhüllen

REF	Thermometertyp	Format (mm)	PZN	Stück/VE
8362	analog	150 x 35	5538827	1000
8365 o. Abb.	analog	150 x 35	5538833	1000
83300	digital	150 x 35	5538135	1000
88300 o. Abb.	digital	150 x 35	5538129	1000
88130 o. Abb.	digital	150 x 35	5542728	3000

Universaltücher



298

Ganz gleich, welchen Eingriff Sie vornehmen: Unser umfangreiches Angebot an Universaltüchern und Tischabdeckungen garantiert Ihnen maximale Flexibilität und optimale Hygiene. Wir bieten für jeden Anwendungsbereich die passende Qualität und die richtige Größe – auch maßgefertigt nach Ihrem individuellen Bedarf.

Unser Portfolio umfasst verschiedene Modelle für die sichere und zuverlässige Abdeckung des Patienten und seines Umfelds: von Standard-abdeckungen für ambulante Eingriffe bis hin zu Abdeckungen für Operationen mit hohem Flüssigkeitsanfall und extremer Beanspruchung.

Abdecktücher

Mediwell 2-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm
503842	120 / 720	37,5 x 45
504572	70 / 420	45 x 75
507592	45 / 270	75 x 90
509215	25 / 1400	25 x 100

Mediwell 3-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm
504575	65 / 390	45 x 75
507590	35 / 210	75 x 90
509015	20 / 80	100 x 150
501518	15 / 60	150 x 180
501524	10 / 40	150 x 240,

Mediwell super 2-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm
508825	60 / 360	45 x 75
508824	40 / 240	75 x 90
508858	30 / 180	100 x 100
508823	20 / 80	100 x 150
508821	15 / 60	150 x 180
508878-9	Setkomponente unsteril	175 x 200
508827-9	Setkomponente unsteril	200 x 280

Mediwell super 3-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm
508805	50 / 300	45 x 75
508804	30 / 180	75 x 90

Mediwell super strong 3-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm
508803	20 / 80	100 x 150
508801	Nov.44	150 x 180
508857-9	Setkomponente unsteril	150 x 200
508802	Okt.40	150 x 240

aquamarine 3-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm
808879	8 x 32	200 x 200

aquamarine 2-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm
808823	27 / 81	100 x 150
808844	18 / 54	150 x 140
808821	16 / 48	150 x 180
808869	14 / 42	150 x 200
808816	12 / 36	150 x 220
808819	Okt.30	150 x 250

Filmdrape

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm
506620-9	Setkomponente unsteril	150 x 200

Mediwell soft Babytuch

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm
585758-9	Setkomponente unsteril	90 x 86
585764	30 x 120	100 x 150
585761-9	Setkomponente unsteril	120 x 120
505712-9	Setkomponente unsteril	150 x 130

Lochtücher

Mediwell 2-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Loch
514572	70 / 420	45 x 75	Loch ø 6 cm, zentral
517592	45 / 270	75 x 90	Loch ø 6 cm, zentral

Mediwell 3-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm
514575	50 / 300	45 x 75
517590	30 / 180	75 x 90

Mediwell super 2-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Loch
518821	70 / 420	45 x 75	Loch ø 6 cm, zentral
518822	45 / 270	75 x 90	Loch ø 6 cm, zentral

Lochtücher, selbstklebend

Mediwell 2-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Loch
555064	65 / 390	50 x 60	Loch oval, 5 x 7,5 cm, zentral

Mediwell super strong 3-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Loch
559075	18 / 72	120 x 150	Loch 15 x 15 cm, zentral

Mediwell super 2-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Loch
558823	70 / 420	50 x 60	Loch ø 6 cm, zentral
558971	45 / 270	75 x 75	Loch ø 6 cm, zentral
558972	40 / 240	75 x 90	Loch oval, 8 x 6 cm, zentral
558974	25 / 100	100 x 150	Loch oval, 7 x 10 cm, zentral

Filmdrape

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm
556655	50 / 200	75 x 130

300

Variable Lochtücher, selbstklebend, 2-teilig


Mediwell super 2-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Loch
554575	50 / 300	50 / 300	Loch max. 12 x 21 cm
558948	30 / 180	30 / 180	Loch max. 12 x 21 cm
558948	30 / 180	30 / 180	Loch max. 12 x 21 cm

Epiduraltücher


Mediwell 2-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Loch
555772	50 / 300	57 x 72	Loch  10 x 10 cm, dezentral, mit Klebezone 6 x 57 mm



Mediwell super 2-lagig


REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Loch
558838-9	Setkomponente unsteril	60 x 75	Loch $\varnothing$ 10 cm, dezentral, mit Klebezone 6 x 60 cm
558839	40 / 240	60 x 75	Loch $\varnothing$ 10 cm, dezentral, mit Klebezone 6 x 60 cm
558989	30 / 180	75 x 75	Loch $\varnothing$ 10 cm, dezentral, mit Klebezone 6 x 75 cm
558991	20 / 180	75 x 100	Loch oval, 15 x 18 cm, dezentral, selbstklebend, mit Klebezone 5,5 x 75 cm



01


Mediwell super mit transparentem Folienfenster und Perforation

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Loch
558846	45 / 180	75 x 75	Folienfenster 35 x 35 cm, zentral, mit mittiger Öffnung $\varnothing$ 10 cm, selbstklebend und Klebezone 6 x 75 cm
558848	45 / 180	75 x 75	Folienfenster 35 x 35 cm, zentral, mit mittiger Öffnung $\varnothing$ 12 cm, selbstklebend und Klebezone 6 x 75 cm
558847	35 / 140	75 x 100	Folienfenster 35 x 35 cm, zentral, mit mittiger Öffnung $\varnothing$ 10 cm, selbstklebend und Klebezone 6 x 75 cm
558849	35 / 140	75 x 100	Folienfenster 35 x 35 cm, zentral, mit mittiger Öffnung $\varnothing$ 12 cm, selbstklebend und Klebezone 6 x 75 cm




Mediwell super ZVK-Tuch

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Loch
558975	12 / 36	120 x 150	Folienfenster 35 x 35 cm, dezentral, mit mittiger Öffnung $\varnothing$ 9 cm, selbstklebend



302

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Loch
556654	50 / 200	60 x 100	Loch $\varnothing$ 10 cm, dezentral, selbstklebend, mit Klebezone 6 x 60 cm



Klebetücher

Mediwell super 2-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Klebezone cm
538822	70 / 420	50 x 50	5 x 50
538829	65 / 390	50 x 75	5 x 75
538821	45 / 270	75 x 75	5 x 75
538823	40 / 240	75 x 90	5 x 90
538834-9	Setkomponente unsteril	90 x 150	5 x 90

Mediwell super 3-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Klebezone cm
538802	80 x 480	50 x 50	5 x 50
538809	50 x 300	50 x 75	5 x 75
538801	35 x 210	75 x 75	5 x 75
538803	30 x 180	75 x 90	5 x 790

Mediwell super strong 3-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Klebezone cm
538811	30 / 120	75 x 100	5 x 100
538813	20 / 80	100 x 100	5 x 100
538886	22 / 88	150 x 100	5 x 100
538805	10 / 40	150 x 180	5 x 80
538807	10 / 40	150 x 240	5 x 80
538806	9 / 36	175 x 180	5 x 80
538898	5 / 20	175 x 240	5 x 240 dreigeteilt 69/102/69 cm
538808	5 / 20	175 x 300	5 x 120
538810	8 / 32	200 x 180	5 x 80

Mediwell absorb

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Klebezone cm
538889	30 x 180	50 x 75	5 x 75
538887	40 x 240	75 x 50	5 x 50
538888	35 x 140	75 x 90	16 x 90

aquamarine 2-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Klebezone cm
838835	25 / 150	100 x 90	5 x 100

aquamarine 3-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Klebezone cm
838805	10 / 30	150 x 180	5 x 80
838807	Aug.24	150 x 240	5 x 80
838806	10 / 30	175 x 180	5 x 80
838808-9	Setkomponente unsteril	175 x 300	5 x 120
838960-9	Setkomponente unsteril	250 x 300	5 x 120

Klebetücher mit Spezialkleber für empfindliche Haut

Mediwell super 3-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Klebezone cm
538912-9	Setkomponente unsteril	75 x 50	2,5 x 50

Mediwell super strong 3-lagig mit 2,5 cm Kleberand

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Klebezone cm
538914	40 / 160	75 x 100	2,5 x 100
538916-9	Setkomponente unsteril	175 x 180	2,5 x 80
538917-9	Setkomponente unsteril	150 x 240	2,5 x 80

Mediwell super strong 3-lagig mit 5 cm Kleberand

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Klebezone cm
538915-9	Setkomponente unsteril	75 x 100	5 x 100
538944	40 / 120	100 x 120	5 x 120
538918-9	Setkomponente unsteril	150 x 240	5 x 80
538943-9	Setkomponente unsteril	175 x 180	5 x 80
538920-9	Setkomponente unsteril	175 x 180	5 x 180 zweigeteilt 90 / 90
538942-9	Setkomponente unsteril	175 x 300	5 x 300 dreigeteilt 90 / 120 / 90

Schlitztücher

Mediwell super 2-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Klebezone cm
528855	25 / 150	75 x 90	U-Schlitz 7 x 40 cm, selbstklebend
528866	30 / 180	90 x 75	U-Schlitz 7 x 30 cm, selbstklebend

Mediwell super strong 3-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Klebezone cm
528801	15 / 60	120 x 150	U-Schlitz 7,5 x 45cm, selbstklebend
528802	10 / 40	160 x 200	U-Schlitz 7,5 x 65cm, selbstklebend
528815	7 / 14	200 x 260	U-Schlitz 7,5 x 65cm, mit Spezialkleber für empfindliche Haut
528805	7 / 14	200 x 260	U-Schlitz 7,5 x 100cm, selbstklebend
528806	8 / 16	200 x 260	U-Schlitz 7,5 x 100cm, selbstklebend, mit Perinealabdeckung
528808	6 / 12	225 x 320	U-Schlitz 7,5 x 100cm, selbstklebend

Colordrape

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Klebezone cm
529901	18 / 72	150 x 180	U-Schlitz 7,5 x 50cm, selbstklebend

Filmdrape


REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Klebezone cm
526601	25 / 100	125 x 150	U-Schlitz 7,5 x 50cm, selbstklebend

305

Schlitztuch, bilateral

Mediwell super strong

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Klebezone cm
528869	15 / 15	225 x 240	U-Schlitz, doppelt 40 x 100cm, selbstklebend



Schlittuch mit seitlichen Folienbahnen

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Klebezone cm
528839-9	Setkomponente unsteril	240 x 340	U-Schlitz 7,5 x 100cm, Spezialkleber für empfindliche Haut, 2x Seitenbahnen 70 x 340cm, transparent

Schlittuch-Lochtuch

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Klebezone cm
520057-9	Setkomponente unsteril	60 x 60	Loch ø 6 cm, zentral, Schlitz 27cm

Instrumententischbezüge, Beistelltischabdeckungen

Mediwell super strong 3-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	Klebezone cm
547714	20 / 80	80 x 145	"Standard", Vliesauflage 75 x 64 cm, türkis
547716	20 / 80	80 x 145	"Spezial", Mediwell super, 2-lagig, verstärkt, 75 x 64cm
547718	18 / 72	80 x 145	"Super", Mediwell absorb-Auflage, 2- lagig, 75 x 74 cm, für schwere Instrumentensiebe, z.B. bei orthopädischen Eingriffen, blau

306

aquamarine - Beistelltischabdeckungen/Abdecktücher, 2-lagig

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Größe/ cm	
808823	27 / 81	100 x 150	
808844	18 / 54	150 x 140	
808821	16 / 48	150 x 180	
808869	14 / 42	150 x 200	
808816	12 / 36	150 x 220	
808819	10 / 30	150 x 250	

Allgemeinchirurgie



307


Effizient und sicher – von der klassischen 4-Tuch-Abdeckung im Universal-Set bis hin zur 1-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive Eingriffe und komplizierte Lagerungen.

Unsere OP-Abdeckungen bieten eine hohe Funktionalität, ermöglichen effizientere Abläufe und garantieren den optimalen Schutz des Patienten.

Universal-Sets

Universal-Set, Standard - Inliner: 3 + 4 Sets, VE: 7 Sets
561088


REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch - Tischabdeckung
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	25 x 20	Handtücher
591050	1	10 x 50	OP-Klebestreifen
538811	2	75 x 100	Seitentücher
538806	1	175 x 180	Fußabdeckung
538807	1	150 x 240	Kopfabdeckung



Universal-Set, Pädiatrie - Inliner: 3 + 4 Sets, VE: 7 Sets
561007

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch - Tischabdecktuch
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	25 x 20	Handtücher
591151	1	10 x 50	OP-Klebestreifen, elastisch
538914	2	75 x 100	Seitentücher
538916	1	175 x 180	Fußabdeckung
538917	1	150 x 240	Kopfabdeckung


Besonderheit: mit besonders hautfreundlichem Spezialkleber und 2,5 cm schmalen Klebestreifen für Kinderhaut



Universal-Set, Super - Inliner: 3 + 4 Sets, VE: 7 Sets
561009

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch - Tischabdecktuch
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	25 x 20	Handtücher
591050	1	10 x 50	OP-Klebestreifen
538811	2	75 x 100	Seitentücher
538806	1	175 x 180	Fußabdeckung
538808	1	175 x 300	Kopfabdeckung


Besonderheit: mit größerer Kopfabdeckung



**Universal-Set, Super + - Inliner: 3 + 4 Sets, VE: 7 Sets
561027**


REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808869	1	150 x 200	Abdecktuch - Tischabdecktuch
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	25 x 20	Handtücher
591050	2	10 x 50	OP-Klebestreifen
538813	2	100 x 100	Seitentücher
538806	1	175 x 180	Fußabdeckung
538808	1	175 x 300	Kopfabdeckung

Besonderheit: mit größerer Beistelltischabdeckung, Seitentüchern und Kopfabdeckung, zusätzlichem Klebestreifen



**Universal-Set, aquamarine + - Inliner: 3 + 4 Sets, VE: 7 Sets
861088**

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch-Tischabdeckung
591050	1	10 x 50	OP-Klebestreifen
-/-	2	25 x 20	Handtücher
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
838823	2	75 x 90	Seitentücher, 2-lagig
838806	1	180 x 175	Fußabdeckung
838807	1	150 x 240	Kopfabdeckung




MIC-Tücher

MIC-Tuch

558806-9

Beschreibung	Größe/cm
MIC-Tuch, OP-Öffnung 29 x 32 cm, selbstklebend	225 x 320


Nur unsteril als Setkomponente erhältlich.



MIC-Tuch mit Beinlingen - Inliner/VE: 7 Tücher

558884


REF	Anzahl	Größe/cm	Beschreibung
558884	1	225 x 320	MIC-Tuch, OP-Öffnung 29 x 32 cm selbstklebend
591050	4	10 x 50	OP-Klebestreifen
592525	2	2/2,5 x 24	Klettverschlüsse



MIC-Set Inliner/VE: 6 Sets

563852

REF	Anzahl	Größe/cm	Beschreibung
808821	1	150 x 180	Abdecktuch - Tischabdeckung
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
558875	1	225 x 320	MIC-Tuch mit int. Beinlingen, mit 2 seitlich aufgeklebten Saugertaschen (50 x 30 + 8 cm)
591050	4	10 x 50	OP-Klebestreifen Standard
592525	2	2,5 x 25	Klettverschluss




MIC-Tuch in T-Form

558876-9

Größe/ cm	Beschreibung
280/225 x 350	MIC-Tuch mit Beinlingen, Anästhesieteil mit Klebestreifen zur Fixierung, OP-Öffnung 29 x 32 cm, selbstklebend mit 4 integrierten Klettverschlüssen

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




Rektumtücher

Rektumtuch mit Beinlingen

558885-9

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
558885	1	225 x 320	Rektumtuch mit Beinlingen, selbstklebender OP-Öffnung 37 x 37 cm sowie nicht klebender Perinealöffnung 14 x 16 cm mit Schutzvorhang
592125		20 x 25	Klebesreifen, fenestriert mit Loch 7 x 9 cm, transparent, zur Verkleinerung und sicheren Fixierung der Perinealöffnung
538822	1	50 x 50	Klebetuch, 2-lagig

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




311

Rektumtuch in T-Form

558869-9


Größe/ cm	Beschreibung
280/225 x 350	Rektumtuch mit Beinlingen, OP-Öffnung 29 x 32 cm, selbstklebend, mit 2 integrierten MIC-Saugertaschen sowie nicht klebender Perinealöffnung 9 x 9 cm mit Schutzvorhang

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich



**Rektum-Set mit Beinlingen Inliner/VE: 6 Sets
561030**

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808869	1	150 x 200	Abdecktuch-Tischabdeckung (Einschlag), aquamarine
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug, "Standard"
-/-	2	20 x 25	Handtücher, 6-lagig
591050	4	10 x 50	OP-Klebestreifen, Standard
590512	4	5 x 12,5	OP-Klebestreifen, Standard
558867	1	225 x 320	Rektumtuch mit Beinlingen, OP-Öffnung 29 x 32 cm selbstklebend sowie nicht klebender Perinealöffnung 9 x 9 cm mit Schutzvorhang




Strumektomie-Schlitztuch-Sets

312


**Strumektomie-Set, Standard Inliner: 4 Sets, VE:8 Sets
561302**

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch-Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	1	25 x 20	Handtücher
591050	1	10 x 50	OP-Klebestreifen
592525	1	2/2,25 x 24	Klettverschluss
538810	1	180 x 200	Fußabdeckung
528804	1	150 x 280	Schlitztuch, U=7,5 x 65 cm




**U-Tuch-Set 1 Inliner: 5 Sets, VE:10 Sets
561119**

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808869	1	150 x 200	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
-/-	1	25 x 20	Handtuch
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
528863	1	200 x 300	Schlitztuch, U=7,5 x 100 cm
528864	1	150 x 270	Schlitztuch, U=65 x 45 cm



**U-Tuch-Set 2 Inliner: 5 Sets, VE:10 Sets
563770**


REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808869	1	150 x 200	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	25 x 20	Handtücher
528816	1	200 x 300	Schlitztuch, U=30 x 80 cm
528864	1	150 x 270	Schlitztuch, U=65 x 45 cm



Schlitttuch-Sets


Schlitttuch-Set, Standard Inliner: 3 + 4 Sets, VE: 7 Sets 561112

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdeckuch - Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	25 x 20	Handtücher
501518	1	150 x 180	Unterlegtuch, Mediwell 3-lagig
528805	1	200 x 260	Schlitttuch, U=7,5 x 100 cm
538807	1	150 x 240	Klebetuch



Schlitttuch-Set, aquamarine Inliner: 3 + 4 Sets, VE: 7 Sets 861112

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdeckuch - Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	5	Instrumententischbezug
-/-	2	25 x 20	Handtücher
808821	1	150 x 180	Abdecktuch, 2-lagig, als Unterlegtuch
828805	1	200 x 260	Schlitttuch, U=7,5 x 100 cm
838807	1	150 x 240	Klebetuch



Herz-, Thorax-, Gefäßchirurgie



315


Mit Herz und Verstand: Unsere Kardiovaskular-Lösungen erfüllen die hohen Qualitätsansprüche der Herzchirurgie. Innovative OP-Abdeckungen bieten sowohl für etablierte als auch neue Operationsmethoden wie Hybrid-OPs, eine optimale Flexibilität und Sicherheit.



Herz-/ Thoraxtücher

Herz-/Thoraxtuch Inliner/VE: 4 Tücher 558914


Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
1	300/225 x 300	Kardiovaskulartuch in T-Form. Anästhesieteil mit doppelter Folienstärke, 3 integrierten Klebestreifen zur Befestigung, integrierter Saugertasche 33 x 28 cm und Klemmleiste. Thoraxteil mit Loch 33 x 40 cm und integrierter Inzisionsfolie, 2 3-Kammer-Sauger-aschen und Klebetuch 50 x 50



Herz-/Thoraxtuch 558993-9

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
558993	1	300/225 x 300	Kardiovaskulartuch in T-Form. Anästhesieteil mit doppelter Folienstärke, 3 integrierten Klebestreifen zur Befestigung und 2 Klettverschlüssen, verstärkte Klemmleiste. Thoraxteil mit selbstklebendem Schlitz 7,5 x 100 cm
592550	2	2/2,5 x 50	OP-Klettverschlüsse


Nur unsteril als Setkomponente erhältlich.



Bypass-Sets

Kardiovaskular-/Bypass-Set Inliner/VE: 3 Sets 561559


REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	20 x 25	Handtücher
589950	2	30 x 40	Füßlinge, 2-lagig
583330	1	33 x 28	Saugertasche
591151	2	10 x 50	OP-Klebestreifen elastisch
501518	1	150 x 180	Unterlegtuch, Mediwell
528806	1	200 x 260	Varizentuch, U=7,5 x 100 cm
558914	1	300/225 x 300	Kardiovaskulartuch



317

Bypass-Set Inliner: 3 Sets, VE: 6 Sets 561568


REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	20 x 25	Handtücher
589950	2	30 x 40	Füßlinge, 2-lagig
583330	1	33 x 28	Saugertasche
591151	2	10 x 50	OP-Klebestreifen, elastisch
501518	1	150 x 180	Unterlegtuch, Mediwell
528806	1	200 x 260	Varizentuch, U=7,5 x 100 cm
558998	1	300/225 x 300	Kardiovaskulartuch



Bypass-Set Inliner/VE: 2 Sets
561575

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
901212	1	120 x 120	Steriflex-Einschlag
808821	1	150 x 180	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
464417	4	XL = 150	OP-Mantel, verstärkt
547714	2	80 x 145	Instrumententischbezug
547716	1	80 x 145	Instrumententischbezug
528806	1	200 x 260	Varizentuch, U=7,5 x 100 cm
588813	2	53 x 106	Füßlinge, 2-lagig
591050	2	10 x 50	OP-Klebestreifen, Standard
538823	2	75 x 90	Klebetücher, 2-lagig
559000	1	300/225 x 350	Kardiovaskulartuch
583330	2	33 x 28	Saugertaschen
508824	1	75 x 90	Abdecktuch, 2-lagig

Besonderheit: zusätzlicher Einschlag, Standard- und verstärkter Instrumententischbezug




Hybrid-Tücher

Herz-/Angiographietuch mit Thorax- und 2 Femoral Öffnungen 559060-9

Größe/ cm	Beschreibung
300 x 500	Herz-/Angiographietuch mit 2 transparenten Folienbahnen 100 x 400 cm und einer transparenten Folienquerbahn 100 x 300 cm, 2 OP-Öffnungen 12 x 20 cm, selbstklebend, Verstärkung 75 x 120 cm, Öffnung 35 x 65 cm mit Inzisionsfolie, 4 Klettverschlüsse und 2 Saugertaschen


Nur unsteril als Setkomponente erhältlich



Herz-/Angiographietuch 559081-9

Größe/ cm	Beschreibung
300 x 500	Herz-/Angiographietuch mit 2 transparenten Folienbahnen 100 x 400 cm und einer transparenten Folienquerbahn 100 x 300 cm, OP-Öffnung 44 x 90 cm mit Inzisionsfolie, 2 Klettverschlüssen und Verstärkung 75 x 280 cm


Nur unsteril als Setkomponente erhältlich



Ergänzungsprodukte


Varizentuch Inliner: 8 Tücher, VE: 16 Tücher
528806

Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
1	200 x 260	Varizentuch mit U=7,5 x 100 cm, selbstklebend, und Perinealabdeckung aus MWS 2-lagig, selbstklebend, mit seitlichen Gummizügen



Füßling Spender 30 Paar, VE: 180 Paar
589950


Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
2	23-32 x 42	Füßling 2-lagig mit Klebezone um Verschluss



320

Füßling Spender 50 Paar, VE: 150 Paar
589951


Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
2	25-34 x 45	Füßling aus transparenter Folie mit Klebezone zum Verschluss



Schrittmachertuch

559054-9

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
559054	1	240 x 320	Angiographietuch mit 2 transparenten Folienbahnen, Öffnungen 12 x 12 cm, selbstklebend, integrierte, gefensterete Inzisionsfolie 10 x 10 cm und Mediwell absorb-Verstärkung 75 x 40 cm




Angiographietücher

Angiographietuch Inliner: 5 Tücher, VE: 10 Tücher

558805


REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
558805	1	220 x 300	Angiographietuch mit transparenter Folienbahn 70 cm Breite, 2 Öffnungen 6 x 8 cm, selbstklebend, und saugstarkem Verstärkungsvlies 75 x 100 cm
591025	1	10 x 25	OP-Klebestreifen
-/-	1	20 x 25	Handtuch



Angiographietuch Inliner: 7 Tücher, VE: 17 Tücher


558956

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
558956	1	250 x 320	Angiographietuch mit 2 transparenten Folienbahnen 50 cm Breite und 2 Öffnungen 6 x 8 cm, selbstklebend, sowie saugstarkem Verstärkungsvlies 75 x 100 cm



**Angiographietuch, aquamarine Inliner: 11 Tücher, VE: 22 Tücher
858805**


REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
858805	1	220 x 300	Angiographietuch mit transparenter Folienbahn 70 cm Breite, 2 Öffnungen 6 x 8 cm, selbstklebend, und saugstarkem Verstärkungsvlies 75 x 100 cm
591025	1	10 x 25	OP-Klebestreifen
-/-	1	20 x 25	Handtuch



**Angiographietuch
558918-9**

Größe/ cm	Beschreibung
220 x 340	Angiographietuch mit transparenter Folienbahn 70 cm, 2 Öffnungen 6 x 8 cm, selbstklebend, sowie saugstarkem Verstärkungsvlies 75 x 100 cm

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




322

**Angiographietuch
559053-9**

Größe/ cm	Beschreibung
290 x 380	Angiographietuch mit 2 transparenten Folienbahnen 70 cm, 2 Öffnungen Ø 10 cm, selbstklebend, integrierter gefensterter Inzisionsfolie Ø 8 cm sowie saugstarkem Verstärkungsvlies 75 x 100 cm

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




Angiographietuch

559071-9

Größe/ cm	Beschreibung
215 x 340	Angiographietuch mit 2 transparenten Folienbahnen 70 cm, 2 Öffnungen 8 x 6 cm, selbstklebend, sowie saugstarkem Verstärkungsvlies 75 x 100 cm

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




Angiographietuch

559059-9

Größe/ cm	Beschreibung
240 x 310	Angiographietuch mit 3 transparenten Folienbahnen 70 cm, 2 Öffnungen 8 x 6 cm, selbstklebend, mit saugsarkem Verstärkungsvlies 75 x 100 cm

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




323

4-Loch-Angiographietuch

559100-9

Größe/ cm	Beschreibung
280 x 390	Angiographietuch mit 2 transparenten Seitenbahnen 70 x 240 cm, 2 OP-Öffnungen (Femorallöcher) 12 cm, selbstklebend, und 2 OP-Öffnungen (Radialislöcher) 10 cm, mit gefensterter Inzisionsfolie 7 cm, selbstklebend und mit Viskose-Vlies-Verstärkung

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich



Orthopädie, Unfallchirurgie



324


Für orthopädische oder traumatologische Eingriffe steht Ihnen eine große Bandbreite an Extremitätentüchern mit und ohne Beutel sowie kompletten Abdeck-Sets zur Verfügung. Entscheiden Sie sich in der Prothetik für unsere Produkte in höchster Premiumqualität. Ein einfaches Handling garantiert einen hohen Anwendungskomfort bei jeder Art von Eingriff.

Schlitttuch-Set

Schlitttuch-Set, Standard Inliner: 3 + 4 Sets, VE: 7 Sets

561112

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch - tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	25 x 20	Handtücher
501518	1	150 x 180	Unterlegtuch, Mediwell 3-lagig
528805	1	200 x 260	Schlitttuch, U=7,5 x 100 cm
538807	1	150 x 240	Klebetuch



Exremitätentücher

Exremitätentuch Inliner: 6 Tücher, VE: 12 Tüche

518810

Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
1	225 x 325	Exremitätentuch mit elastischer Öffnung Ø 7 cm, integrierter Lochleiste



325

Exremitätentuch Inliner: 6 Tücher, VE: 12 Tüche


518864

Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
1	245 x 325	Exremitätentuch mit elastischer Öffnung Ø 7 cm



**Extremitätentuch Inliner: 8 Tücher, VE: 16 Tücher
518820**


Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
1	200 x 300	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischer Öffnung ø 7 cm



**Extremitätentuch in T-Form
518861-9**

Größe/ cm	Beschreibung
280/225 x 450	Extremitätentuch in T-Form, Anästhesieteil mit 3 integrierten Klebestreifen zur Befestigung, Extremitätenteil mit elastischer Öffnung ø 7 cm

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




Extremitäten-Sets

Extremitäten-Set, Standard Inliner: 4 Sets, VE: 8 Sets

561107


REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	25 x 20	Handtücher
508803	1	100 x 150	Unterlegtuch
538801	1	75 x 75	klebetuch
591050	2	10 x 50	OP-Klebestreifen
518810	1	225 x 325	Extremitätentuch mit elastischer Öffnung Ø 7 cm, integrierter Lochleiste



Extremitäten-Set, Standard 2 Inliner: 3 + 4 Sets, VE: 7 Sets

561117

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	25 x 20	Handtücher
508821	1	150 x 180	Unterlegtuch, 2-lagig
583355	1	33 x 73	Stockinette
591150	2	11 x 50	OP-Klebestreifen, Folie
518810	1	225 x 325	Extremitätentuch mit elastischer Öffnung Ø 7 cm, integrierter Lochleiste




Besonderheit: mit Stockinette

Arthroskopietücher


Arthroskopietuch Inliner: 6 Tücher, VE: 12 Tücher
518813

Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
1	225 x 325	Arthroskopietuch mit Lochleiste und Auffangbeutel mit Ablaufstutzen



Arthroskopietuch "klein"
Inliner: 12 Tücher, VE: 24 Tücher
518853

Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
1	200 x 300	Arthroskopietuch, 2-lagig, mit Lochleiste und Auffangbeutel mit Ablaufstutzen




Arthroskopie-Sets


Arthroskopie-Set, Standard 1 Inliner: 5 Sets, VE: 10 Sets

561105

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
628510	1	85 x 100	Medinop-Einschlag
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	20 x 25	Handtücher
583355	1	33 x 73	Stockinette, 2-lagig
591150	2	11 x 50	OP-Klebestreifen, Folie
518810	1	225 x 325	Extremitätentuch mit elastischer Öffnung $\varnothing$ 7 cm, integrierter Lochleiste




REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch-Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
508821	1	150 x 180	Abdecktuch, 2-lagig
583355	1	33 x 73	Stockinette
591150	2	11 x 50	OP-Klebestreifen, Folie
581323	1	13 x 250	Kamerabezug, teleskopisch
591150	2	11 x 50	OP-Klebestreifen, elastisch
518813	1	225 x 325	Arthroskopietuch mit Lochleiste und Auffangbeutel mit Ablaufstutzen



Arthroskopie-Set, Standard 3 Inliner: 3 Sets, VE:6 Sets


563035

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
628510	1	85 x 100	Medinop-Einschlag
-/-	2	30 x 40	Handtücher
464416	1	XL = 150	OP-Mantel, Standard
464417	1	XL = 150	OP-Mantel, verstärkt
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
583355	1	33 x 73	Stockinette, 2-lagig
591150	2	11 x 50	OP-Klebestreifen, Folie
581323	1	13 x 250	Kamerabezug, teleskopisch
518819	1	200 x 300	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischer Öffnung $\varnothing$ 7 cm, integrierter Klettverschluss




Arthroskopie-Set, aquamarine Inliner: 5 Sets, VE: 10 Sets
861122

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch-Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
883355	1	33 x 73	Stockinette, 2-lagig
591150	2	11 x 50	OP-Klebestreifen, Folie
581323	1	13 x 250	Kamerabezug, teleskopisch
592525	1	2/2,5 x 24	Klettverschluss
818820	1	200 x 300	Exremitätentuch mit elastischer Öffnung $\varnothing$ 7 cm



Schultertuch "Beach Chair"
Inliner: 5 Tücher, VE: 10Tücher
 mit integriertem Auffangbeutel
518835


Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
1	380 x 225	Schultertuch, birnenförmige, elastische Öffnung 11,5 x 12,5 cm, zentral, mit OP-Klebestreifen zur Fixierung sowie Auffangbeutel mit Ablaufstutzen und Aufstelldraht und 3 integrierten Klettverschlüssen auf der Vorderseite. Für Eingriffe in sitzender Position.



Handchirurgietücher


Handchirurgietuch VE: 20 Tücher 518844

Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
10	360/150 x 330	Handchirurgietuch, 2-lagig, in T-Form, mit integrierter Armtischabdeckung und elastischer Öffnung ø 3 cm



Handchirurgietuch VE: 20 Tücher 518845


Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
10	360/160 x 280	Handchirurgietuch, 2-lagig, in T-Form, mit integrierter Armtischabdeckung und elastischer Öffnung ø 3 cm



331

Handchirurgietuch, aquamarine 818848-9

Größe/ cm	Beschreibung
360/150 x 295	Handchirurgietuch, 2-lagig, in T-Form, mit integrierter Armtischabdeckung mit Vliesverstärkung 75 x 100 cm, elastischer Öffnung ø 3 cm




Hand-/Fuß-Set

Hand-/Fuß-Set Inliner: 5 Sets, VE: 10 Sets
564185


REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808869	1	150 x 200	Abdecktuch-Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
518815	1	225 x 300	Hand-/Fußtuch

Besonderheit: mit größerer Beistelltischabdeckung



Hand-/Fußtuch VE: 12 Tücher
518815


Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
6	225 x 300	Extremitätentuch mit elastischer Öffnung Ø 3 cm, dezentral



332


Hand-/Fußtuch, aquamarine
818815-9

Größe/ cm	Beschreibung
225 x 300	Extremitätentuch mit elastischer Öffnung Ø 3 cm, dezentral



Extremitätentuch "klein" VE: 60 Sets

Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
15	100 x 160	Extremitätentuch, 2-lagig mit elastischer Öffnung ø 4 cm



Doppel-Extremitätentuch

für Eingriffe an beiden Füßen

518832-9


Größe/ cm	Beschreibung
225 x 320	Doppel-Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischen Öffnungen ø 4 cm, dezentral



Hüft-Set/Hüfttuch

Hüft-Set, Standard Inliner: 2 + 3 Sets, VE: 5 Sets
561110


REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	20 x 25	Handtücher
508824	1	75 x 90	Abdecktuch, 2-lagig
508801	1	150 x 180	Abdecktuch
583311	1	35 x 120	Stockinette, 2-lagig
591150	2	11 x 50	OP-Klebestreifen, Folie
528805	1	200 x 260	Schlitztuch, U = 100 cm
538808	1	175 x 300	Klebetuch



Hüfttuch in T-Form **518890-9**

Größe/ cm	Beschreibung
280/225 x 390	Hüfttuch in T-Form, mit elastischer Öffnung Ø 20 cm, mit Klebezone auf der Patientenseite und 2 integrierten Saugtaschen 80 x 100 cm



Nur unsteril als Setkomponente erhältlich.



Vertikaltücher/-Sets


Vertikaltuch-Set 1 Inliner: 10 Sets, VE: 20 Sets
563696

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	25 x 20	Handtücher
556610	1	330 x 244	Vertikaltuch



Vertikaltuch Inliner/VE: 10 Tücher
556610



Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
1	330 x 244	Vertikaltuch, Lochausschnitt 40,6 x 30,5 cm, mit integrierter Inisionsfolie, je 2 Saugertaschen und Klettverschlüssen sowie Auffangbeutel mit Sieb und Ablaufport und Klebeone 1,3 x 330 cm, mittig geteilt



335


Vertikaltuch-Set 2 Inliner: 3+4 Sets, VE: 7 Sets
563675

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	25 x 20	Handtücher
556611	1	330 x 244	Vertikaltücher



Vertikaltuch Inliner: 9 Tücher, VE: 18 Tücher
556611


Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
1	330 x 244	Vertikaltuch, Lochausschnitt 86,4 x 25,4 cm, mit integrierter Inzisionsfolie, je 2 Saugertaschen und Klettverschlüssen sowie Auffangbeutel mit Sieb und Ablaufport und Klebezone 1,3 x 330 cm / 3 x geteilt



Ergänzungsprodukte


Klettverschluss im Spender VE: 600 Stück 592525

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
592525	100	2/2,5 x 24	OP-Klettverschluss



Kamerabezüge im Spender


REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
581322	35	13 x 250	Kamerabezug, revers
581323	32	13 x 250	Kamerabezug, teleskopisch
581324	32	13 x 250	Kamerabezug, teleskopisch
581325	25	13 x 250	Kamerabezug, teleskopisch
581825	30	13 x 250	Kamerabezug, teleskopisch



337


Flüssigkeitsauffangbeutel im Spender VE: 100 Beutel

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
88010	25	68 x 100	Einzelkammer, Hüfte




Auffangbeutel für Arthroskopien im Spender VE: 50 Beutel

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
589978	25	59/82 x 76	Schulter, mit U = 50 cm SK und zwei Ablaufstutzen




Elastische Manschette, unsteril

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung	VE
582540	100	25 x 40	Loch ø 7 cm, mittig	1000
584040	50	40 x 40	Loch ø 7 cm, mittig	500



Bildwandlerabdeckung im Spender, VE: 140 Beutel


REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VE
587565	35	75 x 65	Kordelzugbeutel	140



338


Bildwandlerbezüge und -Sets

REF	Anzahl/ Spender	Beschreibung	VE
565803	18	Set 1, für Philips-Geräte, 3-teilig	72 Sets
565804	10	Set 2, für Siemens-Geräte, 1-teilig mit 2 OP-Klebestreifen	40 Sets
565805	24	Set 3, für Philips-BV29-Geräte, 3-teilig	24 Sets
565851	50	Set 4, für Siemens ISO-C-Geräte, 1-teilig mit 2 OP-Klebestreifen	50 Sets
565856	10	Set 5, für Siemens-Geräte, 1-teilig mit 3 OP-Klebestreifen	40 Sets



Stockinetten im Spender


REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VE
583355	40	35 x 73	2-lagig + 2 Folienklebestreifen	160
583311	25	35 x 120	2-lagig + 2 Folienklebestreifen	100
588827	30	17 x 75	2-lagig + Spezialklebestreifen	120
580001	25	23 x 80	US-Modell	150
580002	15	23 x 110	US-Modell	90
580003	17	32 x 120	US-Modell	68



339


Hockerbezug im Spender

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VE
588875	15	75 x 75	Mediwell super, 2-lagig	90
588860	35	60 x 60	mediwell super, 2-lagig mit Gummizug	210



OP-Klebestreifen

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VE
591050	130	10 x 50	aus Vliesstoff, Standard	780
591151	125	10 x 50	aus Vliesstoff, elastisch	750
591150	110	11 x 50	aus Folie	660



Urologie



341

Indikationsgenaue Lösung für die Urologie.



Für transurethrale Eingriffe bis hin zu Operationen mit DaVinci-Robotern oder anderen MIC-Methoden steht ein breites Produktsortiment in verschiedenen Varianten und Materialqualitäten zur Verfügung.


Urologietücher

TUR-Tuch mit Beinlingen und Sieb

558882

Inliner: 8 Tücher, VE:16 Tücher


REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
558882	1	225 x 260	TUR-Tuch mit OP-Öffnung 6x10 cm, selbstklebend, mit Sieb, Fingerling und suprapubischer Öffnung ø 6 cm, mit Inzisionsfolie



TUR-Tuch mit beinlingen und Auffangbeutel 558892

Inliner: 6 Tücher, VE: 12 Tücher


REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
558892	1	225 x 260	TUR-Tuch mit OP-Öffnung 6 x 10 cm, selbstklebend, mit Auffangbeutel mit Sieb, Fingerling und Ablaufstutzen, suprapubischer Öffnung ø 6 cm, mit Inzisionsfolie



TUR-Tuch "klein" mit Beinlingen und Sieb 558862

Inliner: 15 Tücher, VE: 30 Tücher


REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
558862	1	150 x 200	TUR-Tuch 2-lagig, mit OP-Öffnung 6 x 10 cm, selbstklebend, mit Sieb, Fingerling und suprapubischer Öffnung ø 6 cm, mit Inzisionsfolie



TUR-Tuch "klein" mit Beinlingen und Auffangbeutel

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich **559015-9**

REF	Größe/ cm	Beschreibung
559015-9	150 x 200	TUR-Tuch 2-lagig, mit OP-Öffnung $\varnothing$ 6 cm, nicht klebend, mit Fingerling, großem Auffangbeutel mit Sieb und Ablaufstutzen, suprapubischer Öffnung $\varnothing$ 6 cm




GYN-TVT-Tuch mit Beinlingen

559050-9

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich

REF	Größe/ cm	Beschreibung
559050-9	225 x 260	GYN-TVT-Tuch, OP-Öffnung 12/13 x 32 cm, selbstklebend, mit Auffangbeutel mit Sieb und Ablaufstutzen




343

Universal-Urologietuch

559086-9

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich

REF	Größe/ cm	Beschreibung
559086-9	150 x 200	Urologietuch 2-lagig, mit OP-Öffnung 6 x 10cm, selbstklebend, mit Fingerling, großem Auffangbeutel mit Sieb und Ablaufstutzen, suprapubischer Öffnung 15 x 13 cm, mit gefensterter Inzisionsfolie




Urologie-Sets

TUR-Set, Standard

561202

Inliner: 7 Sets, VE: 14 Sets

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808823	1	100 x 150	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
-/-	4	20 x 25	Handtücher
558882	1	225 x 260	TUR-Tuch mit OP-Öffnung 6 x 10 cm, selbstklebend, mit Sieb, Fingerling und suprapubischer Öffnung ø 6 cm mit Inzisionsfolie




TUR-Set 2

564257

Inliner: 7 Sets, VE: 14 Sets

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808869	1	150 x 200	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
-/-	2	20 x 25	Handtücher
591050	1	10 x 50	OP-Klebestreifen
559011	1	225 x 260	TUR-Tuch mit OP-Öffnung 6 x 10 cm, selbstklebend, mit Sieb und Fingerling



344

Schlitztücher/DaVinci-Tuch


Schlitztuch mit Beinlingen

528876-9

REF	Größe/ cm	Beschreibung
528876-9	225 x 240	Schlitztuch mit U-Schlitz 45 x 90cm, selbstklebend, mit Beinlingen

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich

In Kombination mit einem Klebetuch kann das OP-Feld variabel gestaltet werden.




Schlitztuch mit Rektalöffnung und Beinlingen

528877-9

REF	Größe/ cm	Beschreibung
528877-9	225 x 240	Schlitztuch mit U-Schlitz 45 x 90 cm, selbstklebend, mit Beinlingen und Rektalöffnung 14 x 16 cm.

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich.

In Kombination mit einem Klebetuch kann das OP-Feld variabel gestaltet werden.




DaVinci-Tuch in T-Form

558874-9

REF	Größe/ cm	Beschreibung
558874-9	300/225 x 495	nd, mit Beinlingen und integrierter MIC-Saugertasche 50 x 30 cm sowie Saugertasche 60 x 27 cm und 2 Klettverschlüssen

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich.


Für Eingriffe mit DaVinci-Roboter und andere minimalinvasive Eingriffe



Tücher und Sets


TUR-Tuch **518841**
im Spender, VE: 60 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
518841	15	100 x 230	TUR-Tuch, 2-lagig, OP-Öffnung 8 x 11cm, dezentral, nicht klebend, mit Sieb




ZYST-Tuch **518842**
im Spender, VE: 88 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
518842	22	75 x 200	ZYST-Tuch, 2-lagig, OP-Öffnung 8x11 cm, zentral, nicht klebend



ZYST-Set **561204**
Inliner/VE: 20 Sets

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
508824	1	75 x 90	Abdecktuch, 2-lagig
518842	1	75 x 200	ZYST-Tuch, 2-lagig, OP-Öffnung 8x11cm
588812	2	75 x 120	Beinlinge, 2-lagig




ZYST-Set, aquamarine

861204

Inliner/VE: 20 Sets

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808824	1	75 x 90	Abdecktuch, 2-lagig
818842	1	75 x 200	ZYST-Tuch, 2-lagig, OP-Öffnung 8x11cm
888812	2	75 x 120	Beinlinge, 2-lagig




Ergänzungsprodukte

Rektalschild

516601

im Spender, VE: 228 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VE
516601	38	60 x 90	Rektalschild mit Fingerling und Klebezonen	228



OP-Mäntel TUR

REF	Anzahl	Länge/ cm	Beschreibung	VE
464455	1	L/XL=140	Vlies im Hals-/Schulterbereich Inliner: 15 Mäntel	30
464428	1	XL=150	Vlies im Hals-/Schulterbereich Inliner: 15 Mäntel	30




348

Beinlinge

im Spender

REF	Anzahl/ Spender	Länge/ cm	Beschreibung	VE
538811	10 Paar	50 x 110	Mediwell super 2-lagig	60 Paar
588812	12 Paar	75 x 120	Mediwell super 2-lagig	48 Paar
888812	12 Paar	75 x 120	aquamarine 3-lagig	48 Paar




Auffangbeutel, selbstklebend

589901

im Spender, VE: 50 Beutel


REF	Anzahl/ Spender	Länge/ cm	Beschreibung	VE
589901	25	55 X 50	MIT Sieb und Ablaufstutzen	50




Schlitz-Lochtuch

520057-9

REF	Länge/ cm	Beschreibung
520057-9	60 x 60	Schlitz-Lochtuch, Mediwell 2-lagig, OP- Öffnung ø 6 cm, zentral, Schlitz 27 cm



Gynäkologie



Für die besonderen Anforderungen der Gynäkologie umfasst unser Produktsortiment eine Auswahl an Tüchern und Sets für vaginale und abdominale Eingriffe. Unsere Sectiotücher sind speziell auf die Anatomie der werdenden Mutter ausgerichtet und für unterschiedliche Lagerungen geeignet. Sowohl für ambulante Eingriffe als auch anspruchsvolle vaginal unterstützte minimalinvasive OP-Techniken stehen unterschiedliche Tuchvarianten zur Verfügung.


GYN-Tücher und -Set

GYN-TVT-Tuch mit Beinlingen

559050-9

REF	Länge/ cm	Beschreibung
559050-9	225 x 260	GYN-TVT-Tuch, OP-Öffnung 12/13 x 32 cm, selbstklebend, mit Auffangbeutel mit Sieb und Ablaufstutzen

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




GYN-Set, Standard

561207

Inliner: 6 Sets, VE: 12 Sets

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
808821	1	150 x 180	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	20 x 25	Handtücher
538822	1	50 x 50	Klebetuch, 2-lagig
58881	1	225 x 260	GYN-Tuch mit Beinlingen, OP-Öffnung 9 x 17 cm, selbstklebend




Pfannenstieltücher und -Set

Pfannenstieltuch

558807

Inliner: 7 Tücher, VE: 14 Tücher

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
558807	1	225 x 320	Pfannenstieltuch, OP-Öffnung 18 x 29 cm, selbstklebend




Pfannenstiel-Set, Standard

561208

Inliner: 4 Sets, VE: 8 Sets

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
808821	1	150 x 180	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	20 x 25	Handtücher
591050	1	10 x 50	OP-Klebestreifen
558883	1	225 x 320	Pfannenstieltuch mit beinlingen, OP-Öffnung 18x29cm, selbstklebend



352


Sectiotücher und -Set

Sectiotuch

558813

Inliner: 6 Tücher, VE: 12 Tücher

REF	Größe/ cm	Beschreibung
558813	225 x 320	Sectiotuch mit OP-Öffnung 29 x 24 cm, selbstklebend, mit 360°-Auffangbeutel, gefensterter Inzisionsfolie und Ablaufstutzen




Sectiotuch in T-Form aquamarine

859122-9

REF	Größe/ cm	Beschreibung
859122-9	280/225 x 300	Sectiotuch in T-Form, Anästhesieteil in Tunnelausführung, OP-Öffnung 37 x 37 cm, sowie 360°-Auffangbeutel mit integrierten Lochleisten und gefensterter Inzisionsfolie 17,5 x 21 cm

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




353

Seccio-Set, Standard

561206

Inliner: 3+4 Sets, VE: 7 Sets

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
808821	1	150 x 180	Abdecktuch-Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	20 x 25	Handtücher
558893	1	225 x 320	Sectiotuch mit Beinlingen, OP-Öffnung 24x29 cm, selbstklebend, mit 360°-Auffangbeutel, gefensterter Inzisionsfolie und Ablaufstutzen
508823	1	100 x 150	Babytuch, 2-lagig



Sectiotuch mit Beinlingen

558893

Inliner: 5+5 Tücher, VE: 10 Tücher


REF	Anzahl	Größe/cm	Beschreibung
558893	1	225 X 320	Sectiotuch mit Beinlingen, OP-Öffnung 29x24 cm, selbstklebend, mit 360°-Auffangbeutel, gefensterter Inzisionsfolie und Ablaufstutzen

Sectiotuch in T-Form

559057-9

REF	Größe/cm	Beschreibung
559057-9	280/225 x 390	Sectiotuch in T-Form, Anästhesieteil mit doppelter Folienstärke, 3 integrierten Klebestreifen zur Befestigung, OP-Öffnung 29 x 30 cm, sowie 360°-Auffangbeutel mit gefensterter Inzisionsfolie und Ablaufstutzen

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




Sectiotuch

558942-9

REF	Größe/cm	Beschreibung
558942-9	225 x 320	Sectiotuch mit OP-Öffnung 29 x 24 cm, selbstklebend mit 360°-Auffangbeutel, Inzisionsfolie und Ablaufstutzen

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




Babytuch aus Mediwell soft
im Spender, VE: 120 Tücher

585764

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
585764	30	100 x 150	Abdecktuch

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




GYN/LAP-TUCH

GYN/LAP-Tuch
VE: 5 Tücher

558887

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
558887	5	225 x 320	GYN/LAP-Tuch mit OP-Öffnung 29 x 32 cm, selbstklebend, mit zusätzlicher vaginaler Öffnung 9 x 17 cm, selbstklebend, mit Schutzvorhang




355

GYN/LAP-Tuch in T-Form

559062-9

REF	Größe/ cm	Beschreibung
559062-9	280/225 x 350	GYN/LAP-Tuch in T-Form, Anästhesieteil mit doppelter Folienstärke, 3 integrierten Klebestreifen zur Befestigung; mit OP-Öffnung 29 x 32 cm, selbstklebend, mit zusätzlicher vaginaler Öffnung 9 x 17, selbstklebend mit Schutzvorhang

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich



Kleinabdeckungen


ZYST-Tuch

518842

im Spender, VE: 88 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
518842	22	75 x 200	ZYST-Tuch, 2-lagig, OP- Öffnung  8 x 11 cm, zentral

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




Unterlegtuch

508887

im Spender, VE: 120 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
508887	30	75 x 100	Unterlegtuch, 2-lagig mit Umschlag 20 cm

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




Unterlegtuch

506667


im Spender, VE: 60 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
506667	15	100 x 120	Unterlegtuch aus Colordrape, mit Umschlag 20 cm, Vliesverstärkung 54 x 43 cm und Auffangbeutel mit Skala, Sieb und Ablaufstutzen



Beinlinge
im Spender

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
588811	10 Paar	50 x 100	Mediwell super, 2-lagig (VE: 60 Paar)
588812	12 Paar	75 x 125	Mediwell super, 2-lagig (VE: 48 Paar)
888812	12 Paar	75 x 120	aquamarine 2-lagig (VE: 48 Paar)




ZYST-Set

Inliner/VE: 20 Sets

561204

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
508824	1	75 x 90	Abdecktuch, 2-lagig
518842	1	75 x 200	ZYST-Tuch, 2-lagig, OP-Öffnung $\diamond$ 8x11 cm, zentral
588812	2	75 x 120	Beinlinge, 2-lagig




357

ZYST-Set, aquamarine


Inliner/VE: 20 Sets

861204

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808824	1	75 x 90	Abdecktuch, 2-lagig
818842	1	75 x 200	ZYST-Tuch, 2-lagig, OP-Öffnung $\diamond$ 8x11 cm, zentral
888812	2	75 x 120	Beinlinge, 2-lagig



Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie



358



Maximale Sicherheit garantieren unsere Lösungen für die Kopfchirurgie. Die Neurochirurgietücher sind im Inzisionsbereich verstärkt gearbeitet und mit einem großen Auffangbeutel für optimale Flüssigkeitskontrolle ausgestattet.

Das Turbantuch kann flexibel in der Gesichtschirurgie eingesetzt werden. Spezielle Augen- und HNO-Tücher bieten eine anwendungsfreundliche Lösung.




Neurochirurgietücher

Neurochirurgietuch, Standard

558845

VE: 14 Tücher

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
558845	7	300 x 225	Neurochirurgietuch, 2-lagig, mit OP-Öffnung 25 x 20,5 cm, mit integrierter Inzisionsfolie 48 x 80 cm, zum Teil als Verstärkung, mit Auffangbeutel mit Sieb und Ablaufstutzen




359

Neurochirurgietuch, aquamarine

859140-9

REF	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
859140-9	340 x 225	Neurochirurgietuch aquamarine, 3-lagig, mit Antirutschverstärkung, OP-Öffnung 30 x 19 cm, mit integrierter Inzisionsfolie 50 x 80 cm, zum Teil als Verstärkung, 9 Klettverschlüsse, Auffangbeutel mit Sieb und Ablaufstutzen ist beigelegt

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




Laminektomietücher

Laminektomietuch

558808

VE: 12 Tücher

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
558808	6	225 x 320	Laminektomietuch, OP-Öffnung 10,5 x 25 cm, dezentral, selbstklebend




Laminektomietuch in T-Form

559085-9

REF	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
559085-9	280/225 x 340	Laminektomietuch, T-Form, OP-Öffnung 10 x 15 cm, dezentral, selbstklebend

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich



360


Turbantuch

Turbantuch

538919

im Spender, VE: 50 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
538919	50	100/90 x 75	Turbantuch, 3-lagig, 2-teilig, mit Klebezonen




HNO-Tücher

Ohrtuch

558958-9

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
558958	1	150 x 160	Lochtuch, mit OP-Öffnung
589901	1	55 x 50	7 x 10 cm, selbstklebend, mit integrierter Verstärkung aus Mediwell absorb; lose beigelegt: Auffangbeutel mit Sieb und Ablaufstutzen

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




Pädiatrie-/HNO-Schlitz Tuch

528815

VE: 14 Tücher

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
528815	7	200 x 260	Schlitz Tuch mit U-Schlitz 7,5 x 65 cm und Spezialkleber für empfindliche Haut




361

OP-Klebestreifen

592025

VE: 420 Tapes

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
592025	70	20 x 25	Vliesstoff, Standard, Klebeschicht flüssigkeitsundurchlässig




Augentücher

Augentuch

585701

Im Spender, VE: 80 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
585701	20	120 x 150	Augentuch aus Mediwell soft mit OP-Öffnung 10 x 7 cm, mit integrierter Inzisionsfolie und Auffangbeutel mit Bügel




Augentuch

585703

Im Spender, VE: 40 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
585703	10	150 x 240	Augentuch aus Mediwell soft mit OP-Öffnung 10 x 7 cm, mit Doppelauffangbeutel mit Bügeln und integrierter Inzisionsfolie




Augentuch

585731

Im Spender, VE: 70 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
585731	35	120 x 150	Augentuch aus Mediwell soft mit OP-Öffnung 10 x 7 cm, zentral, mit integrierter Inzisionsfolie und Auffangbeutel mit Bügel




Augentuch

555751

Im Spender, VE: 70 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
555751	12	160 x 255	Augentuch aus Mediwell light mit OP-Öffnung 12 x 10 cm, mit Doppelauffangbeutel mit Bügeln und 2 Nasenbügeln




Lochtuch aus Filmdrape

556601

Im Spender, VE: 840 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
556601	140	40 x 40	OP-Öffnung ø 6 cm, selbstklebend




Lochtuch aus Filmdrape

556602

Im Spender, VE: 480 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
556602	80	57 x 65	OP-Öffnung ø 6 cm, selbstklebend




Augentuch aus Filmdrape

556652

Im Spender, VE: 200 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
556652	50	57 x 65	OP-Öffnung ø 6 cm, selbstklebend, mit Auffangbeutel mit Bügel




Augentuch aus Filmdrape

586601

Im Spender, VE: 160 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
586601	40	100 x 105	OP-Öffnung 7,5 x 5 cm, selbstklebend, mit Auffangbeutel mit Bügel




Ergänzungsprodukte

Armlehnenbeüge

Im Spender, aus Mediwell super, 2-lagig

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VE
583573	15 Paar	35 x 73	mit integriertem Klebestreifen	90 Paar
583574	20 Paar	25 x 70	mit Gummizug	80 Paar




364

Hockerbezug

Im Spender

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VE
588875	15	75 x 75	Mediwell super, 2-lagig	90
588860	35	60 x 60	Mediwell super, 2-lagig, mit Gummizug	210



Bindemäntel für Ophthalmologie

Im Spender

REF	Länge/ cm	Beschreibung
464423-9	L=130	-
464462-9	L/XL=140	-
464426-9	XL=150	-

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




Zubehör

Im Spender

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VE
592525	100	2/2,5 x 24	OP-Klettverschluss	600
591018	150	10 x 18	Inzisionsfolie	900

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich



Pädiatrie



366

Patient Kind: Für die hohen Qualitätsansprüche der Kinderchirurgie enthält unser Produktsortiment eine Pädiatrielinie mit besonders hautfreundlichem Kleber.



Spezielle Extremitäten- und Lochtücher sind gezielt auf die Proportionen von Kleinkindern und Babys ausgerichtet. Des Weiteren stehen Universal-Sets für die optimale Versorgung kleiner Patienten zur Verfügung.


Pädiatrietücher und –Sets

Klebetücher aus Mediwell super strong

538914

Im Spender, VE: 160 Tücher


REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
538914	40	75 x 100	mit Spezialkleber 2,5 x 100 cm



Pädiatrie-Lochtücher, selbstklebend

aus Mediwell super bzw. Mediwell super strong

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VE
558974	25	100 x 150	Öffnung 7 x 10 cm, 2-lagig, Spender	100
558809	7	200 x 280	Öffnung 16 x 12 cm, Inliner	14




Universal-Set, Pädiatrie

561007

Inliner: 3+4 Sets, VE: 7 Sets

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch-Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	25 x 20	Handtücher
591151	1	10 x 50	OP-Klebestreifen
538914	2	75 x 100	Seitentücher
538916	1	175 x 180	Fußabdeckung
538917	1	150 x 240	Kopfbedeckung

Besonderheit: mit Spezialkleber für empfindliche Haut und 2,5 cm schmalen Klebezonen




Extremitätentuch aus Mediwell super strong

518815

Im Spender, VE: 160 Tücher

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
518815	1	225 x 300	Hand-/Fuß-Extremitätentuch, mit elastischer Öffnung ø 3 cm, dezentral, für Hand/Fuß bzw. Kinderextremitäten




Schlitztuch, Pädiarie aus Mediwell super strong

528815

Inliner: 7 Tücher, VE: 14 Tücher


REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
528815	1	200 x 260	mit U=7,5 x 65 cm, selbstklebend



Zubehör

im Spender

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	Ve
588827	30	17 x 75	Kinder-Stockinette mit OP-Klebestreifen, 2-lagig	120
591151	125	10 x 50	OP-Klebestreifen, elastisch	750



Ambulante OP



369

Flexibilität vereint mit höchsten Qualitätsstandards: Für ambulante Operationen bieten wir Ihnen von verschiedensten Sets und Tüchern über OP-Klebestreifen bis hin zum Instrumententischbezug ein breites Spektrum an Produkten, um den besonderen Anforderungen gerecht zu werden.



Und das nicht nur für die Allgemeinchirurgie: Auch in den Bereichen Unfallchirurgie und Orthopädie sowie Gynäkologie und Urologie können Sie auf unsere indikationsgerechten und anwendungsfreundlichen Lösungen zählen.


Allgemeinchirurgie

Universal-Set, Standard

561088

Inliner: 3+4 Sets, VE: 7 Sets

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch-Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	25 x 20	Handtücher
591050	1	10 x 50	OP-Klebestreifen
538811	2	75 x 100	Seitentücher
538806	1	175 x 180	Fußabdeckung
538807	1	150 x 240	Kopfabdeckung




370

Universal-Set, aquamarine

861088

Inliner: 3+4 Sets, VE: 7 Sets

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch-Tischabdeckung (Einschlag)
591050	1	10 x 50	OP-Klebestreifen
-/-	2	25 x 20	Handtücher
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
838823	2	75 x 90	Seitentücher, 2-lagig
838806	1	180 x 175	Fußabdeckung
838807	1	150 x 240	Kopfabdeckung




Schlitztuch-Set, aquamarine

861112

Inliner: 3+4 Sets, VE: 7 Sets

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	2	25 x 20	Handtücher
808821	1	150 x 180	Abdecktuch, 2-lagig, als Unterlegtuch
828805	1	200 x 260	Schlitztuch, U= 75 x 100 cm
838807	1	150 x 240	Klebetuch




Schlitztuch-Set, Standard

561112

Inliner: 3+4 Sets, VE: 7 Sets

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	25 x 20	Handtücher
501518	1	150 x 180	Unterlegtuch, Mediwell 3-lagig
528805	1	200 x 260	Schlitztuch, U= 75 x 100 cm
538807	1	150 x 240	Klebetuch




Unfallchirurgie/Orthopädie

Arthroskopie-Set, Standard 1

561105

Inliner: 5 Sets, VE: 10 Sets

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
628510	1	85 x 100	Medinop-Einschlag
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
-/-	4	20 x 25	Handtücher
583355	1	33 x 73	Stockinette, 2-lagig
591150	2	11 x 50	OP-Klebestreifen, Folie
518810	1	225 x 325	Extremitätentuch mit elastischer Öffnung Ø 7 cm, integrierte Lochleiste




372

Arthroskopie-Set, Standard 3

563035

Inliner: 3 Sets, VE: 6 Sets

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
628510	1	85 x 100	Medinop-Einschlag
-/-	2	30 x 40	Handtücher
464416	1	XL = 150	OP-Mantel, Standard
464417	1	XL = 150	OP-Mantel, verstärkt
547714	1	80 x 145	Instrumententischbeug
583355	1	33 x 73	Stockinette, 2-lagig
591150	2	11 x 50	OP-Klebestreifen, Folie
581323	1	13 x 250	Kamerabezug, teleskopisch
518819	1	200 x 300	Extremitätentuch, 2-lagig, mit




Arthroskopie-Set, aquamarine

861122

Inliner: 5 Sets, VE: 10 Sets

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808821	1	150 x 180	Abdecktuch-Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
883355	1	33 x 73	Stockinette, 2-lagig
591150	2	11 x 50	OP-Klebestreifen, Folie
581323	1	13 x 250	Kamerabezug, teleskopisch
592525	1	2/2,5 x 24	Klettverschluss
818820	1	200 x 300	Extremitätentuch, mit elastischer Öffnung Ø 7 cm




Arthroskopietuch "klein"

518853

Inliner: 12Tücher, VE: 24 Tücher

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
518853	1	200 x 300	Arthroskopietuch, 2-lagig, mit Lochleiste und Auffangbeutel mit Ablaufstutzen




373

Handchirurgietuch

518844

VE: 20 Tücher

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
518844	10	360/150 x 330	Handchirurgietuch, 2-lagig, in T-Form, mit integrierter Armtischabdeckung und elastischer Öffnung Ø 3 cm




Handchirurgietuch

518845

VE: 20 Tücher

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
518845	10	360/160 x 280	Handchirurgietuch, 2-lagig, in T-Form, mit integrierter Armtischabdeckung und elastischer Öffnung Ø 3 cm




Hand-/Fuß-Set

564185

Inliner: 5 Sets, VE: 10 Sets

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808869	1	150 x 200	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
547714	1	80 x 145	Instrumententischbezug
518815	1	225 x 300	Hand-/Fußtuch

Besonderheit: mit größerer Beistelltischabdeckung




374

Hand-/Fußtuch, aquamarine

818815-9

REF	Größe/ cm	Beschreibung
818815-9	225 x 300	Extremitätentuch mit elastischer Öffnung Ø 3 cm, dezentral




Extremitätentuch "klein"

518827

im Spender, VE: 40 Tücher

REF	Größe/ cm	Beschreibung
518827	150 x 200	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischer Öffnung Ø 4 cm

Für Hand- und Fußeingriffe




Extremitätentuch

518820

Inliner: 8 Tücher, VE: 16 Tücher

REF	Größe/ cm	Beschreibung
518820	200 x 300	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischer Öffnung Ø 7 cm




Gynäkologie/Urologie

TUR-Set, Standard

561202

Inliner: 7 Sets, VE: 14 Sets

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808823	1	100 x 150	Abdecktuch - Tischabdeckung (Einschlag)
-/-	4	20 x 25	Handtücher
558882	1	225 x 260	TUR-Tuch mit OP-Öffnung 6x10 cm, selbstklebend, mit Sieb, Fingerling und suprapubischer Öffnung Ø 6 cm, mit Inzisionsfolie




375

ZYST-Set, aquamarine

861204

Inliner/VE: 20 Sets

REF	Anzahl	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
808824	1	75 x 90	Abdecktuch, 2-lagig
818842	1	75 x 200	ZYST-Tuch, 2-lagig, OP-Öffnung 8x11 cm, zentral
888812	2	75 x 125	Beinlinge, 2-lagig




TUR-Tuch

518841

im Spender, VE: 60 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
518841	15	100 x 230	TUR-Tuch, 2-lagig, OP-Öffnung 8x11 cm, dezentral, nicht klebend mit Sieb




Unterlegtuch

508887

im Spender, VE: 120 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
508887	30	75 x 100	Unterlegtuch, 2-lagig mit Umschlag 20 cm




Unterlegtuch

506667

im Spender, VE: 60 Tücher

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
506667	15	100 x 120	Unterlegtuch aus Colordrape, mit Umschlag 20 cm, Vliesverstärkung 54 x 43 cm und Auffangbeutel mit Skala, Sieb und Ablaufstutzen




Beinlinge

888812

im Spender, VE: 48 Paar

REF	Anzahl/ Spender	Länge/ cm	Entnahmefolge/Inhalt
888812	12 Paar	75 x 120	aquamarine, 2-lagig



Universaltücher

377

Universaltücher

REF	Anzahl	Größe/ cm	
518822		75 x 90	Lochtuch, Loch Ø 6 cm
518821		45 x 75	Lochtuch, Loch Ø 6 cm
558972		75 x 90	Lochtuch, selbstklebend, Loch 6 x 8 cm
558974		100 x 150	Lochtuch, selbstklebend, Loch 7 x 10 cm
558809		200 x 280	Lochtuch, selbstklebend, Loch 16 x 12 cm
558984		75 x 90	Variables Lochtuch
508825		45 x 75	Abdecktuch
508824		75 x 95	Abdecktuch
591050		10 x 50	OP-Klebestreifen
547714		80 x 145	Instrumententischbezug Standard

Ergänzungsprodukte



378



Für die ganzheitliche OP-Versorgung bietet Sengwald eine Fülle von anwendungsfreundlichen Ergänzungsprodukten. Verschiedene Auffangbeutel für eine gezielte Flüssigkeitskontrolle, Saugertaschen, OP-Klebestreifen und Klettverschlüsse sowie Ärmelschützer, Bein- und Füßlinge stehen in verschiedenen Materialien und Konfektionierungen zur Verfügung.



Kamerabezüge und Bildwandler-Sets sowie Geräteabdeckungen in diversen Größen garantieren maximale Hygienesicherheit im OP-Saal.



Auffangbeutel/Saugertaschen








Flüssigkeitsauffangbeutel

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung	VPE
589978	25	60/82 x 76	für Schulter, mit U-Schlitz 46 cm, selbstklebend und 2 Ablaufstutzen	50
589901	25	55 x 50/44	Universal, mit Sieb und Ablaufstutzen	50



Saugertaschen, selbstklebend, transparent

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung	VPE
583324	52	33 x 22,5	Einzelkammer, mit Bodenfalte 5 cm	6 Spender
583330	60	33 x 28	Einzelkammer, mit Stulpe	6 Spender
584028	90	40 x 28	Einzelkammer, mit Stulpe	6 Spender
584427	60	44 x 27	Doppelkammer, 24 + 14 cm	6 Spender
583850	45	50 x 30	MIC-Einzelkammer	6 Spender
582246	50	24 x 38,5	MIC-Dreikammer, mit Stulpe	6 Spender
588010	25	100 x 68	Einzelkammer, Hüfte	4 Spender




Kabelhalter/OP-Klebestreifen/Inzisionsfolie

Klettverschluss

im Spender


REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung	VPE
592525	100	2/2,5 x 24	OP-Klettverschluss	6



OP-Klebestreifen

im Spender

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung	VPE
591050	130	10 x 50	aus Vliesstoff, Standard	6
591151	125	10 x 50	aus Vliesstoff, elastisch	6
591150	110	11 x 50	aus Folie	6
592025	70	20 x 25	aus Vliesstoff, Standard	6
591025	50 Paar	10 x 25	aus Vliesstoff, Standard	6
591152	75 Paar	10 x 50	aus Vliesstoff, elastisch	6
591055	25 x 5 Taschen	10 x 50	aus Vliesstoff, elastisch	6



380

Inzisionsfolie

im Spender


REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung	VPE
591018	150	10 x 18	für Ophtalmologie	6



Füßlinge/Stockinetten/Beinlinge/Armschützer


Füßlinge im Spender

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VPE
589950	30	23-32 x 42	Füßling, 2-lagig	180 Paar
589951	50	25-34 x 45	Füßling, transparent	300 Paar




Stockinetten im Spender

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VPE
583355	40	33 x 73	2-lagig + 2 Folienklebestreifen	160
583311	25	35 x 120	2-lagig + 2 Folienklebestreifen	100
588827	60	17 x 75	2-lagig + Vliesklebestreifen	240
580001	25	23 x 80	US-Modell	150
580002	15	23 x 110	US-Modell	90
580003	17	32 x 120	US-Modell	68



GYN/URO-Beinlinge im Spender

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VPE
588811	10	50 x 110	Mediwell super, 2-lagig	60 Paar
588812	12	75 x 120	Mediwell super, 2-lagig	48 Paar
888812	10	75 x 120	aquamarine, 2-lagig	30 Paar



Armschützer aus Mediwell super im Spender


REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VPE
582052	35	22,5 x 57	2-lagig, mit Bündchen	210



Kamera-/Bildwandlerbezüge

Kamerabezüge im Spender


REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VPE
581322	35	13 x 250	Kamerabezug, revers	210
581323	32	13 x 250	Kamerabezug, teleskopisch	192
581324	32	13 x 250	Kamerabezug, teleskopisch	192
581325	25	13 x 250	Kamerabezug, teleskopisch	150
581825	30	18 x 250	Kamerabezug, teleskopisch	120



382

Bildwandlerbezug-Sets im Spender

REF	Anzahl/ Spender	Beschreibung	VPE
565803	18	Set 1, für Philips-Geräte, 3-teilig	72 Sets
565804	10	Set 2, für Siemens-Geräte, 1-teilig mit 2 OP-Klebestreifen	40 Sets
565805	12	Set 3, für Philips-BV29-Geräte, 3-teilig	24 Sets
565851	50	Set 4, für Siemens ISO-C-Geräte, 1-teilig mit 2 OP-Klebestreifen	50 Sets
565856	10	Set 6, für Siemens-Geräte, 1-teilig mit 3 OP-Klebestreifen	40 Sets




Bildwandlerbezug im Spender

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ CM	Beschreibung	VPE
587565	35	75 x 65	Folienbeutel mit Kordelzug	140

Geräteabdeckungen


Hockerbezüge im Spender

REF	Inhalt/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VPE
588875	15	75 x 75	Mediwell super, 2-lagig	90
588860	35	60 x 60	Mediwell super, 2-lagig, mit Gummizug	210




Armlehnenbezüge aus Mediwell super, 2-lagig im Spender

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung	VPE
583573	15 Paar	37,5 x 73	Mediwell super, 2-lagig	90
583574	20 Paar	25 x 70	Mediwell super, 2-lagig, mit Gummizug	80



Röntgen-Kassettenbezug aus Mediwell im Spender

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung	VPE
585050	40	50 x 50	3-lagig, mit Klebestreifen, Gesamtlänge 58 cm	240



Abdeckhaube aus transparenter Folie im Spender



REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VPE
582515	50	25 x 25	mit Gummizug, rund	300
584520-9	35	45 x 45	mit Gummizug, rund	*
586030	30	60 x 60	mit Gummizug, rund	180
588040	25	80 x 80	mit Gummizug, rund	150
588045	40	80 x 45	mit Gummizug, rechteckig	240
581180	25	110 x 80	mit Gummizug, rechteckig	150
581050	20	100 x 100	mit Gummizug, rund	120
581260	12	120 x 120	mit Gummizug, rund	72
581576-9		150 x 150	mit Gummizug, rund	*

* Nur unsteril als Setkomponente erhältlich

Beispiel: Abdeckhaube rund




Beispiele: Abdeckhaube eckig




Bleifensterabdeckung aus transparenter Folie im Spender

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VPE
588011	25	80 x 110	mit Schnurzug	100



Folienbeutel aus transparenter Folie im Spender

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VPE
586560	40	65 x 60	mit Schnurzug	240




Sonstiges

Nahtmaterial - Einstecktasche

aus transparenter Folie

REF	Größe/ cm	Beschreibung
589960-9	19,5 x 22,5	Folie, PE/PA/PE, selbstklebend, mit 3 Taschen 67 x 90 mm


Nur unsteril als Setkomponente erhältlich



Kochsalzschüssel-Bezug

VE: 72 Stück


REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
588855	18	130 x 160	PE-Folie mit zentraler Vertiefung Ø 31,5 cm



Kopfschalen-Bezug


VE: 250 Stück

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung
588851-9	50	40 x 50	Kissenbezug, Mediwell super, 2-lagig, unsteril




OP-Lagerungskissen

REF	Anzahl	Größe/ cm	Beschreibung	VE
588880	50	7 x 16	Abdecktuch, gerollt	50
588881	9	16 x 30	Abdecktuch, gerollt	9
588882	3	60 x 60	Abdecktuch, gerollt	3




Perinealabdeckung aus Mediwell super, 2-lagig
im Spender, VE: 300 Stück

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung
585053	50	50/22 x 53	mit Klebezonen und seitlichen Gummizügen



Elastische Manschetten
unsteril

REF	Anzahl/ Spender	Größe/ cm	Beschreibung	VE
82540-9	100	25 x 40	Loch 7 cm, mittig	1000
584040-9	50	40 x 40	Loch 7 cm, mittig	500



OP-Mäntel



Sicherheit für Personal und Patienten gewährleisten unsere OP-Mäntel aus der angenehm zu tragenden Mediwell soft-Qualität mit textilähnlicher Struktur und das leichte Vlies Mediwell light. Dank der Modellvielfalt aus verschiedenen Materialien und Konfektionierungen kann für jeden Eingriff der passende Mantel gewählt werden. Alle OP-Mäntel sind frei von Latex und PVC.



HP: entspricht den Anforderungen der EN 13795 für High-Performance


SP: entspricht den Anforderungen der EN 13795 für Standard-Performance

OP-Mäntel Standard/Verstärkt

OP-Wickelmäntel aus Mediwell soft Spunlace-Vliesstoff, atmungsaktiv, textilähnlich, flüssigkeitsabweisend; mit je **2 Handtüchern 30 x 40 cm und Einschlag**

Standard-Mäntel/SP ohne Verstärkung


REF	Anzahl	Länge/cm	Beschreibung
464411-9	-	M=120	Nur unsteril als Setkomponente erhältlich
464413	12	L=130	VE: 24 Mäntel
464416	12	XL=150	VE: 24 Mäntel
464419	12	XXL=170	VE: 24 Mäntel
464458	12	XL=150	VE: 24 Mäntel, extra breit (Saum 190cm)



Spezial-Mäntel/HP

mit bakterien- und flüssigkeitsdichter PE-Innenverstärkung

REF	Anzahl	Länge/cm	Beschreibung	VE
464414	12	L=130	Ärmelverstärkung atmungsaktiv	24
464417	12	XL=150	Ärmelverstärkung atmungsaktiv	24
464430	9	XXL=170	Ärmelverstärkung atmungsaktiv	18




388

Spezial-Mäntel/HP

mit bakterien- und flüssigkeitsdichter PE-Außenverstärkung


REF	Anzahl	Länge/cm	Beschreibung
464415	12	XL=150	mit bakterien- und flüssigkeitsdichter PE-Außenverstärkung
464418	12	XXL=170	Ärmelverstärkung, innen atmungsaktiv



OP-Mantel-Set, verstärkt

VE: 6 Sets

REF	Anzahl	Länge/cm	Beschreibung
628510	1	85 x 100	Einschlagtuch, 2-lagig, weiß
464413	1	L=130	OP-Mantel, Spunlace, unverstärkt
464417	4	XL=150	OP-Mantel, Spunlace, verstärkt
464430	1	XXL=170	OP-Mantel, Spunlace, verstärkt



OP-Mäntel aus Mediwell soft Spunlace-Vliesstoff, atmungsaktiv, textilähnlich, flüssigkeitsabweisend; mit je **2 Handtüchern 30 x 40 cm und Einschlag**

Bindemäntel/SP

REF	Länge/cm	Beschreibung
464423-9	L=130	
464462-9	L/XL=140	
464426-9	XL= 150	

Nur unsteril als Setkomponente erhältlich




389

OP- Wickelmäntel aus Mediwell light SMMMS-Vliesstoff 47g/m², atmungsaktiv, hoher Tragekomfort, flüssigkeitsabweisend; mit je **zwei Handtüchern 30 x 40 cm und Einschlag**

Standard-Mäntel/SP

REF	Anzahl	Länge/cm	Beschreibung	VE
464472	14	L=135	ohne Verstärkung	28
464473	13	XL=150	ohne Verstärkung	26
464475	13	XL=150	mit SMS-Verstärkung	26



OP-Mäntel TUR

VE: 30 Mäntel

REF	Anzahl	Länge/cm	Beschreibung
464455	15	L/XL=140	Vlies im Hals-/Schulterbereich
464428	15	XL=150	Vlies im Hals-/Schulterbereich



Armschützer, aus Mediwell super

VE: 210 Stück

REF	Anzahl/Spender	Größe/cm	Beschreibung
582052	35	22,5 x 57	2-lagig, mit Bündchen




OP-Wickelmäntel aus Mediwell light SMMMS-Vliesstoff, atmungsaktiv, hoher Tragekomfort, flüssigkeitsabweisend; mit je **2 Handtüchern 30 x 40 cm und Einschlag**

390

Standard-Mäntel/SP

ohne Verstärkung


REF	Anzahl	Länge/cm	Beschreibung	VE
464431	17	M=120	-	34
464433	15	L=130	-	30
464436	14	XL=150	-	28
464491	13	XXL=170	-	26



Spezial-Mäntel/SP

mit SMMMS-Innenverstärkung


REF	Anzahl	Länge/cm	Beschreibung	VE
464434	15	L=130	-	30
464437	14	XL=150	-	28
464492	14	XXL=170	-	28



Spezial-Mäntel/HP

mit bakterien- und flüssigkeitsdichter PE-Innenverstärkung

REF	Anzahl	Länge/cm	Beschreibung	VE
464438	12	XL=150	-	24
464439	11	XXL=170	-	22



OP-Mantel-Set Standard

563840

VE: 14 Sets

REF	Anzahl	Länge/cm	Beschreibung	VE
628510	1	85 x 100	Einschlagtuch	24
464436	3	XL=150	OP-Mantel, SMS, unverstärkt	22



Schutzprodukte





Schutzauflagen und -laken sowie Schürzen ergänzen unser Produktportfolio und erfüllen die Ansprüche höchster Hygienesicherheit. Auch hier bieten wir neben Standardartikeln individuelle, kundenspezifische Lösungen. Unsere Bereichskleidung trägt zum Schutz von Patienten, Personal und Besuchern bei.



Schleusenwäsche/Vliesjacken (unsteril)

Schleusenwäsche, aus Mediwell soft bzw. Mediwell 43 (SMS)

REF(Soft)	REF(SMS43)	Größe/cm	Beschreibung	VE
469930	469940	52 x 70	Größe S, Oberteil/Kasak	4x25
469931	469941	40 x 96	Größe S, Hose	4x25
469932	469942	57 x 72	Größe M, Oberteil/Kasak	4x25
469933	469943	48 x 106	Größe M, Hose	4x25
469934	469944	63 x 72	Größe L, Oberteil/Kasak	4x25
469935	469945	54 x 112	Größe L, Hose	4x25
469936	469946	67 x 75	Größe XL, Oberteil/Kasak	4x25
469937	469947	60 x 120	Größe XL, Hose	4x25
469938	469948	70 x 76	Größe XXL, Oberteil/Kasak	4x25
469939	469949	66 x 125	Größe XXL, Hose	4x25



93

Vliesjacken aus Mediwell soft mit Druckknöpfen und 2 Taschen

REF	Anzahl	Länge/cm	Beschreibung	VE
469950	1	72	Größe M	50
469951	1	74	Größe L	50
469952	1	76	Größe XL	50




Schutz-/Besuchermäntel

Schutzmantel aus PP Spunbond

464468

VE: 100

REF	Beschreibung	Länge/ cm
464468	Farbe: hellblau, mit Bindegürtel, OP-Mantel-Faltung, Strickbündchen	125




Schutzmantel aus PP, Front und Arme PE-beschichtet

465521

VE: 100

REF	Beschreibung	Länge/ cm
465521	Farbe: gelb, Klettverschluss und Bindegürtel, Strickbündchen	140




Besuchermantel aus PP

465522

VE: 100

REF	Beschreibung	Länge/ cm
465522	Farbe: lila, Klettverschluss und Bindegürtel, Strickbündchen	130




Besuchermantel aus PP

465523

VE: 100


REF	Beschreibung	Länge/ cm
465523	Farbe: hellgrün, Klettverschluss und Bindegürtel, elastische Arm Bündchen	130



Einmalstrumpf

Einmalstrumpf 466001
aus Baumwolle und Polyester
VE: 160

REF	Beschreibung	Größe/ cm
466001	Farbe: weiß, paarweise verpackt, im Spender (40 Paar)	40 x 8,5



Schutzauflagen/Schürzen/Liegenauflagen

Medinop

Schutzauflagen/-laken

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Format/cm	Beschreibung
623840	700	37,5 x 40	Schutzauflage
624575	700	45 x 75	Schutzauflage
626075	500	60 x 75	Schutzauflage
627590	400	75 x 90	Schutzauflage
627814	200	75 x 140	Schutzlaken
627818	150	75 x 175	Schutzlaken
627820	150	75 x 200	Schutzlaken
627821	125	75 x 210	Schutzlaken
628518	150	85 x 175	Schutzlaken
628521	100	85 x 210	Schutzlaken

Untersuchungsliegenauflagen

REF	Inhalt/VE	Format/cm x m	Beschreibung
773950	10	39 x 50	Rollenware, perforiert alle 28 cm
774450	10	44 x 50	Rollenware, perforiert alle 28 cm
775050	10	50 x 50	Rollenware, perforiert alle 28 cm
775550	10	55 x 50	Rollenware, perforiert alle 28 cm
775950	10	59 x 50	Rollenware, perforiert alle 28 cm
777450	8	74 x 50	Rollenware, perforiert alle 28 cm

Schürzen

REF	Inhalt Spender bzw. Inliner/VE	Format/cm	Beschreibung
407511	75/600	75 x 110	aus weißer PE-Folie, im Abreißspender
407513	75/600	75 x 130	aus weißer PE-Folie, im Abreißspender
407515	75/450	75 x 150	aus weißer PE-Folie, im Abreißspender
407517	75/450	75 x 170	aus weißer PE-Folie, im Abreißspender
417511	400	75 x 110	aus weißer PE-Folie, im Abreißspender
417513	300	75 x 130	aus weißer PE-Folie, im Abreißspender
417515	300	75 x 150	aus weißer PE-Folie, im Abreißspender
417517	250	75 x 170	aus weißer PE-Folie, im Abreißspender

Sterioplast

Schutzmaterial, 3-lagig, Zellstoff / PE/PP-Folie / Zellstoff

REF	Inhalt VE	Format/cm	Beschreibung
654576	10	45 x 75	dampfsterilisierbar bis 135°C
657690	10	75 x 90	dampfsterilisierbar bis 135°C

Medinop ist ein 2-lagiges Material aus 100% sauerstoffgebleichtem, weißem Zellstoff und transparenter PE-Folie. Es ist weich, sehr gut drapierfähig, saugfähig, mit Keim- und Flüssigkeitsbarriere, abriebfest und eignet sich hervorragend als Set-Einschlag mit Zweitverwendung als steriles Feld oder als Patientenauflage.

Steriplast ist ein 3-lagiges Material aus grünem Zellstoff und transparenter PE/PP-Folie. Dieses dampfsterilisierbare Material wird u.a. als Einschlag für Wäschepakete eingesetzt.

Spirometer

Vitalograph ALPHA IV

Das am einfachsten zu bedienende Spirometer weltweit. Kein PC erforderlich.

- Integrierter Thermodrucker
- Nachhaltige Messtechnologie ohne Einweg-Messköpfe, -Turbinen, -Spiretten und –Atemrohre
- Interpretation der Messergebnisse
- Zukunftssicher durch diverse PC Erweiterungs-Optionen (Einbinden in Ihr Praxisnetzwerk etc.)
- Netz- oder Akkubetrieb
- Alle Parameter für EBM, DMP und Arbeitsmedizin

Das Vitalograph ALPHA IV

zeichnet sich vor allem durch seine einfache Bedienung aus: Sie geben nur Alter, Körpergröße und Geschlecht des Patienten ein, wählen die gewünschte Testart und können sofort mit der Messung beginnen.

Es ermittelt automatisch den besten Test und zeigt Ihnen in einfacher und übersichtlicher Form die Echtzeit-Grafik, die Interpretation und die Informationen zur Test-Qualitätskontrolle.

Nach Beendigung des Tests können Sie den Bericht direkt über den integrierten Thermodrucker ausdrucken. Kein PC erforderlich.

Die nachhaltige Messtechnologie vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“ zeichnet sich neben absoluter Genauigkeit durch Langlebigkeit und geringe Folgekosten aus. Sie sparen teure Einweg-Messköpfe, -Turbinen, -Spiretten und –Atemrohre.



Bestellinformationen siehe nächste Seite.


Vitalograph ALPHA Connect

Bestseller ALPHA IV zusätzlich mit PC Spirometrie-Software und Schnittstelle zur Einbindung ins Praxisnetzwerk.

- Das Spirometer für alle Anforderungen
- Clevere Diagnose-Software mit tollen Animationen, Echtzeitkurven, Interpretation und Therapieverlauf
- Verfolgen Sie die Messung bequem auf Ihrem PC-Bildschirm
- In Praxissoftware einbindbar via GDT-Schnittstelle

Das Vitalograph ALPHA Connect basiert auf dem Bestseller ALPHA IV. Zusätzlich wird es mit der Spirotrac® V PC-Software geliefert und macht Ihren PC zum leistungsfähigen Spirometrie-Arbeitsplatz.

Verfolgen Sie Messungen bequem und in Echtzeit auf dem Bildschirm. Verbessern Sie die Mitarbeit Ihrer Patienten durch tolle Animationen.



Über die integrierte GDT-Schnittstelle ist eine Einbindung in alle gängigen Praxissoftwareprogramme möglich.


Bestellinformationen

REF	Beschreibung
65003	Vitalograph ALPHA IV
65403	Vitalograph ALPHA Connect
36020	Kalibrationspumpe 3-Liter
28350	BVF Bakterien-Viren-Filter (50)
20303	Einmal-Nasenklemmen (200)
66149	Papierrollen für Thermodrucker (5)

Vitalograph ALPHA Touch

Das Vitalograph ALPHA Touch ist der flexible Alleskönner zum Einsatz mit oder ohne PC.

- Integrierter Thermodrucker
- Nachhaltige Messtechnologie ohne Einweg-Messköpfe, -Turbinen, -Spiretten und -Atemrohre
- Interpretation der Messergebnisse
- Zukunftssicher durch diverse PC Erweiterungs-Optionen (Einbindung in Ihr Praxisnetzwerk etc.)
- Netz- oder Akkubetrieb
- Mit Patientenverwaltung zur Speicherung von mehr als 10.000 Patientendaten und zur optionalen Synchronisation mit Ihrem Praxissystem
- Mit Animation zur Verbesserung der Mitarbeit Ihrer Patienten
- Mit Touchscreen für eine moderne und selbsterklärende Benutzerführung
- Alle Parameter für EBM, DMP und Arbeitsmedizin



Das Vitalograph ALPHA Touch

mit Vitalograph Spirotrac® V Spirometrie-Software kombiniert die Vorteile absoluter Mobilität mit den Eigenschaften eines leistungsfähigen, netzwerkfähigen PC-Spirometers.

Spirometrie-Tests können automatisch in die Spirotrac® V PC-Software übertragen und miteinander synchronisiert werden.

Messungen lassen sich in Echtzeit am PC-Bildschirm betrachten. Die leistungsstarke Spirotrac® V PC-Software verwaltet umfassend und komfortabel Patientendaten.

Über die integrierte GDT-Schnittstelle ist eine Einbindung in alle gängigen Praxissoftwareprogramme (MEDISTAR, ALBIS, TURBOMED, COMPUMED M1, ixx.comfort/concept/isynet, DOCcomfort/concept, SAMAs, Medisoft, ISIS MED) möglich.



Bestellinformationen

REF	Beschreibung
65503	Vitalograph ALPHA Touch
65603	Vitalograph ALPHA Touch mit Spirotrac V PC-Software
36020	Kalibrationspumpe 3-Liter
28350	BVF Bakterien-Viren-Filter (50)
20303	Einmal-Nasenklemmen (200)
66149	Papierrollen für Thermodrucker (5)

Vitalograph In2itive

Das Vitalograph In2itive™ kombiniert in einem kleinen, repräsentativen Gerät die Vorteile absoluter Mobilität mit den Eigenschaften eines netzwerkfähigen PC-Spirometers.

- Als Hand- und PC-Spirometer einsetzbar
- Ideal für Arbeitsmedizin und Klinik
- Touchscreen, einfachste Menüführung mit Symbolen
- Testspeicher für mehr als 10.000 Patienten
- Mit Animation zur Verbesserung der Mitarbeit Ihrer Patienten
- Nachhaltige Messtechnologie ohne Einweg-Messköpfe, -Turbinen, -Spiretten und – Atemrohre
- Für alle Windows basierten PCs
- Alle Parameter für EBM, DMP und Arbeitsmedizin



Das Vitalograph In2itive™ ist in zwei Varianten lieferbar:

Vitalograph In2itive™ mit Spirometrie- Software Spirotrac® V (Artikel 79003):

Spirometrie-Tests können automatisch vom Gerät in die PC-Software übertragen und miteinander synchronisiert werden. Messungen lassen sich in Echtzeit am Computerbildschirm betrachten.

Die clevere Diagnose-Software Vitalograph Spirotrac® V mit tollen Animationen ist einfach zu bedienen und eignet sich optimal für die Erhebung, Speicherung und Analyse von Langzeitdaten Ihrer Patienten.


Über die integrierte GDT-Schnittstelle ist die Einbindung in alle gängigen Praxissoftware-Systeme möglich.

Vitalograph In2itive™ mit Berichtssoftware Vitalograph Reports (Artikel 79403):

Mit der PC-Berichtssoftware Vitalograph Reports können die im In2itive™ gespeicherten Messdaten als PDF ausgedruckt werden.

Bestellinformationen

REF	Beschreibung
79003	Vitalograph In2itive mit Spirotrac V Software
79403	Vitalograph In2itive mit Reports Berichtssoftware
36020	Kalibrationspumpe 3-Liter
28350	BVF Bakterien-Viren-Filter (50)
20303	Einmal-Nasenklemmen (200)



Atemwegsscreener Asthma- und COPD-Screener

Flächendeckende Identifikation bisher undiagnostizierter COPD mit dem neuartigen COPD-Screener von Vitalograph

Undiagnostizierte COPD betrifft weltweit Millionen von Menschen, allein in Deutschland sind etwa 15% der Menschen über 40 Jahre betroffen, bei den über 70-Jährigen sind es sogar knapp 30%. Aber nur jeder zweite COPD-Kranke ist diagnostiziert und einer wirksamen (medikamentösen) Behandlung zugeführt (Quelle: Global BOLD Study).

Im Moment liegt die COPD in der Todesursachenstatistik an der sechsten Stelle. Man geht davon aus, dass bei den derzeit steigenden Erkrankungszahlen bis zum Jahr 2020 etwa die dritte Stelle erreicht werden wird. Hauptursache für die Entstehung einer COPD ist das Rauchen.

- Einfaches, zeiteffizientes Screening
- Intuitive Bedienung
- Großes, leicht ablesbares Display
- Automatische Test-Qualitätskontrolle
- Bestens geeignet für Mehrpatientengebrauch
- Einfache Reinigung durch abnehmbaren Messkopf
- Niedrige Folgekosten durch handelsübliche AAA-Batterien
- Standards: IEC 60601-1:2005 Serie, ISO 23747:2007, ISO 13485:2003; CE 0086, ATS/ERS

403

Vitalograph copd-6

Revolutionärer COPD-Screener zur Früherkennung der vorsymptomatischen COPD.

- COPD Klassifizierung (Stufe I-IV) gemäß GOLD 2011
- Obstruktionsindex gemäß COPD-Konsortium
- Lungenhalter
- Parameter: FEV1, FEV6, FEV1/FEV6

Der Vitalograph copd-6 bestimmt den Obstruktionsindex sowie das Verhältnis FEV1/FEV6 und erkennt so gezielt und sicher potenzielle COPD-Erkrankungen. Für dieses Screening müssen keine zeit- und damit kostenaufwändigen, Spirometrie-Untersuchungen in der (Allgemein-)Arztpraxis durchgeführt werden.



Bestellinformationen siehe übernächste Seite.

Vitalograph Lung Age

Überzeugender Motivator für eine nachhaltige Raucherentwöhnung

- Ermittlung des „effektiven“ Lungenalters
- Anzeige der verkürzten Lebenserwartung
- Farb-Indikation der Normalwertabweichung
- Parameter: FEV1 absolut und in % vom Normalwert

Der Vitalograph Lung Age zeigt das „effektive“ Lungenalter an und indiziert potenzielle COPD-Erkrankungen. Der Vergleich zwischen gemessenem und tatsächlichem Lungenalter vermittelt in nachdrücklicher Form, wie sich das Rauchen auf die Lebenserwartung auswirkt.



404

Vitalograph asma-1

Das weltweit innovativste elektronische FEV1/PEF-Aufzeichnungsgerät

- Spezifische Festlegung von FEV1/PEF-Sollwertzonen
- Speicherung von 600 Tests
- Für die Verwendung in Klinik, Praxis und zuhause
- Parameter: PEF, FEV1

Das Vitalograph asma-1 ist ein hoch entwickelter Asthma-Monitor, welcher die Verlaufskontrolle signifikant vereinfacht.

Das Gerät misst und speichert PEF und FEV1 und erlaubt so präzise Rückschlüsse auf den (Obstruktions-) Zustand der Atemwege. Justierbare PEF/FEV1-Zonen ermöglichen patientenbezogene Asthmapläne.



Bestellinformationen siehe nächste Seite.

Vitalograph Lung Monitor

Für den Patientengebrauch entwickeltes Messgerät zum exakten Monitoring der Lungenfunktion

- Spezifische Festlegung von FEV1/PEF-Sollwertzonen
- Speicherung von 200 Tests
- Für die Verwendung in Klinik, Praxis und zuhause
- Parameter: FEV1, FEV6, FEV1/FEV6

Der Vitalograph Lung Monitor wurde für Patienten mit Lungenfunktionsstörungen durch Asthma, Mukoviszidose oder Transplantationen entwickelt. Er ermöglicht die regelmäßige Aufzeichnung der wesentlichen Lungenfunktionsparameter zuhause.

4000 SERIES									
	PEF	FEV ₁	FEV ₆	Ratio	Lung Age	Memory	Personal Best	GOLD	PDF Reports
asma-1™	●	●	○	○	○	600	●	○	○
asma-1 USB	●	●	○	○	○	600	●	○	●
copd-6™	○	●	●	●	●	○	○	●	○
copd-6 USB	○	●	●	●	●	○	○	●	●
Lung Monitor	○	●	●	●	○	200	●	○	○
Lung Monitor USB	○	●	●	●	○	200	●	○	●
Lung Age	○	●	○	○	●	○	○	○	○

● Available ○ Not available

405

Bestellinformationen

REF	Beschreibung
40203	Vitalograph copd-6
40503	Vitalograph Lung Age
40003	Vitalograph asma-1
40553	Vitalograph Lung Monitor
20242	Sicherheitsmundstücke mit Rückstromventil (200)

Bei Nutzung eines Gerätes durch mehrere Patienten empfehlen wir zur Vermeidung von Kreuzinfektionen den Einsatz von Einmal-Sicherheitsmundstücken.

Atemwegsscreener

Peak-Flow-Meter

Effektives Asthma-Management erfordert eine regelmäßige Messung des Peak-Flows

- Bestens geeignet für Erwachsene und Kinder
- Für die Verwendung in Klinik, Praxis und zuhause
- Mit einheitlicher Skalierung gemäß neuem Standard ISO 23747:2007
- Mit Hilfsmittel- und Pharmazentralnummer (siehe unten)



Experten sind sich einig:

Effektives Asthma-Management erfordert eine regelmäßige Messung und Dokumentation des Peak-Flows. Dies führt zu einer erhöhten Lebensqualität der Patienten und verringert die Anzahl der Asthma-Notfälle.

Vitalograph Peak-Flow-Meter werden mit individuellen Asthma-Dokumentationsbögen sowie farbigen Aktionsplänen geliefert, um die Selbstkontrolle der Patienten zu vereinfachen. Die Geräte haben ein integriertes, konisch zulaufendes Mundstück. Diese spezielle Formung der Mundsektion ermöglicht auch eine sichere Nutzung durch mehrere Patienten (z.B. im Krankenhaus oder in der Arztpraxis), da zur Vermeidung von Kreuzinfektionen Sicherheitsmundstücke eingesetzt werden können.

406

Bestellinformationen

REF	Beschreibung	PZN
43000G	Peak-Flow-Meter Standard	4941515
43400G	Peak-Flow-Meter asmaPlan+	7186278

Sicherheitsmundstücke

Die patentierten Sicherheitsmundstücke verhindern durch ein Rückstromventil eine versehentliche Inspiration

- Nur Vitalograph-Mundstücke schützen Ihren Messkopf vor Pappstaub und Reparaturen
- Zuverlässige Infektionskontrolle bei ausschließlich expiratorischen Messungen
- Einwegventil verhindert unbeabsichtigte Inspiration
- Ideal auch für ambulantes oder stationäres Peak-Flow-Monitoring



Bestellinformationen

REF	Beschreibung
20242	Sicherheitsmundstücke mit Rückstromventil (200)

Vitalograph AIM

Effektives Inhalationstraining und Compliance-Proofing für DPIs, MDIs und Vernebler


- Überprüfung, ob der gewählte Inhalator-Typ (Trockenpulver, Dosieraerosol, Vernebler) für den Patienten geeignet ist, um sicher und einfach eine optimale Dosierung und Verteilung des Wirkstoffes in der Lunge zu erzielen (Compliance Proofing)
- Erkennung falscher Inhalationstechniken
- Ideal für das Patiententraining im richtigen Umgang mit DPIs oder MDIs mit objektivem Bio-Feedback
- Klare Bewertungen und Anweisungen für Trainer und Trainingsteilnehmer
- Einfache Benutzung bei optimaler Hygiene und niedrigen Testkosten



Der einzigartige Vitalograph AIM ist das ideale Trainingsgerät, um Patienten mit dem korrekten Gebrauch eines Inhalators vertraut zu machen. Nur die richtige Inhalationstechnik gewährleistet eine optimale Verteilung des Medikamentes innerhalb der Atemwege und einen hohen Therapieerfolg. Dies wiederum resultiert in einem besseren täglichen Umgang mit der Erkrankung und in einer Reduzierung der erforderlichen Arztbesuche.

408

Das Piktogramm gibt Überblick über die Testqualität:



Schlecht (Rot):
Die Inhalationsstärke war nicht im richtigen Bereich oder der Inhalator wurde nicht ausgelöst.

Fehlerhaft (Orange):
Inhalationsdauer oder Atem-Anhaltezeit waren nicht ausreichend.

Gut (Grün):
Korrekte Inhalationsstärke, eingeatmetes Volumen und Atem-Anhaltezeit gut.

Der Aerosol-Inhalations-Monitor (AIM) arbeitet mit hygienischen DPI- und MDI-Einmal- Simulatoren und hilft, die Inhalationstechnik bezüglich der Auslösung, der Inhalationsdauer und -stärke sowie der Atem- Anhaltezeit zu bewerten und zu verbessern.

Um den Unterschied zwischen einer guten und schlechten Inhalationstechnik zu verdeutlichen, wird in einem Lungenpiktogramm der Test zusammengefasst.

Bestellinformationen

REF	Beschreibung
45710	AIM (Aerosol-Inhalations-Monitor)
45610	Einmal-Simulator DPI (25)
45611	Einmal-Simulator MDI (25)
79192	Ersatz-Silikonschlauch
45027	HFA Placebo-Aerosol (8)

Dabei werden diejenigen Teilabläufe der Inhalation deutlich angezeigt, die verbessert werden müssen. Dies ermöglicht dem Trainer gezielt und individuell auf den Patienten einzugehen.

Lufu-Filter

BVF™ Bakterien-Viren-Filter

Zum Schutz vor Kreuzinfektionen soll bei inspiratorischen Messungen ein Bakterien-Viren-Filter eingesetzt werden

- Schützt Patient, Personal und Gerät vor Infektionen
- Sparen Zeit Geld durch verringerten Reinigungsaufwand
- Optimale Hygiene-Lösung für Ihr Praxis-QM-System
- Filter und Adapter für Spirometer und Bodyplethysmographen diverser Hersteller erhältlich
- Geringer Gegendruck (übertrifft ATS-Standard)
- Sehr leistungsstark auch bei hohen Flussraten
- Integriertes Mundstück für Erwachsene und Kinder

Blaue BVF™ Bakterien-Viren-Filter sind auch passend für: Micro medical, MIR, Cosmed, Vistec und Clement Clarke



Zum Schutz vor Kreuzinfektionen von Patient zu Patient sollte bei Spirometrie-Untersuchungen ein (Einmal-)Bakterien-Viren-Filter mit integriertem Mundstück eingesetzt werden. Dieser Filter ist der zeitgemäße Ersatz für herkömmliche Pappmundstücke.

Im Rahmen eines (Praxis-) Qualitätsmanagement-Systems ist die Hygiene mit Einsatz des Filters optimal dokumentiert und sichergestellt. Des Weiteren verringert sich der Reinigungsaufwand des Spirometers erheblich; dies spart Arbeitszeit und damit Geld.

Atemflusswiderstand bei 750 L/Min (nur BVF):
0,08 kPa/L/s

Atemflusswiderstand bei 750 L/Min (BVF & Messkopf): 0,12 kPa/L/s

Atemflusswiderstand ATS Grenzwert: 0,15 kPa/L/s

Kreuz-Kontaminationsreduktion von Bakterien und Viren: 99,99 % bei 55 L/Min.

Kreuz-Kontaminationsreduktion von Bakterien und Viren: 99,99 % bei 750 L/Min.
Effektiver Totraum: 65ml

Bestellinformationen

REF	Beschreibung
28350	Bakterien-Viren-Filter, blau (50)
29734	Adapter für Custo Vit M
29730	Adapter für Schiller SP-200, Welch Allyn, Chest Microspiro, Fukuda Denshi

Universal-Filter für Bodyplethysmographen

Vitalograph Universal-Filter für Bodyplethysmographen sind die preisgünstige Alternative zu den Filtern der Body-Hersteller

- Jaeger/Viasys/Cardinal Health/CareFusion/ERT
- Ganshorn
- ZAN/nSpire
- Custo (Spiro Mobile)



Bestellinformationen

REF	Beschreibung
28363	Universal-Bakterien-Viren-Filter, transparent, für Spirometer und Bodyplethysmographen von Jaeger/Viasys/Cardinal Health/CareFusion/ERT, Ganshorn, ZAN/nSpire und Custo (50)

410

Einmal-Nasenklemmen

Der ATS/ERS-Standard fordert den Einsatz von Einmal-Nasenklemmen zur Präzisierung der Messergebnisse

- Diese Einmal-Nasenklemmen sind angenehm zu tragen und sparen Zeit und Geld



Bestellinformationen

REF	Beschreibung
20303	Einmal-Nasenklemmen (200)

Ovale Mundstücke

Transparent, passend für alle BVF™ Bakterien-Viren-Filter

- Angenehme Passform für den Mund



Bestellinformationen

REF	Beschreibung
20989	Ovale Mundstücke, transparent, für Bakterien-Viren-Filter (50)

411

Beiß-Mundstücke

Desinfizierbar, passend für alle Bakterien-Viren-Filter

- Qualitativ hochwertige, wiederverwendbare Mundstücke für den täglichen Einsatz



Bestellinformationen

REF	Beschreibung
20310	Beiß-Mundstücke, normal, blau für Universal-Filter (50)
20392	Beiß-Mundstücke, klein, transparent für Vitalograph BVF und Universal-Filter (50)

Lungenfunktionstest-Sets

Vorkonfektionierte Sets für Bodyplethysmographen von Jaeger/Viasys/Cardinal Health/CareFusion/ERT, Ganshorn, ZAN/nSpire

- Ergonomisch gestaltet, komfortabel und einfach zu handhaben
- Ein Set beinhaltet einen Bakterien-Viren-Filter, ein ovales Mundstück und eine Nasenklemme



Bestellinformationen

REF	Beschreibung
28403	Bakterien-Viren-Filter + Ovale Mundstücke + Nasenklemmen (50)

Verbrauchsmaterial

Spezialbeschichtete Pappmundstücke

Um Verletzungen und ein Kleben an den Lippen zu vermeiden, sind alle Pappmundstücke von Vitalograph mit einer speziellen Versiegelung versehen

- Nur Vitalograph-Mundstücke schützen Ihren Messkopf vor Pappstaub und Reparaturen
- Mini-Mundstücke für pädiatrische oder ältere Patienten erhältlich



Bestellinformationen

REF	Beschreibung
20201	Pappmundstücke (200)
20202	Mini-Mundstücke (200)
20784	Adapter für Mini-Mundstücke

MDI/DPI-Sicherheitsmundstücke

Die Einwegmundstücke mit Rückstromventil ermöglichen ein sicheres und kosteneffizientes Patiententraining im Umgang mit Applikatoren

- Ausschließlich zur Verwendung mit Placebos
- Patentiertes Rückstromventil verhindert Ausatmen in den Applikator
- Für unterschiedliche Applikatoren mengenabhängig lieferbar.



Thermodruckpapier

Nur Vitalograph Thermodruckpapier ist in Gewicht, Dicke, Glätte, Weiße, Steifigkeit und Bruchlast optimal auf Vitalograph-Produkte abgestimmt

- Nur Originalpapier von Vitalograph schützt Ihren Drucker vor dem Ausbrennen und teuren Reparaturen

Bestellinformationen

REF	Beschreibung
66149	Thermodruckpapier für ALPHA IV, COMPACT II+III und 2120 Basisstation (5 Rollen)
44058	Thermodruckpapier für ALPHA I - III (5 Rollen)

Konzentrat zur Messkopfdesinfektion

In der praktischen 1-Liter-Dosierflasche

414

- VAH-gelistetes Desinfektionsmittel mit hoher Wirtschaftlichkeit (20ml pro Liter Wasser für die 15-minütige Kurzdesinfektion)

Bestellinformationen

REF	Beschreibung
30005	Konzentrat zur Messkopfdesinfektion (1 Liter)

Salvafix MEMORY PRO

Abdominal safety belt with sewn perineal band

The abdominal restraining belt includes an articulated system to let the patient turn on to either side, sit up, and sit on the bed. This is a common method for the purpose of Psychiatric restraint. The abdominal belt can be easily installed before or after the patient has gone to bed. The lower part - with subjection bands - can be fixed to the bed or stretcher frame; the upper part has to be placed around the waist of the patient. The lateral restraining bands must always be applied and used and are intended to prevent the patient from rotating around the axis of the belt.



415

Features



Patented Memory System
Facilitates the positioning and registers the condition of the patient. Patent number: 10382112.0



Lateral sewn band
Improves the security by preventing the patient from spinning around



Perineal band
Prevents the patient from sliding down and avoids injuries and suffocation risks



Articulation
Allows postural changes



3 eyelets in the belt base
Improves the adaptation to different widths of beds



Lateral bands with more eyelets
Allows the therapeutic restrain treatment



Reinforced padded edges
Increases the patient's comfort



Double eyelets for XL
Improves the patient's security

(Bestellinformationen siehe nächste Seite)

REF	Size	Perimeter	Width
SVF3001P	S	46-76	16
SVF3000P	M	68-108	18
SVF3002P	L	95-135	18
SVF3003P	XL	115-150	18

Packaging:

- 1 belt with two sewn lateral and perineal bands
- 3 locks (sizes L and XL 4 locks)
- 1 magnetic Key

Salvafix MEMORY PRO

Abdominal safety belt with femoral clamping

The abdominal restraining belt can be easily installed before or after the patient has gone to bed. In the case of bed restraint, this is a useful appliance. The lower part - with subjection bands - can be fixed to the bed or stretcher frame; the upper part has to be placed around the waist of the patient. The lateral restraining bands must always be applied and used and are intended to prevent the patient from rotating around the axis of the belt. Femoral clamps allow personal hygiene of the patient without release restraint and prevent the patient can scroll down, avoiding the risk of suffocation.



Features



Patented Memory System
Facilitates the positioning and registers the condition of the patient.
Patent number: 10382112.0



Lateral sewn band
Improves the security by preventing the patient from spinning around



Articulation
Allows postural changes



Femoral clamps
Prevents the patient from sliding down and avoids injuries and suffocation risks. *Patent number: 002417972*



3 eyelets in the belt base
Improves the adaptation to different widths of beds



Lateral bands with more eyelets
Allows the therapeutic restrain treatment



Reinforced padded edges
Increases the patient's comfort



Double eyelets for XL
Improves the patient's security


(Bestellinformationen siehe nächste Seite)

REF	Size	Perimeter	Width	Femoral perim.
SVF3001P	S	46-76	16	28-34
SVF3000P	M	68-108	18	32-62
SVF3002P	L	95-135	18	32-62
SVF3003P	XL	115-150	18	32-62

Packaging:

- 1 belt with two sewn lateral bands and sewn femoral clamping bands
- 5 locks (size L and XL 6 locks)
- 1 magnetic key

Salvafix MEMORY PRO Wristbands



The SALVAFIX® human restraint system of wrist bands allow one or both hands of the patient to be secured. The comfortable soft-touch padded cover eliminates possible injuries typically caused by pressure or abrasion with traditional restraint systems. Its particular design allows a comfortable application over the belt bands, eliminating the difficulties of fastening to bed frames of different widths. The Velcro® on the inside prevents slipping of the overlapped parts.

419



Soft to the touch padded cover. Eliminates injuries caused by pressure or abrasion.

In combination with the SALVAFIX abdominal belt and fastened to the two loops situated in the base, they limit the movement of the patient to the confines of the bed.

REF	Size	Perimeter	Width
SVF3251	S	9-15	8
SVF3250	M	14-20	8
SVF3252	L	19-25	8
SVF3253	XL	24-30	8

Packaging:

- 2 wrist bands
- 4 locks
- 1 magnetic key

Salvafix MEMORY PRO

Ankle bands



The SALVAFIX® bed restraint system is composed of ankle bands that allow the levels of restraint to be adapted to the clinical needs of the patient. The protective padded bands are similar to the wrist bands. The Velcro® facilitates the application of the ankle bands in a more adjusted way, increasing the security of the system.



420

REF	Size	Perimeter	Width
SVF3351	S	14-20	8
SVF3350	M	19-25	8
SVF3352	L	24-30	8
SVF3353	XL	29-35	8

Packaging:

- 2 ankle bands
- 1 bed straps for ankle bands
- 4 locks
- 1 magnetic key

Salvafix MEMORY PRO

Harness with thorax band FIXED to the belt



Bed restraint is one of the most important purposes for patients care. This Harness with thorax band system prevents the patient from slipping vertically up, and is highly flexible in its application. A band around the chest prevents from slipping and loosen the harness. Together with this product a transversal strap is included, which stops violent or immediate incorporation so that patients cannot injure themselves or others. For non-violent patients, this harness can be used without the transversal strap and the patient obtains a higher grade of mobility being able to sit up on the bed but not slip up.

REF	Size	Perimeter
SVF3431	S	50-90
SVF3430	M/L	70-126
SVF3433	XL	109-165

421

Packaging:

- 1 harness with thorax band
- 1 bed strap
- 1 short belt strap
- 4 locks
- 1 magnetic key

Salvafix MEMORY PRO

Harness with thorax band NOT FIXED to the belt



[Bed restraint](#) is one of the most important purposes for patients care. This Harness with thorax band system prevents the patient from slipping vertically up, and is highly flexible in its application. A band around the chest prevents from slipping and loosen the harness. Together with this product, two transversal straps are included, which stops violent or immediate incorporation so that patients cannot injure themselves or others. For non-violent patients, this harness can be used without the transversal strap and the patient obtains a higher grade of mobility being able to sit up on the bed but not slip up. Harness bands can be placed in parallel position (uncrossed) to avoid touching the neck in large volume patients or avoid pressure on the sternum, if necessary.



422

REF	Size	Perimeter
SVF3441	S	40-80
SVF3440	M/L	58-114
SVF3443	XL	105-145

Packaging:

- 1 harness with thorax band and two bed straps
- 6 locks
- 1 magnetic key

Salvafix MEMORY PRO

Complete set



This complete system permits having the maximum level of security of the patient and the medical staff, because of bed restraint is a not easy issue. This complete system is composed of individual parts, it can be used depending on the necessity at that moment. This is one of the most famous restraint system.

REF (without sewn perineal)	REF with sewn perineal)	Size
SVF3151	SVF3151P	S
SVF3150	SVF3150P	M
SVF3152	SVF3152P	L
SVF3153	SVF3153P	XL

Packaging:

- 1 belt with 2 sewn lateral bands
(include a sewn perineal in SVF315*P codes)
- 1 perineal band
(not included in SVF315*P codes)
- 1 harness with thorax band
- 1 bed strap for harness
- 2 wrist bands
- 2 ankle bands
- 1 bed strap for ankle bands
- 15 locks (16 for L and XL)
- 4 magnetic keys
- 1 carry bag
- 1 extendable key-ring
- 1 DVD

Included elements



Harness + Chest



Wrist bands



Belt with perineal band




Ankle bands



Salvafix STANDARD

Abdominal safety belt with sewn perineal band



The abdominal restraining belt can be easily installed before or after the patient has gone to bed. This is an important issue: bed restraint, because of postural changes of patient. The lower part - with subjection bands - can be fixed to the bed or stretcher frame; the upper part has to be placed around the waist of the patient. The lateral restraining bands must always be applied and used and are intended to control or restrain the patient from turning left or right, and allow appropriated postural changes.

424

Features



Lateral sewn band

Improves the security by preventing the patient from spinning around



Perineal band

Prevents the patient from sliding down and avoids injuries and suffocation risks



Articulation

Central sewn



3 eyelets in the belt base

Improves the adaptation to different widths of beds



Lateral bands with more eyelets

Allows the therapeutic restraint treatment



Reinforced padded edges

Improves the patient's comfort

(Bestellinformationen siehe nächste Seite)


REF	Size	Perimeter	Width
SVF3031P	S	46-76	16
SVF3030P	M	68-108	18
SVF3032P	L	95-135	18

Packaging:

- 1 belt with two sewn lateral bands and perineal band
- 3 locks (size L 4 locks)
- 1 magnetic key

Salvafix STANDARD

Abdominal safety belt with perineal band



The abdominal restraining belt can be easily installed before or after the patient has gone to bed. Bed restraint is an important issue due to the movements of the patients. The lower part of the belt - with subjection bands - can be fixed to the bed or stretcher frame; the upper part has to be placed around the waist of the patient. The lateral restraining bands must always be applied and used and are intended to prevent the patient from rotating around the axis of the belt.

426

Features



Lateral sewn band
Improves the security by preventing the patient from spinning around



Articulation
Central sewn



Perineal band
Prevents the patient from sliding down and avoids injuries and suffocation risks (included as complement).



3 eyelets in the belt base
Improves the adaptation to different widths of beds



Lateral bands with more eyelets
Allows the therapeutic restrain treatment



Reinforced padded edges
Improves the patient's comfort

(Bestellinformationen siehe nächste Seite)

REF	Size	Perimeter	Width
SVF3031	S	46-76	16
SVF3030	M	68-108	18
SVF3032	L	95-135	18

Packaging:

- 1 belt with two sewn lateral bands
- 1 perineal band
- 3 locks (size L 4 locks)
- 1 magnetic key

Salvafix STANDARD Wristbands



The SALVAFIX® restraining wrist bands allow one or both hands of the patient to be secured. The comfortable soft-touch padded cover eliminates possible injuries typically caused by pressure or abrasion with traditional restraint systems. In the case of human restraint, its particular design allows a comfortable application over the belt bands, eliminating the difficulties of fastening to bed frames of different widths. The Velcro® on the inside prevents slipping of the overlapped parts.

428



In combination with the SALVAFIX abdominal belt and fastened to the two loops situated in the base, they limit the movement of the patient to the confines of the bed.



Soft to the touch padded cover. Eliminates injuries caused by pressure or abrasion.

REF	Size	Perimeter	Width
SVF3221	S	9-15	8
SVF3220	M	14-20	8
SVF3222	L	19-25	8

Packaging:

- 2 wristbands
- 2 locks
- 1 magnetic key

Salvafix STANDARD

Ankle bands



SALVAFIX® restraining ankle bands allow the levels of restraint to be adapted to the clinical needs of the patient. Human restraint is not an easy situation. The protective padded bands are similar to the wrist bands. The Velcro® facilitates the application of the ankle bands in a more adjusted way, increasing the security of the system.



429

REF	Size	Perimeter	Width
SVF3321	S	14-20	8
SVF3320	M	19-25	8
SVF3322	L	24-30	8

Packaging:

- 2 ankle bands sewn to the bed strap
- 4 locks
- 1 magnetic key

Salvafix STANDARD

Thigh bands



The SALVAFIX® restraining thigh bands allow the levels of restraint to be adapted to the clinical needs of the patient. The protective padded bands are similar to the wrist bands.

You can also see our wheelchair restraint systems and orthopedic products.

430

REF	Size	Perimeter	Width
SVF3600	One	32-62	8

Packaging:

- 2 thigh bands sewn to the bed strap
- 4 locks
- 1 magnetic key

Salvafix STANDARD Harness



The fastening thoracic harness is used to prevent the patient from slipping vertically and attacking with the head. It is fastened by means of a wide Velcro® strap on the rear part of the waist and with the closure system on the front part. For example, in wheelchair restraint systems, this is very useful. A blue edge sewn on the borders of the bands provides a smooth padded surface to maximise patient comfort.

431

REF	Size
SVF3400	One

Packaging:

- 1 harness
- 1 bed strap
- 1 short belt strap
- 3 locks
- 1 magnetic key

Salvafix STANDARD

Complete set



This bed restraint complete system permits having the maximum level of security of the patient and the medical staff. Given that it is composed of individual parts, it can be used depending on the necessity at that moment.

Included elements



Belt with perineal band



Harness



Wrist bands



Tobilleras

REF (without sewn perineal)	REF with sewn perineal)	Size
SVF3121	SVF3121P	S
SVF3120	SVF3120P	M
SVF3122	SVF3122P	L

Packaging:

- 1 belt with 2 sewn lateral bands
(includes a sewn perineal in SVF312*P codes)
- 1 perineal band
(not included in SVF312*P codes)
- 1 fastening harness
- 1 bed straps for harness
- 2 wrist bands
- 1 set of sewn ankle bands
- 12 locks (13 for L)
- 2 magnetic keys

Salvafix SLIM

Abdominal safety belt with sewn perineal band



Belt with lateral bands and perineal fixed to the waist band, providing more security to the patient in the required bed restraint situation. The perineal band prevents the belt from sliding up. The lateral bands prevent the patient from rotating around the axis of the belt.

433

REF	Size	Perimeter	Width
SVF3050P	M	68-108	8

Packaging:

- 1 belt with two sewn lateral bands and perineal band
- 3 locks
- 1 magnetic key

Salvafix SLIM

Abdominal safety belt with perineal band



The bed restraint system is composed of several appliances. Belt with lateral bands fixed to the waist band, providing more security to the patient. The lateral bands prevent the patient from rotating around the axis of the belt. Perineal band included as complement (not sewed).

434

REF	Size	Perimeter	Width
SVF3050	M	68-108	8

Packaging:

- 1 belt with two sewn lateral bands
- 1 perineal band
- 3 locks
- 1 magnetic key

Salvafix SLIM

Belt for wheelchair, chair or armchair



Model designed for seated patients. This wheelchair restraint is easily assembled thanks to the suitable strap lengths, covering the different perimeters that the wheelchair, seat or armchair may have. Can be incorporated perineal band to avoid sliding down.



435


REF	Size	Perimeter	Width
SVF3060	M	68-108	8
SVF3062	L	74-114	8

Packaging:

- 1 belt
- 1 perineal band
- 2 locks
- 1 magnetic key

Salvafix TRANSIT

Complete set for ambulation



SALVAFIX secure restraint system consists of a set of wristbands sewn onto a belt band, set of ankle bands and binding band. Maintains patient's arms and legs in a comfortable position and avoid aggression, self-injury, any manipulation or access to the closure system by the patient. Limit the degree of patient mobility. Allows the patient to sit.

Packaging:

- 1 set of wristbands
- 1 set of ankle bands
- 1 binding band
- 6 locks
- 2 magnetic keys



SET

REF	Size	Perimeter	Width	Lenght
SVF3180	M/L	-	-	-
Ankle bands				
SVF3380	M/L	19-30	8	-
Wristbands				
SVF3280	M/L	14-25	8	-
Binding band for wrist- and ankle bands				
SVF3480	One	-	8	105

Salvafix TRANSIT

Wristbands for stretcher



437

Wrist bands adapted to stretcher assembly without neglecting the habitual safety and comfort benefits. If transport situation is required, this bed restraint system facilitates the transport of the patient. Its particular design allows comfortable application on the stretcher thanks to its monoblock manufacturing, eliminating the difficulties of traditional fastening systems.



Soft to the touch padded cover. Eliminates injuries caused by pressure or abrasion.

REF	Size	Perimeter	Width
SVF3270	M/L	14-25	8

Packaging:

- 1 set of wristbands sewn to the stretcher strap
- 3 locks
- 1 magnetic key

Salvafix TRANSIT

Ankle bands for stretcher



438

Ankle bands adapted to stretcher assembly without neglecting the habitual safety and comfort benefits. Its particular bed restraint system design allows comfortable application on the stretcher thanks to its monoblock manufacturing, eliminating the difficulties of traditional fastening systems




REF	Size	Perimeter	Width
SVF3370	M/L	19-30	8


Packaging:

- 1 set of ankle bands sewn to the stretcher strap
- 3 locks
- 1 magnetic key

Salvafix TRANSIT Harness for stretcher



The fastening thoracic harness is used to prevent the patient from slipping vertically and attacking with the head. A blue edge sewn on the borders of the bands provides a smooth padded surface to maximise patient comfort. Our bed restraint appliances are very useful system. Salvafix Slim is composed of several products. Its particular design allows comfortable application on the stretcher thanks to its monoblock manufacturing, eliminating the difficulties of traditional fastening systems.



439

REF	Size
SVF3470	M/L

Packaging:

- 1 harness
- 3 locks
- 1 magnetic key

Salvafast Transfer




Innovative device that provide quick restrain with secure and safe transport and transference of altered, violent, aggressive, or disoriented patients on emergency stretchers. It allows the patient's transference from the emergency stretcher to other stretcher or bed, without release the patient. It consists in a resistant and durable mat provided of a set of harness, wristbands and ankle bands, with double Velcro closure system, and a sliding base to improve the transference. Made in one piece, specially designed for use in any kind of emergency stretchers.




Monoblock system

Harness + Wristbands + Ankle bands in one piece.



REF	Size	Base	Wristbands	Ankle bands
SVT3710	One	172 x 45	15 x 30	20 x 40



Packaging:

- 1 salvafast transfer
- 1 bag for transport

Salvafast Wristbands



441

Restraining neoprene wrist bands with double Velcro closure. Prevent injuries and falling out of bed or stretcher. Closure with safety clip on the wrists. Since psychiatric restraint is a delicate matter.



REF	Size	Longitud	Width
SVT3720	One	30	6,5

Packaging:

- 2 wristbands
- 2 locks
- 1 magnetic key

Salvafast Ankle bands



442

Restraining neoprene ankle bands with double Velcro closure. Prevent injuries and falling out of bed or stretcher due to psychiatric restraint problems. Closure with safety clip on the ankles.



REF	Size	Longitud	Width
SVT3730	One	40	6,5

Packaging:

- 1 ankle bands
- 2 locks
- 1 magnetic key

Salvaclip SAFE

Vest with crotch strap for wheelchair



443

Ideal for patients with minimal upper body control who require support around the torso and over the shoulders to stay upright. Prevents leaning forwards. This is a wheelchair restraint system. The crotch strap prevents sliding down.



REF	Size	Perimeter
SCF4164	S	90-115
SCF4165	M	100-135
SCF4166	L	115-150



Packaging:

- 1 vest with crotch straps for wheelchair
- 1 locks
- 1 magnetic key

Salvaclip SAFE

Vest with crotch strap for (arm)chair



444

Wheelchair restraint is not easy. This vest with crotch strap is ideal for patients with minimal upper body control who require support around the torso and over the shoulders to stay upright. Prevents leaning forwards. The crotch strap prevents sliding down.

REF	Size	Perimeter
SCF4264	S	90-115
SCF4265	M	100-135
SCF4266	L	115-150



Packaging:

- 1 vest with crotch straps for (arm)chair
- 3 locks
- 1 magnetic key

Salvaclip SAFE Vest for (arm)chair



445

Provides support around the torso and over the shoulders to keep the patient in an upright vertical position. This wheelchair restraint system prevents leaning forward and tilting.



REF	Size	Perimeter
SCF4154	S	90-115
SCF4155	M	100-135
SCF4156	L	115-150

Packaging:

- 1 vest for (arm)chair
- 1 locks
- 1 magnetic key



Salvaclip SAFE

Waist band with crotch strap for wheelchair



446

Secures around the patient's waist and prevents sliding down. Ideal for patients with a strong upper trunk control. Medicare System offers a lot of restraint systems.

REF	Size	Perimeter
SCF4365	M	90-135
SCF4366	L	115-165

Packaging:

- 1 waist band with crotch strap for wheelchair
- 1 lock
- 1 magnetic key



Salvaclip SAFE Waist band for (arm)chair



Secures around the patient's waist as a pelvic support. Ideal for patients with a strong upper trunk control. Restraint systems is the purpose of Medicare System.

447

REF	Size	Perimeter
SCF4355	M	90-135
SCF4356	L	115-165

Packaging:

- 1 waist band for (arm)chair
- 1 lock
- 1 magnetic key



Salvaclip COMFORT

Vest with crotch strap for wheelchair



448

Ideal for patients with minimal upper body control who require support around the torso and over the shoulders to stay upright. Prevents leaning forwards. The crotch strap prevents sliding down. See also other wheelchair restraint systems.

REF	Size	Perimeter
SCC4114	S	90-115
SCC4115	M	100-135
SCC4116	L	115-150

Packaging:

- 1 vest with crotch strap for wheelchair



Salvaclip COMFORT

Vest with crotch strap for (arm)chair



449

Ideal for patients with minimal upper body control who require support around the torso and over the shoulders to stay upright. Prevents leaning forwards. The crotch strap prevents sliding down. Please check other human restraint systems.

REF	Size	Perimeter
SCC4214	S	90-115
SCC4215	M	100-135
SCC4216	L	115-150

Packaging:

- 1 vest with crotch strap for (arm)chair



Salvaclip COMFORT Vest for (arm)chair



450

Provides support around the torso and over the shoulders to keep the patient in an upright vertical position. Prevents leaning forward and tilting. If psychiatric restraint is needed, please check our catalog.

REF	Size	Perimeter
SCC4104	S	90-115
SCC4105	M	100-135
SCC4106	L	115-150

Packaging:

- 1 vest for wheelchair



Salvaclip COMFORT

Waist band with crotch strap for wheelchair



Secures around the patient's waist and prevents sliding down. Ideal for patients with a strong upper trunk control. We also have bed restraint systems in our catalog.

451

REF	Size	Perimeter
SCC4315	M	90-135
SCC4316	L	115-165

Packaging:

- 1 waist band with crotch strap for wheelchair



Salvaclip COMFORT Waist band for (arm)chair



This restraint system secures around the patient's waist as a pelvic support. Ideal for patients with a strong upper trunk control.

452

REF	Size	Perimeter
SCC4305	M	90-135
SCC4306	L	115-165

Packaging:

- 1 waist band for (arm)chair



Salvaclip STANDARD

Vest with crotch strap for armchair or wheelchair



453

This restraint system is adjusted to the chair by means of strong polyester straps on both sides and tied together at the back of the seat. The crotch strap prevents the patient from sliding down.

REF	Size
SCP4050	One

Packaging:

- 1 vest with crotch straps for armchair or wheelchair



Salvaclip STANDARD

Vest for armchair or wheelchair



454

It is adjusted to the chair by means of strong polyester straps on both sides and tied together at the back of the seat. Please check Medicare System restraint systems in our products catalog.

REF	Size
SCP4000	One

Packaging:

- 1 vest for armchair or wheelchair



Salvaclip STANDARD

CLIP Bodice with crotch strap for armchair or wheelchair



Consisting of a bib-shaped front body, which is adjusted to the armchair or wheelchair with straps in the shoulder and waist areas. Restraint systems are our specialty. The crotch strap prevents the patient from sliding down.

CLIP attachment

5 straps from the shoulder and waist are fastened with nylon closure clips at the back of the seat. When fastened, the lengths of the straps are adjustable to the patient's corpulence and the perimeter of the chair.



REF	Size
SCP4150	M
SCP4150L	L

Packaging:

- 1 bodice with crotch strap for armchair or wheelchair

Salvaclip STANDARD

CLIP Bodice for armchair or wheelchair



456

Consisting of a bib-shaped front body, which is adjusted to the armchair or wheelchair with straps in the shoulder and waist areas. Everybody knows that restraint systems are the main purpose of Medicare System.

CLIP attachment

4 straps from the shoulder and waist are fastened with nylon closure clips at the back of the seat. When fastened, the lengths of the straps are adjustable to the patient's corpulence and the perimeter of the chair.



REF	Size
SCP4100	M
SCP4100L	L

Packaging:

- 1 CLIP bodice for armchair or wheelchair

Salvaclip STANDARD

VELCRO Bodice with crotch strap for armchair or wheelchair



457

Consisting of a bib-shaped front body, which is adjusted to the armchair or wheelchair restraint with straps in the shoulder and waist areas. The crotch strap prevents the patient from sliding down.

VELCRO attachment

The belt of the bodice has a wider band designed for the waist, which is adjusted by means of Velcro at the back of the seat and is secured with a sliplock buckle. The upper part of the chest is subjected by means of straps with clips in the shoulders, which are crossed at the patient's back and fastened to the waist band.

REF	Size
SCP4250	M
SCP4250L	L

Packaging:

- 1 VELCRO bodice with crotch strap for armchair or wheelchair

Salvaclip STANDARD

VELCRO Bodice for armchair or wheelchair



458

Consisting of a bib-shaped front body, which is adjusted to the armchair or wheelchair restraint with straps in the shoulder and waist areas.

VELCRO attachment

The belt of the bodice has a wider band designed for the waist, which is adjusted by means of Velcro at the back of the seat and is secured with a sliplock buckle. The upper part of the chest is subjected by means of straps with clips in the shoulders, which are crossed at the patient's back and fastened to the waist band.

REF	Size
SCP4200	One

Packaging:

- 1 VELCRO bodice for armchair or wheelchair

Salvaclip STANDARD

CLIP waist band for armchair or wheelchair



SALVACLIP waist bands have been designed to provide a simple but strong wheelchair restraint to weak or unstable patients. They allow a total freedom of movement of the chest and extremities and at the same time provide a firm and comfortable subjection.

459

REF	Size
SCP4300	M
SCP4300LO	L

Packaging:

- 1 CLIP waist band for armchair or wheelchair



Salvaclip STANDARD

VELCRO waist band with crotch strap for armchair or wheelchair



460

SALVACLIP waist bands have been designed to provide a simple but strong subjection to weak or unstable patients. They allow a total freedom of movement of the chest and extremities and at the same time provide a firm and comfortable subjection. The crotch strap prevents the patient from sliding down. The waist band is extended to the back of the chair and adjusted by velcro. Also check these orthopedic appliances.

REF	Size
SCP4275	M
SCP4275L	L

Packaging:

- 1 VELCRO waist band with crotch strap for armchair or wheelchair



Salvaclip STANDARD

Waist band for bed or stretcher



An articulated waist band, which prevents the patient from falling from the bed or stretcher and allows him to turn or change position. It is adapted by Velcro and a sliplock buckle, without pressing the patient's waist. Please visit our orthopedic appliances catalog.

461

REF	Size
SCP4500	One

Packaging:

- 1 VELCRO waist band with crotch strap for armchair or wheelchair

Salvaclip STANDARD

Inguinal support for armchair or wheelchair



462

Specially designed to prevent the patient from sliding down from the seat. Wheelchair restraint is one of our catalog subcategories. It may be used in combination with the waist band, securing the stability of the patient.

REF	Size
SCP4600	One

Packaging:

- 1 inguinal support



Salvacel

Wrist holder with nylon ring



463

Prevents pressure exerted on the wrist. Prevents skin injuries by maceration and abrasion. The outer layer is made of soft *velour* allows an easy and quick adjustment of the Velcro closure. Inner fabric of hipo-allergenic white cotton. Breathable. Easily changeable adjustment. High restraint capacity. Can be used interchangeably to restrain wrists or ankles. Security ring included. Please note that our products are specially designed for human restraint.



REF	Size
SVC2475	One

Packaging:

- Box of 24 Pairs



Salvacel

Wrist holder with metal ring



464

Prevents pressure exerted on the wrist. Prevents skin injuries by maceration and abrasion. The outer layer is made of soft *velour* allows an easy and quick adjustment of the Velcro closure. Inner fabric of hypoallergenic white cotton. Breathable. Easily changeable adjustment. High restraint capacity. Can be used interchangeably to restrain wrists or ankles. Metal security ring included. Please check these other human restraint systems.



REF	Size	
SVC2476	M	
SVC2476XL	L	
SVC2476XL2	L	with 2 straps

Packaging:

- Box of 24 pairs



Salvacel

Wrist holder with Velcro



465

Breathable, fully padded so as to absorb and reduce the pressure. Coated with soft *velour* fabric and inner layer of white hypoallergenic cotton. Quickly and easily adjustable with Velcro. Allows quick release of the patient without unfastening the straps tied to the bed frame. High restraint capacity. Please you can also see these human restraint systems of Medicare System.



REF	Size	Patient	
SVC2580	One	Newborn	
SVC2590	One	Pediatric	
SVC2400	One	Adult	
SVC2420	One	Adult	Double straps
SVC2450	One	Adult	Basic

Packaging:

- Box of 24 pairs



Salvacel

Mitten with Velcro and nylon ring



466

Prevents pressure exerted on the wrist. Prevents skin injuries by maceration and abrasion. The outer layer is made of soft *velour* allows an easy and quick adjustment of the Velcro closure. Inner fabric of hypoallergenic white cotton. Breathable. Easily changeable adjustment. High restraint capacity. Metal security ring included. Human restraint is one of our catalog subcategories, because of Medicare System purpose.



REF	Size	Packaging
SVC2500	M	Box of 12 units
SVC2510	L	Box of 10 units

Mitten with Velcro and nylon ring



467

It adjusts and adapts to the patient's waistline without deforming. It does not alter on contact with fluids. Fastening by means of very strong polyester straps and nylon rings. Tensile strength up to 160 kg. Comfortable soft padding. Breathable.

You know, Medicare System designs restraint systems.

It does not strangle the patient and allows postural movements. It does not interfere in radiological examinations, MRIs or CT. Facilitates nursing work. Fresh and comfortable for the patient.

REF	Size	Patient
SVC2100	S	Pediatric
SVC2200	M	Adult
SVC2300	L	Adult

Packaging:

- Box of 10 pairs

Salvacel

Frontal absorbent band



The frontal band has an absorbent part to avoid inconveniences by sweating during the intervention. Easy and quick to put on with elastic band. Restraint systems are the main goal of Medicare System.

REF	Size
SVC2600	One

Packaging:

- Box of 100 units

Pädiatrie

Nährsonde



Nährsonde

REF	Größe (Ch)
418 004	04
418 005	05
418 006	06
418 008	08
418 010	10
418 012	12

Nährsonde

- Länge 40 cm
- Luer-Ansatz mit Verschlussstopfen
- Geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen graduiert bei 20 cm vom distalen Ende
- Längsverpackt
- X-ray
- DEHP-frei

Nährsonde

REF	Größe (Ch)
420 004	04
420 005	05
420 006	06
420 008	08
420 010	10
420 012	12

Nährsonde

- Länge 50 cm
- Luer-Ansatz mit Verschlussstopfen
- Geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen graduiert bei 20 cm vom distalen Ende
- Rundverpackt
- X-ray
- DEHP-frei

Nährsonde

REF	Größe (Ch)
422 004	04
422 005	05
422 006	06
422 008	08
422 010	10
422 012	12

Nährsonde aus PUR

- Länge 50 cm
- Luer-Ansatz mit Verschlussstopfen
- Geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen graduiert bei 20 cm vom distalen Ende
- rundverpackt
- X-ray




Nährsonde

REF	Größe (Ch)
425 005	05
425 006	06
425 008	08
425 010	10
425 012	12

Nährsonde

- Länge 100 cm
- Luer-Ansatz mit Verschlussstopfen
- geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen graduert bei 25, 50, 75 cm vom distalen Ende
- Rundverpackt
- X-ray
- DEHP-frei

470



Nährsonde aus PUR


REF	Größe (Ch)
427 005	05
427 006	06
427 008	08
427 010	10
427 012	12

Nährsonde aus PUR

- Länge 100 cm
- Luer-Ansatz mit Verschlussstopfen
- Geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen graduert bei 25, 50, 75 cm vom distalen Ende
- Rundverpackt
- X-ray

Pädiatrie

Kinderurinbeutel



471

Kinderurinbeutel

REF
430 000

Kinder – Urinbeutel zum Ankleben - unsteril

- Für Mädchen und Jungen
- Mit Schaumstoffring

Kinderurinbeutel

REF
431 000

Kinder – Urinbeutel zum Ankleben - steril

- Für Mädchen und Jungen
- Mit Schaumstoffring

Aneroid Blutdruckmessgerät SYSDIMED



Das Blutdruckmessgerät Sysdimed ist erhältlich in den abgebildeten Farben.

472

Spezifikationen:

- Skalendurchmesser 50 mm
- Handliches, flaches, modernes designtes, robustes Kunststoffblutdruckmessgerät in 1-Schlauchversion
- Wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich
- Robustes, korrosionsfreies Präzisionswerk.
- Überdruckgesichertes Messwerk
- Messgenauigkeit gemäß EN 1060
- Standardausführung mit schwarzer, kalibrierter Klettmanchette (Erwachsene) im RV-Etui

Sysdime d

REF	Farbe
9001.11.112	weiss
9000.11.112	grau
9003.11.112	pink

REF	Farbe
9002.11.112	mint
9004.11.112	blau

Aneroid Blutdruckmessgerät KONSTANTE I und II

Arzt Modell



473

Farben: schwarz, burgund, grün, gelb, orange, rot und blau



Spezifikationen:

- Skalandurchmesser 50mm
- Modernes Handblutdruckmessgerät, mit innovativer Messtechnik, in 1- oder 2-Schlauchversion erhältlich
- Alternativ aus Metall oder Kunststoff, glänzend oder matt verchromt.
- Auf Wunsch mit weichem, schwarzem Gummischutzring lieferbar, um eventuelle Stöße abzdämpfen (shock protection)
- Leicht bedienbares Schraubventil für einfaches Luftablassen aus der Manschette
- Robustes, korrosionsfreies, überdruckgesichertes Messwerk
- Messgenauigkeit gemäß EN 1060
- Dieses Produkt hält die Genauigkeitsmerkmale und Funktionsfähigkeit bei einer Temperatur von 10 – 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 85% ein
- In den Farbvarianten: schwarz, burgund, grün, gelb, orange, rot und blau erhältlich
- Standardausführung: Manometer mit farblich abgestimmter, kalibrierter Klettmanschette (Erwachsene) im RV-Etui

Konstante I

REF Kunststoff verchromt glänzend	REF Metall verchromt glänzend	REF Kunststoff verchromt matt	Farbe
9011.20.112	9011.30.112	9011.21.112	schwarz
9011.20.105	9011.30.105	9011.21.105	burgund
9011.20.108	9011.30.108	9011.21.108	grün
9011.20.109	9011.30.109	9011.21.109	gelb
9011.20.110	9011.30.110	9011.21.110	orange
9011.20.116	9011.30.116	9011.21.116	rot
9011.20.117	9011.30.117	9011.21.117	blau

Konstante II

REF Kunststoff verchromt glänzend	REF Metall verchromt glänzend	REF Kunststoff verchromt matt	Farbe
9012.20.112	9012.30.112	9012.21.112	schwarz
9012.20.105	9012.30.105	9012.21.105	burgund
9012.20.108	9012.30.108	9012.21.108	grün
9012.20.109	9012.30.109	9012.21.109	gelb
9012.20.110	9012.30.110	9012.21.110	orange
9012.20.116	9012.30.116	9012.21.116	rot
9012.20.117	9012.30.117	9012.21.117	blau

Aneroid Blutdruckmessgerät PRAKTICUS I und II

Arzt Modell



475

Farben: schwarz, burgund, grün, gelb, orange, rot und blau



Spezifikationen:

- Skalandurchmesser 68mm
- Modernes Handblutdruckmessgerät, mit innovativer Messtechnik, in 1- oder 2-Schlauchversion erhältlich
- In Kunststoff glänzend oder matt verchromt erhältlich
- Auf Wunsch mit weichem, schwarzem Gummischutzring lieferbar, um eventuelle Stöße abzdämpfen (shock protection)
- Leicht bedienbares Schraubventil für einfaches Luftablassen aus der Manschette
- Robustes, korrosionsfreies, überdruckgesichertes Messwerk
- Messgenauigkeit gemäß ES 1060
- Dieses Produkt hält die Genauigkeitsmerkmale und Funktionsfähigkeit bei einer Temperatur von 10 – 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 85% ein
- In den Farbvarianten: schwarz, burgund, grün, gelb, orange, rot oder blau erhältlich
- Standardausführung: Manometer mit farblich abgestimmter, kalibrierter Klettmanschette (Erwachsene) mit RV-Etui

Praktikus I

glänzend verchromt	matt verchromt	Farbe
9021.20.112	9021.21.112	schwarz
9021.20.105	9021.21.105	burgund
9021.20.108	9021.21.108	grün
9021.20.109	9021.21.109	gelb
9021.20.110	9021.21.110	orange
9021.20.116	9021.21.116	rot
9021.20.117	9021.21.117	blau

476

Praktikus II

glänzend verchromt	matt verchromt	Farbe
9022.20.112	9022.21.112	schwarz
9022.20.105	9022.21.105	burgund
9022.20.108	9022.21.108	grün
9022.20.109	9022.21.109	gelb
9022.20.110	9022.21.110	orange
9022.20.116	9022.21.116	rot
9022.20.117	9022.21.117	blau

Aneroid Blutdruckmessgerät OSCILLOPHON

Arzt Modell

Mit Ziehklebttmanschette schwarz und Gebläse im RV-Etui

Oscillophon

REF
9050.20.312

Manometer

REF
9050.20.000



477

Aneroid Blutdruckmessgerät MEDICUS

Mit Klettmanchette schwarz und Gebläse im RV-Etui

Medicus

REF
9070.20.112

Manometer

REF
9070.20.000



Aneroid Blutdruckmessgerät SYSDIPRESS

Arzt Modell

Pumpe mit MANOMETER

REF	
9040.20.000	0-300 mmHg.
9040.21.000	0-600 mmHg.

Pumpe mit MANOMETER und 2 Manschetten

REF	
9030.20.000	0-300 mmHg.
9030.21.000	0-600 mmHg.



Manometer Seitenanschluss

478

MANOMETER

REF	
9030.20.000	0-300 mmHg.
9030.21.000	0-600 mmHg.



Diagnostik-SET

Dieses Diagnostikset enthält alle für die Diagnose wichtigen Instrumente für Ärzte, Studenten etc..

- 1 Blutdruckmessgerät Konstante I mit Klettmanchette für Erwachsene
- 1 Stethoskop Duoscop
- 1 Venenstauer
- 1 Diagnostikleuchte
- 1 Reflexhammer Buck
- Erhältliche Farben: schwarz, grün, blau, burgund, rot, orange und gelb



479

Diagnostik-Set

REF glänzend verchromt	REF matt verchromt	Farbe
9900.99.112	9900.98.112	schwarz
9900.99.108	9900.98.108	grün
9900.99.117	9900.98.117	blau
9900.99.105	9900.98.105	burgund
9900.99.116	9900.98.116	rot
9900.99.110	9900.98.110	orange
9900.99.109	9900.98.109	gelb

Aneroid Blutdruckmessgerät - Selbstmessung

SYSDIMED

Handliches Kunststoffblutdruckmessgerät mit Ziehklebmanchette schwarz und integriertem Stethoskop, im RV-Etui

Sysdime d - Selbstmessung

REF	Farbe
9101.11.312	weiss
9102.11.312	mint
9103.11.312	pink
9104.11.312	blau



REAGENT

68mm Skalendurchmesser

Traditionelles, weißes oder verchromtes Handblutdruckmessgerät mit Ziehklebmanchette schwarz und integriertem Stethoskop, im RV - Etui

Regent - Selbstmessung

REF	Farbe
9120.20.312	verchromt
9120.11.312	weiß



Aneroid Blutdruckmessgerät

Arzt, Krankenhaus

Blutdruckmessgerät für Tisch, Wand und Stativ

Skalendurchmesser 136mm

Attraktives, robustes, poliertes Edelstahlgehäuse

Große, übersichtliche, leicht ablesbare Skala



481

Blutdruckmessgerät für Tisch/Wand/Stativ

REF	
9060.30.112	Maximed T
9061.30.112	Maximed W
9063.30.112	Maximed S

Aneroid Blutdruckmessgerät PRIMAMED

Arzt, Krankenhaus

Blutdruckmessgerät für Tisch und Stativ, quecksilberfrei, leicht ablesbare Skala.



482




Blutdruckmessgerät für Tisch und Stativ

REF	
9501.01.112	Tisch
9502.01.112	Stativ

Stethoskope - PLANOPHON

Planophon

Ultraleichtes Flachstethoskop, Aluminium glänzend, weiche Ohroliven



Planophon - Erw. 45mm Durchmesser

REF	Farbe
9601.04.000	schwarz
9601.04.001	mint
9601.04.002	pink
9601.04.003	grau
9601.04.005	burgund
9601.04.008	grün
9601.04.009	gelb
9601.04.010	orange
9601.04.016	rot
9601.04.017	blau

Planophon - Kinder 35mm Durchmesser

REF	Farbe
9602.04.000	schwarz
9602.04.001	mint
9602.04.002	pink
9602.04.003	grau
9602.04.005	burgund
9602.04.008	grün
9602.04.009	gelb
9602.04.010	orange
9602.04.016	rot
9602.04.017	blau



Stethoskope - FLACH

Lehrstethoskop



Lehrstethoskop

REF	Farbe
9699.10.017	blau

484

Planophon de luxe

Hochwertiges, Flachstethoskop aus rostfreiem Stahl, 45 mm Durchmesser, mit weichen Ohroliven, 1 Set Ersatzohroliven

Planophon de luxe

REF	Farbe
9601.06.000	schwarz
9601.06.008	grün
9601.06.016	burgund
9601.06.017	blau



Stethoskope - DUO

Duoscop

Ultraleichtes Doppelkopfstethoskop, aus Aluminium, glänzend mit Trichter und Membrane, weiche Ohroliven, 45mm Durchmesser



Stethoskop - DUO

REF	Farbe
9603.04.000	schwarz
9603.04.001	mint
9603.04.002	pink
9603.04.003	grau
9603.04.005	burgund
9603.04.008	grün
9603.04.009	gelb
9603.04.010	orange
9603.04.016	rot
9603.04.017	blau

485

Stethoskopbezüge

Für Flach- und Doppelkopfstethoskope

Stethoskopbezüge

REF	Ausführung
9699.00.001	Affe
9699.00.002	Giraffe
9699.00.003	Frosch
9699.00.004	Ente
9699.00.005	Schwein



Stethoskope - DUO

LIGHTWEIGHT

Hochwertiges Doppelkopfstethoskop, mit Trichter und Membrane, weiche Ohroliven



**Erwachsene 45 mm Durchmesser,
rostfreier Stahl**

REF	Farbe
9603.03.000	schwarz
9603.03.001	mint
9603.03.002	pink
9603.03.003	grau
9603.03.005	burgund
9603.03.008	grün
9603.03.009	gelb
9603.03.010	orange
9603.03.016	rot
9603.03.017	blau

486



**Kinder 35 mm Durchmesser,
Aluminium**

REF	Farbe
9604.03.000	schwarz
9604.03.001	mint
9604.03.002	pink
9604.03.003	grau
9604.03.005	burgund
9604.03.008	grün
9604.03.009	gelb
9604.03.010	orange
9604.03.016	rot
9604.03.017	blau

**Durchmesser,
Messing verchromt**

REF	Farbe
9605.03.000	schwarz
9605.03.001	mint
9605.03.002	pink
9605.03.003	grau
9605.03.005	burgund
9605.03.008	grün
9605.03.009	gelb
9605.03.010	orange
9605.03.016	rot
9605.03.017	blau

Stethoskope - DUO

RAPPAPORT

Hochwertiges Doppelkopfstethoskop mit 2 getrennten Gummischläuchen, mit Trichter und Membrane, weiche Ohröfen

RAPPAPORT

REF	Farbe
9600.04.000	schwarz
9600.04.008	grün
9600.04.016	burgund
9600.04.017	blau



487

ALTO II Erwachsene

Hochwertiges Stethoskop, rostfreier Stahl, mit Ersatzteilen

ALTO II Erwachsene

REF	Farbe
9603.08.000	schwarz
9603.08.008	grün
9603.08.016	burgund
9603.08.017	blau



Stethoskope - DUO

ALTO III Kind



ALTO III Kind

REF	Farbe
9603.09.000	schwarz
9603.09.008	grün
9603.09.016	burgund
9603.09.017	blau

488

ALTO IV Neugeborene



ALTO IV Neugeborene rostfreier Stahl

REF	Farbe
9603.10.000	schwarz
9603.10.008	grün
9603.10.016	burgund
9603.10.017	blau

Venenstauer

Venenstauer / Venenstauer Kind

Venenstauer Metall / Venenstauer Klettverschluss

Alle **Venenstauer** sind wahlweise in den abgebildeten Standardfarben erhältlich.
Spezielle Muster und Farben auf Anfrage. Werbeanbringung durch Druck oder Einwebung möglich..



489



erhältliche Bandfarben!!!!!!

Diagnostik

Augentonometer



Augentonometer mit schräger Skala

REF

9510.00.000

Augentonometer mit gerader Skala

REF

9511.00.000

490

Reflexhammer



Reflexhammer - Buck

REF

9502.30.000

Reflexhammer - Trömner

REF

9503.30.000

Reflexhammer - Dejerine

REF

9505.30.000

Reflexhammer - Berliner

REF

9504.30.000

Reflexhammer - Babinsky

REF

9500.30.000

Bei allen Diagnostikprodukten besteht die Möglichkeit einer Werbeanbringung!

Arztaschen



491

Leder braun

REF	Modell
4002.01.020	klein
4000.01.020	groß

Stoff/Leder schwarz

REF	Modell
4003.02.000	klein
4001.02.000	groß

Infusionsmanschette



492

Infusionsmanschette 500ml

Material: 100% Polyamid, Farbe: schwarz

REF	Beschreibung
5001.11.001	Manschette komplett mit Manometer und Gebläse
5001.11.002	Manschette mit Gebläse
5001.11.003	Manschette mit Gummibeutel
0018.10.301	Stoffteil
0017.10.310	Gummibeutel
5520.02.010	Gebläse

Infusionsmanschette 1000ml

Material: 100% Polyamid, Farbe: schwarz


REF	Beschreibung
5001.11.011	Manschette komplett mit Manometer und Gebläse
5001.11.012	Manschette mit Gebläse
5001.11.013	Manschette mit Gummibeutel
0018.10.311	Stoffteil
0017.10.310	Gummibeutel
5520.02.010	Gebläse

Manschetten



abwaschbar grün

Material: 55% Baumwolle, 45% Polyurethan



Erwachsene

komplett Maß 54 x 14,5 cm

5001.01.050	1-Schlauch schwarz
5001.01.052	2-Schlauch schwarz
5001.01.051	Doppelschlauch schwarz
5001.08.050	1-Schlauch grün
5001.08.052	2-Schlauch grün
5001.09.050	1-Schlauch gelb
5001.09.052	2-Schlauch gelb
5001.10.050	1-Schlauch orange
5001.10.052	2-Schlauch orange
5001.16.050	1-Schlauch rot
5001.16.052	2-Schlauch rot
5001.17.050	1-Schlauch blau
5001.17.052	2-Schlauch blau
5001.01.030	1-Schlauch abwaschbar grün
5001.01.031	2-Schlauch abwaschbar grün

Starke Oberarme

komplett Maß 60 x 14,5 cm

5001.01.053	1-Schlauch schwarz
5001.01.105	2-Schlauch schwarz
5001.08.053	1-Schlauch grün
5001.08.105	2-Schlauch grün
5001.16.053	1-Schlauch rot
5001.16.105	2-Schlauch rot
5001.17.053	1-Schlauch blau
5001.17.105	2-Schlauch blau
5001.01.033	1-Schlauch abwaschbar grün
5001.01.034	2-Schlauch abwaschbar grün

Oberschenkel

komplett Maß 86 x 14,5 cm

5001.01.054	1-Schlauch schwarz
5001.01.110	2-Schlauch schwarz
5001.08.054	1-Schlauch grün
5001.08.110	2-Schlauch grün
5001.16.054	1-Schlauch rot
5001.16.110	2-Schlauch rot
5001.17.054	1-Schlauch blau
5001.17.110	2-Schlauch blau
5001.01.044	1-Schlauch abwaschbar grün
5001.01.045	2-Schlauch abwaschbar grün

Kinder

komplett Maß 35 x 11 cm

5001.01.055	1-Schlauch schwarz
5001.01.056	2-Schlauch schwarz
5001.08.055	1-Schlauch grün
5001.08.056	2-Schlauch grün
5001.16.055	1-Schlauch rot
5001.16.056	2-Schlauch rot
5001.17.055	1-Schlauch blau
5001.17.056	2-Schlauch blau
5001.01.057	1-Schlauch bunt
5001.01.058	2-Schlauch bunt
5001.01.081	Doppelschlauch bunt
5001.01.036	1-Schlauch abwaschbar grün
5001.01.037	2-Schlauch abwaschbar grün

Säugling

komplett Maß 32 x 7 cm

5001.01.060	1-Schlauch schwarz
5001.01.061	2-Schlauch schwarz
5001.08.060	1-Schlauch grün
5001.08.061	2-Schlauch grün
5001.16.060	1-Schlauch rot
5001.16.061	2-Schlauch rot
5001.17.060	1-Schlauch blau
5001.17.061	2-Schlauch blau
5001.01.062	1-Schlauch bunt
5001.01.063	2-Schlauch bunt
5001.01.039	1-Schlauch abwaschbar grün
5001.01.040	2-Schlauch abwaschbar grün

Neugeborene

komplett Maß 26,5 x 5 cm

5001.01.130	1-Schlauch schwarz
5001.01.150	2-Schlauch schwarz
5001.08.130	1-Schlauch grün
5001.18.150	2-Schlauch grün
5001.16.130	1-Schlauch rot
5001.16.150	2-Schlauch rot
5001.17.130	1-Schlauch blau
5001.17.150	2-Schlauch blau
5001.01.160	1-Schlauch bunt
5001.01.170	2-Schlauch bunt
5001.01.042	1-Schlauch abwaschbar grün
5001.01.043	2-Schlauch abwaschbar grün

Monitoring Manschetten



Größe	OBERSCHENKEL	
Art. Nr.	5001.14.054	1-Schlauch
	5001.14.110	2-Schlauch
Blasengröße	42x20cm	
Armumfang	44-53cm	



Größe	STARKE OBERARME	
Art. Nr.	5001.14.053	1-Schlauch
	5001.14.105	2-Schlauch
Blasengröße	35x16cm	
Armumfang	35-44cm	



Größe	ERWACHSENE	
Art. Nr.	5001.14.050	1-Schlauch
	5001.14.052	2-Schlauch
Blasengröße	28x13cm	
Armumfang	27-35cm	



Größe	KINDER	
Art. Nr.	5001.14.055	1-Schlauch
	5001.14.056	2-Schlauch
Blasengröße	22x10cm	
Armumfang	21-27cm	



Größe	BABY	
Art. Nr.	5001.14.060	1-Schlauch
	5001.14.061	2-Schlauch
Blasengröße	21x8cm	
Armumfang	14-21cm	



Größe	NEUGEBORENE	
Art. Nr.	5001.14.130	1-Schlauch
	5001.14.151	
Blasengröße	14x5cm	
Armumfang	9 - 14cm	

Hilfen rund ums Bett

PM-Alpha® Antigleitkissen

Das Antigleitkissen wird unter die Oberschenkel eines im Bett sitzenden Patienten eingelegt. Durch die Antigleiteigenschaften der Oberfläche wird eine sanfte und bequeme Stütz- und Sicherungsfunktion erreicht.

Ein Herunterrutschen des Patienten aus der Sitzposition in das Bett wird mit dem Antigleitkissen erheblich verzögert.



Sichert die Sitzposition, nach dem Aufrichten des Kopfteils im Bett.



Das Antigleitkissen verhindert das Herunterrutschen eines im Bett sitzenden Patienten.

PM-Alpha® Antigleitkissen



REF	Größe	Material	VPE
PM-8050	40 x 50 cm	Polyethylen	1

Hilfen rund ums Bett


Antirutschmatten

Die Antirutschmatte verhindert ein Wegrutschen der Füße im Bett.

Eine Antirutschmatte erhöht den Reibungswiderstand zu 100%. Im Bett unter die Füße des Patienten gelegt, vermittelt die Antirutschmatte Rutschsicherheit während des Um- oder Hochlagerns. Die Antirutschmatte ermöglicht es dem Patienten, seine Ressourcen gezielt und bewegungsorientiert einzusetzen.



Die Antirutschmatte bietet dem Patienten bei einer Bewegung in Richtung Kopfende die Möglichkeit, sich mit den Füßen gut abzustützen.



Die Struktur der Matte verhindert ein Wegrutschen.

499

Antirutschmatten

REF	Größe	Material	VPE
PM-7010	35 x 25 cm	Dickfolie	1



REF	Größe	Material	VPE
PM-7011	45 x 38 cm	Dickfolie	1

Gleitmatten

PEM-Einweg-Gleitfolie

Die PEM-Einweg-Gleitfolie ist eine Schlauchfolie – hautverträglich, reißarm, latexfrei, biokompatibel und lebensmittelecht. Die besondere Zusammensetzung des Materials unterstützt die hohe Gleitfähigkeit beim Einsatz in der täglichen Pflege.

Die PEM-Einweg-Gleitfolie wird für alle möglichen Positionswechsel und Transfers von Patienten verwendet. Der Einweggebrauch der Gleitfolie bietet eine schnelle und vor allem hygienische Transferanwendung für die Pflegekräfte und fügt sich nahtlos in die Materialverwaltungslogistik einer Einrichtung ein. Rückengerecht und Kraft sparend für die Pflegekräfte, einfach und schonend für den Patienten reduzieren Sie mit der PEM-Einweg-Gleitfolie die Reibungskräfte, wenn Sie liegende oder sitzende Patienten bewegen und/oder umlagern. Die PEM-Einweg-Gleitfolie verringert weitgehendst die potenziellen Gefahren beim Bewegen von Patienten wie es das Arbeitsschutzgesetz, die Lastenhandhabungsverordnung und die berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften verlangen.



PEM-Einweg-Gleitfolie


REF	Größe
PM-060.50-100	50 x 100 cm

REF	Größe
PM-060.60-100	60 x 100 cm

PEM-Einweg-Gleitfolie inkl. Abrollkarton und Folienmesser

REF	
PM-060.65-100	

PEM-Einweg-Gleitfolie



501

PEM-Einweg-Gleitfolie

REF	Besonderheiten
PM-060.10	inkl. Wandhalterung

OnlyU® Einweg-Transferprodukte

OnlyU® Einweg-Haltegürtel

Professionelle Unterstützung beim Bewegen mit dem Patienten ohne hygienische Risiken ermöglicht der Petermann Einweg Haltegurt „OnlyU“. Der Einweg Haltegurt verbleibt mit dem Patienten während seinem Aufenthalt in der Klinik und kann anschließend nachhaltig entsorgt werden.

Mit dem Petermann Einweg Haltegurt „OnlyU“ wird die Verbreitung von multiresistenten und weiteren Keimarten eingedämmt und Kosten für aufwendige Wasch;- und Logistikvorgänge eingespart.

Erhältlich im 5er Pack als Haltegurt und in Kombination mit einem Einweg Stabilisierungsgurt für die Beine.



- belastbar bis 160kg
- individuell auf Patienten- und Pfleger Umfang anpassbar

OnlyU® Einweg-Haltegürtel

REF	Größe	Besonderheiten
PM-070.10-5 (Einweg-Haltegürtel)	160 x 10 cm	5er Pack
PM-075.10-5 (Einweg- Beingurt)	113 x 10 cm	5er Pack

Umlagerungshilfen Röntgenbereich

PM-Alpha® Röntgenraupe mit Schutzfolie

Die Röntgenraupe ist das ideale Hilfsmittel für den sicheren und für Patient und Pfleger schonenden Umgang mit der Röntgenkassette am Patienten.

Das innovative Prinzip der in sich rotierenden Petermann Röntgenraupe, bei dem die Röntgenraupe einfach unter dem Patienten eingeschoben wird, stellt einen großen Fortschritt in der Anwendung von Röntgenkassetten am Patienten dar.

Um den strengen hygienischen Anforderungen gerecht zu werden, kann die Petermann Röntgenraupe problemlos wischdesinfiziert werden. Im angebotenen Set finden sich außerdem Einweg Schutzfolien für die Röntgenkassette, um einen sicheren und effizienten Arbeitsablauf zu gewährleisten.



PM-Alpha® Röntgenraupen-Set (3-tlg.)

REF	Typ
PMF-8265	
PMF-8260	2 x Röntgenraupe
PMF-8261	1x Schutzfolie

PM-Alpha® Röntgenraupen-Set (6-tlg.)

REF	Typ
PMF-8266	
PMF-8260	5 x Röntgenraupe
PMF-8261	1x Schutzfolie

PM-Alpha® Röntgenraupe

REF	Größe	Material	Farbe
PMF-8260	54 x 42 cm	Polyamid, latexfrei	blau

Schutzfolie

REF	Größe	Besonderheit	
PMF-8261	80 x 0,45 m	100 Stk. Auf einer Rolle perforiert	1 Stück: 45 x 80 cm

Umlagerungshilfen Röntgenbereich

PM-Alpha® Röntgenmatte

Die Röntgenmatte ist speziell als Röntgentischauflage zur Lagerung von Patienten konzipiert worden. Die angenehme Oberfläche und die Polsterung bieten dem Patienten eine bequeme Auflage während des Röntgens.

Die Oberfläche ist leicht und einfach zu desinfizieren. Durch die hohe Belastbarkeit, die gleitfähige Unterseite und den seitlichen Griffleisten an den Längsseiten ist das Verschieben des Patienten auf dem Röntgentisch für die Pflegekräfte problemlos möglich.



Die Griffleisten erleichtern das Verschieben des Patienten.



504

PM-Alpha® Röntgenmatte

REF	Größe	Material	Farbe
PMF-8200	190 x 60 cm	PVC/Nylon	blau
PMF-8220	190 x 85 cm	PVC/Nylon	blau

Gleitmatten

PM-Alpha® Gleitmatte 190 x 60 cm

Die Gleitmatten reduzieren den Reibungswiderstand während der Bewegung von Patienten. Sie erleichtern besonders gut den Patienten-Transfer im Bett, zur Duschliege, in den Rollstuhl usw.



1010

Je nach Funktionsbild des Patienten unterstützen die Gleitmatten in der Anwendung gleichzeitig den Brustkorb und das Becken für das Lagern und Drehen auf die Seite. Eine Vielzahl von weiteren Einsatzmöglichkeiten, wie das Umlagern eines schweren, besonders pflegebedürftigen Patienten von der Rücken- in die Bauchlage, sind mit der Gleitmatte möglich, wenn sie mit weiteren Hilfsmitteln kombiniert wird.



1215

505

PM-Alpha® Gleitmatte 190 x 60 cm

REF	Größe	Material
PM-1010	190 x 60 cm	PES / Carbon

PM-Alpha® Gleitmatte 100 x 70 cm

REF	Größe	Material
PM-1210 M	100 x 70 cm	PES / Carbon
PM-1220 M	100 x 70 cm	PES / Carbon

PM-Alpha® Gleitmatte 110 x 80 cm

REF	Größe	Material
PM-1215	110 x 80 cm	PES / Carbon

PM-Alpha® Gleitmatte 50 x 60 cm

REF	Größe	Material
PM-2010	50 x 60 cm	PES / Carbon
PM-2020	50 x 60 cm	Cotton / Naturdrell

Lagerungskeile (3-teilig)


PM-Alpha® Lagerungskeile (3-teilig)

Die Lagerungskeile wurden für die aktive und korrigierende Lagerung von pflegebedürftigen Menschen entwickelt.

Durch den variablen Einsatz kann je nach geplanter pflegerischer Maßnahme eine ziel- und zweckorientierte Lagerung durchgeführt werden.



Anwendungsbeispiel



2.) Lagerungsvariante für Seitenlagerung sowie für Positionsveränderung durch Mikrolagerungen, besonders in Kombination mit den Alpha Gleitmatten und Drehlaken

3.) Positionierungsvariante bei Nahrungsaufnahme bzw. zur Sicherung des Herunterrutschens bei gewünschter Sitzposition im Bett

4.) Positionierungsvariante für Verbandswechsel am Steiß sowie zur Grundpflege und zum Wechsel des Inkontinenzmaterials (sichere und stabile Lagerung bis 135°)

PM-Alpha® Lagerungskeile (3-teilig)

REF	Größe	Material
PM-8010	2 x Lagerungskeil 25 x 22 x 13/0 cm 1 x Lagerungskeil 50 x 22 x 13/0 cm	PU-rutschhemmend

Aufricht- und Hebehilfen

PM-Alpha® Aufrichthilfe Magic & Beingurt

Der Beingurt kann gut mit dem Rutschbrett, der Drehscheibe, der Aufrichthilfe oder dem Haltegürtel kombiniert werden. So wird der Transfer erheblich rückengerechter für die Pflegekraft und schonender, leichter für den Patienten.



Der Beingurt wird unterhalb der Kniehöhe sanft um die Beine des sitzenden Patienten gelegt und mit dem Klettverschluss verbunden. Die Pflegekraft stellt jetzt ihren Fuß leicht zwischen die Füße des Patienten. Der Beingurt fixiert das Stehvermögen des Patienten während des Aufrichtens beim Transfer und erlaubt der Pflegekraft mit leichtem Gegendruck gegen den Beingurt, die Drehbewegung zu stabilisieren.



Mit der Beingurt-Erweiterung kann der Beingurt bei großen Beinumfangen variabel eingesetzt werden.

507

PM-Alpha® Aufrichthilfe + Beingurt

REF	inkl. Aufrichthilfe Magic	inkl. Beingurt
PM-3025	PM-3015	PM3005

Aufricht- und Hebehilfen


PM-Alpha® Aufrichthilfe Pegasus

Überall, wo Menschen mit Handicap stürzen, aus welchen Gründen auch immer, und sich mit eigener Körperkraft nicht oder nur sehr schwer aus dem Boden- in einen Sitzbereich bewegen können, leistet die Aufrichthilfe Pegasus eine effiziente Hilfestellung.

Sehr klein, sicher, kompakt und federleicht mechanisch zu bedienen. Der Pegasus ist jederzeit bereit, die Person nach einer Fallsituation zu unterstützen, dass sie sich alleine und selbstbestimmt oder mit vertrauter Hilfe aus einer Liegeposition in eine für sie angenehme transfere Sitzposition bewegen kann. Zuhause im Wohnbereich und ideal für den stationären wie für den ambulanten Einsatz, steht der Pegasus immer in Bereitschaft, um zu unterstützen und zu helfen.



Anwendungsbeispiel



PM-Alpha® Aufrichthilfe Pegasus Set (inkl. Aufrichthilfe Quick PM-6080 + Gleittuch PM-0652)

REF	Größe	Gewicht	Material	Bedienung
PM-4225	Sitzbreite: 35 cm Sitztiefe: 56 cm Schiefe Ebene: 34 cm Höhe min.: 7 cm Höhe max.: 42 cm Standfläche: 36 x 64 cm	9,5 kg	Edelstahl	manuell über eine mobile Hand- kurbel


Aufricht- und Hebehilfen

PM-Alpha® Aufrichthilfe Quick

Die Aufrichthilfe ist ein universelles Hilfsmittel mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Die Kombination mit dem Rutschbrett bewährt sich beim Umsetzen des Patienten z.B. in den Rollstuhl.



Anwendungsbeispiel



PM-Alpha® Aufrichthilfe Quick

REF	Größe	Material
PM-6080	145 x 11 cm	Nylon

Gleittücher und Gleitlaken

BlueMotion® Gleittuch

Die Petermann BlueMotion® Serie bildet unser Basisprogramm und bietet bekannte Petermann Qualität und überzeugende Produkteigenschaften.

Die BlueMotion® Gleittücher und Gleitlaken ermöglichen das Bewegen des Patienten im Bett. Zusätzlich wird auch ein Umsetzen in den Rollstuhl, auf die Toilette, den Stuhl oder Duschstuhl durch unsere BlueMotion® Gleittücher und Gleitlaken ermöglicht. Hierbei bietet sich eine Kombination mit dem Alpha® Rutschbrett, der Alpha® Aufrichthilfe Magic oder dem Alpha® Haltegürtel an.



BlueMotion® Gleittuch

REF	Größe	Material
BM-0652	60 x 52 cm	Polyamid

Hilfen rund ums Bett

PM-Alpha® Bettleiter


Das Schlaufenband dient als Aufrichthilfe und besteht ausschließlich aus Nylon. Deshalb liegt es im Gegensatz zur üblichen Bettleiter nicht schwer auf dem Bett und kann geräuscharm abgelegt werden. Es unterstützt den Patienten im Sinne des physiologischen Bewegungsmusters beim Aufrichten des Oberkörpers bis hin zum aufrechten Sitz.



Das Schlaufenband kann auch an der Decke über dem Bett in einen Schraubhaken eingehängt werden und ermöglicht so eine unterstützende Greifsicherheit beim Rollstuhltransfer oder beim Aufstehen aus dem Bett.

Anwendungsbeispiel

511



Die Bettleiter ermöglicht das selbstständige Aufrichten im Bett.

PM-Alpha® Bettleiter

REF	Größe	Material
PM-6090	170 x 8 cm	Nylon

Hilfen rund ums Bett

PM-Alpha® Drehscheibe

Die Drehscheibe kann stehfähigen Patienten das Umsetzen z. B. zwischen Bett und Rollstuhl erleichtern.

Die Drehscheibe wird zum Umsetzen eines sitzfähigen Patienten, der mit seinen Füßen etwas Gewicht übernehmen kann, verwendet.



Anwendungsbeispiel



512

PM-Alpha® Drehscheibe

REF	Durchmesser	Material
PM-5080	40 cm	ABS-Kunststoff

Hilfen rund ums Bett



PM-Alpha® Fußstuhl

Der Fußstuhl dient der Unterstützung des Patienten bei Toilettengängen und Transfers vom Bett in den Rollstuhl.

Der Fußstuhl ist als Stütze vorgesehen z. B. beim Toilettengang oder Abstützen und Positionieren beim Sitzen auf dem Stuhl oder Bett.



Anwendungsbeispiel



*mit Alpha® PM-5080 Drehscheibe und Alpha® PM-6014 Haltegürtel

*mit Alpha® PM-5080 Drehscheibe



PM-Alpha® Fußstuhl

REF	Größe	Material
PM-8090	32 x 38 x 8,5 cm	Polyethylen

Umlagerungs- & Transferhilfen

PM-Alpha® Rollboard Vision

Nirgends ist das neue PM-Alpha Rollboard Vision so überzeugend wie beim souveränen Handling und der kompromisslosen Transfer- und Pflegesicherheit, vereint in der modernen Verbindung von Qualität, Form und Funktion.

Das Rollboard Vision eignet sich besonders gut zum schonenden, schmerzfreien und reibungsarmen Transfer von liegenden, z. B. schweren, besonders pflegebedürftigen oder prämedizierten Patienten auf einen Duschwagen, in ein anderes Bett, auf eine Liege, in verschiedene Arten von Rollstühlen, auf einen Röntgen-, Untersuchungs- bzw. Operationstisch.

Erweitern Sie für sich alle Transfermöglichkeiten mit dem PM-Alpha Rollboard Vision und den vielseitigsten Eigenschaften, die dieser neuen Generation von Transfer-Hilfsmitteln eine unnachahmliche Klasse verleihen. PM-Alpha Rollboard Vision bindet Maße und Werte in sich, wie die Durchschnittsgröße und das Durchschnittsgewicht der Patienten in Europa.

- Röntgen- und MRT-fähig
- Belastung max.: 200 kg (optional 300 kg)



514

PM-Alpha® Rollboard Vision

REF	Größe	Besonderheiten:
PMF-9085	95 x 50 cm	faltbar
PMF-9150	150 x 60 cm	faltbar
PMF-9170	180 x 50 cm	faltbar
PMF-9185	180 x 65 cm	faltbar, mit Zugschlaufen für extra Reichweite
PMF-9180	195 x 50 cm	faltbar

Umlagerungs- & Transferhilfen

PM-Alpha® Schutzfolie für Rollboard Vision

In der Chirurgie und artverwandten Klinikbereichen ist der Schutz des Patienten vor Infektionen bei weitem der wichtigste Grund, der für den Einsatz der Schutzfolie spricht.

Textile Produkte wie das Rollboardcover unterliegen höchsten Anforderungen, besonders in Bezug auf die Desinfektion. Die große Vielzahl von Desinfektionsmitteln erschwert die Beschreibung einer sicheren Desinfektionsanwendung.



Für eine einfache und absolut sichere Anwendung in hygienisch sensiblen Bereichen bietet die Alpha® Schutzfolie die verlässliche und wirtschaftliche Lösung.

515

PM-Alpha® Schutzfolie für Rollboard Vision

REF	Größe	Besonderheiten:	
PMF-0192	99 x 0,54 m	55 Stk auf einer Rolle perforiert	1 Stk: 54,5 x 180 cm
PMF-0191	99 x 0,54 m	110 Stk auf einer Rolle perforiert	1 Stk: 54,5 x 90 cm
PMF-9172	108 x 0,53 m	60 Stk auf einer Rolle perforiert (inkl. Folienmesser)	1 Stk: 53 x 180 cm