

Lagerungsbehelfe



Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise zu unseren Lagerungsbehelfen	0
Wichtige Hinweise zu unseren Sonderanfertigungen!.....	1
Farbkarten:	2
Lagerung allgemein	5
Schaumstoffkissen.....	6
Nackenkissen	7
Kopfkeil.....	7
Lagerungskeile	8
Gipsstütze	9
Infusionskissen mit/ohne Armfixierung	9
Injektionskissen – mit/ohne Armfixierung	10
Krankentrageauflagen	10
Fusauflagematte / Diwanauflage	11
Armlagerungskeil (nach Magnus).....	11
Beinlagerungskeile (nach Magnus).....	12
Kopfkissen.....	13
Beinhochlagerungskeile - einfach.....	13
Beinhochlagerungskeile - doppelt.....	14
Diagnostik.....	15
Säuglingslagerungshilfe bei Hüftsonographie	16
Beinlagerungsformkeil.....	16
Mammalagerungskeil	17
Bauchbrett.....	17
Echocardiographiekeil	18
Hand-Armauflage-Kissen nach Wienerl	18
Rektoskopie-Halbrolle	19
Schienen und Polsterzubehör	20
Beinhochlagerungsschiene mit erhöhter Seitenführung	22
Beinlagerungsschiene “2”	23
Beinlagerungsschiene “3”	24
Beinlagerungsschiene “2” ohne gepolstertes Fußbett.....	25
Beinlagerungsschiene “3” ohne gepolstertes Fußbett.....	26

Beinlagerungsschiene mit Fersenausschnitt und Beinausmuldung als schiefe Ebene	27
Fix-Verbandschienen	29
Fix-Unfallbeinschienen	30
Einmalpolster für Beinschienen.....	30
Schaumstoffrollen	31
Grundpolster für Krappschienen	31
Röntgen- und OP-Lagerung	32
Röntgensortiment	33
Röntgenkopfteile	34
Röntgenlagerungs-Ergänzungsteile	35
Röntgentischauflagen	36
Kopflagerungsring	37
Kopflagerungskissen, flach	37
Intubationskissen	38
Röntgenkopfteil für Rechts- und Linkslage – neue Version	38
Kopfkissen für Bauchlage	39
Armpolsterhülsen mit/ohne Haftbandverschluss	40
OP-Polster für Operationen in der Bauchlage.....	41
Stirn-Kinn-Kopflagerungskissen für die bauchlage nach Kleemann	42
Kopfkissen für die Bauchlage, verstellbar, nach Roßmann	42
Thoraxkissen Typ: AB, nach Roßmann	43
Beckenkissen Typ: AA, nach Roßmann.....	44
Ulnariskissen (Armlagerung) Typ: AD, nach Roßmann.....	45
Halbrolle für die Fußlagerung.....	45
OP-Tischauflagen/Untersuchungsliegenauflagen	46
Beinlagerungstunnel für die Seitelage	47
Seitenlagerungskeil mit Schulter-Arm-Mulde	48
Bifoam-Kissen für die Bauchlage	48
Anästhesiekissen	49
Fixierungen	50
Haftbandfixierungen	51
Haken- und Flauschbänder.....	51

Befestigungsband	52
Back to Back.....	52
Halskrawatten	53
Sicherheitsgurte für Krankentragen mit Fixierschlaufe.....	53
Patiententragegurt.....	54
Rollstuhlsicherheitsgurte.....	54
Hand- und Fußgelenkfixierungen	54
Hand- und Beifixierung mit Bändchen für Kleinkinder.....	55
Arm- und Beifixierungsgurte	55
OP-Gurte.....	56
OP-Gurte metallfrei	56
Decubitusprophylaxe und Therapie	57
Biflex-Sitzkissen	58
Körperlagerungsring.....	58
Comfortkeilkissen mit Steißbeinausschnitt.....	59
Anti-Decubituskissen	59
Fellschoner für Ellenbogen und Ferse	60
Anti-Decubitusfell.....	60
Kranken- und Altenpflege, postoperative Pflege	61
Fußstützen.....	62
Hodenkissen	62
Wärmestiefel.....	63
Fersenstütze	63
Fersenkissen	64
Sitzerhöhung.....	65
Spreizkeile mit/ohne Haftbandfixierung	66
Nachtstuhlpolster	66
Arthrodesekissen – nicht verstellbar.....	67
Arthrodesekissen –verstellbar.....	67
Kissen mit loser Füllung.....	68
Knielagerungskissen	69
Halbmondkissen	69

U-Form-Lagerungskissen	70
Pflegebettmatratze.....	70
Hochwertige Pflegebettmatratze aus Noppen-Kaltschaum.....	71
Kinderbettmatratze	71
Anti-Decubitus-Kaltschaum-Noppen-Platte	72
Bettseitengitterpolster	72
Bettseitenpolster.....	73
Rückenstützkeil.....	74
Rückenstützkeil.....	74
Hirsekissen.....	74
Reismehlsäcke	75
Sandsäcke	75
Rund ums Baby.....	76
Wickelmulden.....	77
Wickeltischauflagen mit und ohne Aufkantungen	78
Entbindungskeile	79
Säuglingslagerungshilfe bei Hüftsonographie	79
Kinderbettmatratze	80
Seitenlagerungshilfe für Säuglinge	80
Stillkissen	81
Plattenwaren	82
Anti-Decubitus-KALTSCHAU-NOPPEN-Platten	83
Anti-Decubitus-Noppenschaumplatten	83
Biflex-Schaumstoffplatten.....	84
Schaumstoffplatten	84
Schaumstoffplatten, fest (7,5 kPa)	85
Neopolenplatten	85
Physiotherapie, Reha und Massage	86
Gymnastikrollen	88
Halbrollen	89
Hartschaum-Halbrollen	89
Delordosierungs-Halbrolle	90

Stufenbettwürfel – verstellbar	90
Swing – Beinhochlagerungswürfel – variabel.....	91
Sitzwürfel zur Bandscheibenentlastung	92
Stufenbettwürfel – nicht verstellbar	93
Keilkissen mit Mulde	94
Knochenkissen.....	95
Bifoam-Kissen für die Bauchlage	95
Bälle als Handtrainer	96
Handtrainer	96
Gymnastikmatten.....	97
Turnmatten.....	97
Schlafen und Wohlfühlen	98
Wendematratze.....	100
Venenkissen.....	101
Orthopädische Matratzen – Kaltschaum.....	101
Orthopädische Matratzen – viscoelastisch	102
Dinkelspelzkissen.....	104
Orthopädisches Kopfkissen	106
Anti-Kopfschmerzkissen	106
Nackenhörnchen	107
Autositzkeil	107
Sitzkeile.....	108
Lagerungssysteme	109
CORPOMED Gesundheitskissen	112
Fixiersysteme.....	114
Salvafix MEMORY PRO.....	114
Salvafast.....	115
Salvaclip SAFE	116
Hilfen rund ums Bett	117
PM-Alpha® Antigleitkissen	117
Sichert die Sitzposition, nach dem Aufrichten	117
Hilfen rund ums Bett	118

Antirutschmatten	118
Die Antirutschmatte verhindert ein Wegrutschen der Füße im Bett.....	118
Gleitmatten	119
PEM-Einweg-Gleitfolie.....	119
PEM-Einweg-Gleitfolie.....	120
OnlyU® Einweg-Transferprodukte	121
OnlyU® Einweg-Haltegürtel.....	121
Umlagerungshilfen Röntgenbereich	122
PM-Alpha® Röntgenraupe mit Schutzfolie	122
Umlagerungshilfen Röntgenbereich	123
PM-Alpha® Röntgenmatte.....	123
Gleitmatten	124
PM-Alpha® Gleitmatte 190 x 60 cm	124
Lagerungskeile (3-teilig)	125
PM-Alpha® Lagerungskeile (3-teilig)	125
Aufricht- und Hebehilfen	126
PM-Alpha® Aufrichthilfe Magic & Beingurt.....	126
Aufricht- und Hebehilfen	127
PM-Alpha® Aufrichthilfe Pegasus.....	127
Aufricht- und Hebehilfen	128
PM-Alpha® Aufrichthilfe Quick.....	128
Umlagerungs- & Transferhilfen	129
BlueMotion® Gleittuch	129
Hilfen rund ums Bett	130
PM-Alpha® Bettleiter.....	130
Hilfen rund ums Bett	131
PM-Alpha® Drehscheibe.....	131
Hilfen rund ums Bett	132
PM-Alpha® Fußstuhl.....	132
Umlagerungs- & Transferhilfen	133
PM-Alpha® Rollboard Vision.....	133
Umlagerungs- & Transferhilfen	134

PM-Alpha® Schutzfolie für Rollboard Vision 134

Wichtige Hinweise zu unseren Lagerungsbehelfen


Unsere Produkte werden in der Standard-Farbe der jeweiligen Bezugsart geliefert, sofern in Ihrer Bestellung kein ausdrücklicher Farbwunsch angegeben ist!

<p>Alle unsere Produkte sind FCKW-frei.</p> <p>Die möglichen Oberflächen und Bezüge finden Sie bei den Artikeln einzel aufgeführt.</p> <p>Wünschen Sie eine andere Größe, Ausführung oder Oberfläche als genannt, wenden Sie sich bitte an uns.</p> <p>Bei Maßangaben bitte auf die Reihenfolge der Bemaßung achten (siehe Skizzen folgende Seite).</p>	<p>Bezugs- und Oberflächenvarianten</p> <p>Trikot und Nessel weiß</p> <p>Frottee natur</p> <p>MicroSafe weiß</p> <p>PU-Stoff PU-Bezugsstoff, weiß oder schwarz, wasserabweisend</p> <p>PU-Stoff - antistatisch PU-Bezug schwarz, antistatisch, hochreißfest, sehr elastisch, hochdesinfektionsmittelbeständig, Mehrpreis + 30 % zum normalen KL-Bezug</p> <p>Stoff Micronara (Microfaser), nach Farbkarte</p> <p>PVC Standard (creme) oder nach Farbkarte, bei Röntgensch-Auflagen transparent</p> <p>KL Kunstleder, Standard (weiß) oder nach Farbkarte, genäht. In weiß teilweise geschweißte Ausführung. Bezüge nicht im direkten Hautkontakt bei dauerhafter Lagerung verwenden.</p> <p>KL - antistatisch - Schutzbezug, z. Bsp. aus Trikot-Stoff. Kunstleder, antistatisch, in anthrazit, $10^8 - 10^{10} \Omega$ nach DIN 53482</p> <p>PU PU-Beschichtung, Behautung des Schaums mit Farbe, ohne Nähte, Standard (agave) oder nach Farbkarte, röntgenfähig, atmungsaktiv, feuchtigkeitsdurchlässig, mikroporöse Oberfläche.</p> <p>PUD Die PU-Beschichtung in weiß ist mit 20% Mehrpreis zur Standard-PU-Beschichtung erhältlich.</p> <p>PUD-antistatisch PUD-Beschichtung/dicht, wasserdichte Ausführung, Standard (agave) oder nach Farbkarte</p> <p>Achtung: Bei Röntgenteilen oder -Auflagen, die mit einer PUD-Beschichtung gewünscht werden, übernehmen wir keine Garantie der Strahlendurchlässigkeit!</p> <p>PUD-Beschichtung antistatisch, anthrazit, $10^8 - 10^{10} \Omega$ nach DIN 53482</p> <p>Wichtig: Wünschen Sie diese Beschichtung, geben Sie immer zusätzlich "antistatisch" bei Ihrer Bestellung an. Die antistatische Beschichtung ist gleichpreisig mit der PUD-Beschichtung.</p> <p>Füllmaterialien</p> <p>Schaumstoff in unterschiedlichen Festigkeitsgraden</p> <p>Polystyrolkugeln nicht waschbar</p> <p>Neopolenkugeln bis 60°C waschbar</p> <p>Bifill weiches, bewegliches Material. Ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weicher als Neopolenkugeln. Waschbar bis 95°C.</p> <p>BIPLUS Eigenmarke Kaltschaum, s. Matratzen</p> <p>Abkürzungen</p> <p>KL= Kunstleder, PU = Polyurethan-Beschichtung, Tr = Trikot, N = Nessel, PUD = Polyurethan-Beschichtung dicht, W = Wachstuch, PVC-tr. = PVC transparent, * = gebräuchlichstes Maß</p> <p>Pflegeanleitung</p> <p>Waschbarkeit der Stoffe: siehe Farbkarte, Kunstleder-, PVC- und Wachstuchbezüge sowie die PU- und PUD-Beschichtung sind mit den VAH-gelisteten Wischdesinfektionsmitteln zu behandeln. Kunstleder bis max. 100 °C autoklavierbar. PVC nicht autoklavierbar.</p> <p>Achtung:</p> <p>Mikroporöse Oberflächen sind nicht blutfest! Kontaminierte Oberflächen mit einem Antioxidans wie Natriumthiosulfat reinigen. Oder bei möglicher Kontamination mit Blut mit Einmal-PE-Folie abdecken.</p> <p>Rücknahmen</p> <p>sind bei Artikeln mit dem Zeichen *** - in KL weiß, PVC creme und PU agave möglich. Alle Artikel mit anderen Maßen, Oberflächen oder Farben ohne das Zeichen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.</p>
--	---


Wichtige Hinweise zu unseren Sonderanfertigungen!

Um Missverständnisse zu vermeiden, kopieren Sie sich bitte dieses Blatt und tragen die entsprechenden Maße für Ihre Bestellung ein.
Vielen Dank!


ROLLEN : L x Ø




HALBROLLEN : L x B x H




KEILE : L x B x H



WÜRFEL : L x B x H



SPREIZKEIL: L x B1 / B2 x H




Sonderanfertigungen mit Abteilungsbezeichnung in kleinen Stückzahlen bei fast allen Artikeln möglich!
Beschriftungsfarbe in hellblau, dunkelblau, schwarz und agave.




Beispiel: Kissen mit Aufdruck


KEIL VORDERE KANTE ERHÖHT L x B x H1/H2



KISSEN L x B x H



DACHKEIL L x B x H




Farbkarten:

Stoffe			
			
Micronara anthrazit, 30°C waschbar ☒	Micronara blau, 30°C waschbar ☒	Micronara schwarz, 30°C waschbar ☒	Micronara hellbraun, 30°C waschbar ☒
			
Frottee natur, 60°C waschbar ☐	Frottee weiß, Unterseite PU-Schicht, 60°C waschbar ☐	Trikot weiß 95°C waschbar ☐	Antimilben-Stoff MicroSafe, 60°C waschbar ☒
			
Turnmattenmaterial blau, hochreißfestes Spezialgewebe	PU-Bezug weiß, 95°C waschbar ☐	PU-Bezug schwarz, 60°C waschbar ☒	PU-Bezug schwarz antistatisch, hochreißfest, sehr elastisch, hoch desinfektionsmittel- beständig, Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug, 60°C waschbar ☒
Nylonspezialgewebe			
<p>Nylonspezialgewebe: sterilisierbar bis 115° C, erwärmt in der Mikro- welle bei kleinster Stufe max. 2 min, im Back- ofen bei 120 °C ca. 5-10 min. Weitere Hinweise s. unter Kirschkernkissen</p>			
	Nylon bla	Nylon türkis - Standard	Nylon orange
			Nylon lila
Baumwollstoffe			
			
Bezugsstoff gelb	Bezugsstoff blau	Kindermuster Blumenwiese	Kindermuster Schmetterling rot

Kunstleder



Kunstleder
weiß - Standard



Kunstleder
cyclame



Kunstleder
grün



Kunstleder
bordeaux



Kunstleder
violett



Kunstleder
royal blau



Kunstleder
apricot



Kunstleder
agave



Kunstleder
creme



Kunstleder
atoll



Kunstleder
braun



Kunstleder
chrom




Kunstleder
feuerrot



Kunstleder
gelb



Kunstleder
schwarz



PU-Bezug

schwarz antistatisch, hochreißfest,
sehr elastisch, hoch desinfektionsmittel-
beständig, Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug,
60°C waschbar ☒

Kunstleder antistatisch (anthrazit) auf Anfrage erhältlich.

PVC




PVC
creme - Standard



PVC
transparent



PVC
grau



Lagerung allgemein



Schaumstoffkissen

Anwendungsgebiet: Zur universellen Lagerung bei Untersuchungen und auch zur Erhöhung von Schienen.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: PVC creme oder grau, geschweißt (bis 7 cm Höhe), auch in KL-Bezug möglich

•KL weiß oder nach Farbkarte •PU-Beschichtung nach Farbkarte.



Bestelldaten

Schaumstoffkissen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
300003	30 x 20 x 2
300004	40 x 20 x 2
300010	25 x 15 x 3
300011	25 x 20 x 3
300017	40 x 20 x 3
300025	25 x 20 x 4
300026	30 x 20 x 4

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
300043	20 x 20 x 5
300045	25 x 20 x 5
300046	30 x 20 x 5
300050	40 x 25 x 5
300051	40 x 30 x 5
300075	30 x 20 x 7
300076	40 x 20 x 7
300079	40 x 30 x 7

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
300088	30 x 25 x 8
300089	40 x 20 x 8
300095	50 x 30 x 9
300099	25 x 25 x 10
300103	40 x 30 x 10
300108	50 x 40 x 10
300120	50 x 30 x 15

Nackenkissen

Anwendungsgebiet: Zur stützenden Lagerung des Nackens.

Material: Weicher Schaumstoff.

Bezug: •PVC creme oder grau, geschweißt
•KL weiß oder nach Farbkarte
•PU-Beschichtung nach Farbkarte.

Bestelldaten

Nackenkissen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
*730001	40 x 18 x 10

* gebräuchlichstes Maß, kann in PVC creme und KL weiß zurückgenommen werden.



Kopfkeil

Anwendungsgebiet: Zur Kopflagerung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, z.B. bei starker BWS-Kyphose.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: •PVC creme oder grau (bis 20 cm Höhe), auch in KL-Bezug erhältlich•PU-Beschichtung nach Farbkarte (in allen Größen).

Bestelldaten

Kopfkeil

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
*1341102	37 x 37 x 10
*1341101	40 x 50 x 10
*1341106	40 x 90 x 10

* gebräuchlichstes Maß, kann in PVC creme und KL weiß zurückgenommen werden.




Lagerungskeile

Anwendungsgebiet: Unterschiedliche Anwendungsbereichen, z.B. bei Physiotherapie und Rehabilitation.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: •KL weiß oder nach Farbkarte
•PU-Beschichtung nach Farbkarte.



Bestelldaten

Lagerungskeil

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
1343001	40 x 30 x 10
1343005	40 x 40 x 15
1343008	50 x 40 x 15
1343009	50 x 50 x 15
1343012	30 x 50 x 20, 30° Lagerung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
1343013	40 x 50 x 20
1343014	50 x 35 x 20
1343016	60 x 40 x 20
1343018	60 x 50 x 20
1343020	40 x 90 x 20
1343025	40 x 50 x 25, 30° Lagerung
1343039	50 x 45 x 30, 30° Lagerung
1343042	70 x 60 x 30
1343044	60 x 50 x 35, 30° Lagerung
1343045	70 x 60 x 40, 30° Lagerung

Gipsstütze

Anwendungsgebiet: Zur Beinauflage beim Anlegen von Gipsverbänden. Bei der abgeschrägten Gipsstütze wird das Arbeiten am Unterschenkel erleichtert.

Material: Hartschaumstoff, wenig elastisch, kaum nachgebend.

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte.



Bestelldaten

Gipsstütze abgeschrägt

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
760002	30 x 20 x 20

Gipsstütze gerade

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
760001	30 x 20 x 20



Infusionskissen mit/ohne Armfixierung

Anwendungsgebiet: Für Infusionen, Transfusionen im OP- oder Notfallbereich.

Material: Mittelfester Schaumstoff, keilförmig mit Mulde.

Bezug: • PVC creme oder grau, wasserdicht geschweißt

- KL mit und ohne Haftbandverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte.



Bestelldaten

Infusionskissen mit Armfixierung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
*1341402	60 x 15 x 10/5

Infusionskissen ohne Armfixierung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
*1341401	60 x 15 x 10/5

* gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurück genommen werden.

Injektionskissen – mit/ohne Armfixierung

Anwendungsgebiet: Für Injektionen oder Blutentnahmen in der Arztpraxis.

Material: Mittelfester Schaumstoff, keilförmig mit Mulde.

Bezug: • PVC creme oder grau, wasserdicht geschweißt
 • KL mit und ohne Haftbandverschluss, weiß oder nach Farbkarte
 • PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte • PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte.



Bestelldaten

Injektionskissen ohne Armfixierung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
*1341301	30 x 15 x 10/5
*1341302	45 x 15 x 10/5

Injektionskissen mit Armfixierung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
1341303	30 x 15 x 10/5
1341304	45 x 15 x 10/5

* gebräuchlichstes Maß, kann in PVC creme und in KL weiß zurückgenommen werden.

Mit Werbeaufdruck Ihrer Wahl möglich, Mindestabnahme dann 500 Stück.

Krankentrageauflagen

Anwendungsgebiet: Für Krankentragen und Untersuchungsliegen.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: • KL weiß oder nach Farbkarte, mit Entlüftungsösen.



Bestelldaten

Krankentragen-Auflage

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
1341502	180 x 50 x 4
1341504	200 x 50 x 4

1341518	180 x 50 x 5
---------	--------------

nzigerstraße 4, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
 0463 / 592944-2, office@mpoe.at, www.mpoe.at

Fusauflagematte / Diwanauflage

Anwendungsgebiet: Schutzauflage für den Fußbereich, z.B. für Untersuchungsliegen.

Material: Kunstleder in den Farbenkombinationen schwarz/grau oder weiß/grau, mit Werbeaufdruck Ihrer Wahl möglich, Mindestabnahme mit Werbeaufdruck: 500 Stück.

Bestelldaten

Krankentragen-Auflage

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
1342000	38 x 58 schwarz/grau
1342000-0	38 x 58 weiß/grau



Armlagerungskeil (nach Magnus)

Anwendungsgebiet: Zur Armhochlagerung, speziell im Krankenbett bei hochgestelltem Kopfteil.


Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: •KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte •PU-Beschichtung nach Farbkarte.

Bestelldaten

Armlagerungskeil

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
1340000	53 x 22 x 30 (Auflagefläche)



Beinlagerungskeile (nach Magnus)

Anwendungsgebiet: Zur Beinlagerung mit angewinkelt Kniegelenk (90°).

Material: Mittelfester Schaumstoff.


Bezug: • KL weiß oder nach Farbkarte

• PUBeschichtung nach Farbkarte.

Bestelldaten

Beinlagerungskeil-einfach

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
*1340001	45 x 22 x 23 Schenkellänge 30 und 35cm



Bestelldaten

Beinlagerungskeil-doppelt

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
1340002	45 x 44 x 23 Schenkellänge 30 u. 35cm

* gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurückgenommen werden.


Schiefe Ebenen

Anwendungsgebiet: Vorwiegend zur gestreckten Hochlagerung des Arms.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: • KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte

• PU-Beschichtung nach Farbkarte.



Bestelldaten

Schiefe Ebene -einfach

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
*1340001	60 x 22 x 20
1340301	80 x 22 x 25

Bestelldaten

Schiefe Ebene -doppelt

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
1340402	60 x 44 x 20
1340401	80 x 44 x 25

** gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurückgenommen werden.

Kopfkissen

Anwendungsgebiet: Kopflagerung.

Material: Weicher Schaumstoff.

Bezug: • KL weiß oder nach Farbkarte.

Bestelldaten

Kopfkissen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
*640201	35 x 40
*640202	40 x 40
*640203	40 x 60

* gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurückgenommen werden.



Trikot zusätzlich bestellbar.

Beinhochlagerungskeile - einfach

Anwendungsgebiet: Zur Beinhochlagerung, Ruhigstellung, speziell geeignet für Streckverbände, Extensionen (siehe auch Gewichtsäcke). Zur schrittweisen Reduzierung der Stufenlagerung.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: • KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte

• PU-Beschichtung nach Farbkarte.



Bestelldaten

Kopfkissen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
*1340102	60 x 22 x 18
*1340101	72 x 22 x 20

* gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurückgenommen werden.

straße 4, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

TEL. 07400 / 592944, FAX 07400 / 592944-2, office@mpoe.at, www.mpoe.at

Beinhochlagerungskeile - doppelt

Anwendungsgebiet: Zur Beinhochlagerung, Ruhigstellung, speziell geeignet für Streckverbände, Extensionen (siehe auch Gewichtssäcke). Zur schrittweisen Reduzierung der Stufenlagerung.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: • KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte



Bestelldaten

Beinhochlagerungskeil - doppelt

Art.-Nr.	Maße (L x B x H) (cm)
1340202	60 x 22 x 18
*1340201	72 x 22 x 20
1340203	72 x 44 x 35

* gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurückgenommen werden.

Diagnostik



Säuglingslagerungshilfe bei Hüftsonographie

Anwendungsgebiet: Zur Lagerung von Säuglingen bei Sonographie. Die einzelnen Teile sind in der Größe variabel und mit Haftband verstellbar.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: • PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
• PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte
• KL weiß oder nach Farbkarte



Bestelldaten

Säuglingslagerungshilfe bei Hüftsonographie

Art.-Nr.	Maße (L:40 x B:70 cm)
1341801PU	mit PU-Beschichtung
1341801-1PUD	mit PUD-Beschichtung
1341802KL	mit kunstlederbezug

Beinlagerungsformkeil

Anwendungsgebiet: Zur unterstützenden Lagerung der Beine, z.B. bei der Strahlentherapie.

Material: fester Schaumstoff mit Beinführungen.

Bezug: PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte, PUD-Beschichtung/dicht auf Anfrage möglich.

Bestelldaten

Beinlagerungsformkeil

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342020	41 x 41 x 16/14 cm

straße 4, 9020 Klagenfurt
Tel. 0463 / 592944, Fax 0463 / 592944-2, office@mpö




Mammalagerungskeil

Anwendungsgebiet: Zur optimalen Lagerung der Patientin bei der Strahlentherapie für einen höheren Liegekomfort.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte, PUD-Beschichtung/dicht auf Anfrage möglich.



Bestelldaten

Mammalagerungskeil


Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342010	56 x 52 x 22 cm

Bauchbrett

Anwendungsgebiet: Zur Lagerung des Patienten in der Bauchlage, z.B. bei der Strahlentherapie.

Material: sehr fester Schaumstoff, mit Ausschnitt für Bauchfreilage. Beim zweiteiligen Bauchbrett können die Teile mit dem bereits fixierten Klett- und Flauschband verbunden werden. (siehe Abb.) Vorteile zweier Teile sind z.B. die leichtere Handhabung und Unterbringung.

Bezug: •PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
•PUD-Beschichtung/dicht auf Anfrage möglich.



Bestelldaten

Bauchbrett, einteilig

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342030	180 x 46 x 11 cm

Bauchschnitt 40 x 40 cm, nach unten schräg auslaufend.

Bestelldaten

Bauchbrett, zweiteilig

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342031	180 x 46 x 11 cm

Bauchschnitt 40 x 40 cm, nach unten schräg auslaufend.

Bestelldaten

Verkleinerungsrahmen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342032	35 x 35 x 7,5 cm

Bauchschnitt 40 x 40 cm, nach unten schräg auslaufend.

Echocardiographiekeil

Anwendung: Bei Spezialuntersuchungen, mit Ausschnitt für den Schallkopf.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: • KL weiß oder nach Farbkarte
• PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte.

Bestelldaten

Echocardiographiekeil

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343200	75 x 75 x 30 cm



Hand-Armauflage-Kissen nach Wienerl

Anwendungsgebiet: Für arterielle Punktion nach Wienerl mit Haken- und Flanschverbindung (abnehmbar).

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: Kunstleder schwarz oder nach Farbkarte.



Bestelldaten

Handarmauflagekissen nach Wienerl

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341403	31 x 15 x 15 cm

Rektoskopie-Halbrolle

Anwendungsgebiet: Zur Verwendung bei rektalen Untersuchungen.

Material: Fester Schaumstoff, ermüdungsfrei.

Bezug: • KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
• PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Bestelldaten

Rektoskopie-Halbrolle

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342001	50 x 40 x 35 cm




Schienen und Polsterzubehör



Beinhochlagerungsschienen "1"

Nach Art der „Braunschen“ und „Schulze“-Schienen)

Anwendungsgebiet: Zum Ruhigstellen und Beinhochlagern nach Operationen, Frakturen, Venenentzündungen und Thrombosen. Das aus Kunststoff bestehende, gepolsterte Fußbrett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung.



Material: Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Kunststoff.

Bezug: • Ohne Bezug

- Trikotbezug weiß
- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte.

Beinhochlagerungsschiene "1" ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
720001	60 cm (Kinder) B 20cm
720000	80 cm (Erw.) B 25cm

Beinhochlagerungsschiene "1" mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
720101	60 cm (Kinder)
720100	80 cm (Erw.)

Trikotbezug "1" für Beinhochlagerungsschiene "1" mit Bändchen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
720003	60 cm (Kinder)
720002	80 cm (Erw.)

Beinhochlagerungsschiene "1" mit PU-Beschichtung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
720001-1	60 cm (Kinder)
720000-1	80 cm (Erw.)

KL-Bezug "1" für Beinhochlagerungsschiene "1" mit Haken- und Flauschband

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
720005	60 cm (Kinder)
720004	80 cm (Erw.)

Beinhochlagerungsschiene mit erhöhter Seitenführung

Anwendungsgebiet: Zur Ruhigstellung und Stabilisierung des Beines nach Operationen, bei Venenentzündungen und Frakturen. Die zusätzliche Fersenaushöhlung dient zur Entlastung der Ferse. Durch die Fußplatte wird die Gefahr der Spitzfußbildung gemindert.

Material: Mittelfester Schaumstoff, Fußplatte aus festem Schaumstoff.

Bezug: • ohne Bezug • PUBeschichtung agave oder nach Farbkarte
• PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte.

Beinlagerungsschiene mit erhöhter Seitenführung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
720300	80 cm, 25 cm, ohne Bezug
720301	80 cm, 25 cm, PU
720302	80 cm, 25 cm, PUD




Beinlagerungsschiene "2"

Anwendungsgebiet: Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, bei Entzündungen und Frakturen. Das aus Kunststoff bestehende gepolsterte Fußbrett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung. Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen.

Material:

Mittelfester Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Kunststoff.



Bezug: ohne Bezug

- Trikotbezug weiß
- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte.

Beinlochlagerungsschiene "2" perforiert, ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
710001	55 cm (Kinder) B 23 cm
710000	75 cm (Erw.) B 30 cm

Beinlochlagerungsschiene "2" mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
710101	55 cm (Kinder)
710100	75 cm (Erw.)

Trikotbezug "2" für Beinlagerungsschiene "2" mit Bändchen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
710003	55 cm (Kinder)
710002	75 cm (Erw.)

Beinlochlagerungsschiene "2" mit PU-Beschichtung, perforiert

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
710001-1	55 cm (Kinder)
710000-1	75 cm (Erw.)

KL-Bezug "2" für Beinlochlagerungsschiene "2" mit Haken- und Flauschband

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
710005	55 cm (Kinder)
710004	75 cm (Erw.)


Beinlagerungsschiene "3"

Anwendungsgebiet: Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Entzündungen und Frakturen. Das aus Schaumstoff bestehende Fußbrett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung. Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen.

Material: Mittelfester Schaumstoff, Fußbrett aus Schaumstoff.

Bezug: • Ohne Bezug

- Trikot
- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung nach Farbkarte.



Beinhochlagerungsschiene "3"
ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
711000	75 cm (Erwachsene)

Beinhochlagerungsschiene "3"
mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
711100	75 cm (Erwachsene)

Trikotbezug "3"
für Beinlagerungsschiene "3"
mit Bändchen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
711002	75 cm (Erwachsene)

Beinhochlagerungsschiene "3"
mit PU-Beschichtung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
711000-1	75 cm (Erwachsene)

KL-Bezug "3"
für Beinhochlagerungsschiene "3"
mit Haken- und Flauschband

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
711004	75 cm (Erwachsene)

Beinlagerungsschiene "2" ohne gepolstertes Fußbett

Anwendungsgebiet: Besonders geeignet bei Oberschenkelhalsbrüchen zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung.

Material: mittelfester Schaumstoff.

Bezug: • ohne Bezug

• mit Kunstlederbezug weiß oder nach Farbkarte

• Trikotbezug weiß

• PU-Beschichtung möglich.



Beinhochlagerungsschiene "2"

perforiert, ohne gepolstertes

Fußbett, ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
710006	75 x 30 cm (Erw.)
710007	55 x 23 cm (Kinder)

Beinhochlagerungsschiene "2"

ohne gepolstertes Fußbett,

mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
710120	75 x 30 cm
710121	55 x 23 cm

Trikotbezug für Schienen


Art.-Nr.	Maße (L x B)
711002	75 x 30 cm
710009	55 x 23 cm

Beinlagerungsschiene "3" ohne gepolstertes Fußbett

Anwendungsgebiet: Besonders geeignet bei Oberschenkelhalsbrüchen zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung.

Material: mittelfester Schaumstoff.

- Bezug:**
- ohne Bezug
 - mit Kunstlederbezug weiß oder nach Farbkarte
 - Trikotbezug weiß
 - PU-Beschichtung möglich.



Beinhochlagerungsschiene "3"
ohne gepolstertes Fußbett
ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
711006	75 x 25 cm (Erw.)

Beinhochlagerungsschiene "3"
ohne gepolstertes Fußbett,
mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
711120	75 x 25 cm

Trikotbezug für Schiene

Art.-Nr.	Maße (L x B)
711008	75 x 25 cm

Beinhochlagerungsschiene "3"
ohne gepolstertes Fußbett
PU

Art.-Nr.	Maße (L x B)
711006-1	75 x 25 cm

Beinlagerungsschiene mit Fersenausschnitt und Beinausmuldung als schiefe Ebene



Anwendungsgebiet: Fixe Unterschenkellagerung mit Freilagerung der Ferse zur Vorbeugung von Decubitus.

Material:
Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: •PUBeschichtung agave oder nach Farbkarte
•PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte.

Beinlagerungsschiene mit Fersenausschnitt und Beinausmuldung als schiefe Ebene

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
710400	50 x 20 x 11/3 cm PU
710401	50 x 20 x 11/3 cm PUD



Beinlagerungsschiene mit Fersenausschnitt

Anwendungsgebiet: Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Frakturen und bei Entzündungen. Schiene mit Freilagerung der Ferse und des Fußballens. Durch die Fußplatte wird die Gefahr der Spitzfußbildung gemindert.

Material: Mittelfester Schaumstoff, Fußplatte aus festem Schaumstoff.

Bezug: • ohne Bezug

- PUBeschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/ dicht agave oder nach Farbkarte.



mit Fersenausschnitt

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
710300	75 cm , 25 cm, ohne Bezug
710301	75 cm , 25 cm, PU
710302	75 cm , 25 cm, PUD

Ausschnitt-Breite ca 7,5 cm

Fix-Verbandschienen

Anwendungsgebiet: Zum Ruhigstellen und Fixieren der Gliedmaßen nach Unfällen, nach Operationen, bei Entzündungen.

Material: Mittelfester Schaumstoff mit eingearbeiteten Aluminiumflachdrähten. Die Fix-Verbandschiene ist gepolstert, biegsam, röntgenfähig und abwaschbar. Ab 7 cm Breite mit Öse.



Bezug: •Polyethylen-Folie, geschweißt
•Ohne Bezug und ohne Öse.- Diese Ausführung verhindert durch Luftdurchlässigkeit eine übermäßige Transpiration.

Fix-Verbandschiene mit PE-Folie, ohne Öse

Art.-Nr.	Maße (L x B)
2470001	15 x 3 cm
2470002	20 x 3 cm
2470003	25 x 3 cm

2470006	15 x 5 cm
2470007	20 x 5 cm
2470008	25 x 5 cm
2470009	30 x 5 cm
2470010	40 x 5 cm
2470011	50 x 5 cm

Fix-Verbandschiene mit PE-Folie, mit Öse

Art.-Nr.	Maße (L x B)
2470013	30 x 7 cm
2470014	40 x 7 cm
2470015	50 x 7 cm
2470016	60 x 7 cm

2470019	30 x 9 cm
2470020	40 x 9 cm
2470021	50 x 9 cm
2470022	60 x 9 cm
2470023	70 x 9 cm

2470027	40 x 11 cm
2470028	50 x 11 cm
2470029	60 x 11 cm
2470030	70 x 11 cm

Fix-Unfallbeinschienen

Anwendungsgebiet: Zur vorläufigen Ruhigstellung der Beine bei Unfällen. Die Unter- bzw. Oberschenkelschiene ist rechts und links verwendbar.

Material: Die Fix-Unfallbeinschiene hat einen Haftbandverschluss, ist weich gepolstert, biegefähig, abwaschbar und röntgenfähig. Mittelfester Schaumstoff mit eingearbeiteten Alu-Flachdrähten.

Bezug: KL weiß oder nach Farbkarte



Fix-Unfallbeinschiene- Unterschenkelschiene

Art.-Nr.	Maße (L)
2480003	60 cm

Fix-Unfallbeinschiene- Oberschenkelschiene

Art.-Nr.	Maße (L)
2480004	80 cm

Einmalpolster für Beinschienen

Anwendungsgebiet: Polstermaterial für Beinschienen zur einmaligen Verwendung.

Material: Mittelfester Schaumstoff mit Haftstreifen zur Befestigung, sowie 3 Zusatzpolstern zur Verstärkung unter der Ferse, in der Kniekehle und am körpernahen Schienenende.

Bezug: Ohne Bezug.

Einmalpolster für Braunsche-Schiene Gr. 1+2, ausziehbare Gr.1, Kirschner- und Böhler-Schiene Gr. 1-3 (5er Pack)

Art.-Nr.	Maße
2500001	B-1



Schaumstoffrollen

Anwendungsgebiet: Polstermaterial für Gipsverbände und Verbandschienen. Zum Polstern von Cramerschien eignen sich am besten Streifen in einer Stärke von 1,5cm. Das Umwickeln mit Mullbinden erübrigt sich durch Befestigung des Schaums mit schmalen Pflasterstreifen.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: Ohne Bezug.



Schaumstoffrolle

5 m Länge

Art.-Nr.	Maße
490011	9 x 1,5 cm
490009	11 x 1 cm
490012	11 x 1,5 cm

Grundpolster für Krappschienen


Anwendungsgebiet: Als Polster für Lagerungsschiene (Krapp'sche Schiene).

Material: mittelfester Schaumstoff.

Bezug: Trikot, waschbar bis 60°C, trocknergeeignet

Grundpolster für Krappschienen

Art.-Nr.
2490000
Auf Anfrage auch mit Kunstlederbezug genäht möglich



Röntgen- und OP-Lagerung



Röntgensortiment

Anwendungsgebiet: Im Röntgenbereich zum Fixieren des Patienten. Die unterschiedlichen Formen und Größen des Sortiments gewährleisten eine optimale Lagerung.

Material: Mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig.

Bezug:

- Ohne Bezug
- PU-Beschichtung nach Farbkarte
- PVC nach Farbkarte.



Röntgensortiment

Art.-Nr.	9-teilig
680000	1 x Nr. 1, 2 x Nr.2, 2 x Nr.3, 2 x Nr.4 1 x Nr.5, 1 x Nr.6

Teil	Art.Nr.	Maße
Nr.1 Großer Dachkeil	680003	36 x 24 x 11 cm
wie 1 Großer Dachkeil	680017	54 x 24 x 12 cm
Nr.2 mittlerer Dachkeil	680004	18 x 24 x 11 cm
Nr.3 kleiner Dachkeil	680005	18 x 10 x 5 cm
Nr.4 Schrägkeil	680006	24 x 18 x 6 cm
Nr.5 Rechteck	680007	24 x 18 x 3 cm
Nr.6 Rechteck	680008	24 x 18 x 5 cm

Röntgenkopfteile



Anwendungsgebiet: Im Röntgenbereich zum Fixieren des Kopfes in unterschiedlichen Lagen.

Material: mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig.

Bezug: •Ohne Bezug

•PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte.

Röntgenkopfteile

Art.-Nr.	Maße
680011	Nr. 9, a.p. für Rückenlage, 25 x 25 x 10 cm
680011-1	für Kinder, 22 x 22 x 7 cm
680012	Nr. 10, p.a. für Bauchlage 23 x 25 x 10 cm
680013	Nr. 11, für Seitenlage rechts 28 x 30 x 10 cm (ohne Abbildung)
68014	Nr. 12, für Seitenlage links 28 x 30 x 10 cm
680018	Kopfring, außen Ø 18 cm innen Ø 10cm, Höhe 4 cm

Röntgenlagerungs-Ergänzungsteile



Röntgen-Lagerungs-Ergänzungsteile

Teil	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße
Nr. 7	680009	Scheibe mit Loch	Ø 18/5 x 4 cm
Nr. 8	680010	Rolle	25 x Ø 10 cm
Nr. 13	680004-1	Dreieck ungleichschenklig	60 x 30 x 15 cm
		Schenkellänge	24/19,5 cm
Nr. 14	680006-1	Schrägkeil	28 x 18 x 8 cm
Nr. 15	680006-2	Schrägkeil	28 x 18 x 10 cm
Nr. 16	680006-3	Schrägkeil	24 x 36 x 6 cm
Nr. 17	680007-1	Rechteck	36 x 24 x 3 cm
Nr. 18	680008-1	Rechteck	36 x 24 x 5 cm
Nr. 19	680009-1	Rundplatte	Ø 15 cm, H: 4 cm
wie Nr. 19	680009-2	Rundplatte	Ø 22 cm, H: 5 cm
Nr. 20	680020PU	Nackenunterlage	50 x 32 x 18 cm
Nr. 21	680021PU	Körperstütze	40 x 30 x 18 cm
Nr. 22	680022PU	Halbrolle	18 x 15 x 7,5 cm
Nr. 23	680023PU	Halbrolle	36 x 15 x 7,5 cm
Nr. 24	680024PU	Halbrolle	18 x 22 x 11 cm
Nr. 25	680025PU	Halbrolle	36 x 22 x 11 cm

Achtung: Bei Röntgenteilen oder Auflagen, die mit Kunstlederbezug oder in PUD-Beschichtung/dicht gewünscht werden, übernehmen wir keine Garantie der Strahlendurchlässigkeit!

Röntgentischauflagen

Anwendungsgebiet:
Röntgenbereich.

Material: Mittelfester
Schaumstoff, mit Mittelstrich.

Bezug: PVC transparent,
geschweißt, mit
Kunststoffentlüftungsösen
schwarz (auch in PVC creme
oder grau erhältlich).



Röntgentischauflage

Art.-Nr.	Maße
690003	140 x 60 x 1,5 cm
690005	180 x 60 x 1,5 cm
690006	200 x 60 x 1,5 cm
690007	220 x 60 x 1,5 cm
690013	180 x 60 x 3 cm
690014	200 x 60 x 3 cm
690015	220 x 60 x 3 cm

Kopflagerungsring

Anwendungsgebiet: Zur freien Lagerung des Hinterkopfes, überwiegend im OP-Bereich durch die hochwertige PUD-Beschichtung.

Bezug: •PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
•PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte.

Material: mittelfester Schaumstoff



Kopflagerungsring-

Außen und Innenflächen rund

Art.-Nr.	Maße
680019PU	Ø 20/10 cm, Höhe 5 cm
680019PUD	Ø 20/10 cm, Höhe 5 cm


für Kinder	
680019-1PU	Ø 15/8 cm, Höhe 3,5 cm
680019-1PUD	Ø 15/8 cm, Höhe 3,5 cm

Kopflagerungskissen, flach

Anwendungsgebiet: OP-Bereich, Röntgen, Physiotherapie, Massage.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte.



Kopflagerungskissen, flach

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640800	22 x 22 x 5 cm

Intubationskissen

Anwendungsgebiet: Zur Kopflagerung in Bauchlage mit Augen- und Nasenausschnitt und Einkerbung auf der Unterseite des Kissens zur Tubusschlauchlegung im OP-Bereich.

Material: mittelfester Schaumstoff.

Bezug: •PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
•PUDBeschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte.



Intubationskissen mit PU-Beschichtung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
999001-PU	24 x 25 x 12 cm

Intubationskissen mit PUD-Beschichtung/dicht

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
999001-PU	24 x 25 x 12 cm

Röntgenkopfteil für Rechts- und Linkslage – neue Version

Anwendungsgebiet: Zur hochkomfortablen Lagerung des Kopfes im Röntgen- und OP-Bereich durch Ausmoldungen rechts und links sowie der abgerundeten Kinnpartie zur Minimierung von Druckstellen (auch für Rückenlagerung zum freien Lagern der Ohren geeignet).


Material: Mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig

Bezug: •ohne Bezug

•PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

•PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

(Strahlendurchlässigkeit kann nicht garantiert werden bei PUD!)



Röntgenkopfteil, neue Version

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
680015	25 x 25 x 10 cm, ohne Bezug
680016PU	25 x 25 x 10 cm
680016PUD	25 x 25 x 10 cm

Kopfkissen für Bauchlage

Kopfkissen mit Stirnaushöhlung und Nasenausschnitt für Bauchlage

Anwendungsgebiet: Zur Kopflagerung in Bauchlage z. B. im OP-Bereich

Material: PU-Kaltschaum weich

Bezug: ·KL weiß oder nach Farbkarte

PU agave oder nach Farbkarte

PUD-Bschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte



Kopfkissen für die Bauchlage

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640300	36 x 25 x 10 cm

Armpolsterhülsen mit/ohne Haftbandverschluss

Anwendungsgebiet: Zur Vermeidung von Druckläsionen bei Operationen (Radialis und Ulnarisschäden). Die Ausführung mit Haftbandverschluss ermöglicht ein leichtes Anlegen und Abnehmen auch bei festgeschnalltem Arm.

Material: Fester Schaumstoff.

Bezug: KL weiß oder nach Farbkarte.

Armpolsterhülse,
ohne Haftbandverschluss

Art.-Nr.	Maße (L)	Ø innen
550002	20 cm	9 cm für Kinder
550001	25 cm	11 cm für Erw.
550003	45 cm	konisch , für Erw.

Armpolsterhülse,
mit Haftbandverschluss

Art.-Nr.	Maße (L)	Ø innen
550002	20 cm	9 cm für Kinder
550001	25 cm	11 cm für Erw.
550003	45 cm	konisch , für Erw.



OP-Polster für Operationen in der Bauchlage

Anwendungsgebiet: Körperlagerungspolster für Operationen in der Bauchlage für eine stabile, physiologische Lagerung, bestehend aus den speziellen Kopflagerungen, dem Thorax- und Beckenkissen, der Halbrolle sowie dem Ulnariskissen. Becken- sowie Thoraxkissen sind als

zusätzliche Variante mit einer Visco-Auflage und abgerundeten Kanten erhältlich. Dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert. Unser OP-Polsterset ist unter anderem auch sehr gut geeignet im Bereich der Physiotherapie, Massage und dem Transport in Bauchlage. Als zusätzliche Entlastung der Kniescheiben empfehlen wir unser neues Fersenkissen in abgerundeter Form,



Artikelnummer 590002.



Stirn-Kinn-Kopflagerungskissen für die Bauchlage nach Kleemann

Anwendungsgebiet: Zur Kopflagerung in Bauchlage. Augen, Mund und Nase liegen frei, Tubus kann zu beiden Seiten ausgeleitet werden.

Material: Weichauflage für Kinn- und Stirnbereich; Grundelement fester Schaumstoff.

Bezug: •PU-Beschichtung (völlig strahlendurchlässig), schwarz
•PUD-Beschichtung/dicht schwarz oder nach Farbkarte.




Stirn-Kinn-Kopflagerungskissen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
999003PU	23 x 15 x 12 cm
999003PUD	23 x 15 x 12 cm

Für Kinder auf Anfrage möglich.

Kopfkissen für die Bauchlage, verstellbar, nach Roßmann

Anwendungsgebiet: Das spezielle Kopfkissen für die Bauchlage ist ein abwaschbares Kissen, das durch Klettbander eine individuelle Anpassung an die Kopfgröße zulässt. Der Kopf liegt lediglich im Stirn- und Kinnbereich auf; Augen, Nase und Mund liegen frei und können durch seitliche Aussparungen gut kontrolliert werden. Der Tubus kann zu beiden Seiten ausgeleitet werden.



Material: Grundplatte: sehr fester Schaumstoff, Kopfführung: mittelfester Schaumstoff mit Visco-Einlage.

Bezug: •PU-Beschichtung schwarz
•PUD-Beschichtung/dicht schwarz.

Kopfkissen für die Bauchlage, verstellb.

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
	27 x 25 x 15 cm
800995	mit PU-Beschichtung
800995-1	mit PUD-Beschichtung/dicht


Maße für Kinder

23 x 21 x 12 cm

800990	mit Pu-Beschichtung
800990-1	mit PUD-Beschichtung/dicht

Thoraxkissen Typ: AB, nach Roßmann

Anwendungsgebiet: Bei dem Thoraxkissen wird durch die eingearbeitete Mulde eine stabile, physiologische Lagerung erzielt, die durch Schrägkanten im Achselbereich ein Freiliegen des Plexus brachialis sicherstellt. Zusätzlich wird die Halswirbelsäule durch einen Ausschnitt im Halsbereich frei gelagert.



Variante 1:

Material: Fester Schaumstoff -ermüdungsfrei.

Bezug: •Kunstlederbezug schwarz mit Reißverschluss
•PU-Beschichtung schwarz.

Variante 2:

Material: Fester Schaumstoff mit Visco-Auflage und abgerundeten Kanten, dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert.

Bezug: PUD-Beschichtung/dicht schwarz.

Thoraxkissen, Typ: AB nach Roßmann

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
	27 x 25 x 15 cm Muldungstiefe ca. 6 cm Muldungsbreite ca. 32 cm
800997	KL-Bezug, schwarz
800997-1	PU-Beschichtung, schwarz
800997-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage


Thoraxkissen, Typ: AB nach Roßmann

für Kinder

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
	20 x 44 x 12 cm Muldungstiefe ca. 5 cm Muldungsbreite ca. 25 cm
800991	KL-Bezug, schwarz
800991-1	PU-Beschichtung, schwarz
800991-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

Beckenkissen Typ: AA, nach Roßmann

Anwendungsgebiet: Für das Becken wird ebenfalls ein Kissen mit einer Mulde verwendet, das jedoch im unteren Bereich im 45° Winkel schräg abfällt, um die Leistenregion zu entlasten. Zudem hat dieses Kissen dort eine Aussparung zur Kontrolle/Entlastung des Genitalbereichs. Die Kombination von Thorax- und Beckenkissen ermöglicht eine der Körpergröße angepasste optimale Lagerung, bei der die Bauchatmung gewährleistet wird.



Variante 1:

Material: Fester Schaumstoff– ermüdungsfrei

Bezug: Kunstlederbezug schwarz mit Reißverschluss

•PU-Beschichtung schwarz.

Variante 2:

Material: Fester Schaumstoff mit Visco-Auflage und abgerundeten Kanten, dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert

Bezug: •PUD-Beschichtung/dicht schwarz.

Beckenkissen Typ: AA, nach Roßmann

für Erwachsene

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
	34 x 50 x 15 cm Muldungstiefe ca. 6 cm Muldungsbreite ca. 32 cm
800998	KL-Bezug, schwarz
800998-1	PU-Beschichtung, schwarz
800998-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

Beckenkissen Typ: AA, nach Roßmann

für Kinder

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
	30 x 44 x 12 cm Muldungstiefe ca. 5 cm Muldungsbreite ca. 25 cm
800992	KL-Bezug, schwarz
800992-1	PU-Beschichtung, schwarz
800992-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

Ulnariskissen (Armlagerung) Typ: AD, nach Roßmann

Anwendungsgebiet: Die optimale intraoperative Lagerung des Armes ist in Supinationsstellung gegeben. Dazu wird ein Kissen mit einer Längsmulde verwendet, wodurch der Arm sicher in einer Führung liegt und nicht seitlich abrutschen kann. Eine Aussparung im Ellenbogenbereich gewährleistet, dass der N. ulnaris frei liegt und die Gefahr von Druckstellen minimiert wird.



Material: fester Schaumstoff – ermüdungsfrei. An der Unterseite ist eine Kunststoffplatte eingearbeitet.

Bezug: Kunstleder schwarz, an der Unterseite mit Reißverschluss und Klett- + Flauschband zur Befestigung angenäht.

Ulnariskissen, Typ: AD, nach Roßmann

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
800999	48 x 12 x 7 cm
	Aushöhlungsbreite 9 cm
	Aushöhlungstiefe 4 cm

Halbrolle für die Fußlagerung

Anwendungsgebiet: Anwendungsgebiet: Die Füße werden mit einem halbrunden Kissen so gelagert, dass die Zehenspitzen frei liegen, ohne überstreckt zu werden.

Material: Weicher Schaumstoff.

Bezug: Kunstleder schwarz



Halbrolle für die Fußlagerung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
800994	50 x 22 x 11 cm
800993	für Kinder
	50 x 15 x 7,5 cm

OP-Tischauflagen/Untersuchungsliegenauflagen

Anwendungsgebiet: Auflagen für OPTische, Untersuchungsliegen- und -stühle, z.B. Fa. Maquet, Blanco, Schmitz, UFSK, Trumpf usw.

Material: fester Schaumstoff.

Bezug: •KL weiß oder nach Farbkarte
•PU-Bezug schwarz antistatisch
•PUDBeschichtung antistatisch anthrazit.



OP-Tischauflage

Art.-Nr.	Maße
1341900	nach Vorgabe

Beinlagerungstunnel für die Seitelage



Anwendungsgebiet: Tunnel zum Schutz eines Beines bei verschiedenen Anwendungen und Operationen in Seitenlage z.B. Fettabsaugung.

Material: Formstabiler Schaumstoff mit Weichauflage.

Bezug: •Kunstleder mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
 • PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
 • PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte.



Beinlagerungstunnel für die Seitenlage

Art.-Nr.	Maße
	außen: 60 x 39 x 22 cm
	innen: 60 x 25 x 15 cm
801010	KL-Bezug
801011	PU-Beschichtung
801012	PUD-Beschichtung/dicht

Seitenlagerungskeil mit Schulter-Arm-Mulde

Anwendungsgebiet: Zur Lagerung des Patienten in der Seitenlage, z.B. bei Operationen. Schulter und Oberarm erfahren eine deutliche Druckentlastung, Schutz vor Nervenschädigung.

Material: Mittelfester Schaumstoff. Die Auflagefläche ist mit einer viscoelastischen Weichschicht ausgestattet.

Bezug: KL-Bezug schwarz genäht
 • PU-Beschichtung schwarz •
 • PUD-Beschichtung/dicht schwarz.



Seitenlagerungskeil mit Schulter-Arm-Mulde

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
	70 x 50 x 16/2,5 cm
801000	KL-Bezug
801001	PU-Beschichtung
801002	PUD-Beschichtung/dicht

Bifoam-Kissen für die Bauchlage

Bifoam-Kissen für die Bauchlage (patentiert)

Anwendungsgebiet: Physiotherapie und Massage, Untersuchung und Therapie, Anti-Decubitus-Prophylaxe und Therapie, OP's in Bauchlage, Freizeit, Fitness, Kosmetik, auch in Rückenlage hervorragend geeignet, Anästhesie.

Material: 2-schichtiger Aufbau aus mittelfestem Schaum und PU-Kaltschaum . Schulterbereich wird unterstützt, seitliche Belüftung für einfache Atmung.

Bezug:

- Kunstleder weiß oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte
- PU agave oder nach Farbkarte
- Frottee natur



Bifoam-Kissen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640400	40 x 40 x 11 cm
	Luftkanal: 10 x 4 cm


Anästhesiekissen

Anwendungsgebiet:

Zur Kopf- und Schulterlagerung im Anästhesiebereich mit Mulde im Kopfauflagebereich zur Fixierung des Kopfes und Abschrägung des Schulterbereiches zur bequemen Lagerung des Patienten.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: Kunstleder weiß und nach Farbkarte oder PU-Bezug schwarz antistatisch.



Anästhesiekissen mit Kunstlederbezug

weiß

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
400200	Gesamt: 42 x 48 x 10 cm
	Kopfmulde: 18 x 10 x 4 cm
	Schenkel: 24 x 16 x 10 cm

Anästhesiekissen mit PU-Bezug

schwarz antistatisch

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
400201	Gesamt: 42 x 48 x 10 cm
	Kopfmulde: 18 x 10 x 4 cm
	Schenkel: 24 x 16 x 10 cm

Fixierungen



Haftbandfixierungen

Anwendungsgebiet: Zur Sicherung des Patienten. Zum Befestigen der Haftbandfixierungen verwenden Sie bitte unser Befestigungsband.

Material: Gewebtes Haftband weiß mit Metallschlaufe zur Befestigung. Innenseite ungepolstert oder gepolstert mit kaschiertem Schaum weiß.



Haftbandfixierung, ohne Polster

Art.-Nr.	Maße (L x B)
780001	17 x 3 cm
780002	30 x 3 cm

*780003	30 x 5 cm
*780004	40 x 5 cm
780005	80 x 5 cm

* - gebräuchlichstes Maß

Haftbandfixierung, mit Polster

Art.-Nr.	Maße (L x B)
780101	17 x 3 cm
780102	30 x 3 cm

*780103	30 x 5 cm
*780104	40 x 5 cm
780105	80 x 5 cm

Haken- und Flauschbänder

Anwendungsgebiet: Für verschiedene Anwendungen einsetzbar.

Material: Gewebtes Haftband in Haken- oder Flauschausführung.

Farbe: weiß (andere Farben auf Anfrage).

Hakenband auf 25 m rolle

Art.-Nr.	Maße (B)
1020101	20 mm
1020105	30 mm
1020109	50 mm

Flauschband auf 25 m Rolle

Art.-Nr.	Maße (B)
1020102	20 mm
1020106	30 mm
1020110	50 mm

Befestigungsband

Anwendungsgebiet: Zur Sicherung des Patienten im Bett und Befestigung der Haftbandfixierungen.

Material: Stabile Bänder aus kunststoffbeschichtetem Nylongewebe. Lieferung auf 50 m Rollen.

Befestigungsband

Lieferung auf 50 m Rolle

Art.-Nr.	Maße (B)
780400	25 mm



Back to Back

Anwendungsgebiet: Zur universellen Befestigung bei verschiedenen Anwendungen.

Material: Haft- und Flauschband, in einem Band zusammengefügt.


Farbe:

Weiß (andere Farben auf Anfrage).

Back to Back auf 5 m oder 25 m Rolle

Lieferung auf 50 m Rolle

Art.-Nr.	Maße (B)
1040001	20 mm
1040002	25 mm
1040004	30 mm



Halskrawatten



Anwendungsgebiet: Zur Fixierung der Halswirbelsäule nach Frakturen, Traumen usw.

Material: Fester Schaumstoff.

Bezug: Trikot mit Haftbandverschluss.

Halskrawatte

Art.-Nr.	Maße (L x B)
990060	60 x 6 cm
990061	60 x 8 cm
990062	60 x 10 cm
990068	60 x 12 cm

Sicherheitsgurte für Krankentragen mit Fixierschlaufe

Anwendungsgebiet: Zur Sicherung des Patienten auf Krankentrage und anderen Transportmitteln.

Material: Haftband mit Metallschlaufen.
Fixierschlaufe ca. 25 cm lang.

Farbe: Schwarz (grün auf Anfrage)



Sicherheitsgurt für Krankentragen

Art.-Nr.	Maße (B)
1100003	110 x 5 cm
1100004	120 x 5 cm
1100005	130 x 5 cm

Patiententragegurt

Anwendungsgebiet: Zum Anheben des Patienten beim Bettenmachen, bzw. Tragen des Patienten.

Material: Fester Kunststoffgurt mit Halterschleufe aus Gurtmaterial.

Patiententragegurt

Art.-Nr.	Maße (B)
580001	65 x 20 cm



Rollstuhlsicherheitsgurte

Anwendungsgebiet: Zur Sicherung des Patienten im Rollstuhl.

Material: Gepolsterter Flauschbandgurt mit Hakenverschluss und Metall-Öse zur Befestigung am Stuhl.

Farbe: Beige (andere Farben auf Anfrage).

Rollstuhlsicherheitsgurt

Art.-Nr.	Maße (L x B)
1070001	150 x 10 cm
1070002	165 x 10 cm
1070003	180 x 10 cm



Hand- und Fußgelenkfixierungen

Anwendungsgebiet: Sicherung des Patienten im Bett.

Material: Stabiles Band mit synthetischem Fell gepolstert und Haftbandverschluss. Gurtband: 170 cm Gesamtlänge. Klettband: 13 cm Länge. Gesamtlänge Polster mit Flauschband: 40 cm. Waschbar bis 60 °C.

Hand- und Fußgelenkfixierung

Art.-Nr.	Maße (L x B)
510001	7 cm, paarweise



Hand- und Beifixierung mit Bändchen für Kleinkinder

Anwendungsgebiet: Zur Arm- und Beifixierung von Kleinkindern. Individuelle Einstellung des Durchmessers bis max. 5 cm.

Material: weicher, kaschierter Schaum, 3 cm breit, mit verstellbarem Klettverschluss und 2 Baumwoll-Polyester-Bändern 2 cm breit und ca. 45 cm lang zur Fixierung am Krankenbett.



Hand- und Beifixierung mit Bändchen für Kleinkinder

Art.-Nr.	Maße (L x B)
510002	siehe Materialbeschreibung

Arm- und Beifixierungsgurte

Anwendungsgebiet: Zur Sicherung des Patienten im Bett.

Material: Stabiler Kunststoffgurt mit Schnalle und gepolsterter Fuß- bzw. Armfixierung mit Haftbandverschluss.



Armfixierungsgurt

Art.-Nr.	Maße (L)
530001	250 cm lang

Beifixierungsgurt

520001	250 cm lang
--------	-------------

OP-Gurte

Anwendungsgebiet: Zur Sicherung des Patienten auf dem OP-Tisch.

Material: Stabiler Chemotex-Gurt mit Schnalle. Wahlweise mit auswechsel- und abwaschbarem Polster (mit KL bezogener Schaumstoff).



OP-Gurt, ohne Polster

Art.-Nr.	Maße (L x B)
560002	190 x 7 cm
560004	250 x 7 cm

OP-Gurt, mit Polster

Art.-Nr.	Maße (L x B)
560001	190 x 7 cm
560005	250 x 7 cm

nur Polster

Art.-Nr.	Maße (L x B)
560003	80 x 10 cm

OP-Gurte metallfrei

Anwendungsgebiet: Zur Sicherung des Patienten auf dem OP-Tisch.

Material: Stabiler Chemotex-Gurt mit Klett-Flausch-Verbindung. Wahlweise mit auswechsel- und abwaschbarem Polster (mit KL bezogener Schaumstoff).



OP-Gurt, metallfrei, ohne Polster

Art.-Nr.	Maße (L x B)
560010	190 x 7 cm
560011	250 x 7 cm

nur Polster

560003	80 x 10 cm
--------	------------

Decubitusprophylaxe und Therapie



Biflex-Sitzkissen


Anwendungsgebiet: Langes Sitzen, Rollstuhlkissen.

Material:

- Biflex mittelfest: Viskoelastischer Spezialschaumstoff, dadurch besonders gute Druckpunktverteilung, optimale Anpassung an die Körperform
- Biflex fest: Viskoelastischer Spezialschaumstoff, etwas fester als oberer, ansonsten gleiche Eigenschaften.

Bezug: Stoff anthrazit oder nach Farbkarte

- PU-Bezug schwarz



**Biflex-Sitzkissen
mittelfest**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300200	43 x 38 x 5 cm

**Biflex-Sitzkissen
mit Polster**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300201	43 x 38 x 5 cm

Körperlagerungsring

Anwendungsgebiet: Lagerung des Körpers zur Vermeidung von Druckpunkten. Vielfach und flexibel einsetzbar.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug:

- PUBeschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte.



Körperlagerungsring

Art.-Nr.	Maße (Ø außen, innen, höhe)
620100PU	47 cm, 37 cm, 5 cm
620101PUD	47 cm, 37 cm, 5 cm

Comfortkeilkissen mit Steißbeinausschnitt

Anwendungsgebiet: Erleichtert die gesunde aufrechte Körperhaltung beim Sitzen durch ventrale Beckenkipfung. Ausschnitt zur Druckentlastung des Steißbeines und Weichschichtauflage für Druckpunktentlastung bei langem Sitzen.



Material: Fester Schaum mit 1 cm Weichschicht.

Bezug:

Stoff mit Reißverschluss anthrazit oder nach Farbkarte, abnehmbar, waschbar bis 30°C. Tragegriff schwarz oder weiß.

Comfortkeilkissen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
990104	38 x 45 x 7/2 cm


Anti-Decubituskissen

Anwendungsgebiet: Zur Vermeidung und Behandlung von Decubitalulcera.

Material:

Weicher Schaumstoff mit Noppenprofil, Mittelloch Ø 10 cm, bzw. Waffelmuster gelocht, zur besseren Durchlüftung.

Bezug: Trikot.



Noppenprofil

Waffelmuster



Anti-Decubituskissen mit Noppenprofil

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
630002	40 x 40 x 5 cm
630001	65 x 50 x 5 cm

Anti-Decubituskissen mit Waffelmuster

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
630003	70 x 50 x 5 cm
630003-1	90 x 60 x 5 cm

Fellschoner für Ellenbogen und Ferse

Anwendungsgebiet: Schutz der Gelenke vor Aufscheuern und Wundwerden.

Material: Synthetisches Fell mit Haftbandverschluss, kochfest bis 95°C. (Achtung! Haftband bei der Wäsche immer verschlossen halten!)

Bezug: Ohne Bezug.



Fellschoner für Ellenbogen
Art.-Nr.
630100

Fellschoner für Ferse
Art.-Nr.
630101

Anti-Decubitusfell

Anwendungsgebiet: Decubitusprophylaxe und Therapie.

Material: Synthetisches Fell, kochfest bis 95°C. In allen Abmessungen lieferbar, auch als Meterware.

Bezug: Ohne Bezug.



Anti-Decubitusfell, Fertigstück	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
630004	70 x 50 cm, eingefasst
630004-2	100 x 70 cm, eingefasst

Anti-Decubitusfell, Meterware	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
630005	90 cm breit
630006	100 cm breit

Kranken- und Altenpflege, postoperative Pflege



Fußstützen

Anwendungsgebiet: Als Bettverkürzer zur Vermeidung von Spitzfußbildung. Eine individuelle Abstützung lässt sich durch die Kombination verschiedener Größen erreichen.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: • KL mit Reißverschluss,
weiß oder nach Farbkarte



Fußstütze

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1340502	60 x 35 x 15 cm
1340503	80 x 35 x 15 cm
1340501	60 x 35 x 20 cm

Hodenkissen

Anwendungsgebiet: Zur Entlastung des Skrotums nach Prostata- oder Hodenoperationen.

Material: Weicher Schaumstoff.

Bezug: • KL weiß oder nach Farbkarte
• PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte



Hodenkissen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*300400	19 x 14 x 7 cm

* - gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurückgenommen werden.

Wärmestiefel

Anwendungsgebiet: Krankenpflege (z.B. Morbus Raynaud), Altenpflege.

Material: Synthetisches Fell, kochfest bis 95°C, mit Haftbandverschluss.

Bezug: Ohne Bezug.

Wärmestiefel

Art.-Nr.	Maße
470001	Einheitsgröße




Fersenstütze

Anwendungsgebiet: Zur Krankenpflege und Altenpflege. Vermindert Aufscheuern und Druckstellen an der Ferse. Durch größeres Maß bessere Druckverteilung.

Material: Weicher Schaumstoff mit Loch Ø 7cm .

Bezug: •ohne Bezug

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte



Fersenstütze

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
590003	25 x 15 x 8 cm, ohne Bezug mit Loch Ø 7 cm
590003PU	PU
590004PUD	Lochoberkante abgerundet (nur bei PUD)




Fersenkissen

Anwendungsgebiet: Zur Krankenpflege und Altenpflege. Vermindert Aufscheuern und Druckstellen an der Ferse.

Material: Weicher Schaumstoff mit Loch Ø 6cm .

Bezug:

•ohne Bezug•PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte.



Fersenkissen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*590001	15 x 15 x 5 cm, ohne Bezug
*590001PU	PU

Fersenkissen abgerundet

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*590002	15 x 15 x 5 cm mit Loch Ø 6 cm alle Kanten gerundet; PU agave

Sitzerhöhung

Anwendungsgebiet: Stuhl- bzw. Sitzflächenerhöhung, z.B. in der Kranken- und Altenpflege.

Material: Fester Schaumstoff mit hohem Rückhalt sowie hoher Lebensdauer.

Bezug: •KL weiß oder nach Farbkarte mit Reißverschluss, abwasch- und desinfizierbar
•Micronara-Bezug anthrazit mit Reißverschluss.



Sitzerhöhung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300210	40 x 40 x 10 cm mit KL
300210-1	mit Micronara-Bezug

Anwendungsgebiet: wie Sitzerhöhung, mit zusätzlicher Comfortschicht für eine bessere Druckentlastung.

Material: 8 cm fester Schaumstoff mit hohem Rückhalt und 2 cm mittelfestem Biflex-Schaum.

Bezug: siehe Sitzerhöhung.



Sitzerhöhung "Comfort"

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300220	40 x 40 x 10 (8/2) cm mit KL
300220-1	mit Micronara-Bezug

Auf Wunsch für alle Sitzerhöhungen: Trageschleife aus Polyesterband schwarz oder weiß mit dem Bezug vernäht. Bitte geben Sie als zusätzliche Bestellangabe Artikelnummer 300229 zu Ihrer gewünschten Sitzerhöhung an.

Spreizkeile mit/ohne Haftbandfixierung

Anwendungsgebiet: Zur Spreizung und Fixierung der Beine bei Hüftgelenkluxation und nach Operationen. Die Ausführung mit Haftbandfixierung verhindert ein Verrutschen des Keiles.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL weiß oder nach Farbkarte
 •PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte.



Spreizkeil ohne Haftbandfixierung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*570002	30 x 25/8 x 14 cm
*570001	50 x 35/10 x 16 cm

Spreizkeil mit Haftbandfixierung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*570004	30 x 25/8 x 14 cm
*570003	50 x 35/10 x 16 cm

* gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurück genommen werden.

Nachtstuhlpolster

Anwendungsgebiet: Zur Kranken- und Altenpflege.

Material: Fester Schaumstoff mit Ausschnitt Ø 24 cm.

Bezug: KL-weiß geschweißt
 PUD-Beschichtung/dicht (feuchtigkeitsundurchlässig)
 agave oder nach Farbkarte.



Nachtstuhlpolster


Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
	42 x 42 x 5 cm, mit Loch Ø 24 cm
620001KL	KL-Bezug weiß geschweißt
620002PUD	PUD-Beschichtung/dicht

Arthrodesekissen – nicht verstellbar

Anwendungsgebiet: Bei Arthrodesen oder Kontrakturen der Hüfte, z. B. bei Zustand nach TEP oder Umstellungsosteotomien.

Material: Fester Schaumstoff.

Bezug: Stoff anthrazit oder nach Farbkarte.
Kunstleder weiß oder nach Farbkarte.



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343201	45 x 45 x 10 cm

Arthrodesekissen, links abgeschrägt

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343202	45 x 45 x 10 cm

Aufgesetzter (verstellbarer) Keil
25 x 22,5 x 9 cm

Arthrodesekissen –verstellbar

Anwendungsgebiet: Bei Arthrodesen oder Kontrakturen der Hüfte, z.B. bei Zustand nach TEP oder Umstellungsosteotomien. Durch die Verstellbarkeit des Keils ist die abgeschrägte Seite variabel.

Material: Fester Schaumstoff.

Bezug: Stoff anthrazit oder nach Farbkarte.
Kunstleder weiß oder nach Farbkarte.



Arthrodesekissen, verstellbar

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343203	45 x 45 x 10 cm



Kissen mit loser Füllung

Anwendungsgebiet: Als Kopfkissen zur Kopflagerung und als Lagerungskissen zur Arm,- Bein und Ganzkörperlagerung. Besonders geeignet zur Decubitusprophylaxe oder bei Hemiplegie, da die Kugeln sehr beweglich sind und sich dem Körper des Patienten anpassen, d.h. optimale Druckentlastung bringen. Zwischenräume zwischen den Kügelchen sorgen für die notwendige Durchlüftung. Eine leichte Massage regt die Blutzirkulation an und fördert die Heilung.



Material: • Neopolenkugeln
• Polystyrolkugeln • Bifill.

Bezug: • Nessel, waschbar bis 60°C
• KL weiß oder nach Farbkarte.



Kissen mit Neopolenkugeln

mit Nesselbezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640401	35 x 40 cm
640402	40 x 40 cm
640403	40 x 60 cm
640404	40 x 80 cm

Kissen mit Polystolkugeln

mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640501	35 x 40 cm
640502	40 x 40 cm
640503	40 x 60 cm
640504	40 x 80 cm

Kissen mit Bifill

mit Nesselbezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640411	35 x 40 cm
640412	40 x 40 cm
640413	40 x 60 cm
640414	40 x 80 cm

Kissen mit Bifill

mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640511	35 x 40 cm
640512	40 x 40 cm
640513	40 x 60 cm
640514	40 x 80 cm

Knielagerungskissen

Anwendungsgebiet: Kissen als Weichlagerung zwischen den Knien in der Seitenlage, um Druckpunkte zu vermeiden.

Material: Bifill-Füllung.

Bezug: •Nessel-Bezug weiß vernäht

• PU-Bezug weiß vernäht, Füllung mit Bezug waschbar bis 95 °C.



Knielagerungskissen rund mit Weichfüllung

Art.-Nr.	Maße
640590	Ø 20 cm, mit Nesselbezug
640591	Ø 20 cm, mit PU-Bezug

Halbmondkissen

Anwendungsgebiet: Stabilisierung bei geschwächtem Stützapparat, Hochlagerung des pleqischen Armes, durch die Flexibilität der Füllung vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Krankenhaus- und Pflegebereich.

Material:

Bifill: weiches bewegliches Material, ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weich. Inlett mit Füllung waschbar bis 60°C.

Bezug: PU-Bezug weiß.



Halbmondkissen mit Bifill

PU-Bezug weiß abnehmbar, mit RV

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640580	135 x 35 cm

Halbmondkissen mit Bifill

PU-Bezug weiß vernäht, ohne RV

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640585	135 x 35 cm

U-Form-Lagerungskissen

Anwendungsgebiet: Optimale Anpassung an die Körperanatomie durch die Flexibilität der Füllung. Vielfältige Einsatzmöglichkeit im Krankenhaus- und Pflegebereich. Empfehlenswert auch während der Schwangerschaft.

Material: a) Bifill: weiches, bewegliches Material, ist in komprimiertem Zustand fest, aber an der Oberfläche weich. Inlett mit Füllung waschbar bis 60°C. b) Polystyrolkugeln: bewegliches Material zur Fixlagerung.

Bezug: PU-Bezug weiß.



**U-Kissen mit Polystyrolkugeln
mit PU-Bezug vernäht**

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640556	180 x 30 cm

**U-Kissen mit Bifill
mit PU-Bezug weiß abnehmbar.**

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640558	180 x 30 cm

Pflegebettmatratze

Anwendungsgebiet: Kranken- und Altenpflege

Material: Mittelfester PU-Schaumstoff nach EU-Richtlinie RG 35

Bezug: · 100% Baumwolle, 60°C waschbar, mit Reißverschluss



Pflegebettmatratze

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2000013	200 x 90 x 12 cm

Hochwertige Pflegebettmatratze aus Noppen-Kaltschaum

Anwendungsgebiet: In der Kranken- und Altenpflege für einen hochwertigen Liegeund Schlafkomfort, mit Noppenprofil zur Druckpunktentlastung.

Material: Hochwertiger Kaltschaum RG 50.

Bezug: mit Netzunterbezug und hygienischem PU-Bezug weiß mit Reißverschluss längs und quer, atmungsaktiv, abwaschbar, desinfizierbar, waschbar bis 95 °C.



Hochwertige Pflegebettmatratze aus Noppen-Kaltschaum mit PU-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2000090	200 x 90 x 12 cm
2000100	200 x 100 x 12 cm

Kinderbettmatratze

Anwendungsgebiet: Zur Kinder- und Säuglingslagerung in verschiedenen Bereichen.


Material: Hochwertiger Kaltschaum offenporig und atmungsaktiv.

Bezug: Frottee, MicroSave (Antiallergiker-Bezug), PU-Stoff weiß (abwaschbar). Alle Bezüge sind mit Reißverschluss über zwei Seiten gefertigt.



Kinderbettmatratze

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
	140 x 70 x 8 cm
2900200	mit Frotteebezug
2900201	mit MicroSave-Bezug
2900202	mit PU-Bezug weiß
	120 x 60 x 8 cm
2900203	mit Frotteebezug
2900204	mit MicroSave-Bezug
2900205	mit PU-Bezug weiß




Anti-Decubitus-Kaltschaum-Noppen-Platte

Anwendungsgebiet: In allen Kranken- und Pflegebereichen als zusätzliche Auflage auf vorhandene Matratzen zur Vermeidung von Druckpunkten oder als Weichauflage für einen zusätzlichen Liegekomfort.

Material: Weicher Kaltschaum in hochwertiger Qualität RG 50/30

Bezug: mit Netzunterbezug und hygienischem PU-Bezug weiß mit Reißverschluss längs und quer, atmungsaktiv, abwaschbar, desinfizierbar, waschbar bis 95 °C.



Anti-Decubitus-Kaltschaum-Noppen-Platte mit PU-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700115	200 x 90 x 5 cm

Bettseitengitterpolster

Anwendungsgebiet: Zum Schutz des Patienten im Bett, z.B. Krankenpflege, Altenpflege.

Material: Synthetisches Fell, mit KL-Bezug.

Bezug: KL weiß oder nach Farbkarte, mit Haftbandverschluss



Bettseitengitterpolster Ecken nicht abgerundet

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640001	170 x 50 cm

Bettseitengitterpolster Ecken gerade


Art.-Nr.	Maße (L x B)
640002	170 x 50 cm

Bettseitenpolster

Anwendungsgebiet: Zum Schutz des Patienten im Bett, z.B. Krankenpflege, Altenpflege. Schmäler unterer Rand zur Fixierung zwischen Bett und Matratze.

Material: Mittelfester Schaumstoff mit Formschnitt.

Bezug: Kunstleder weiß oder nach Farbkarte, mit Reißverschluss verdeckt eingenäht.



Kopf- /Fußteilpolster

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640003	80 x 28 x 5 cm

Seitenpolster

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640004	195 x 40 x 5

Rückenstützkeil

Anwendungsgebiet: 30°-Lagerung insbesondere bei Decubitus-Prophylaxe und Therapie.

Material: Mittelfester PUSchaumstoff mit 2 cm Weichschicht auf der Liegefläche

Bezug: Kunstleder weiß oder nach Farbkarte




Rückenstützkeil

Anwendungsgebiet: Zur Seitenlagerung bei Decubitus, nach Operationen, bei Hemiparesen. Die Lagerung des Patienten auf der Lasche verhindert ein Verrutschen des Keils und gibt Stabilität.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: KL mit Reißverschluss oder nach Farbkarte.



Rückenstützkeil mit Kunstlederbezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
790000	68 x 30 x 30 cm
	Maße (L x B)
	Fähnchen 67 x 58 cm

Hirsekissen

Anwendungsgebiet: Zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Beinschienen. Kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet.

Material: Hirsefüllung.

Bezug: KL weiß oder nach Farbkarte.



Hirsekissen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
610011	40 x 25 cm, 3,0 kg
610014	25 x 35 cm, 2,5 kg
610021	30 x 50 cm, 5,0 kg

Reismehlsäcke

Anwendungsgebiet: Zum Beschweren beim Röntgen, zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Beinschienen. Kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet.

Material: Reismehlfüllung.

Bezug: KL-weiß geschweißt

Sandsäcke

Anwendungsgebiet: Zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Schienen. Kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet.

Material: Quarzsandfüllung.

Bezug: KL weiß oder nach Farbkarte.

Sandsack

Art.-Nr.	Maße (L x B); Gewicht
600002	10 x 10 cm, 0,2 kg
600003	15 x 10 cm, 0,4 kg
600004	20 x 10 cm, 0,5 kg
600005	25 x 10 cm, 0,7 kg
600006	30 x 10 cm, 1,0 kg
600010	15 x 15 cm, 0,8 kg
600011	20 x 15 cm, 1,0 kg
600012	25 x 15 cm, 1,5 kg
600013	30 x 15 cm, 2,0 kg
600015	40 x 15 cm, 2,5 kg

Art.-Nr.	Maße (L x B); Gewicht
600019	20 x 20 cm, 1,5 kg
600020	25 x 20 cm
600021	30 x 20 cm
600022	35 x 20 cm
600023	40 x 20 cm, 3,5 kg
600024	45 x 20 cm, 4,0 kg
600025	50 x 20 cm, 5,0 kg
600027	25 x 25 cm, 2,5 kg
600028	30 x 25 cm, 3,0 kg
600029	35 x 25 cm, 4,0 kg
600030	40 x 25 cm, 5,0 kg

Art.-Nr.	Maße (L x B); Gewicht
600032	30 x 30 cm, 5,0 kg
600033	35 x 30 cm, 6,0 kg
600034	40 x 30 cm, 7,0 kg
600036	50 x 30 cm, 9,0 kg
600041	60 x 40 cm, 15,0 kg

Rund ums Baby




Wickelmulden

Anwendungsgebiet: In der Neugeborenen- und Kinderstation. Durch die seitlichen Erhöhungen ist eine sicherere Lagerung des Kindes möglich.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: • KL weiß oder nach Farbkarte • Wachstuch nach Farbkarte
• PU-Beschichtung nach agave oder nach Farbkarte



Wickelmulde	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341701	60 x 60 15 cm


Wickeltischauflagen mit und ohne Aufkantungen

Anwendungsgebiet: In der Neugeborenen- und Kinderstation. Größere Auflagefläche als bei der Wickelmulde. Die seitlichen Aufkantungen dienen der sichereren Lagerung des Kindes.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug für Wickeltischauflagen ohne Aufkantung: PVC creme oder grau, Kunstleder weiß oder nach Farbkarte, Wachstuchbezug nach Farbkarte und Verfügbarkeit.

Für Wickeltischauflagen mit Aufkantungen: Kunstleder weiß oder nach Farbkarte, mit Reißverschluss auf der Unterkante, Wachstuchbezug auf Anfrage möglich, nach Farbkarte und Verfügbarkeit.



Wickeltischauflage ohne Aufkantung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341608	80 x 60 x 3 cm
1341602	100 x 60 x 3 cm

1341621	60 x 50 x 4 cm
1341624	90 x 60 x 4 cm

1341640	70 x 55 x 5 cm
1341642	85 x 60 x 5 cm

Wickeltischauflagen mit zweiseitiger Aufkantung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341803	60 x 70 x 10 cm

Wickeltischauflagen mit dreiseitiger Aufkantung

1341804	60 x 70 x 10 cm
---------	-----------------

Entbindungskeile

Anwendungsgebiet: Zur Unterstützung im Beckenbereich bei Entbindungen. Material: Hartschaum.

Bezug: KL weiß, wasserdicht verschweißt, KL farbig nach Farbkarte nur genäht möglich, mit Reißverschluss
PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte.



Entbindungskeile

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341202	37 x 37 x 12 cm
1341201	40 x 50 x 12 cm

Säuglingslagerungshilfe bei Hüftsonographie

Anwendungsgebiet: zur Lagerung von Säuglingen bei der Sonographie. Die einzelnen Teile sind in der Größe variabel und mit Haftband versellbar.


Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte
KL weiß oder nach Farbkarte.



Säuglingslagerungshilfe bei Hüftsonographie

Art.-Nr.	Maße (L x B)
1341801PU	40 x 70 cm, mit PU-Beschichtung (Außenmaße der Grundplatte)
1341801-1PUD	mit PUD-Beschichtung/dicht
1341802KL	mit Bezug



Kinderbettmatratze

Anwendungsgebiet: Zur Kinder- und Säuglingslagerung in verschiedenen Bereichen.

Material: Hochwertiger Kaltschaum offenporig und atmungsaktiv.

Bezug:

- Frottee •MicroSave (Antiallergiker-Bezug)
- PU-Stoff weiß (abwaschbar). Alle Bezüge sind mit Reißverschluss über zwei Seiten gefertigt.



Kinderbettmatratze

Art.-Nr.	Maße (L x B)
	140 x 70 x 8 cm
2900200	mit Frotteebezug
2900201	mit MicroSave-Bezug
2900202	mit PU-Bezug weiß
	120 x 60 x 8 cm
2900203	mit Frotteebezug
2900204	mit MicroSave-Bezug
2900205	mit PU-Bezug weiß

Seitenlagerungshilfe für Säuglinge

Anwendungsgebiet: Zur sicheren Seitenlagerung des Säuglings im Bett.

Material: Weicher Schaumstoff.

Bezug: Frottee natur mit Reißverschluss, waschbar bis 60°C und KL weiß oder nach Farbkarte möglich.



Seitenlagerungshilfe für Säuglinge

Art.-Nr.	Maße (L x B)
1341805	40 x 40 cm (Außenmaße)



Stillkissen

Anwendungsgebiet: Zur einfachen, bequemen Lagerung für Mutter und Kind beim Stillen. Auch zur kurzzeitigen Babylagerung (Fixierung).

Material: a) Bifill: Weiches, bewegliches **Material.** Ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weicher als Neopolenkugeln. Inlett mit Füllung waschbar bis 60°C.

b) Neopolenkugeln: Inlett mit Füllung waschbar bis 60°C.

c) Polystyrolkugeln: Inlett mit Füllung nicht waschbar!!!

Bezug: Bunter Baumwollbezug (Muster können wechseln)
Kunstlederbezug (zugenäht)
PU-Bezug weiß.



Baumwoll-Stoffmuster können wechseln.



Stillkissen mit Polystyrolkugeln

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640550	185 cm

Stillkissen mit Neopolenkugeln

Art.-Nr.	Maße (L)
640551	185 cm

Stillkissen mit Bifill

Art.-Nr.	Maße (L)
640552	185 cm

Plattenwaren




Anti-Decubitus-KALTSCHAUM-NOPPEN-Platten

Anwendung: Zur Vermeidung und Behandlung von Decubitalulcera.

Material: Weicher Noppen-Kaltschaum in hochwertiger Qualität RG 50/30.

Bezug: ohne Bezug



KALTSCHAUM-NOPPEN-Platten


Art.-Nr.	Maße (L x B)
700110	200 x 90 x 5 cm
700115	200 x 90 x 5 cm mit PU-Bezug

Anti-Decubitus-Noppenschaumplatten

Anwendung: Zur Vermeidung und Behandlung von Decubitalulcera.

Material: Weicher Schaumstoff mit Noppenprofil.

Bezug: ohne Bezug



Noppenschaumplatte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700202	200 x 90 x 5 cm mit PU-Bezug
700201	200 x 100 x 5 cm

Biflex-Schaumstoffplatten

Anwendungsgebiet: Zur Kranken- und Altenpflege in der weichen Ausführung. Als Sitzkissen in mittelfester + fester Ausführung.

Material: Viskoelastischer Spezialschaumstoff, dadurch besonders gute Druckpunktverteilung, optimale Anpassung an die Körperform. 3 Festigkeitsarten: Biflex fest, Biflex mittelfest, Biflex weich. Höhe nach Wunsch.

Bezug: Ohne Bezug.



Noppenschaumplatte

Art.-Nr.	Maße (L x B)
700301	200 x 100 cm fest
700302	200 x 100 cm mittelfest
700303	200 x 100 cm weich



Schaumstoffplatten

Anwendungsgebiet:

- als Brandmatten zur Lagerung von Patienten bei Verbrennungen
 - zur Vermeidung und Behandlung von Decubitalulcera
 - zum postoperativen Wund- und Transplantatabschluss
 - als Polstermaterial für Beinschienen, Gipsverbände usw.
- Ideale Saugwirkung und Druckentlastung, sowie mechanisches Debridement bei Verbrennungswunden.

Material: Mittelfester Schaumstoff in allen Stärken und Zuschnitten.

Bezug: Ohne Bezug.



Schaumstoffplatte

Art.-Nr.	Maße (L x B)
700002	200 x 100 x 0,5 cm
700003	200 x 100 x 1,5 cm
700005	200 x 100 x 1,5 cm
700006	200 x 100 x 2,0 cm
700007	200 x 100 x 3,0 cm
700009	200 x 100 x 5,0 cm

Schaumstoffplatten, fest (7,5 kPa)

Anwendung: zur Verarbeitung im Reha-Bereich, z.B. Sitzschalenbau, Therapierollen.

Material: fester Schaumstoff, Stauchhärte 7,5kPa.

Schaumstoffplatten, fest, 7,5 kPa

Art.-Nr.	Maße: 200 x 100 cm
700051	H 1 cm
700052	H 2 cm
700053	H 3 cm
700054	H 4 cm



Neopolenplatten

Anwendung: zur Verarbeitung im Reha-Bereich, z.B. Sitzschalenbau, Therapierollen.

Material: leichtes, hochfestes Material

Neopolenplatten

Art.-Nr.	Maße: 200 x 100 cm
700070	H 0,5 cm
700071	H 1 cm
700072	H 2 cm
700073	H 3 cm
700074	H 4 cm
700075	H 5 cm
700078	H 10 cm
700079	H 12 cm



Physiotherapie, Reha und Massage



Rollen für Knie und Nacken

Anwendungsgebiet: Für Therapie und allgemeine Lagerung und zur unterstützenden Lagerung der Kniegelenke.

Material: Weicher Schaumstoff, elastisch und formbeständig.

Bezug: •PVC-Bezug geschweißt nur bis Ø 15 cm, Standard creme oder lt. Farbkarte.

•KI-Bezug: mit Reißverschluss, Standard weiß oder lt. Farbkarte.

•PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte.



Knierolle

Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
1340706	30 x 10 cm
1340707	40 x 10 cm
1340708	50 x 10 cm
1340710	40 x 13 cm
1340713	40 x 15 cm
1340714	50 x 15 cm
1340715	65 x 15 cm
1340718	40 x 20 cm
1340719	50 x 20 cm
1340721	65 x 20 cm
1340724	50 x 25 cm

Trikotbezug für Rolle mit Gummizug

Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
1340803	50 x 15 cm
1340804	65 x 15 cm
1340805	65 x 20 cm



Gymnastikrollen

Anwendungsgebiet: Reha, Gymnastik, physiotherapeutische Behandlungen.

Material: Fester Schaumstoff, ermüdungsfrei.

Bezug: KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte.

- Gymnastikrollen konisch auf Anfrage möglich
- auf Anfrage möglich: Hartschaumkern, achtkantig oder rund, mit Schaumstoff ummantelt.

Gymnastikrolle rund

Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
660103	40 x 15 cm
660104	50 x 15 cm
660105	60 x 15 cm
660108	50 x 20 cm
660003	100 x 20 cm
660002	80 x 25 cm
660005	100 x 30 cm
660009	150 x 30 cm
660006	100 x 40 cm
660132	150 x 50 cm



Halbrollen

Anwendungsgebiet: Je nach Größe unterschiedliche Verwendung möglich, z.B. zur Lagerung von Nacken, Knie und Ferse.
Material: Weicher Schaumstoff, elastisch und formbeständig.
Bezug: KL weiß oder nach Farbkarte, genäht ohne Reißverschluss, Dreiviertelrolle mit Reißverschluss.



Halbrolle

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1340909	30 x 15 x 7,5 cm
1340902	40 x 15 x 7,5 cm
1340910	50 x 15 x 7,5 cm

1340915	50 x 18 x 9 cm
---------	----------------

1340903	25 x 22 x 11 cm
1340901	40 x 22 x 11 cm
1340904	50 x 22 x 11 cm
1340906	60 x 22 x 11 cm

Dreiviertelrolle

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1340907	50 x 22 x 20 cm

Frotteebezug für Halbrolle mit Gummizug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1340954	40 x 15 x 7,5 cm
1340953	40 x 22 x 11 cm

Hartschaum-Halbrollen

Anwendungsgebiet: Vorwiegend im OP-Bereich und in der Physiotherapie.

Material: Hartschaum, wenig elastisch, kaum nachgebend.

Bezug: • KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
 PU-Beschichtung. agave oder nach Farbkarte

Hartschaum-Halbrollen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341002	40 x 15 x 7,5 cm
1341001	40 x 22 x 11 cm
1341005	60 x 22 x 11 cm




Delordosierungs-Halbrolle

Anwendungsgebiet: Zur Delordosierung der Lendenwirbelsäule in Bauchlage, z. B. für Massage oder Physiotherapie.

Material: Fester Schaumstoff, ermüdungsfrei.

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung nach Farbkarte.



Delordosierungs-Halbrolle


Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342500	50 x 50 x 15 cm

Stufenbettwürfel – verstellbar

Anwendungsgebiet: Als Stufenbett zur schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie). Durch das Haftband ist die Höhe des Stufenbetts individuell einstellbar.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: • KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
• PU-Beschichtung nach Farbkarte.



Stufenbettwürfel, verstellbar

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
460050	50 x 50 x 45 - 55 cm
460051	45 x 45 x 35 - 45 cm

Swing – Beinhochlagerungswürfel – variabel

Anwendungsgebiet: Zur Hochlagerung der Beine und Entlastung der Bandscheibe bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie). Würfel mit Beinmulden, variabel einstellbar durch Kippfunktion.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte



Beinhochlagerungswürfel - variabel

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
460900	44 x 44 x 35 - 45 cm

Sitzwürfel zur Bandscheibentlastung

Anwendungsgebiet: Erleichtert die gesunde, aufrechte Körperhaltung beim Sitzen durch ventrale Beckenkipfung. Die Wirbelsäule wird gestreckt, Bandscheiben werden entlastet. Auch als Stufenbett zur schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie) verwendbar. Hierbei jedoch Kissen als Weichauflage zur Druckverteilung empfehlenswert.

Material: Polystyrolkern; mit festem Schaumstoffkeil als Sitzauflage.

Bezug: Stoffbezug mit Reißverschluss anthrazit oder nach Farbkarte.



Sitzwürfel zur Bandscheibentlastung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
406901	36 x 40 x 56/48 cm



Kissen als Weichauflage mit Stoffbezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
406901-1	46 x 40 x 3 cm

Stufenbettwürfel – nicht verstellbar

Anwendungsgebiet: Als Stufenbett zur schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie).

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Stufenbettwürfel

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
460004	60 x 40 x 20 cm
460014	45 x 40 x 30 cm
460015	50 x 40 x 30 cm
460016	60 x 40 x 30 cm
460023	40 x 40 x 40 cm
460025	50 x 40 x 40 cm
4600001	50 x 45 x 40 cm
460024	50 x 50 x 40 cm
460028	60 x 50 x 40 cm
460029	60 x 60 x 40 cm



Schulter-Arm-Hochlagerungskeil nach Wörmann

Anwendungsgebiet: Optimale Ruhestellung des Armes, mit Einbeziehung der Schulter, unterstützt den Abtransport von Gewebeflüssigkeit bei der Lymphdrainage. Bei Schwellungszuständen im Hand-, Unterarm- und Oberarmbereich und nach Frakturen, Prellungen, Quetschungen oder Brustoperationen.

Material: Weicher Schaumstoff.

Bezug: KL weiß oder nach Farbkarte, separater Trikotbezug.



Schulter-Arm-Hochlagerungskeil nach Wörmann

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
800800	Keil 70 x 25 x 40 cm mit KL-Bezug
800801	sep. Trikotbezug

Keilkissen mit Mulde

Anwendungsgebiet: Reha und Therapie. Zur Unterstützung der physiotherapeutischen Behandlung bei der Lagerung in Rücken- und Bauchlage, z.B. bei Kindern und Behinderten.

Material: Fester Schaumstoff.

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte.



Keilkissen mit Mulde

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343101	60 x 50 x 20 cm
1343102	70 x 60 x 30 cm

Knochenkissen

Anwendung: Zur kurzfristigen Fixierung des Schulter- und Nackenbereichs bei Untersuchungen oder bei Therapien.

Material: Weicher Schaumstoff.

Bezug:

KL weiß oder nach Farbkarte

PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte.



Knochenkissen für Kinder

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
750002	25 x 10 x 10 cm

Knochenkissen für Erwachsene

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
750001	30 x 12 x 12 cm

Bifoam-Kissen für die Bauchlage

Anwendungsgebiet: Physiotherapie und Massage, Untersuchung und Therapie, Anti-Decubitus-Prophylaxe und Therapie, OP's in Bauchlage, Freizeit, Fitness, Kosmetik, auch in Rückenlage hervorragend geeignet, Anästhesie.

Material: 2-schichtiger Aufbau aus mittelfestem Schaum und PU-Kaltschaum. Schulterbereich wird unterstützt, seitliche Belüftung für einfache Atmung.

Bezug:

- Kunstleder weiß oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- Frottee natur



Bifoam-Kissen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640400	40 x 40 x 11 cm unterer Luftkanal: 10 x 4 cm

Bälle als Handtrainer

Anwendungsgebiet: Kräftigung und Koordinationstraining der Hände bei Polyarthrosen oder Traumen.
Desensibilisierungstraining bei Hyperästhesien.

Material: extra fester Schaumstoff für optimalen Therapieerfolg, da hoher Widerstand.

Bezug: ohne



Schaumstoffball

Art.-Nr.	Maße (\varnothing)
2800000	7 cm
2800001	9 cm

Handtrainer

Anwendungsgebiet: Zur Kräftigung der Hand nach Hand- und Unterarmtraumen.

Material: Fester Spezial-Schaumstoff.

Bezug: Ohne Bezug



Handtrainer

Art.-Nr.	Festigkeit
990076	fest
990077	mittelfest

Gymnastikmatten

Anwendungsgebiet: Bei der Physiotherapie, Reha und Sport.

Material: Hartschaum.

Bezug: Oberseite KL weiß oder nach Farbkarte. Unterseite rutschfester Turnmattenstoff, blau.

Gymnastikmatte
3-fach faltbar

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
650005	200 x 125 x 2 cm
650006	200 x 140 x 2 cm



Turnmatten

Anwendungsgebiet: Bei der Physiotherapie, Reha und Sport.

Material: Fester Schaumstoff.

Bezug: Oben und unten rutschfester Turnmattenstoff, mit zwei Tragegriffen einseitig.

Turnmatte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
670001	200 x 80 x 5 cm
670002	200 x 100 x 5 cm



Schlafen und Wohlfühlen



Seitenschläferkissen/Lagerungsrolle



Anwendungsgebiet: Optimale Anpassung an die Körperanatomie durch die Flexibilität der Füllung. Individuelle Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten im Krankenhaus und Pflegebereich sowie im Privatbereich.

Material: a) Bifill: weiches bewegliches Material. Ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weich. Inlett mit Füllung waschbar bis 60°C.
b) Polystyrolkugeln: bewegliches Material zur Fixlagerung.

Bezug:

- PU-Bezug weiß mit Reißverschluss bei Bifill-Füllung
- PU-Bezug nicht abnehmbar mit Polystyrolkugeln.



Lagerungsrolle mit Bifill

Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
640570	220 x 20 cm
640571	120 x 20 cm

Lagerungsrolle mit Polystyrolkugeln

Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
640575	220 x 20 cm
640576	120 x 20 cm

Bauchschläferkissen

Anwendungsgebiet: Kissen speziell für Bauchschläfer, durch die geringe Höhe wird eine gerade Liegeposition gewährleistet.

Material: viscoelastischer Schaumstoff soft

Bezug:

- Frottee natur
- Anti-Milben-Bezug weiß für Allergiker



Bauchschläferkissen

Art.-Nr.	Maße
640610	60 x 40 cm, mittlere Höhe 7 cm, mit Frotteebezug
640610-1	60 x 40 cm, mittlere Höhe 7 cm, mit Anti-Milben-Bezug

Wendematratze

Anwendungsgebiet: Komfortable, punktelastische, druckmindernde Matratze speziell für Krankenhäuser.

Material: Schaumstoffqualität: 8 cm RG 35/45 fest und 4 cm Kaltschaum 40/25

Bezug:

- Baumwollbezug blau mit RV (waschbar bis 60°C)
- Sep. PU-Bezug weiß möglich



Wendematratze

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2000030	200 x 90 x 12 cm

Venenkissen

Anwendungsgebiet: Beinhochlagerung zum besseren Venendurchfluss.

Material: Weicher, elastischer, besonders atmungsaktiver und offenporiger Schaumstoff.

Bezug:

- Frottee natur mit Reißverschluss, 60° waschbar
- Kunstleder weiß oder nach Farbkarte



Venenkissen groß Gr. 1

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640700	80 x 50 x 20 cm

Venenkissen klein Gr. 2

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640701	70 x 50 x 20 cm

Orthopädische Matratzen – Kaltschaum

Anwendungsgebiet:
Hochwertige Biplus-Kaltschaum-Matratzen zur allgemeinen Anwendung im Privatbereich, für Kliniken sowie zur Decubitusprophylaxe in der Kranken- und Altenpflege.



Material: Kaltschaumstoff offenporig und atmungsaktiv, RG 50, in allen Abmessungen lieferbar. Unterschiedliche Festigkeiten je nach Körpergewicht.

Bezug:

- Frottee natur mit Reißverschluss, waschbar bis 60°C
- Micro-Safe für Allergiker, waschbar bis 60°C.

**Orthopädische Matratze
-einschichtig soft**

von ca. 45 kg bis ca. 70 kg
Körpergewicht

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900001	200 x 80 x 12 cm
2900002	200 x 90 x 12 cm
2900003	200 x 100 x 12 cm

**Orthopädische Matratze
-zweischichtig**

von ca. 70 kg bis ca. 100 kg
Körpergewicht

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900004	200 x 80 x 12 cm
2900005	200 x 90 x 12 cm
2900006	200 x 100 x 12 cm

**Orthopädische Matratze
-einschichtig fest**

von ca. 100 kg bis ca. 130 kg
Körpergewicht

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900007	200 x 80 x 12 cm
2900008	200 x 90 x 12 cm
2900009	200 x 100 x 12 cm

Orthopädische Matratzen – viscoelastisch

Material: Viscoelastischer Kaltschaum, ursprünglich für die Raumfahrt entwickelt, offenporig und atmungsaktiv mit hohem Raumgewicht. Durch den verringerten Gegendruck und die träge Rückstellung (Viscoelastizität) wird die optimale Druckverteilung erreicht.



Anwendungsbereich und Bezugsarten sind identisch mit den Matratzen aus Kaltschaum.

Viscoelastische Matratze -visco soft

von ca. 45 kg bis ca. 65 kg
Körpergewicht

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900101	200 x 80 x 12 cm
2900102	200 x 90 x 12 cm
2900103	200 x 100 x 12 cm

Viscoelastische Matratze -visco weich

von ca. 65 kg bis ca. 100 kg
Körpergewicht

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900104	200 x 80 x 12 cm
2900105	200 x 90 x 12 cm
2900106	200 x 100 x 12 cm


Viscoelastische Matratze -visco mittel

von ca. 100 kg bis ca. 130 kg
Körpergewicht

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900107	200 x 80 x 12 cm
2900108	200 x 90 x 12 cm
2900109	200 x 100 x 12 cm

7-Zonen-Matratze aus Wabenkaltschaum

Anwendungsgebiet: Im Privatbereich sowie zur exklusiven Ausstattung im Klinikbereich, hochwertige Biplus-Kaltschaum-Matratze mit sehr hohem Liegekomfort insbesondere an den druckempfindlichen Körperregionen wie Schulterzone und Beckenbereich, Wabenstruktur auf Ober- und Unterseite sowie 7 Bohrungszonen, Gewährleistung optimaler Durchlüftung.



Material: Kombination von Biplus-Kaltschaum in verschiedenen Festigkeiten

Bezug:

- Frottee natur
- Anti-Milben-Bezug weiß für Allergiker
- PU-Bezug weiß

soft bis ca 70 kg

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900020	200 x 80 x 15 cm
2900021	200 x 90 x 15 cm
2900022	200 x 100 x 15 cm

zweischichtig mittel/soft ab ca 70 kg bis ca. 90 kg

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900023	200 x 80 x 15 cm
2900024	200 x 90 x 15 cm
2900025	200 x 100 x 15 cm

mittel ab ca 90 kg

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900026	200 x 80 x 15 cm
2900027	200 x 90 x 15 cm
2900028	200 x 100 x 15 cm

Dinkelspelzkissen

Anwendungsgebiet: Bei der Altenpflege als Kopfkissen zur Kopflagerung, als Lagerungskissen zur Arm-, Bein- und Ganzkörperlagerung. Der Dinkelspelz ist sehr leicht beweglich und passt sich dem Körper des Patienten an. Zwischenräume zwischen dem Spelz sorgen für notwendige Durchlüftung.



Material: Dinkelspelzfüllung aus Demeter-Anbau.

Bezug:

- Nesselbezug natur
- Frotteebezug natur, waschbar bis 60°C



Kissen

mit Dinkelspelzfüllung

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640900	40 x 40 cm
640901	40 x 60 cm

Frotteebezug

für Dinkelspelzkissen

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640903	40 x 40 cm
640904	40 x 60 cm

Nackenhörnchen

mit Dinkelspelzfüllung

Art.-Nr.	Maße (L)
640902	110 cm Außenmaß

Frotteebezug

für Dinkelspelznackenhörnchen

Art.-Nr.	Maße (L)
640905	110 cm Außenmaß

Kirschkernkissen

Anwendungsgebiet: Als Wärmekissen zum Auflegen bei Verspannungen und Schmerzen. Für Babys und Kleinkinder gut geeignet bei Bauchschmerzen oder als Wärmequelle.

Füllmaterial: Kirschkerne.

Bezug:

Nylonspezialgewebe Farbe türkis oder nach Farbkarte, abwaschbar, desinfizierbar, sterilisierbar bis max. 115 °C, erwärmt in der Mikrowelle bei kleinster Stufe maximal 2 Minuten, im Backofen bei 120 °C ca. 5 -10 Minuten. Zusätzlicher angenehmer Frottee-Bezug für Kinder auf Anfrage erhältlich.



Kirschkernkissen

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640910	20 x 20 cm
640911	40 x 20 cm
	Nackenhörnchen
640912	Außenmaß 90 cm

Achtung:

Bitte grundsätzlich vorher testen, da je nach Leistung von Mikrowelle oder Backofen und Größe des Kissens die Wirkung unterschiedlich ist. Nylonspezialgewebe zum Erwärmen nie direkt auf Metalloberflächen legen! Drehteller in der Mikrowelle muss sich frei bewegen können, sonst Brandgefahr!

Orthopädisches Kopfkissen

Anwendungsgebiet: Zur Kopf-, Nacken und Schulterentlastung. Beugt Verspannungen vor, unterstützt die physiologische Haltung der Wirbelsäule. Für Rücken- und Seitenlage verwendbar.

Material:

Weicher, elastischer und atmungsaktiver Schaumstoff:

- a.) offenporiger Kaltschaum
- b.) viscoelastischer Schaumstoff soft oder weich.

Bezug: • Frottee natur, MicroSafe weiß (Antimilbenbezug)

- PU-Bezug weiß
- Kunstleder weiß oder nach Farbkarte.

Alle Bezüge sind abnehmbar mit Reißverschluss gefertigt. Die verschiedenen Bezugsarten mit Artikelnummer entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.



**Orthopädisches Kopfkissen
Kaltschaum**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640603	60 x 36 x 8 cm Frotteebezug

**Orthopädisches Kopfkissen
viscoelastischer Schaumstoff**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640604	60 x 36 x 8 cm, viscosoft mit Frotteebezug
640605	60 x 36 x 8 cm, viscoweich mit Frotteebezug

Comport-Ausführung, höhenvariabel

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640606	60 x 36 x 10/8 cm, viscosoft mit Frotteebezug

Anti-Kopfschmerzkissen

Anwendungsgebiet: Kopfschmerzprophylaxe, vorwiegend für Rückenlage geeignet. Unterstützt die natürliche Biegung der Halswirbelsäule und des Schultergürtels. Vermindert dadurch Verspannungen und die daraus resultierenden Kopfschmerzen.

Material: Weicher, elastischer, besonders atmungsaktiver und offenporiger Schaumstoff.

Bezug: Frottee natur mit Reißverschluss, waschbar bis 60°C.



Anti-Kopfschmerzkissen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640600	56 x 60 x 10 cm

Nackenhörnchen

Anwendungsgebiet: Kopf- und Nackenentlastung beim Sitzen, z.B im Bett oder Auto.

Material:

- a.) Bifill: Weiches, bewegliches Material. Ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weicher als Neopolenkugeln. Waschbar bis 60°C.
- b.) Neopolenkugeln: Waschbar bis 60°C.
- c.) Polystyrolkugeln: Inlet mit Füllung nicht waschbar. Nur Bezug waschbar.



Bezug: Frottee natur, mit Reißverschluss. Waschbar bis 60°C.

Nackenhörnchen mit Polystyrolkugeln

Art.-Nr.	Maße (L)
640560	110 cm Außenmaß

Nackenhörnchen mit Neopolenkugeln

Art.-Nr.	Maße (L)
640561	110 cm Außenmaß

Nackenhörnchen mit Bifill

Art.-Nr.	Maße (L)
640562	110 cm Außenmaß

Autositzkeil

Anwendungsgebiet: Unterstützt die aufrechte Körperhaltung während des Autofahrens, Bandscheiben werden entlastet. Passend für fast alle Kraftfahrzeuge durch optimale untere Formgebung.



Material: Fester Schaumstoff.

Bezug: Stoff anthrazit oder nach Farbkarte, mit Reißverschluss waschbar bis 30°C.

Autositzkeil

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
990102	36 x 36 x 5 cm

Lordosekissen (Lendenkissen)

Anwendungsgebiet: Als Haltungshilfe und zur Unterstützung des Lendenwirbelbereichs beim Sitzen, z.B. im Auto oder Büro.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: Stoff anthrazit oder nach Farbkarte, mit Reißverschluss, waschbar bis 30°C (Sandsäckchen vor dem Waschen herausnehmen). KL-Bezug weiß oder lt. Farbkarte



Lordosekissen (Lendenkissen)

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300300	35 x 27 x 6 cm mit Haftbandfixierung



Lordosekissen (Lendenkissen)

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300302	35 x 27 x 6 cm mit Sandsäckchen

Sitzkeile

Anwendungsgebiet: Erleichtert die gesunde, aufrechte Körperhaltung beim Sitzen durch ventrale Beckenkipfung. Die Wirbeläule wird aufgerichtet, die Bandscheiben werden entlastet.

Material: Fester Schaumstoff.

Bezug: Stoff mit Reißverschluss, anthrazit oder nach Farbkarte, waschbar bis 30°C, KL-Bezug weiß oder lt. Farbkarte, ohne Reißverschluss.




Sitzkeil

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
990103	38 x 38 x 7 cm
990101	40 x 40 x 8 cm
990100	40 x 40 x 10 cm

Lagerungssysteme

Kappa-Matratzen



Wundmanagement ist eine ständige Herausforderung für das Pflorgeteam in Spitälern, Kliniken, Pflegeheimen und in der Heimpflege. Wenn Patienten während längerer Perioden ans Bett gebunden sind, rückt die Dekubitusprophylaxe in den Vordergrund. Wie aus vielen, international anerkannten Dekubitus-Risikokalen hervorgeht, umfasst die optimale Prävention eine Vielzahl von Elementen. Patienten mit einem hohen Risikofaktor beanspruchen auf jeden Fall eine umfassende Pflege und die modernsten Pflegemittel.

Gewebezellen sind sehr empfindlich auf Druck, welcher die Blutzirkulation und die damit verbundene Sauerstoffversorgung beeinträchtigt. Ein gesunder Mensch spürt ein Schmerzsignal der betroffenen Zellen und reagiert darauf mit einer Muskelanspannung und Lageveränderung. Ein gesundheitlich beeinträchtigter kann unter Umständen dieses Signal nicht wahrnehmen, resp. Die Lageveränderung körperlich bedingt nicht mehr selbständig vollführen. Wenn die Durchblutung durch den erhöhten Auflagedruck während längerer Zeit eingeschränkt wird, droht die Entstehung eines Dekubitus, auch Druckgeschwür genannt. Darum stellt die Druckentlastung ein zentrales Element in der Prävention dar.

präventiv wirksam

Die INTEGRAMED Kappa-Matratzen sind auf einem speziell entwickelten, visco-elastischen Schaumstoff aufgebaut. Dieser reagiert aktiv auf Körperwärme und schmiegt sich der Körperanatomie an. Der Körper wird optimal gestützt und das Gewicht des Patienten wird gleichmäßig auf eine maximale Auflagefläche verteilt. Dadurch wird der Auflagedruck drastisch reduziert und der Körper hat zusätzlich die Möglichkeit sich in einer entspannten Lage zu regenerieren. Weitere, im hochwertigen Matratzenkern eingesetzte Schaumstoffe dienen zur Erhöhung des Patientenkomforts und als Lastverteiler zum Bettgestell-Boden.



regenerierend


Das druckreduzierende Verhalten der INTEGRAMED Kappa-Matratzen wurde mittels sogenannter FSA-Messung verifiziert. Diese wurden mit Testpersonen mit leichtem, sowie schwerem Körpergewicht durchgeführt. Die grossflächige Abbildung des Körpers und das Fehlen von roten Zonen in den Messauswertungen belegen die optimale Druckverteilung über die gesamte Körperfläche.

druckentlastend




Der menschliche Körper gibt kontinuierlich über die Haut Feuchtigkeit ab. Aus pflegerischer und hygienischer Sicht, muss die Feuchtigkeit vom Körper abtransportiert werden. Um eine Mazeration der Haut und das damit verbundene Risiko der Entstehung eines Dekubitus zu verhindern. Der für den Überzug eingesetzter bi-elastischer Stoff ist beschichtet und weist Flüssigkeiten ab. Der stoff ist jedoch luftdurchlässig und in der Lage, auf mikroskopischer Ebene Wassermoleküle durch einen molekularen Austausch in den Kern der Matratze zu transferieren.

Der menschliche Körper gibt kontinuierlich über die Haut Feuchtigkeit ab. Aus pflegerischer und hygienischer Sicht, muss die Feuchtigkeit vom Körper abtransportiert werden. Um eine Mazeration der Haut und das damit verbundene Risiko der Entstehung eines Dekubitus zu verhindern. Der für den Überzug eingesetzter bi-elastischer Stoff ist




Damit diese Wassermoleküle in die Matratze aufgenommen und anschliessend an die Umgebungsluft abgegeben werden können, weisen alle eingesetzten Schaumstoffe einen hohen Grad an offenen Poren aus. Die



Atmungsaktivität ist zudem durch weitere Massnahmen in den INTEGRAMED Kappa-Matratzen konstruktiv eingebaut.

atmungsaktiv

Die INTEGRAMED Kappa-A Matratze wurde für Patienten entwickelt, deren Mobilität noch gegeben ist und zusätzlich gefördert werden soll. Das Körperbewusstsein wird nicht eingeschränkt. Darum ist diese Matratze auch sehr gut für neurologische Patienten und Patienten mit einer Heimpflege einsetzbar. Der Patient kann eine Lageveränderung trotz des anschmiegsamen Charakters dieser Matratze gut selbständig vornehmen. Während der Umpositionierung tritt ein sogenannter „Blaseballeffekt“ auf, wodurch die Luft in den Zellen ausgetauscht wird. Da die INTEGRAMED Kappa-A Matratze einen symmetrischen Aufbau hat, kann sie zur Schonung regelmäßig gewendet werden.



Die INTEGRAMED Kappa-B Matratze wurde für Patienten entwickelt, deren Mobilität weitgehend eingeschränkt ist. Hier sorgen sogenannte „Klimawellen“ im Matratzenkern nahe der Patientenoberfläche für eine zusätzliche Belüftung. Durch diese Konstruktion ist allerdings die Möglichkeit des Wendens nicht mehr gegeben.




hygienisch

INTEGRAMED Kappa-Matratzen unterscheiden sich nicht nur durch ihre Druckentlastung von herkömmlichen Matratzen. Zusätzlich unterscheiden sie sich in Bezug auf die Hygiene im Spital dadurch, dass Reinigungsprozesse wie Waschen, Autoklavieren, Desinfizieren und Wärmesterilisation des gesamten Kernaufbaus durchführbar sind. Die letztgenannten Verfahren sind bei Temperaturen von 90°C bis 105°C, über einen Zeitraum von 10 Minuten, möglich.

leicht handhabbar

Der hochwertige Stoff zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sich Bakterien, Viren und Pilze nicht festsetzen und vermehren können. Weiter ist er flammhemmend ausgestattet und erfüllt die strengen Anforderungen des Öko-Tex Standards 100 vollumfänglich. Seine Bi-Elastizität vermindert Faltenbildung und verringert eine zusätzliche Belastung der Haut durch Schwerkraft. Die große Strapazierfähigkeit des Stoffes, aber auch das relativ geringe Gewicht aller eingesetzten Materialien machen die Handhabung der INTEGRAMED Kappa-Matratzen für das Pflegepersonal zu einer leichten Aufgabe.

Die INTEGRAMED Kappa-Matratzen sind erhältlich in Längen und Breiten, passend zu den üblichen Spital- und Pflegebettgestellen. Die Gesamtdicke der Matratzen beträgt 150 mm.



CORPOMED Gesundheitskissen

Art.-Nr.	Bezeichnung	ca. Maß in cm
1000	Gesundheitskissen "Classic"	193 x 36
5600	Gesundheitskissen "Medium"	175 x 30
1100	Still- und Lagerungskissen "Mini"	127 x 28
1600	Kindernackenkissen	97 x 19
1800	Frühchenlagerungskissen	103 x 15
5096	LunaMed Set inkl. Bezug	193 x 35
5196	LunaMed Spezial Set inkl. Bezug	175 x 30



Art.-Nr.	Bezeichnung	ca. Maß in cm
1700	Kuschelkissen "Classic"	75 x 57 x 27
2700	Kuschelkissen "Maxi"	105 x 70 x 30




Art.-Nr.	Bezeichnung	ca. Maß in cm
1200	Nackenkissen A, bis 70 kg	68 x 72
1300	Nackenkissen B, ab 70 kg	75 x 30



Art.-Nr.	Bezeichnung	ca. Maß in cm
1400	Kopfkissen	66 x 38
2900	Kopfkissen, groß	80 x 80
1500	Lagerungskissen "Classic"	58 x 29
2200	Lagerungskissen, groß	80 x 45
8300	Meditationskissen	33 x 21




Art.-Nr.	Bezeichnung	ca. Maß in cm
3700	Lagerungskissen "gerade"	195 x 36
7400	Lagerungskissen "gerade"	250 x 32
7600	Lagerungskissen "gerade"	350 x 40
3400	Frühchenlagerungskissen "gerade"	117 x 14
3500	Frühchenlagerungskissen "gerade"	126 x 18
1800	Frühchenlagerungskissen "U-Form"	103 x 15
3300	Frühchenlagerungskissen "L-Form"	61 x 15



Art.-Nr.	Bezeichnung	ca. Maß in cm
3100	Zwillingsstillkissen	195 x 90 x 33
	Ohne Abbildung	
8400	Allergiker-Kissenbezug	80 x 90
8410	Allergiker-Bettwäsche	135 x 200
8420	Allergiker-Matratzenbezug	100 x 200 x 16



Art.-Nr.	Bezeichnung	Füllmenge
4800	Sitzsack Größe 1, ca. Sitzhöhe 40 cm	126 Liter
4870	Sitzsack Größe 4, ca. Sitzhöhe 55 cm	295 Liter
4890	Sitzsack Größe 0, ca. Sitzhöhe 65 cm	400 Liter
	Ohne Abbildung	
4855	Sitzsack BigCorpo, 180 cm x 140 cm	390 Liter



Art.-Nr.	Bezeichnung	ca. Maß in cm
	Kirschkernekkissen, sortierte Motive	
4900	Rechteck	25 x 20
4901	Quadrat, klein	16 x 16
4902	Quadrat, mittel	20 x 20
4903	Quadrat, groß	25 x 25
4907	Nackenkissen	97 x 19



Fixiersysteme

Salvafix MEMORY PRO

Complete set



This complete system permits having the maximum level of security of the patient and the medical staff, because of bed restraint is a not easy issue. This complete system is composed of individual parts, it can be used depending on the necessity at that moment. This is one of the most famous restraint system.

REF (without sewn perineal)	REF with sewn perineal)	Size
SVF3151	SVF3151P	S
SVF3150	SVF3150P	M
SVF3152	SVF3152P	L
SVF3153	SVF3153P	XL

Included elements

Packaging:

- 1 belt with 2 sewn lateral bands
(include a sewn perineal in SVF315*P codes)
- 1 perineal band
(not included in SVF315*P codes)
- 1 harness with thorax band
- 1 bed strap for harness
- 2 wrist bands
- 2 ankle bands
- 1 bed strap for ankle bands
- 15 locks (16 for L and XL)
- 4 magnetic keys
- 1 carry bag
- 1 extendable key-ring
- 1 DVD



Harness + Chest



Wrist bands



Belt with perineal band



Ankle bands



Alle Artikel auch einzeln erhältlich.

Salvafast

Transfer



Innovative device that provide quick restrain with secure and safe transport and transference of altered, violent, aggressive, or disoriented patients on emergency stretchers. It allows the patient's transference from the emergency stretcher to other stretcher or bed, without release the patient. It consists in a resistant and durable mat provided of a set of harness, wristbands and ankle bands, with double Velcro closure system, and a sliding base to improve the transference. Made in one piece, specially designed for use in any kind of emergency stretchers.



Monoblock system
Harness + Wristbands + Ankle bands in one piece.




REF	Size	Base	Wristbands	Ankle bands
SVT3710	One	172 x 45	15 x 30	20 x 40



Packaging:

- 1 salvafast transfer
- 1 bag for transport



Alle Artikel auch einzeln erhältlich.

Salvaclip SAFE

Waist band for (arm)chair



Secures around the patient's waist as a pelvic support. Ideal for patients with a strong upper trunk control. Restraint systems is the purpose of Medicare System.

REF	Size	Perimeter
SCF4355	M	90-135
SCF4356	L	115-165

Packaging:

- 1 waist band for (arm)chair
- 1 lock
- 1 magnetic key



Hilfen rund ums Bett

PM-Alpha® Antigleitkissen

Das Antigleitkissen wird unter die Oberschenkel eines im Bett sitzenden Patienten eingelegt. Durch die Antigleiteigenschaften der Oberfläche wird eine sanfte und bequeme Stütz- und Sicherungsfunktion erreicht.

Ein Herunterrutschen des Patienten aus der Sitzposition in das Bett wird mit dem Antigleitkissen erheblich verzögert.



Das Antigleitkissen verhindert das Herunterrutschen eines im Bett sitzenden Patienten.



Sichert die Sitzposition, nach dem Aufrichten des Kopfteils im Bett.

PM-Alpha® Antigleitkissen



REF	Größe	Material	VPE
PM-8050	40 x 50 cm	Polyethylen	1

Hilfen rund ums Bett

Antirutschmatten

Die Antirutschmatte verhindert ein Wegrutschen der Füße im Bett.

Eine Antirutschmatte erhöht den Reibungswiderstand zu 100%. Im Bett unter die Füße des Patienten gelegt, vermittelt die Antirutschmatte Rutschsicherheit während des Um- oder Hochlagerns. Die Antirutschmatte ermöglicht es dem Patienten, seine Ressourcen gezielt und bewegungsorientiert einzusetzen.



Die Antirutschmatte bietet dem Patienten bei einer Bewegung in Richtung Kopfende die Möglichkeit, sich mit den Füßen gut abzustützen.



Die Struktur der Matte verhindert ein Wegrutschen.

Antirutschmatten

REF	Größe	Material	VPE
PM-7010	35 x 25 cm	Dickfolie	1



REF	Größe	Material	VPE
PM-7011	45 x 38 cm	Dickfolie	1

Gleitmatten

PEM-Einweg-Gleitfolie

Die PEM-Einweg-Gleitfolie ist eine Schlauchfolie – hautverträglich, reißarm, latexfrei, biokompatibel und lebensmittelecht. Die besondere Zusammensetzung des Materials unterstützt die hohe Gleitfähigkeit beim Einsatz in der täglichen Pflege.

Die PEM-Einweg-Gleitfolie wird für alle möglichen Positionswechsel und Transfers von Patienten verwendet. Der Einweggebrauch der Gleitfolie bietet eine schnelle und vor allem hygienische Transferanwendung für die Pflegekräfte und fügt sich nahtlos in die Materialverwaltungslogistik einer Einrichtung ein. Rückengerecht und Kraft sparend für die Pflegekräfte, einfach und schonend für den Patienten reduzieren Sie mit der PEM-Einweg-Gleitfolie die Reibungskräfte, wenn Sie liegende oder sitzende Patienten bewegen und/oder umlagern. Die PEM-Einweg-Gleitfolie verringert weitgehendst die potenziellen Gefahren beim Bewegen von Patienten wie es das Arbeitsschutzgesetz, die Lastenhandhabungsverordnung und die berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften verlangen.



PEM-Einweg-Gleitfolie


REF	Größe
PM-060.50-100	50 x 100 cm

REF	Größe
PM-060.60-100	60 x 100 cm

PEM-Einweg-Gleitfolie inkl. Abrollkarton und Folienmesser

REF	
PM-060.65-100	

PEM-Einweg-Gleitfolie



PEM-Einweg-Gleitfolie

REF	Besonderheiten
PM-060.10	inkl. Wandhalterung

OnlyU® Einweg-Transferprodukte

OnlyU® Einweg-Haltegürtel

Professionelle Unterstützung beim Bewegen mit dem Patienten ohne hygienische Risiken ermöglicht der Petermann Einweg Haltegurt „OnlyU“. Der Einweg Haltegurt verbleibt mit dem Patienten während seinem Aufenthalt in der Klinik und kann anschließend nachhaltig entsorgt werden.

Mit dem Petermann Einweg Haltegurt „OnlyU“ wird die Verbreitung von multiresistenten und weiteren Keimarten eingedämmt und Kosten für aufwendige Wasch;- und Logistikkvorgänge eingespart.

Erhältlich im 5er Pack als Haltegurt und in Kombination mit einem Einweg Stabilisierungsgurt für die Beine.



- belastbar bis 160kg
- individuell auf Patienten- und Pfleger Umfang anpassbar

OnlyU® Einweg-Haltegürtel

REF	Größe	Besonderheiten
PM-070.10-5 (Einweg-Haltegürtel)	160 x 10 cm	5er Pack
PM-075.10-5 (Einweg- Beingurt)	113 x 10 cm	5er Pack

Umlagerungshilfen Röntgenbereich

PM-Alpha® Röntgenraupe mit Schutzfolie

Die Röntgenraupe ist das ideale Hilfsmittel für den sicheren und für Patient und Pfleger schonenden Umgang mit der Röntgenkassette am Patienten.

Das innovative Prinzip der in sich rotierenden Petermann Röntgenraupe, bei dem die Röntgenraupe einfach unter dem Patienten eingeschoben wird, stellt einen großen Fortschritt in der Anwendung von Röntgenkassetten am Patienten dar.

Um den strengen hygienischen Anforderungen gerecht zu werden, kann die Petermann Röntgenraupe problemlos wischdesinfiziert werden. Im angebotenen Set finden sich außerdem Einweg Schutzfolien für die Röntgenkassette, um einen sicheren und effizienten Arbeitsablauf zu gewährleisten.



PM-Alpha® Röntgenraupen-Set (6-tlg.)

REF	Typ
PMF-8266	
PMF-8260	5 x Röntgenraupe
PMF-8261	1x Schutzfolie

PM-Alpha® Röntgenraupen-Set (3-tlg.)

REF	Typ
PMF-8265	
PMF-8260	2 x Röntgenraupe
PMF-8261	1x Schutzfolie

PM-Alpha® Röntgenraupe

REF	Größe	Material	Farbe
PMF-8260	54 x 42 cm	Nylon/PE	blau
PMF-8360	54 x 57 cm	Nylon/PE	blau

Schutzfolie

REF	Größe	Besonderheit
PMF-8261	80 x 45 cm	100 Stk. Auf einer Rolle perforiert
PMF-8361	80 x 51 cm	100 Stk. Auf einer Rolle perforiert

Umlagerungshilfen Röntgenbereich

PM-Alpha® Röntgenmatte

Die Röntgenmatte ist speziell als Röntgentischauflage zur Lagerung von Patienten konzipiert worden. Die angenehme Oberfläche und die Polsterung bieten dem Patienten eine bequeme Auflage während des Röntgens.

Die Oberfläche ist leicht und einfach zu desinfizieren. Durch die hohe Belastbarkeit, die gleitfähige Unterseite und den seitlichen Griffleisten an den Längsseiten ist das Verschieben des Patienten auf dem Röntgentisch für die Pflegekräfte problemlos möglich.



Die Griffleisten erleichtern das Verschieben des Patienten.

PM-Alpha® Röntgenmatte

REF	Größe	Material	Farbe
PMF-8200	190 x 60 cm	PVC/Nylon	blau
PMF-8220	190 x 85 cm	PVC/Nylon	blau

Gleitmatten

PM-Alpha® Gleitmatte 190 x 60 cm

Die Gleitmatten reduzieren den Reibungswiderstand während der Bewegung von Patienten. Sie erleichtern besonders gut den Patienten-Transfer im Bett, zur Duschlage, in den Rollstuhl usw.



Je nach Funktionsbild des Patienten unterstützen die Gleitmatten in der Anwendung gleichzeitig den Brustkorb und das Becken für das Lagern und Drehen auf die Seite. Eine Vielzahl von weiteren Einsatzmöglichkeiten, wie das Umlagern eines schweren, besonders pflegebedürftigen Patienten von der Rücken- in die Bauchlage, sind mit der Gleitmatte möglich, wenn sie mit weiteren Hilfsmitteln kombiniert wird.

PM-Alpha® Gleitmatte 190 x 60 cm

REF	Größe	Material
PM-1010	190 x 60 cm	PES / Carbon

PM-Alpha® Gleitmatte 100 x 70 cm

REF	Größe	Material
PM-1210 M	100 x 70 cm	PES / Carbon
PM-1220 M	100 x 70 cm	PES / Carbon

PM-Alpha® Gleitmatte 110 x 80 cm

REF	Größe	Material
PM-1215	110 x 80 cm	PES / Carbon

PM-Alpha® Gleitmatte 50 x 60 cm


REF	Größe	Material
PM-2010	50 x 60 cm	PES / Carbon
PM-2020	50 x 60 cm	Cotton / Naturdrell

Lagerungskeile (3-teilig)


PM-Alpha® Lagerungskeile (3-teilig)

Die Lagerungskeile wurden für die aktive und korrigierende Lagerung von pflegebedürftigen Menschen entwickelt.

Durch den variablen Einsatz kann je nach geplanter pflegerischer Maßnahme eine ziel- und zweckorientierte Lagerung durchgeführt werden.



Anwendungsbeispiel



2.) Lagerungsvariante für Seitenlagerung sowie für Positionsveränderung durch Mikrolagerungen, besonders in Kombination mit den Alpha Gleitmatten und Drehlaken

3.) Positionierungsvariante bei Nahrungsaufnahme bzw. zur Sicherung des Herunterrutschens bei gewünschter Sitzposition im Bett

4.) Positionierungsvariante für Verbandswechsel am Steiß sowie zur Grundpflege und zum Wechsel des Inkontinenzmaterials (sichere und stabile Lagerung bis 135°)


PM-Alpha® Lagerungskeile (3-teilig)

REF	Größe	Material
PM-8010	2 x Lagerungskeil 25 x 22 x 13/0 cm 1 x Lagerungskeil 50 x 22 x 13/0 cm	PU-rutschhemmend

Aufricht- und Hebehilfen

PM-Alpha® Aufrichthilfe Magic & Beingurt

Der Beingurt kann gut mit dem Rutschbrett, der Drehscheibe, der Aufrichthilfe oder dem Haltegürtel kombiniert werden. So wird der Transfer erheblich rückengerechter für die Pflegekraft und schonender, leichter für den Patienten.



Der Beingurt wird unterhalb der Kniehöhe sanft um die Beine des sitzenden Patienten gelegt und mit dem Klettverschluss verbunden. Die Pflegekraft stellt jetzt ihren Fuß leicht zwischen die Füße des Patienten. Der Beingurt fixiert das Stehvermögen des Patienten während des Aufrichtens beim Transfer und erlaubt der Pflegekraft mit leichtem Gegendruck gegen den Beingurt, die Drehbewegung zu stabilisieren.



Mit der Beingurt-Erweiterung kann der Beingurt bei großen Beinumfangen variabel eingesetzt werden.

PM-Alpha® Aufrichthilfe + Beingurt

REF	inkl. Aufrichthilfe Magic	inkl. Beingurt
PM-3025	PM-3015	PM3005

Aufricht- und Hebehilfen


PM-Alpha® Aufrichthilfe Pegasus

Überall, wo Menschen mit Handicap stürzen, aus welchen Gründen auch immer, und sich mit eigener Körperkraft nicht oder nur sehr schwer aus dem Boden- in einen Sitzbereich bewegen können, leistet die Aufrichthilfe Pegasus eine effiziente Hilfestellung.

Sehr klein, sicher, kompakt und federleicht mechanisch zu bedienen. Der Pegasus ist jederzeit bereit, die Person nach einer Fallsituation zu unterstützen, dass sie sich alleine und selbstbestimmt oder mit vertrauter Hilfe aus einer Liegeposition in eine für sie angenehme transfere Sitzposition bewegen kann. Zuhause im Wohnbereich und ideal für den stationären wie für den ambulanten Einsatz, steht der Pegasus immer in Bereitschaft, um zu unterstützen und zu helfen.



Anwendungsbeispiel



PM-Alpha® Aufrichthilfe Pegasus Set (inkl. Aufrichthilfe Quick PM-6080 + Gleittuch PM-0652)

REF	Größe	Gewicht	Material	Bedienung
PM-4225	Sitzbreite: 35 cm Sitztiefe: 56 cm Schiefe Ebene: 34 cm Höhe min.: 7 cm Höhe max.: 42 cm Standfläche: 36 x 64 cm	9,5 kg	Edelstahl	manuell über eine mobile Hand- kurbel


Aufricht- und Hebehilfen

PM-Alpha® Aufrichthilfe Quick

Die Aufrichthilfe ist ein universelles Hilfsmittel mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Die Kombination mit dem Rutschbrett bewährt sich beim Umsetzen des Patienten z.B. in den Rollstuhl.



Anwendungsbeispiel



PM-Alpha® Aufrichthilfe Quick

REF	Größe	Material
PM-6080	145 x 11 cm	Nylon

Umlagerungs- & Transferhilfen

BlueMotion® Gleittuch

Die Petermann BlueMotion® Serie bildet unser Basisprogramm und bietet bekannte Petermann Qualität und überzeugende Produkteigenschaften.

Die BlueMotion® Gleittücher und Gleitlaken ermöglichen das Bewegen des Patienten im Bett. Zusätzlich wird auch ein Umsetzen in den Rollstuhl, auf die Toilette, den Stuhl oder Duschstuhl durch unsere BlueMotion® Gleittücher und Gleitlaken ermöglicht. Hierbei bietet sich eine Kombination mit dem Alpha® Rutschbrett, der Alpha® Aufrichthilfe Magic oder dem Alpha® Haltegürtel an.



BlueMotion® Gleittuch

REF	Größe	Material
BM-0652	60 x 52 cm	Polyamid
BM-0907	90 x 70 cm	Polyamid
BM-0910	90 x 100 cm	Polyamid
BM-0911	90 x 110 cm	Polyamid
BM-1170	110 x 70 cm	Polyamid
BM-1190	110 x 90 cm	Polyamid
BM-1370	130 x 70 cm	Polyamid
BM-1970	195 x 70 cm	Polyamid

BlueMotion® Gleitlaken

REF	Größe	Material
BM-K-1975	195 x 73 cm	Polyamid

Hilfen rund ums Bett


PM-Alpha® Bettleiter

Das Schlaufenband dient als Aufrichthilfe und besteht ausschließlich aus Nylon. Deshalb liegt es im Gegensatz zur üblichen Bettleiter nicht schwer auf dem Bett und kann geräuscharm abgelegt werden. Es unterstützt den Patienten im Sinne des physiologischen Bewegungsmusters beim Aufrichten des Oberkörpers bis hin zum aufrechten Sitz.



Das Schlaufenband kann auch an der Decke über dem Bett in einen Schraubhaken eingehängt werden und ermöglicht so eine unterstützende Greifsicherheit beim Rollstuhltransfer oder beim Aufstehen aus dem Bett.

Anwendungsbeispiel



Die Bettleiter ermöglicht das selbstständige Aufrichten im Bett.

PM-Alpha® Bettleiter

REF	Größe	Material
PM-6090	170 x 8 cm	Nylon

Hilfen rund ums Bett

PM-Alpha® Drehscheibe

Die Drehscheibe kann stehfähigen Patienten das Umsetzen z. B. zwischen Bett und Rollstuhl erleichtern.

Die Drehscheibe wird zum Umsetzen eines sitzfähigen Patienten, der mit seinen Füßen etwas Gewicht übernehmen kann, verwendet.



Anwendungsbeispiel



PM-Alpha® Drehscheibe

REF	Durchmesser	Material
PM-5080	40 cm	ABS-Kunststoff

Hilfen rund ums Bett


PM-Alpha® Fußstuhl

Der Fußstuhl dient der Unterstützung des Patienten bei Toilettengängen und Transfers vom Bett in den Rollstuhl.

Der Fußstuhl ist als Stütze vorgesehen z. B. beim Toilettengang oder Abstützen und Positionieren beim Sitzen auf dem Stuhl oder Bett.



Anwendungsbeispiel



*mit Alpha® PM-5080 Drehscheibe



*mit Alpha® PM-5080 Drehscheibe und Alpha® PM-6014 Haltegürtel



PM-Alpha® Fußstuhl

REF	Größe	Material
PM-8090	32 x 38 x 8,5 cm	Polyethylen

Umlagerungs- & Transferhilfen

PM-Alpha® Rollboard Vision

Nirgends ist das neue PM-Alpha Rollboard Vision so überzeugend wie beim souveränen Handling und der kompromisslosen Transfer- und Pflegesicherheit, vereint in der modernen Verbindung von Qualität, Form und Funktion.

Das Rollboard Vision eignet sich besonders gut zum schonenden, schmerzfreien und reibungsarmen Transfer von liegenden, z. B. schweren, besonders pflegebedürftigen oder prämedizierten Patienten auf einen Duschwagen, in ein anderes Bett, auf eine Liege, in verschiedene Arten von Rollstühlen, auf einen Röntgen-, Untersuchungs- bzw. Operationstisch.

Erweitern Sie für sich alle Transfermöglichkeiten mit dem PM-Alpha Rollboard Vision und den vielseitigsten Eigenschaften, die dieser neuen Generation von Transfer-Hilfsmitteln eine unnachahmliche Klasse verleihen. PM-Alpha Rollboard Vision bindet Maße und Werte in sich, wie die Durchschnittsgröße und das Durchschnittsgewicht der Patienten in Europa.

- Röntgen- und MRT-fähig
- Belastung max.: 200 kg (optional 300 kg)



PM-Alpha® Rollboard Vision

REF	Größe	Besonderheiten:
PMF-9085	95 x 50 cm	faltbar
PMF-9150	150 x 60 cm	faltbar
PMF-9170	180 x 50 cm	faltbar
PMF-9185	180 x 65 cm	faltbar, mit Zugschlaufen für extra Reichweite
PMF-9180	195 x 50 cm	faltbar

Umlagerungs- & Transferhilfen

PM-Alpha® Schutzfolie für Rollboard Vision

In der Chirurgie und artverwandten Klinikbereichen ist der Schutz des Patienten vor Infektionen bei weitem der wichtigste Grund, der für den Einsatz der Schutzfolie spricht.

Textile Produkte wie das Rollboardcover unterliegen höchsten Anforderungen, besonders in Bezug auf die Desinfektion. Die große Vielzahl von Desinfektionsmitteln erschwert die Beschreibung einer sicheren Desinfektionsanwendung.



Für eine einfache und absolut sichere Anwendung in hygienisch sensiblen Bereichen bietet die Alpha® Schutzfolie die verlässliche und wirtschaftliche Lösung.

PM-Alpha® Schutzfolie für Rollboard Vision

REF	Größe	Besonderheiten:	
PMF-0192	99 x 0,54 m	55 Stk auf einer Rolle perforiert	1 Stk: 54,5 x 180 cm
PMF-0191	99 x 0,54 m	110 Stk auf einer Rolle perforiert	1 Stk: 54,5 x 90 cm
PMF-9172	108 x 0,53 m	60 Stk auf einer Rolle perforiert (inkl. Folienmesser)	1 Stk: 53 x 180 cm